

# PushTracker E2

Seamless power assist experience



permobil

Use the listed steps for  
quick set up, with no  
WiFi/phone required →






- 1 Turn on your PushTracker E2 by holding down the button on the side. Follow the prompts on the screen for the Wear OS by Google tutorial.



- 2 Turn on your SmartDrive. Touch the "SmartDrive MX2+" button on the screen to open the app. Wear the device or cover the sensor on the back to proceed.



- 3 Touch the "Turn Power Assist On" button to pair/connect your SmartDrive. Phone permissions are required to pair/connect the devices, not to connect/manage a phone. Read the prompts for details and accept the permissions.



- 4 Select the SmartDrive that appears on the screen. You know it's connected when the outer border on the screen is blinking blue.



- 5 Touch "Turn Power Assist Off", then swipe up until you see the menu. Select your language and open/adjust settings prior to first time use.



Wear OS by Google and YouTube are trademarks of Google, LLC

CUT OR TEAR HERE IF NEEDED

APPLY ADHESIVE HERE

E2SM2-QSS Rev. A

	<b>DK</b>	Hjælpemotor til problemfri oplevelse Brug de anførte trin til hurtig opsætning uden behov for Wi-Fi	
	<b>NL</b>	Naadloze power assist-ervaring Volg de vermelde stappen voor een snelle installatie, zonder dat wifi/telefoon vereist is	
	<b>FR</b>	L'expérience de l'assistance au pouvoir sans faille Suivez les étapes énumérées pour une installation rapide, sans avoir besoin de WiFi/téléphone	
	<b>DE</b>	Nahtloser Übergang zur E-Motor-Unterstützung. Gehen Sie bei der Schnellinstallation ohne WLAN / Handy folgendermaßen vor.	
	<b>IT</b>	Esperienza di assistenza alla potenza senza soluzione di continuità Utilizzare i passi elencati per la configurazione rapida, senza bisogno di WiFi/telefono	
	<b>NO</b>	Glatt Strøm assistanse opplevelse Bare bruk de oppførte trinnene for rask oppsett, ingen WiFi / telefon er nødvendig	
	<b>ES</b>	Experiencia de asistencia de movilidad eficiente Usar los pasos detallados para una instalación rápida que no requiere Wi-Fi ni teléfono	
	<b>IT</b>	Italiano	
	<b>NO</b>	Norsk	
	<b>ES</b>	Español	
	<b>SE</b>	Svenska	
<b>1</b>	<b>DK</b>	Tænd for din PushTracker E2 ved at trykke ned på knappen i siden. Følg meddelelserne på skærmen til Wear OS fra Googles vejledning.	
<b>1</b>	<b>NL</b>	Houd de knop aan de zijkant ingedrukt om de PushTracker E2 in te schakelen. Volg de aanwijzingen op het scherm voor de Wear OS by Google-zelfstudie.	
<b>1</b>	<b>FR</b>	Allumez votre PushTracker E2 en appuyant sur le bouton situé sur le côté. Suivez les instructions à l'écran pour le tutoriel Wear OS by Google.	
<b>1</b>	<b>DE</b>	Schalten Sie Ihren PushTracker E2 ein, indem Sie den Schalter auf der Seite gedrückt halten. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm für das Wear OS by Google Tutorial.	
<b>1</b>	<b>IT</b>	Accendere il PushTracker E2 tenendo premuto il pulsante sul lato. Seguire le indicazioni sullo schermo per il tutorial Wear OS by Google.	
<b>1</b>	<b>NO</b>	Slå på PushTracker E2 ved å holde nede knappen på siden. Følg instruksjonene på skærmen for Wear OS av Google opplæringen.	
<b>1</b>	<b>ES</b>	Prender el PushTracker E2 al mantener presionado el botón del costado. Seguir las indicaciones de la pantalla para el instructivo de Wear OS de Google.	
<b>1</b>	<b>SE</b>	Slå på din PushTracker E2 genom att hålla ned knappen på sidan. Följ anvisningarna på skärmen för Wear OS by Google-handledning.	
<b>2</b>	<b>DK</b>	Tænd for din SmartDrive. Tryk let på knappen til SmartDrive MX2+ på skærmen for at åbne appen. Tag anordningen på/dæk sensoren på bagsiden for at gå videre.	
<b>2</b>	<b>NL</b>	Schakel de SmartDrive in. Raak de knop SmartDrive MX2+ op het scherm aan om de app te openen. Draag het apparaat/bedeck de sensor aan de achterkant om verder te gaan.	
<b>2</b>	<b>FR</b>	Allumez votre SmartDrive. Touchez le bouton SmartDrive MX2+ sur l'écran pour ouvrir l'application.	
<b>2</b>	<b>DE</b>	Schalten Sie den SmartDrive ein. Berühren Sie die SmartDrive MX2+ Schaltfläche auf dem Bildschirm, um die App zu öffnen. Tragen Sie das Gerät / decken Sie den hinteren Sensor ab, um fortzufahren.	
<b>2</b>	<b>IT</b>	Accendere lo SmartDrive. Toccare il pulsante SmartDrive MX2+ sullo schermo per aprire l'applicazione.	
<b>2</b>	<b>NO</b>	Slå på SmartDrive. Trykk på SmartDrive MX2 + -knappen på skjermen for å starte appen. Bruk enheten / dekk til sensoren på baksiden for å fortsette.	
<b>2</b>	<b>ES</b>	Prender el SmartDrive. Presionar el botón MX2+ de SmartDrive en la pantalla para abrir la aplicación. Ponerse el dispositivo o cubrir el sensor en la parte trasera para continuar.	
<b>2</b>	<b>SE</b>	Slå på din SmartDrive. Tryck på SmartDrive MX2 + -knappen på skärmen för att öppna appen. Använd enheten/täck sensorn på baksidan för att fortsätta.	
<b>3</b>	<b>DK</b>	Tryk let på knappen "Tænd for hjælpemotoren" for at parre/tilslutte din SmartDrive. Der kræves telefoniske tilladelser for at parre/tilslutte anordningerne, men ikke til at tilslutte/betjene en telefon. Læs meddelelserne for nærmere oplysninger og bekræft tilladelserne.	
<b>3</b>	<b>NL</b>	Raak de knop "Turn Power Assist On" aan om de SmartDrive te koppelen/verbinden.	
<b>3</b>	<b>FR</b>	Touchez « Désactiver l'assistance électrique », puis faites glisser le curseur vers le haut jusqu'à ce que vous voyiez le menu. Sélectionnez votre langue et ouvrez/ajustez les paramètres avant la première utilisation.	
<b>3</b>	<b>DE</b>	Berühren Sie „Power Assist abschalten“ und wischen dann über den Bildschirm, bis Sie das Handygenehmigungen erforderlich, um die Geräte zu paaren, nicht um ein Handy zu verbinden/ bearbeiten. Lesen Sie die Aufforderungen für Details und akzeptieren die Genehmigungen.	
<b>3</b>	<b>IT</b>	Toccare il pulsante "Attiva Power Assist", quindi scorrere verso l'alto fino a visualizzare il menu. Selezionare la lingua e aprire/regolare le impostazioni prima del primo utilizzo.	
<b>3</b>	<b>NO</b>	Trykk på "Slå av strømmassistenten", og sveip deretter oppover til du ser menyen. Der kan du velge språk og åpne / justere innstillinger.	
<b>3</b>	<b>ES</b>	Practicar usar el SmartDrive para mejorar la experiencia general. Obtener más información (p. ej., sugerencias de práctica, configurar la hora) en permobilus.com/howtosmartdrive	
<b>3</b>	<b>SE</b>	Öva på att använda din SmartDrive för att förbättra hela upplevelsen. Läs mer (t.ex. övningstips, ställa in tiden) på permobilus.com/howtosmartdrive	
<b>4</b>	<b>DK</b>	Vælg den SmartDrive, der vises på skærmen. Du ved, at den er tilsluttet, når den ydre kant på skærmen blinker med blått.	
<b>4</b>	<b>NL</b>	Selecteer de SmartDrive die op het scherm verschijnt. Het apparaat is verbonden als de buitenste rand op het scherm blauw knippert.	
<b>4</b>	<b>FR</b>	Sélectionnez le SmartDrive qui apparaît à l'écran. Vous savez qu'il est connecté lorsque la bordure extérieure de l'écran clignote en bleu.	
<b>4</b>	<b>DE</b>	Wählen Sie den SmartDrive, der auf dem Bildschirm erscheint. Sie erkennen die stehende Verbindung, wenn die Außenlinie auf dem Bildschirm blau blinkt.	
<b>4</b>	<b>IT</b>	Selezionare SmartDrive che compare sullo schermo. È collegato quando il bordo esterno dello schermo lampeggia in blu.	
<b>4</b>	<b>NO</b>	Du må velge SmartDrive når den vises på skjermen. Den er koblet til når den ytre kanten på skjermen blinker blått.	
<b>4</b>	<b>ES</b>	Seleccionar el SmartDrive que aparece en la pantalla. Sabrá que se conectó cuando el borde exterior de la pantalla parpadee azul.	
<b>4</b>	<b>SE</b>	Välj SmartDrive som visas på skärmen. Du vet att den är ansluten när den yttre kanten på skärmen blinkar blått.	
<b>5</b>	<b>DK</b>	Tryk let på "Sluk for hjælpemotoren", og swipe opad, indtil du ser menuen. Vælg dit sprog og åbn/juster indstillingerne inden første brug.	
<b>5</b>	<b>NL</b>	Raak "Turn Power Assist Off" aan en veeg omhoog totdat u het menu ziet. Selecteer uw taal en open/pas instellingen wanneer u het apparaat de eerste keer gebruikt.	
<b>5</b>	<b>FR</b>	Touchez « Désactiver l'assistance électrique », puis faites glisser le curseur vers le haut jusqu'à ce que vous voyiez le menu. Sélectionnez votre langue et ouvrez/ajustez les paramètres avant la première utilisation.	
<b>5</b>	<b>DE</b>	Berühren Sie „Power Assist einschalten“, um den SmartDrive zu verbinden. Es sind Menü sehen. Wählen Sie Ihre Sprache aus und öffnen / bearbeiten die Einstellungen für die erste Inbetriebnahme.	
<b>5</b>	<b>IT</b>	Toccare "Disattiva Power Assist", quindi scorrere verso l'alto fino a visualizzare il menu. Selezionare la lingua e aprire/regolare le impostazioni prima del primo utilizzo.	
<b>5</b>	<b>NO</b>	Trykk på "Slå av strømmassistenten", og sveip deretter oppover til du ser menyen. Der kan du velge språk og åpne / justere innstillinger.	
<b>5</b>	<b>ES</b>	Practicar usar el SmartDrive para mejorar la experiencia general. Obtener más información (p. ej., sugerencias de práctica, configurar la hora) en permobilus.com/howtosmartdrive	
<b>5</b>	<b>SE</b>	Öva på att använda din SmartDrive för att förbättra hela upplevelsen. Läs mer (t.ex. övningstips, ställa in tiden) på permobilus.com/howtosmartdrive	
<b>6</b>	<b>DK</b>	Øv dig på at bruge din SmartDrive for at gøre den overordnede oplevelse bedre. Læs mere (fx øvelsetips, indstilling af klokkeslæt) på permobilus.com/howtosmartdrive	
<b>6</b>	<b>NL</b>	Wear OS fra Google en YouTube er varemærker tilhørende Google, LLC	
<b>6</b>	<b>FR</b>	Entraînez-vous à utiliser votre SmartDrive pour améliorer l'expérience globale. Pour en savoir plus (par exemple, conseils pratiques, fixation de l'heure), consultez le site permobilus.com/howtosmartdrive	
<b>6</b>	<b>DE</b>	Üben Sie die Verwendung des SmartDrive, um das Nutzungserlebnis zu verbessern. Erfahren Sie mehr (z.B. Übungstips, Zeiteinstellung) auf permobilus.com/howtosmartdrive	
<b>6</b>	<b>IT</b>	Wear OS by Google e YouTube sono marchi di Google, LLC	
<b>6</b>	<b>NO</b>	Øv deg på å bruke SmartDrive for å få den beste opplevelsen. Lær mer (f.eks. Øvelsetips, innstilling av tid) her permobilus.com/howtosmartdrive	
<b>6</b>	<b>ES</b>	Practicar usar el SmartDrive para mejorar la experiencia general. Obtener más información (p. ej., sugerencias de práctica, configurar la hora) en permobilus.com/howtosmartdrive	
<b>6</b>	<b>SE</b>	Wear OS de Google y YouTube son marcas registradas de Google, LLC	