

# Smart Check<sup>®</sup>

by ROHO<sup>®</sup>

## Operation Manual



Supplier: This manual must be given to the user of this product.

Operator (Individual or Caregiver): Before using this product, read instructions and save for future reference.

s h a p e f i t t i n g t e c h n o l o g y<sup>®</sup>



# Smart Check® by ROHO®

## Bruksanvisning

Leverandør: Denne håndboken skal gis til brukeren av dette produktet.

Operatør (individ eller omsorgsyrter): Før bruk av dette produktet, bør du lese bruksanvisninger og bevare den for fremtidig referanse.

## Innholdsfortegnelse

Bruksområde	98-99
Viktig sikkerhetsinformasjon	
Forklaring symboler	100
Spesifikasjoner	101
Innhold forpakning	
Kort om Smart Check	102
Innstilling av Smart Check (Smart Setup)	103-104
Check-Instruksjonene (Kontrollsjekk)	105
Alternative innstillinger (Optional Setup)	106
Veiledning for håndsjekk	
Instruksjoner for nullstilling	107
Frakobling og oppbevaring	
Feilsøking	
Begrenset garanti	
Rengjøring og desinfisering	108
Skifte batteri	
Avfallshåndtering	



ROHO, Inc., 100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429 U.S.A.

USA: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449 • Kundeservice: [orders.roho@permobil.com](mailto:orders.roho@permobil.com)

Utenfor U.S.A: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518 • [intlorders.roho@permobil.com](mailto:intlorders.roho@permobil.com)  
[permobilus.com](http://permobilus.com)

ROHO-produkter kan være dekket av en eller flere amerikanske og utenlandske patenter og varemerker, inkludert ROHO®, Hybrid Elite®, Hybrid Elite SR™, Sensor Ready®, shape fitting technology®, Smart Check® by ROHO®, and Smart Check®.

ROHO, Inc. jobber kontinuerlig med produktforbedring og forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet. En gjeldende versjon av dette dokumentet er tilgjengelig på [permobilus.com](http://permobilus.com).


© 2015, 2018 ROHO, Inc.

Rev: 04/06/2018

## Bruksområde

Smart Check® by ROHO® (Smart Check) er et system som angir når luftmengden i puten er ferdig innstilt til brukeren. Når luftmengden deretter kontrolleres indikerer Smart Check om luftmengden bør justeres.

Smart Check passer kun til *ROHO® Enkammer pute med Sensor Ready® Technology (Sensor Ready pute)* eller *ROHO® Hybrid Elite SR-pute (Hybrid Elite SR)*.



## Viktige sikkerhetsinformasjon

- Les hele denne bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk.
- ROHO medisinsktekniske produkter er ment å være en del av et generelt behandlingsopplegg. En kliniker bør gjøre produktanbefalinger basert på en vurdering av individets medisinske og terapeutiske behov og generelle tilstand. Klinikeren bør også vurdere brukerens visuelle, lese og kognitive evner for å avgjøre behovet for hjelp ved bruk av produktet, inkludert å gi brukeren en bruksanvisning i stor skrift. Bruk av dette produktet eliminerer ikke rutinemessig inspeksjon av produktet og alle normale aktiviteter knyttet til hud og bløtvevsbeskyttelse (vektendringer, hudinspeksjon, generell hudpleie, osv.)

## Advarsler

- Smart Check av ROHO skal bare brukes med ROHO Sensor Ready Cushion of Hybrid Elite SR. Bruk av en pute som ikke er kompatibel vil påvirke Smart Check-funksjoner, redusere eller eliminere fordelene av puten og vil øke risikoen for huden og annet bløtvev. Bruk av en pute som ikke er kompatibel kan føre til skade på Smart Check og vil ugyldiggjøre garantien.
- BRUK IKKE en pute med for lite eller for mye luft fordi putens egenskaper vil reduseres eller elimineres, noe som igjen resulterer i økt risiko for skade på hud og annet bløtvev. Hvis det virker som puten ikke holder på luften, eller hvis du ikke klarer å pumpe opp eller slippe ut luften, se FEILSØKING-avsnittet i bruksanvisningen som fulgte med puten. Ta umiddelbart kontakt med din terapeut, forhandler eller ROHO, Inc. dersom problemet vedvarer.
- Sjekk luftnivået ofte, minst en gang om dagen, ved å bruke Smart Check eller håndsjekk.
- Utfør Smart Setup eller Optional Setup på nytt ved følgende endringer: 1) Smart Check brukes av en annen person; 2) bytte av pute eller stol; eller 3) fysiologiske endringer hos bruker (for eksempel vekttap eller vektøkning). Før en ny Setup utføres, må tidligere registrerte Smart Check-innstillinger slettes. Se INSTRUKSJONER FOR NULLSTILLING.
- BATTERIENE MÅ OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN OG ANDRE SOM KAN PUTTE USPISELIGE GJENSTANDER I MUNNEN. Svelging kan føre til alvorlige skader eller død. Søk UMIDDELBART medisinsk nødhjelp.
- UTVIS FORSIKTIGHET når barn er til stede for å unngå kvelningsfare. Koble fra Smart Check når den ikke er i bruk og oppbevar den på et trygt og lett tilgjengelig sted.

## Viktige sikkerhetsinformasjon, forts.

### Advarsler, forts.

- Bruk av tilbehør (f.eks. pumpe eller putetrekk) utenom det som er levert av ROHO, Inc., kan være risikabelt og kan ugyldiggjøre produktgarantien.
- Smart Check eller andre deler MÅ IKKE modifiseres. Slike endringer kan føre til skade på produktet og vil ugyldiggjøre garantien.
- MÅ IKKE brukes nær antennelige bedøvelsesmidler og/eller i et oksygenrikt miljø. Slik bruk øker risikoen for brann eller eksplosjon.
- Hvis puten føles ustabil under Smart Setup, skal det gjøres en nullstilling og Smart Setup gjentas. Dersom puten fremdeles føles ustabil, utføres en Optional Setup (alternativ innstilling) og ta kontakt med en helsearbeider.
- Puten MÅ ha riktig størrelse i forhold brukerens størrelse. HVIS PUTEN IKKE HAR RIKTIG STØRRELSE, kan Smart Check kanskje ikke registrere riktig luftmengde under Smart Setup, noe som reduserer eller eliminerer fordelene med puten og øker risikoen for skader på hud og annet bløtvev.
- Alle aspekter rundt bruken av Smart Check beskrevet i denne bruksanvisningen kan utføres av brukeren eller av helsepersonell. Hvis du ikke klarer å utføre en eller flere av oppgavene beskrevet i denne bruksanvisningen, be om hjelp.
- BRENNFARE: Hvis temperaturen overskrider 47 °C, UNNGÅ kontakt med produktets overflate i mer enn ti (10) minutter.
- Smart Check MÅ KUN brukes sammen med et tilhørende ROHO-putetrekk. Bruk av annet trekk kan påvirke Smart Check-funksjonenes nøyaktighet.
- IKKE utfør vedlikehold på Smart Check mens den er i bruk. Det kan føre til feilfunksjon.
- Puten skal innstilles i de vanlige bruksomgivelsene. Foreta en kontrollsjekk når omgivelsene endres vesentlig (temperatur, høyde over havet).






### Advarsler

- Daglig: Undersøk Smart Checks hurtigkobling, slange og etui for slitasje eller skader, og for å sikre at de delene er ordentlig festet. IKKE bruk Smart Check hvis en eller flere deler har skader, eller ikke kan festes ordentlig.
- ROHO, Inc. anbefaler Smart Check kontrolleres regelmessig av en kvalifisert servicetekniker.
- IKKE legg Smart Check i bløt i noen som helst type væske, siden dette vil skade produktet.
- Beskytt Smart Check mot kraftige støt som kan forårsake skade og/eller sprekker.
- IKKE utsett produktet for høy varme, åpen ild eller glødende aske.
- IKKE bruk luftventilen, Hurtigkobling eller andre deler på Smart Check som håndtak for å bære eller dra puten.
- Langvarig eksponering for ozon kan bryte ned enkelte av materialene i produktet, påvirke produktets ytelse og ugyldiggjøre produktgarantien.
- Langvarig eksponering for UV-lys / sollys kan føre til at etikettene på produktet falmer.

## Forklaring symboler

Advarsel		Temperaturgrense	
Se bruksanvisningen.		Luftfuktighet (relativ, ikke-kondenserende)	
Produksjonssted		Lufttrykk	
Oppbevares tørt		Kvelningsfare	
Tørk av for hånd.		Ikke kast som husholdningsavfall.	
Lufttørkes		Bruker ID	
Bruk ikke blekemiddel/klorin.		IEC 60601-1: Type BF Applied Part	
Lavt batterinivå: gult lys			

## Spesifikasjoner

<p>Oppbevaring</p>  <p>-25°C (-13°F) — +70°C (158°F)</p>	 <p>93% 0-5%</p>
<p>Bruk</p>  <p>0°C (32°F) — 48°C (118°F)</p>  <p>700 hPa — 1060 hPa</p>	 <p>93% 0-5%</p> <p>Høydebegrensning (høyde over havet); Nedre - 410 m Øvre 3185 m</p>

- Smart Check: polykarbonat med frontpanel av polyester
- Oppbevaringsetui: polystyren
- Slange: polyuretan
- Hurtigkobling: acetal
- Dette produktet er i henhold til RoHS2.
- Smart Check er Type BF Applied Part. Smart Check er testet og godkjent iht IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 og IEC 60601-1-11; sertifisert iht CAN/CSA Standard C22.2 No. 60601-1. Elektromagnetisk forstyrrelse forårsakes ikke av Smart Check og påvirker heller ikke Smart Check.
- Forventet levetid: 5 år
- Batterier: ett (1) år typisk driftstid
- Smart Check er IP54-gradert (beskyttet mot støv og vannsprut).

## Innhold forpakning

Forpakningen inneholder: Smart Check® fra ROHO®, bruksanvisning, registreringskort og oppbevaringsetui

Produktregistrering: Send den vedlagte produktregistreringen i posten eller registrer produktet på ROHO.com.


 For informasjon om puten, se bruksanvisningen for ROHO® Enkammer pute med Sensor Ready® Technology eller ROHO® Hybrid Elite®-pute Bruksanvisning.



Bruksanvisning



Registreringskort for produktet



Oppbevaringsetui

## Kort om Smart Check


Denne siden forklarer hvordan du bruker Smart Check for å finne, lagre og kontrollere riktig luftmengde i puten.

Les dette før du tar i bruk Smart Check.

### Smart Setup og Check:

1. Følg INNSTILLING AV SMART CHECK (SMART SETUP). Smart Check vil angi og lagre riktig luftmengde.
2. Følg CHECK-INSTRUKSJONENE (KONTROLLSJEKK). Når du trykker Check-knappen, vil Smart Check varsle dersom det er behov for å justere luftmengden i puten.

Riktig innstilling av luftmengde i puten: **A)** sett deg på puten, slipp ut luft og **B)** «flyt» oppå luften i puten.



### Optional Setup er en alternativ innstillingsmåte til Smart Setup.

Optional Setup kan brukes i følgende situasjoner:

- En erfaren terapeut har funnet at brukeren har behov for avvikende luftnivå i puten.
- Brukeren har spesielle behov (for eksempel stor grad av asymmetrisk holdning) som ikke registreres av Smart Check under Smart Setup.
- Når puten brukes på et polstret underlag (for eksempel en bilsete).



#### Advarsler:

- Det anbefales at en kvalifisert spesialist i sittestillinger blir rådført når man lagrer en foretrukket innstilling for luftvolum når man benytter Alternativt oppsett (Optional Setup).
- Optional Setup (alternativ innstilling) må ikke brukes dersom brukeren veier mindre enn 40 kg.

### Optional Setup (og Check)

1. Følg normal prosedyre for innstilling av luftmengde uten å bruke Smart Check. (Se bruksanvisningen for puten: *ROHO® Enkammer pute med Sensor Ready® Technology* eller *ROHO® Hybrid Elite®-pute Bruksanvisning*.)
2. Følg ALTERNATIVE INNSTILLINGER (OPTIONAL SETUP), og bruk Smart Check til å lagre innstilt luftmengde.
3. Følg CHECK-INSTRUKSJONENE (KONTROLLSJEKK). Når du trykker på Check-knappen, vil Smart Check varsle dersom luftmengden må justeres.



#### VIKTIG!

- Utfør Setup (enten Smart Setup eller Optional Setup) ved første gangs bruk.
- Utfør Smart Setup eller Optional Setup igjen ved følgende endringer: 1) Smart Check brukes av en annen person; 2) bytte av pute eller stol; eller 3) fysiologiske endringer hos bruker (for eksempel vekttnap eller vektøkning). Før en ny Setup utføres, må tidligere registrerte Smart Check-innstillinger slettes. Se INSTRUKSJONER FOR NULLSTILLING.
- Sjekk luftmengden ofte, minst en gang om dagen!




## Innstilling av Smart Check (Smart Setup)

Smart Check vil registrere og lagre den riktige luftmengden i puten, mens du sitter på den. **MERKNAD:** Resultatene kan variere etter kroppstype.





- Utfør trinnene i instruksjonen sittende på puten.
- Puten MÅ være overfylt før man starter Smart Setup. Det kan hende at du føler deg midlertidig ustabil i denne fasen, fortsett forsiktig videre innstilling fortsett.
- Brukeren MÅ sitte på puten før Smart Check tas i bruk.

### Symboler og lys for Smart Setup






1. Legg puten i stolen. Skyv gummislangen på pumpen over putens luftventil.


Ved bruk av putetrek, sett trekket på før puten pumpes opp.



2. Åpne luftventilen. Pump opp puten så mye at den buler. Lukk luftventilen. Fjern pumpen.




3. Sitt på puten i din vanlige sittestilling. Dra for å fjerne batteri fliken (kun ved første gangs bruk).



4. Koble Smart Check til puten. Det høres et "klikk" når koblingen er på plass.


## Smart Setup Instructions, Continued

5a.




5a. Trykk på Check-knappen ✓. Når den røde NED ↓ pilen lyser, gå til trinn 5b.

**MERKNAD:** Hvis den røde OPP ↑ pilen lyser når Check-knappen trykkes: 1) Kontroller at hurtigkoblingen er godt festet, og 2) åpne luftventilen, fyll på mer luft, lukk ventilen og trykk på Check-knappen ✓ igjen. Gjenta til den røde NED pilen lyser.





5b.



5b. Trykk 1 gang kort på (ikke hold inne) Setup-knappen. Den røde NED ↓ pilen **blinker**. Åpne luftventilen, slipp ut luft (i ca. 30 til 60 sekunder)\*, og vent på det blinkende grønne lyset.

Hvis den røde NED ↓ pilen slutter å blinke før du har åpnet ventilen, gå tilbake til 5a.

\*For å sikre nøyaktig avlesning: Sitt rolig og unngå å hindre luftstrømmen mens du slipper ut luft fra puten.



Når det grønne lyset blinker, lukk ventilen. Grønt lys betyr at Setup er fullført.

**Puten er nå ferdig innstilt.**

*Neste: Se CHECK-INSTRUKSJONENE (KONTROLLSJEKK)*



Smart Check oppbevares på et trygt og lett tilgjengelig sted. Se instruksjoner for FRAKOBLING OG OPPBEVARING.

## Check-Instruksjonene (Kontrollsjekk)

Kontrollsjekk kan utføres etter fullført Setup (Smart Setup eller Optional Setup).


### Hvordan utføre en kontrollsjekk:

1. Sitt i din vanlige sittestilling.
2. Trykk på Check-knappen.
3. Se tabellen nedenfor.



- Sjekk luftmengden ofte med en kontrollsjekk, minst en gang om dagen!
- Dersom det brukes putetrekk under innstillingen av puten, må det samme trekk brukes under kontrollsjekk.
- Utfør en kontrollsjekk ved vesentlige høydeendringer.

### Symboler og lys for kontrollsjekk



### Kontrollsjekk tabell

**MERKNAD:** Smart Check har et intervall hvor luftmengden er riktig, og man kan utføre en hÅndsjeKk etter kontrollsjekk for Å bli kjent med dette intervallet. Se VEILEDNING FOR HÅNDSJEKk.

**MERKNAD:** PÅ grunn av dette fyll intervallet kan man fyller pÅ eller slippe ut litt luft, og fortsatt ha riktig luftmengde. Smart Check lagrer putes riktige luftmengdemed rom for noe justering.

Lys	Status	Tiltak
	Luftmengden i puten korrekt.	Ingen ytterligere tiltak er nødvendig.
Lys	Mulige årsaker	Tiltak
	Puten kan være skjevt belastet.	Endre vektfordelingen for Å sirkulere luften i puten, og trykk deretter pÅ Check-knappen for ny avlesning.
	Hurtigkoblingen er ikke ordentlig festet til puten.	Kontroller at tilkoblingen er riktig, og trykk pÅ Check-knappen for ny avlesning. Se FEILSØKING i denne bruksanvisningen.
	Puten trenger mer luft.	Åpne ventilen og fyll pÅ mer luft i puten (6 til 10 pumpetrykk). Lukk ventilen. Trykk pÅ Check-knappen for ny avlesning. Gjenta etter behov. <b>Ikke bruk puten dersom den ikke er riktig justert. Tilkall hjelp ved behov.</b>
	Luften lekker sakte ut fra puten eller hurtigkoblingen.	Se FEILSØKING i bruksanvisningen for puten: <i>ROHO® Enkammer pute med Sensor Ready® Technology, ROHO® Hybrid Elite®-pute Bruksanvisning</i> eller ta kontakt med kundeservice.
Lys	Årsak	Tiltak
	Puten har for mye luft.	Åpne ventilen og slipp ut luft fra puten til grønt lys vises. Lukk ventilen. <b>Tilkall hjelp ved behov.</b>



## Instruksjoner for Alternative innstillinger (Optional Setup)

Optional Setup er et alternativ til Smart Setup som registrerer dine foretrukne luftvoluminnstillinger. Se **OVERSIKT** for mer informasjon.

### Symboler og lys for Optional Setup

#### Del én: Justere puten uten bruk av Smart Check


- Utfør en nullstilling (Hard Reset.) Se **INSTRUKSJONER FOR NULLSTILLING**.  
**MERKNAD:** Før første gangs bruk fjernes batteri fliken.
- Pump opp puten og legg den i stolen. Sitt på puten i din vanlige sittestilling. Juster puten ved å følge instruksjonene i putens bruksanvisning **ROHO® Enkammer pute med Sensor Ready® Technology** eller **ROHO® Hybrid Elite®-pute Bruksanvisning**.
- Sjekk med hånden for å bekrefte riktig luftmengde. (Se **VEILEDNING FOR HÅNDSJEKK** nedenfor.)




#### Del to: Lagre putens innstilling med Smart Check




- Det anbefales at en kvalifisert spesialist i sittestillinger blir rådført når man lagrer en foretrukken innstilling for luftvolum når man benytter Alternativt oppsett (Optional Setup).
- Gjør følgende i dine vanlige daglige omgivelser.



- Kontroller at Smart Check er tilkoblet puten. Det høres et "klikk" når koblingen er på plass.



- Kontroller at luftventilen er stengt. Trykk Check-knappen ✓ for å aktivere Smart Check. Det vises et rødt lys med ↑ eller ↓. **IKKE** fyll på eller slipp ut mer luft.



- Trykk og hold Setup-knappen inne i fire (4) sekunder til et grønt lys vises. Grønt lys indikerer at den manuelle innstillingen av luftmengden er lagret. NB! Siden innstillingen er gjort manuelt, kan det forekomme at luftmengden **IKKE** er riktig. Se **OVERSIKT** for ytterligere informasjon.



Smart Check oppbevares på et trygt og lett tilgjengelig sted. Se instruksjoner for Frakobling og oppbevaring.

**Puten er nå ferdig innstilt.**


Neste: Se **CHECK-INSTRUKSJONENE (KONTROLLSJEKK)**

## Veiledning for håndsjekk

Håndsjekk brukes til å justere puten under Optional Setup (alternativ innstilling). Det anbefales en håndsjekk også etter en Smart Setup slik at man har et referansepunkt dersom puten må justeres uten en tilgjengelig Smart Check.



Se avsnittet **VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON** før du utfører en håndsjekk. Les nøye gjennom avsnittet vedrørende bruk av pute med feil innstilling av luftmengde.



Sørg for at det er minst ½ tommet (1,5 cm) med luft som støtter den brukerens benfremspring.


- Legg hånden mellom deg og puten. Kjenn etter sitteknuten. Du skal kunne bevege litt på fingertuppene.
- Hvis det føles som om puten har for mye eller for lite luft, kan dette justeres etter behov, se **CHECK-INSTRUKSJONENE (KONTROLLSJEKK)** og **KORT OM SMART CHECK**.

## Instruksjoner for nullstilling

Før en ny Setup utføres, må lagrede Smart Check-innstillinger slettes ved å utføre en nullstilling.

**MERKNAD:** Nullstilling kan utføres med eller uten tilkoblet Smart Check.

1. Kontroller at det ikke er lysende eller blinkende lys.
2. Trykk og hold inne både Check-knappen og Setup-knappen SAMTIDIG i fem (5) sekunder. Hvert av lysene vil blinke én gang, noe som indikerer at den forrige innstillingen er nullstilt.
3. Etter at hard tilbakestilling er fullført, følg alle klargjøringsinstruksjonene som er angitt i denne håndboken.



## Frakobling og oppbevaring


**Koble Smart Check fra puten:** Trykk inn låsknappen (grå) og trekk den av puten.

**Oppbevaring Smart Check:** Smart Check kan kobles fra og oppbevares i det medfølgende etuiet på et lett tilgjengelig sted når den ikke er i bruk.



 Pass på at Smart Check ikke ligger i klem mot kroppen.

## Feilsøking

Problem	Tiltak
Ingen lys vises på Smart Check når du trykker på Check-knappen.	Kontroller at batteri fliken er fjernet. Kontroller at batteritypen er riktig og at det ligger i riktig retning. Skift batterier om nødvendig. Kontakt kundeservice hvis problemet vedvarer.
Smart Setup: Etter at Check-knappen trykkes, viser Smart Check fremdeles det røde  , lyset «fyll på mer luft», selv om det er kontrollert at puten er overfylt og at hurtigkoblingen er godt festet.	Undersøk O-ringen på putens hurtigkobling for slitasje eller skade. Ved eventuelle skader, ta kontakt med kundeservice. Undersøk puten og kontroller om den lekker. Se FEILSØKING i bruksanvisningen for puten: ROHO® Enkammer pute med Sensor Ready® Teknologi eller ROHO® Hybrid Elite®-pute Bruksanvisning.
Optional Setup: Lyser ikke grønt etter at Setup-knappen er trykket og holdt inne i fire (4) sekunder.	Gjenta del 2 av OPTIONAL SETUP (ALTERNATIV INNSTILLING). Dersom det fremdeles ikke lyser grønt, kan det være at Optional Setup ikke er egnet for ditt tilfelle. Gå til INNSTILLING AV SMART CHECK (SMART SETUP), eller kontakt terapeut eller kundeservice.
Ved behov for hjelp i forbindelse med bruk av Smart Check.	Ta kontakt med kundeservice.

## Begrenset garanti

**Begrenset garantiperiode:** 24 måneder etter den opprinnelige kjøpsdatoen for produktet. Se også vedlegget Begrenset Garanti som medfølger produktet, eller kontakt kundeservice.

## Cleaning and Disinfecting



- Rengjøring og desinfisering er to separate prosesser. Produktet må rengjøres før desinfisering.
- Når produktet brukes av samme person, rengjøres og desinfiseres det ved behov. Før bruk av en annen person, må produktet rengjøres, desinfiseres og funksjon sjekk gjøres.



- Følg retningslinjene for rengjøring og desinfisering, angitt på produktets etiketter
- Smart Check skal ikke rengjøres med aceton, MEK, toluen eller limfjerningsmiddel.
- IKKE Legg Smart Check i bløt.

**Rengjøring:** Tørk av Smart Check med en ren, myk klut eller svamp og bruk mildt vaskemiddel. Lufttørkes.



**Desinfisering:** Tørk Smart Check med desinfiserende engangskluter uten blekemiddel/ klorin. Lufttørkes.





**Sterilisering:** Smart Check er ikke pakket sterilt, og det er heller ikke meningen at den skal steriliseres før bruk. Høye temperaturer fremskynder aldring og kan forårsake skade på produktet.

### Skifte batteri

Lysen «low battery» betyr at batteriene må skiftes.



- Smart Check vil huske den lagrede innstillingen etter skifte av batteri.
- For å oppnå lengst mulig levetid på batteriet, går Smart Check automatisk i "hvilemodus" når den ikke er i bruk.
- Forventet levetid batteri : ett (1) år.



1. Koble Smart Check fra puten ved hurtigkoblingen.
2. Bruk en stjerneskrutrekker med et ikke-ledende håndtak til å løsne skruen og åpne batteridekslet.
3. Bruk skrutrekkeren til å frigjøre batteriene.
4. Orienter etter "+" og sett to (2) nye 1,5 volt alkaliske knappcellebatterier (LR44, A76, AG13 eller tilsvarende).
5. Lukk batteridekslet.
6. Skru fast. **MERKNAD:** Hvis skruen ikke er helt skrudd til, kan batteriene utsettes for fuktighet, dette kan føre til skade på produktet.



**BATTERIENE MÅ OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN OG ANDRE SOM KAN PUTTE USPISSELIGE GJENSTANDER I MUNNEN.** Svelging kan føre til alvorlige skader eller død. Søk UMIDDELBART medisinsk nødhjelp.



### Avfallshåndtering

Kast produktet og/eller produktdele i henhold til gjeldende lokale regler (inkludert elektronisk avfallshåndtering). **MÅ IKKE BRENNES.**





# permobil

ROHO SEATING + POSITIONING

Mailing/Shipping Address:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA

Administrative Offices:

100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA

U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449

Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518

[permobilus.com](http://permobilus.com)



**Intertek**



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany



**Intertek**

The products featured in this document were  
manufactured under a Quality Management System  
that is certified to ISO 13485:2016.

T20185 Rev: 04/06/2018

Print Date: Qty: