

Rehateam s.r.l. - Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr. Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Data	Italia	
Utilizzatore	Timbro ditta	
Peso utilizzatore (kg)		N° iscrizione registro DM 2105036
Lingua manuale d'uso	Responsabile	

Codici di riconducibilità Nomenclatore Tariffario

Riconducibile N.T. Cod. 12.21.27.006 - Carrozzina elettrica ad uso interno/esterno
oppure
Riconducibile N.T. Cod. 12.24.09.015 - Kit di motorizzazione universale per carrozzine

Ruota 12" - Motore 250W (potenza massima 750W)
Ruota 14" - Motore 1000W (potenza massima 1500W)

Display a colori con pulsantiera
Limite di velocità massima impostabile da display
5 livelli di velocità selezionabili
10 livelli di accelerazione selezionabili da display
Cruise control adattivo (mantiene velocità anche in discesa)

Leva di comando freno a disco ed elettronico
Freno motore (regolabile in 10 livelli da display)
Freno elettronico a pulsante (regolabile in 10 livelli da display)
Recupero energia in frenata



Gestione messaggi di errore da display (con registro storico)
Segnalatore acustico retromarcia
Batteria 48V - 5,8Ah Autonomia fino a 25km
Batteria potenziata 48V - 11,6Ah Autonomia fino a 50km
Caricabatteria 48V

Retromarcia
Ingresso USB
Cavalletto di stazionamento
Parafango ruota
Cupolino anteriore con predisposizione faro FULL LED

(Software certificato)



Manubrio			
☆ Comandi STANDARD			
☆ Acceleratore a pollice ○ Acceleratore a manopola <input type="checkbox"/> Leva di comando freno a disco ed elettronico	☆ Destra 12592 ○ Destra 10913 ☆ Destra 12594	<input type="checkbox"/> Sinistra 12593 ○ Sinistra 10914 <input type="checkbox"/> Sinistra 12595	 
○ Comandi per TETRAPLEGICI		10905 490,00	
Manubrio PUSH&PULL - (freno e acceleratore push and pulls)			


☆ MOTOTRONIK Ruota 12" Motore 250W (potenza massima 750W) Velocità massima secondo norma di legge	 
○ MOTOTRONIK Ruota 14" Motore 1000W (potenza massima 1500W) Velocità massima secondo norma di legge	10903 440,00

Batteria			
☆ Batteria 48V - 5,8Ah	Autonomia fino a 25 km		
○ Batteria potenziata 48V - 11,6Ah	Autonomia fino a 50 km	10904	330,00

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Rehateam s.r.l. - Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. - Euro 100.000,00
 la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese - Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
------------	----------------	--------------------	-----------------

Accessori				
<input type="checkbox"/>	Faro FULL LED (alta intensità) Incorporato sul cupolino		10908	
<input type="radio"/>	Prolunga manubrio (avvicinamento guida) Regolabile da 15cm fino a 23cm		10907	190,00
<input type="radio"/>	Leva sgancio facilitato gruppo motore Consigliato con manubrio per tetraplegici		10915	80,00
<input type="radio"/>	FLY Batteria aggiuntiva 48V - 2,9Ah Autonomia fino a 15km Omologata per trasporto aereo		10906	600,00
<input type="radio"/>	Specchietto retrovisore	<input type="radio"/> Destro <input type="radio"/> Sinistro	10909	40,00
<input type="radio"/>	Cestino (removibile) - (con sistema di aggancio KCLICKfix®)		10912	200,00
<input type="radio"/>	Zavorra anteriore removibile - (con sistema di aggancio KCLICKfix®) (Aumenta il peso della ruota motrice per migliorare la trazione)		10910	300,00
<input type="radio"/>	Sacca da trasporto		10916	150,00

Sistema di montaggio e regolazione

La compilazione dei campi segnati con (*) è obbligatoria.

(*) Larghezza sedile (LS) cm


(*) Archetto di collegamento



Braccetti CORTI (per carrozzine compatte)



Braccetti LUNGHI (per carrozzine con angolo telaio aperto, pedane esterne.....)



(*) Agganci al telaio


per carrozzine PROGEO

- BASIC LIGHT 11394
- EXELLE 11395
- EXELLE VARIO - VARIO CARBON 11396
- YOGA - EGO - EGO CUSTOM - EGO CARBON - TEKNA ADVANCE - JOKER - JOKER R2 - JOKER ENERGY 11398
- CARBOMAX 11406
- DUKE 11407
- NOIR 11408

Numero di serie

per tubo tondo

- Ø 25mm (25+25,4mm) 11395
- Ø 32mm (32+32,4mm) 11414
- 18mm (18+18,4mm) 11453 **60,00**
- 20mm (20+20,4mm) 11442 **60,00**
- 22mm (22+22,4mm) 11443 **60,00**
- 28mm (28+28,4mm) 11444 **60,00**
- 30mm (30+30,4mm) 11445 **60,00**



Agganci per carrozzine di altre marche 11134 **110,00**

Ci riserviamo la verifica della fattibilità e disponibilità

Marca e modello carrozzina (*)

Anno di produzione (*)

Progeo MOTOTRONIK - Rev. 2024.0	Prezzo IVA esclusa da sommare al prezzo di listino	<input checked="" type="checkbox"/> standard (fornito in assenza di altre indicazioni) <input type="checkbox"/> su richiesta (senza aggiunta di prezzo) <input type="checkbox"/> optional (sommare il prezzo a quello di listino)
---------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------