

Bestell- und Preisliste

Kundendaten

Kundennummer / Name:

Rechnungsanschrift:

Lieferanschrift: (wenn abweichend)

Kommission / Identifikation:

Kontaktperson:

E-Mail:

ROHO® KISSEN

- 3 QUADTRO SELECT® - HIGH PROFILE®
- 5 QUADTRO SELECT® - MID PROFILE®
- 5 QUADTRO SELECT® - LOW PROFILE®
- 7 CONTOUR SELECT® - HIGH PROFILE®
- 8 ENHANCER®
- 9 HYBRID ELITE® - 1-Kammer-Kissen
- 10 HYBRID ELITE® - 2-Kammer-Kissen
- 11 MOSAIC® HD - LOW PROFILE®
- 13 HIGH PROFILE® - 1-Kammer-Kissen
- 14 LOW PROFILE® - 1-Kammer-Kissen

ROHO® KISSENBEZÜGE

- 16 Select Serie - HIGH PROFILE®
- 17 Select Serie - LOW PROFILE®
- 18 Select Serie HD - HIGH PROFILE®
- 19 Select Serie HD - LOW PROFILE®
- 20 MOSAIC HD - LOW PROFILE®
- 21 Hybrid Elite®
- 22 Standardbezüge - HIGH PROFILE®
- 24 Standardbezüge - LOW PROFILE®

AGILITY RÜCKENSYSTEME

- 26 Agility MAX.

AGILITYZUBEHÖR

- 27 Agility Ersatzteile
- 28 Agility Hardware

ROHO® MATRATZEN

- 29 DRY FLOTATION®
- 29 PRODIGY®

BESONDERHEITEN

- 30 THE ADAPTOR PAD®
- 30 Duschstuhl-Kissen
- 30 Toilettensitz-Kissen
- 31 LTV® Sitzkissen

ROHO® ZUBEHÖR


- 31 Ersatzteile

ROHO® SELECT® Kissenformate

- ROHO QUADTRO SELECT® LOW PROFILE® Kissen
- ROHO QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE® Kissen

- ROHO QUADTRO SELECT® MID PROFILE® Kissen
- ROHO CONTOUR SELECT® Kissen

Wählen Sie ein Kissen anhand der in der Produktdokumentation unter „geeignet für Breite“ und „geeignet für Tiefe“ angegebenen Sitzbreite und Sitztiefe. Diese Produktinformation finden Sie auch unter www.permobil.ch.



SELECT Kissen (QS und CS) - Passbereich Stuhl in cm

Breite (cm)					Tiefe (cm)				
Gemessene Sitzfläche (von schmal bis breit)		Anzahl der Zellen	A Kissen von Zelle zu Zelle	B	Gemessene Sitzfläche (von schmal bis breit)		Anzahl der Zellen	C Kissen von Zelle zu Zelle	D Basiskissen
21,0	25,5	5	21,0	28,0	21,0	25,5	5	21,0	25,5
25,0	29,5	6	25,5	32,5	25,5	29,5	6	25,5	30,0
29,5	34,0	7	29,5	36,5	29,5	34,0	7	29,5	34,5
34,0	38,0	8	34,0	41,0	34,0	38,0	8	34,0	38,5
38,0	42,5	9	38,0	45,0	38,0	42,5	9	38,0	43,0
42,5	47,0	10	42,5	49,5	42,5	47,0	10	42,5	47,0
47,0	51,0	11	47,0	54,0	47,0	51,0	11	47,0	51,5
51,0	55,5	12	51,0	58,0	51,0	55,5	12	51,0	56,0
55,5	60,0	13	55,5	62,5	55,5	60,0	13	55,5	60,0
60,0	64,0	14	60,0	67,0	60,0	64,5	14	60,0	64,5

Die Abmessungen von Zelle zu Zelle und Kante zu Kante sind auf 0,5 cm gerundet. Das ISOFLO MEMORY CONTROL® liegt außerhalb der Abmessungen der SELECT®-Kissen.

Wählen Sie das richtige ROHO SELECT Kissen für Ihren Rollstuhl:

Schritt 1 - Messen Sie die Breite und Tiefe des Rollstuhlsitzbereichs.

Schritt 2 - Anhand der obigen Tabelle können Sie - basierend auf den Abmessungen Ihres Rollstuhlsitzes - die Anzahl der Zellen in Breite und Tiefe für Ihr Kissen ermitteln.

Schritt 3 - Wählen Sie die Höhe der Kissenzellen:

HIGH PROFILE = 10,5 cm

MID PROFILE = 7,5 cm

LOW PROFILE = 5,5 cm

CONTOUR SELECT = unterschiedliche Zellenhöhen von 5,5 bis 10,5 cm

ROHO® QUADTRO SELECT® Kissen

- DRY FLOATATION® Technologie: bewährter Hautschutz, sowohl präventiv als auch kurativ, bis hin zu Dekubitus der Kategorie 4
- Komplexe Sitzpositionen können mit der ISOFLO® Memory Control einfach eingestellt werden. Ohne Umlagerung des Kunden können das Becken und die Beine in Vorwärts-, Rückwärts- und Seitwärtsrichtung gestützt und korrigiert werden.
- Stabilität durch Steuerung der Luftzirkulation in vier Kammern
- Feuerfestes, hypo-allergenes Neopren
- Keine Gewichtsbeschränkung
- Beinhaltet Standardbezug, Pumpe, Reparaturset, Gebrauchsanleitung

- Garantie: 36 Monate



HIGH PROFILE® (Höhe 10,5 cm)

Beschreibung	Tarifnummer 70.143.000	ROHO Art.-Nr.	Geeignet für Breite in cm	Geeignet für Tiefe in cm	UVP exkl. MwSt.	Anzahl
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS66C	25,5 - 29,5	25,5 - 29,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS67C	25,5 - 29,5	29,5 - 34,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS77C	29,5 - 34,0	29,5 - 34,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS78C	29,5 - 34,0	34,0 - 38,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS79C	29,5 - 34,0	38,0 - 42,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS710C	29,5 - 34,0	42,5 - 47,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS87C	34,0 - 38,0	29,5 - 34,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS88C	34,0 - 38,0	34,0 - 38,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS89C	34,0 - 38,0	38,0 - 42,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS810C	34,0 - 38,0	42,5 - 47,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS811C	34,0 - 38,0	47,0 - 51,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS98C	38,0 - 42,5	34,0 - 38,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS99C	38,0 - 42,5	38,0 - 42,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS910C	38,0 - 42,5	42,5 - 47,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS911C	38,0 - 42,5	47,0 - 51,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS912C	38,0 - 42,5	51,0 - 55,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS108C	42,5 - 47,0	34,0 - 38,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS109C	42,5 - 47,0	38,0 - 42,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS1010C	42,5 - 47,0	42,5 - 47,0	898.- CHF	

ROHO® QUADTRO SELECT® Kissen
HIGH PROFILE® (Höhe 10,5 cm)

Beschreibung	Tarifnummer 70.143.000	ROHO Art.-Nr.	Geeignet für Breite in cm	Geeignet für Tiefe in cm	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS1011C	42,5 - 47,0	47,0 - 51,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS1012C	42,5 - 47,0	51,0 - 55,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug*		QS1013C	42,5 - 47,0	55,5 - 60,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS119C	47,0 - 51,0	38,0 - 42,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS1110C	47,0 - 51,0	42,5 - 47,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS1111C	47,0 - 51,0	47,0 - 51,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS1112C	47,0 - 51,0	51,0 - 55,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug*		QS1113C	47,0 - 51,0	55,5 - 60,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS128C	51,0 - 55,5	34,0 - 38,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS129C	51,0 - 55,5	38,0 - 42,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS1210C	51,0 - 55,5	42,5 - 47,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS1211C	51,0 - 55,5	47,0 - 51,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS1212C	51,0 - 55,5	51,0 - 55,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS1213C	51,0 - 55,5	55,5 - 60,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug*		QS1214C	51,0 - 55,5	60,0 - 64,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug*		QS138C	55,5 - 60,0	34,0 - 38,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS139C	55,5 - 60,0	38,0 - 42,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS1310C	55,5 - 60,0	42,5 - 47,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS1311C	55,5 - 60,0	47,0 - 51,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS1312C	55,5 - 60,0	51,0 - 55,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS1313C	55,5 - 60,0	55,5 - 60,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug*		QS1314C	55,5 - 60,0	60,0 - 64,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug*		QS148C	60,0 - 64,5	34,0 - 38,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS149C	60,0 - 64,5	38,0 - 42,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS1410C	60,0 - 64,5	42,5 - 47,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS1411C	60,0 - 64,5	47,0 - 51,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS1412C	60,0 - 64,5	51,0 - 55,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug*		QS1413C	60,0 - 64,5	55,5 - 60,0	898.- CHF	

ROHO® QUADTRO SELECT® Kissen

MID PROFILE® (Höhe 7,5 cm)

Beschreibung	Tarifnummer 70.143.000	ROHO Art.-Nr.	Geeignet für Breite in cm	Geeignet für Tiefe in cm	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
QUADTRO SELECT MP inkl. Bezug		QS77MPC	29,5 - 34,0	29,5 - 34,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT MP inkl. Bezug		QS78MPC	29,5 - 34,0	34,0 - 38,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT MP inkl. Bezug		QS88MPC	34,0 - 38,0	34,0 - 38,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT MP inkl. Bezug		QS89MPC	34,0 - 38,0	38,0 - 42,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT MP inkl. Bezug		QS99MPC	38,0 - 42,5	38,0 - 42,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT MP inkl. Bezug		QS910MPC	38,0 - 42,5	42,5 - 47,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT MP inkl. Bezug		QS109MPC	42,5 - 47,0	38,0 - 42,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT MP inkl. Bezug		QS1010MPC	42,5 - 47,0	42,5 - 47,0	898.- CHF	

ROHO® QUADTRO SELECT® Kissen

LOW-PROFILE® (Höhe 5,5 cm)

Beschreibung	Tarifnummer 70.143.000	ROHO Art.-Nr.	Geeignet für Breite in cm	Geeignet für Tiefe in cm	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
QUADTRO SELECT LP inkl. Bezug		QS66LPC	25,5 - 29,5	25,5 - 29,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT LP inkl. Bezug		QS67LPC	25,5 - 29,5	29,5 - 34,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT LP inkl. Bezug		QS77LPC	29,5 - 34,0	29,5 - 34,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT LP inkl. Bezug		QS78LPC	29,5 - 34,0	34,0 - 38,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT LP inkl. Bezug		QS79LPC	29,5 - 34,0	38,0 - 42,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT LP inkl. Bezug		QS87LPC	34,0 - 38,0	29,5 - 34,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT LP inkl. Bezug		QS88LPC	34,0 - 38,0	34,0 - 38,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT LP inkl. Bezug		QS89LPC	34,0 - 38,0	38,0 - 42,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT LP inkl. Bezug		QS810LPC	34,0 - 38,0	42,5 - 47,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT LP inkl. Bezug		QS98LPC	38,0 - 42,5	34,0 - 38,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT LP inkl. Bezug		QS99LPC	38,0 - 42,5	38,0 - 42,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT LP inkl. Bezug		QS910LPC	38,0 - 42,5	42,5 - 47,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT LP inkl. Bezug		QS911LPC	38,0 - 42,5	47,0 - 51,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT LP inkl. Bezug		QS108LPC	42,5 - 47,0	34,0 - 38,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT LP inkl. Bezug		QS109LPC	42,5 - 47,0	38,0 - 42,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT LP inkl. Bezug		QS1010LPC	42,5 - 47,0	42,5 - 47,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT LP inkl. Bezug		QS1011LPC	42,5 - 47,0	47,0 - 51,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT LP inkl. Bezug		QS119LPC	47,5 - 51,0	38,0 - 42,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT LP inkl. Bezug		QS1110LPC	47,5 - 51,0	42,5 - 47,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT LP inkl. Bezug		QS1111LPC	47,5 - 51,0	47,0 - 51,0	898.- CHF	

ROHO® QUADTRO SELECT® -Kissen

LOW-PROFILE® (Höhe 5,5 cm)

Beschreibung	Tarifnummer 70.143.000	ROHO Art.-Nr.	Geeignet für Breite in cm	Geeignet für Tiefe in cm	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS1210LPC	51,0 - 55,5	42,5 - 47,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS1211LPC	51,0 - 55,5	47,0 - 51,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS1212LPC	51,0 - 55,5	51,0 - 55,5	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS1310LPC	55,5 - 60,0	42,5 - 47,0	898.- CHF	
QUADTRO SELECT inkl. Bezug		QS1311LPC	55,5 - 60,0	47,0 - 51,0	898.- CHF	

ROHO® CONTOUR SELECT® Kissen

- DRY FLOATATION® Technologie: bewährter Hautschutz, sowohl präventiv als auch kurativ, bis hin zu Dekubitus der Kategorie 4
- Zusätzliche Seitenstabilität durch Kontur (anatomischer Umriss) und Steuerung der Luftzirkulation in vier Kammern
- Komplexe Sitzpositionen können mit der ISOFLO® Memory Control einfach positioniert werden. Ohne Umlagerung des Kunden können das Becken und die Beine in Vorwärts-, Rückwärts- und Seitwärtsrichtung gestützt und korrigiert werden.
- Feuerfestes, hypo-allergenes Neopren
- Keine Gewichtsbeschränkung
- Beinhaltet Standardbezug, Pumpe, Reparaturset, Gebrauchsanleitung
- Garantie: 36 Monate



ROHO® CONTOUR SELECT® Kissen

HIGH PROFILE® (Höhe 10,5 cm)

Beschreibung	Tarifnummer 70.143.000	ROHO Art.-Nr.	Geeignet für Breite in cm	Geeignet für Tiefe in cm	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
CONTOUR SELECT inkl. Bezug		CS78C	29,5 - 34,0	42,5 - 47,0	898.- CHF	
CONTOUR SELECT inkl. Bezug		CS88C	34,0 - 38,0	34,0 - 38,0	898.- CHF	
CONTOUR SELECT inkl. Bezug		CS89C	34,0 - 38,0	38,0 - 42,5	898.- CHF	
CONTOUR SELECT inkl. Bezug		CS810C	34,0 - 38,0	42,5 - 47,0	898.- CHF	
CONTOUR SELECT inkl. Bezug		CS98C	38,0 - 42,5	34,0 - 38,0	898.- CHF	
CONTOUR SELECT inkl. Bezug		CS99C	38,0 - 42,5	38,0 - 42,5	898.- CHF	
CONTOUR SELECT inkl. Bezug		CS910C	38,0 - 42,5	42,5 - 47,0	898.- CHF	
CONTOUR SELECT inkl. Bezug		CS911C	38,0 - 42,5	47,0 - 51,0	898.- CHF	
CONTOUR SELECT inkl. Bezug		CS109C	42,5 - 47,0	38,0 - 42,5	898.- CHF	
CONTOUR SELECT inkl. Bezug		CS1010C	42,5 - 47,0	42,5 - 47,0	898.- CHF	
CONTOUR SELECT inkl. Bezug		CS1011C	42,5 - 47,0	47,0 - 51,0	898.- CHF	
CONTOUR SELECT inkl. Bezug		CS119C	47,0 - 51,0	38,0 - 42,5	898.- CHF	
CONTOUR SELECT inkl. Bezug		CS1110C	47,0 - 51,0	42,5 - 47,0	898.- CHF	
CONTOUR SELECT inkl. Bezug		CS1111C	47,0 - 51,0	47,0 - 51,0	898.- CHF	
CONTOUR SELECT inkl. Bezug		CS1210C	51,0 - 55,5	42,5 - 47,0	898.- CHF	
CONTOUR SELECT inkl. Bezug		CS1211C	51,0 - 55,5	47,0 - 51,0	898.- CHF	
CONTOUR SELECT inkl. Bezug		CS1212C	51,0 - 55,5	51,0 - 55,5	898.- CHF	
CONTOUR SELECT inkl. Bezug		CS1310C	55,5 - 60,0	42,5 - 47,0	898.- CHF	
CONTOUR SELECT inkl. Bezug		CS1311C	55,5 - 60,0	51,0 - 55,5	898.- CHF	

ROHO® ENHANCER® Kissen

- DRY FLOATATION® Technologie: bewährter Hautschutz, sowohl präventiv als auch kurativ, bis hin zu Dekubitus der Kategorie 4
- Zusätzliche Seitenstabilität durch Kontur (anatomischer Umriss) und Steuerung der Luftzirkulation in zwei Kammern
- Das Enhancer-Kissen bietet eine Positionierung durch unterschiedliche Zellenhöhen und das 2-Kammer-System. Dadurch kann die eine Kammer unabhängig von der anderen Kammer verstellt werden, was den Druck auf die Sitzbeinhöcker reduziert und gleichzeitig die Stabilität und Positionierung beibehält.
- Feuerfestes, hypo-allergenes Neopren
- Keine Gewichtsbeschränkung
- Beinhaltet Standardabdeckung, Pumpe, Reparaturset, Gebrauchsanleitung
- Garantie: 24 Monate



ROHO® ENHANCER® Kissen

Beschreibung	Tarifnummer 70.143.000	ROHO Art.-Nr.	Geeignet für Breite in cm	Geeignet für Tiefe in cm	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
Enhancer inkl. Bezug		ENH88C	34,0 - 38,0	34,0 - 38,0	898.- CHF	
Enhancer inkl. Bezug		ENH89C	34,0 - 38,0	38,0 - 42,5	898.- CHF	
Enhancer inkl. Bezug		ENH98C	38,0 - 42,5	34,0 - 38,0	898.- CHF	
Enhancer inkl. Bezug		ENH99C	38,0 - 42,5	38,0 - 42,5	898.- CHF	
Enhancer inkl. Bezug		ENH910C	38,0 - 42,5	42,5 - 47,0	898.- CHF	
Enhancer inkl. Bezug		ENH109C	42,5 - 47,0	38,0 - 42,5	898.- CHF	
Enhancer inkl. Bezug		ENH1010C	42,5 - 47,0	42,5 - 47,0	898.- CHF	
Enhancer inkl. Bezug		ENH1011C	42,5 - 47,0	47,0 - 51,0	898.- CHF	
Enhancer inkl. Bezug		ENH1110C	47,0 - 51,0	42,5 - 47,0	898.- CHF	

ROHO® Hybrid Elite® 1-Kammer-Kissen (einsatzbereit für SmartCheck)

- DRY FLOATATION® Technologie: bewährter Hautschutz, sowohl präventiv als auch kurativ, im Oberschenkel- und Trochanterbereich
- Extra Stabilität durch wasserabweisenden und sich anpassenden Schaumstoff an die Körperform
- Stabile Vorderseite für den selbstständigen Transfer durch aktive Benutzer
- Feuerfestes, hypo-allergenes Neopren
- Gewichtsgrenze: 225 kg
- Beinhaltet Standardbezug, Pumpe, Reparaturset, Gebrauchsanleitung
- ca. 11 cm hoch
- Garantie: 24 Monate



ROHO® Hybrid Elite® 1-Kammer-Kissen einsatzbereit für SmartCheck

Beschreibung	Tarifnummer 70.142.000	ROHO Art.-Nr.	Geeignet für Breite in cm	Geeignet für Tiefe in cm	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
Hybrid Elite (35,0 x 37,5 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE1414C-SR	36,0	36,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (35,0 x 40,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE1415C-SR	36,0	38,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (35,0 x 43,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE1416C-SR	36,0	41,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (37,5 x 40,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE1515C-SR	38,0	38,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (37,5 x 43,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE1516C-SR	38,0	41,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (37,5 x 45,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE1517C-SR	38,0	43,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (40,0 x 40,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE1615C-SR	41,0	38,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (40,0 x 43,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE1616C-SR	41,0	41,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (40,0 x 45,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE1617C-SR	41,0	43,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (40,0 x 48,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE1618C-SR	41,0	46,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (40,0 x 53,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE1620C-SR	41,0	51,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (43,0 x 43,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE1716C-SR	43,0	41,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (43,0 x 45,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE1717C-SR	43,0	43,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (43,0 x 48,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE1718C-SR	43,0	46,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (43,0 x 53,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE1720C-SR	43,0	51,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (45,0 x 43,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE1816C-SR	46,0	41,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (45,0 x 45,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE1817C-SR	46,0	43,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (45,0 x 48,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE1818C-SR	46,0	46,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (45,0 x 53,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE1820C-SR	46,0	51,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (50,0 x 45,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE2017C-SR	51,0	43,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (50,0 x 48,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE2018C-SR	51,0	46,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (50,0 x 53,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE2020C-SR	51,0	51,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (55,5 x 48,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE2218C-SR	56,0	46,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (55,5 x 53,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE2220C-SR	56,0	51,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (55,5 x 58,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE2222C-SR	56,0	56,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (60,5 x 48,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE2418C-SR	61,0	46,0	842.- CHF	
Hybrid Elite (60,5 x 53,0 cm) 1 Kammer, inkl. Bezug		1RHE2420C-SR	61,0	51,0	842.- CHF	

ROHO® Hybrid Elite® 2-Kammer-Kissen

- DRY FLOATATION® Technologie: bewährter Hautschutz, sowohl präventiv als auch kurativ, im Oberschenkel- und Trochanterbereich
- Extra Stabilität durch wasserabweisenden und sich anpassenden Schaumstoff an die Körperform
- Die zwei getrennten Kammern (links/rechts) ermöglichen es, bei einem Beckenschiefstand zu unterstützen oder zu korrigieren.
- Stabile Vorderseite für den selbstständigen Transfer durch aktive Benutzer
- Feuerfestes, hypo-allergenes Neopren
- Gewichtsgrenze: 225 kg
- Beinhaltet Standardbezug, Pumpe, Reparaturset, Gebrauchsanleitung
- ca. 11 cm hoch
- Garantie: 24 Monate



ROHO® Hybrid Elite® 2-Kammer-Kissen

Beschreibung	Tarifnummer 70.142.000	ROHO Art.-Nr.	Geeignet für Breite in cm	Geeignet für Tiefe in cm	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
Hybrid Elite (35,0 x 37,5 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE1414C	36,0	36,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (35,0 x 40,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE1415C	36,0	38,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (35,0 x 43,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE1416C	36,0	41,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (37,5 x 40,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE1515C	38,0	38,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (37,5 x 43,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE1516C	38,0	41,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (37,5 x 45,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE1517C	38,0	43,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (40,0 x 40,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE1615C	41,0	38,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (40,0 x 43,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE1616C	41,0	41,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (40,0 x 45,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE1617C	41,0	43,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (40,0 x 48,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE1618C	41,0	46,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (40,0 x 53,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE1620C	41,0	51,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (43,0 x 43,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE1716C	43,0	41,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (43,0 x 45,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE1717C	43,0	43,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (43,0 x 48,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE1718C	43,0	46,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (43,0 x 53,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE1720C	43,0	51,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (45,0 x 43,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE1816C	46,0	41,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (45,0 x 45,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE1817C	46,0	43,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (45,0 x 48,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE1818C	46,0	46,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (45,0 x 53,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE1820C	46,0	51,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (50,0 x 45,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE2017C	51,0	43,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (50,0 x 48,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE2018C	51,0	46,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (50,0 x 53,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE2020C	51,0	51,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (55,5 x 48,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE2218C	56,0	46,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (55,5 x 58,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE2220C	56,0	51,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (55,5 x 63,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE2222C	56,0	56,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (60,5 x 48,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE2418C	61,0	46,0	898.- CHF	
Hybrid Elite (60,5 x 53,0 cm) 2 Kammern, inkl. Bezug		2RHE2420C	61,0	51,0	898.- CHF	

ROHO® MOSAIC® HD-Kissen

- AIR FLOATATION® Technologie: schützt die Haut, wirkt vorbeugenden Schutz für Haut und Weichgewebe
- Polyvinylchlorid (DEPH-frei)
- Gewichtsgrenze: 143 kg
- Inklusive Heavy Duty/Inkontinenzbezug, Pumpe, Gebrauchsanleitung
- ca. 7 cm hoch
- Garantie: 12 Monate




Beschreibung	Tarifnummer 70.142.000	ROHO Art.-Nr.	Geeignet für Breite in cm	Geeignet für Tiefe in cm	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
MOSAIC (40,5 x 40,5 cm), inkl. HD-Bezug		MOS1616HD	41,0	41,0	438.- CHF	
MOSAIC (40,5 x 45,5 cm), inkl. HD-Bezug		MOS1618HD	41,0	46,0	438.- CHF	
MOSAIC (44,0 x 44,0 cm), inkl. HD-Bezug		MOS1717HD	44,0	44,0	438.- CHF	
MOSAIC (45,5 x 40,5 cm), inkl. HD-Bezug		MOS1816HD	46,0	41,0	438.- CHF	
MOSAIC (45,5 x 45,5 cm), inkl. HD-Bezug		MOS1818HD	46,0	46,0	438.- CHF	
MOSAIC (51,0 x 46,0 cm), inkl. HD-Bezug		MOS2018HD	51,0	46,0	438.- CHF	

* Mosaic HD (Inkontinenz) Bezüge finden Sie auf Seite 23

ROHO® DRY FLOTATION® Kissenformate

• ROHO LOW PROFILE® 1-Kammer

• ROHO HIGH PROFILE® 1-Kammer



Kissen (1R / ENH) - Passbereich Stuhl in cm									
Breite (cm)					Tiefe (cm)				
Gemessene Sitzfläche (von schmal bis breit)		Anzahl der Zellen	A Kissen von Zelle zu Zelle	B	Gemessene Sitzfläche (von schmal bis breit)		Anzahl der Zellen	C Kissen von Zelle zu Zelle	D Basiskissen
21,0	25,5	5	21,0	25,0	21,0	25,5	5	21,0	25,0
25,0	29,5	6	25,5	29,0	25,5	29,5	6	25,5	29,0
29,5	34,0	7	29,5	33,5	29,5	34,0	7	29,5	33,5
34,0	38,0	8	34,0	37,5	34,0	38,0	8	34,0	37,5
38,0	42,5	9	38,0	42,0	38,0	42,5	9	38,0	42,0
42,5	47,0	10	42,5	46,5	42,5	47,0	10	42,5	46,5
47,0	51,0	11	47,0	50,5	47,0	51,0	11	47,0	50,5
51,0	55,5	12	51,0	55,0	51,0	55,5	12	51,0	55,0
55,5	60,0	13	55,5	59,5	55,5	60,0	13	55,5	59,5
60,0	64,0	14	60,0	63,5	60,0	64,0	14	60,0	63,5
64,0	68,5	15	64,0	68,0	64,0	68,5	15	64,0	68,0

Die Abmessungen von Zelle zu Zelle und Kante zu Kante sind auf 0,5 cm gerundet.

Wählen Sie das richtige ROHO® DRY FLOTATION® Kissen für Ihren Rollstuhl:

Schritt 1 - Messen Sie die Breite und Tiefe des Rollstuhlsitzbereichs.

Schritt 2 - Anhand der obigen Tabelle können Sie - basierend auf den Abmessungen Ihres Rollstuhlsitzes - die Anzahl der Zellen in Breite und Tiefe für Ihr Kissen ermitteln.

Schritt 3 - Wählen Sie die Höhe der Kissenzellen:

HIGH PROFILE = 10,5 cm

LOW PROFILE = 5,5 cm

ROHO® 1-Kammer-Kissen

- DRY FLOATATION® Technologie: bewährter Hautschutz, sowohl präventiv als auch kurativ, bis hin zu Dekubitus der Kategorie 4
- Optimale Druckverteilung
- verfügbar: HIGH PROFILE® oder LOW PROFILE®
- Feuerfestes, hypo-allergenes Neopren
- keine Gewichtsbeschränkung
- Beinhaltet Standardbezug, Pumpe, Reparaturset, Gebrauchsanleitung
- Garantie: 24 Monate



ROHO® 1-Kammer-Kissen

HIGH PROFILE® (Höhe 10,5 cm)

Beschreibung	Tarifnummer 70.143.000	ROHO Art.-Nr.	Geeignet für Breite in cm	Geeignet für Tiefe in cm	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R66C	25,5 - 29,5	25,5 - 29,5	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R67C	25,5 - 29,5	29,5 - 34,0	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R77C	29,5 - 34,0	29,5 - 34,0	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R78C	29,5 - 34,0	34,0 - 38,0	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R79C	29,5 - 34,0	38,0 - 42,5	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R87C	34,0 - 38,0	29,5 - 34,0	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R88C	34,0 - 38,0	34,0 - 38,0	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1 Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R89C	34,0 - 38,0	38,0 - 42,5	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1 Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R810C	34,0 - 38,0	42,5 - 47,0	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug*		1R811C	34,0 - 38,0	47,0 - 51,0	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R98C	38,0 - 42,5	34,0 - 38,0	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R99C	38,0 - 42,5	38,5 - 42,5	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R910C	38,0 - 42,5	42,5 - 47,0	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R911C	38,0 - 42,5	47,0 - 51,0	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R108C	42,5 - 47,0	34,0 - 38,0	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R109C	42,5 - 47,0	38,5 - 42,5	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R1010C	42,5 - 47,0	42,5 - 47,0	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R1011C	42,5 - 47,0	47,0 - 51,0	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R1012C	42,5 - 47,0	51,0 - 55,5	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug*		1R118C	47,0 - 51,0	34,0 - 38,0	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R119C	47,0 - 51,0	38,5 - 42,5	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R1110C	47,0 - 51,0	42,5 - 47,0	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R1111C	47,0 - 51,0	47,0 - 51,0	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R1112C	47,0 - 51,0	51,0 - 55,5	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R129C	51,0 - 55,5	38,5 - 42,5	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R1210C	51,0 - 55,5	42,5 - 47,0	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R1211C	51,0 - 55,5	47,0 - 51,0	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R1212C	51,0 - 55,5	51,0 - 55,5	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug*		1R1310C	55,5 - 60,0	42,5 - 47,0	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug		1R1311C	55,5 - 60,0	47,0 - 51,0	787.- CHF	
HIGH PROFILE 1-Kammer-Kissen inkl. Bezug*		1R149C	60,0 - 64,5	38,5 - 42,5	787.- CHF	

ROHO® 1-Kammer-Kissen

- DRY FLOATATION® Technologie: bewährter Hautschutz, sowohl präventiv als auch kurativ, bis hin zu Dekubitus der Kategorie 4
- Optimale Druckverteilung
- verfügbar: HIGH PROFILE® oder LOW PROFILE®
- Feuerfestes, hypo-allergenes Neopren
- keine Gewichtsbeschränkung
- Beinhaltet Standardbezug, Pumpe, Reparaturset, Gebrauchsanleitung
- Garantie: 24 Monate



ROHO® 1-Kammer-Kissen

LOW PROFILE® (Höhe 5,5 cm)

Beschreibung	Tarifnummer 70.143.000	ROHO Art.-Nr.	Geeignet für Breite in cm	Geeignet für Tiefe in cm	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
LOW PROFILE 1 Kammer inkl. Bezug		1R66LPC	25,5 - 29,5	25,5 - 29,5	787.- CHF	
LOW PROFILE 1 Kammer inkl. Bezug		1R67LPC	25,5 - 29,5	29,5 - 34,0	787.- CHF	
LOW PROFILE 1 Kammer inkl. Bezug		1R77LPC	29,5 - 34,0	29,5 - 34,0	787.- CHF	
LOW PROFILE 1 Kammer inkl. Bezug		1R78LPC	29,5 - 34,0	34,0 - 38,0	787.- CHF	
LOW PROFILE 1 Kammer inkl. Bezug		1R79LPC	29,5 - 34,0	38,0 - 42,5	787.- CHF	
LOW PROFILE 1 Kammer inkl. Bezug		1R87LPC	34,0 - 38,0	29,5 - 34,0	787.- CHF	
LOW PROFILE 1 Kammer inkl. Bezug		1R88LPC	34,0 - 38,0	34,0 - 38,0	787.- CHF	
LOW PROFILE 1 Kammer inkl. Bezug		1R89LPC	34,0 - 38,0	38,0 - 42,5	787.- CHF	
LOW PROFILE 1 Kammer inkl. Bezug		1R810LPC	34,0 - 38,0	42,5 - 47,0	787.- CHF	
LOW PROFILE 1 Kammer inkl. Bezug		1R98LPC	38,0 - 42,5	34,0 - 38,0	787.- CHF	
LOW PROFILE 1 Kammer inkl. Bezug		1R99LPC	38,0 - 42,5	38,0 - 42,5	787.- CHF	
LOW PROFILE 1 Kammer inkl. Bezug		1R910LPC	38,0 - 42,5	42,5 - 47,0	787.- CHF	
LOW PROFILE 1 Kammer inkl. Bezug		1R911LPC	38,0 - 42,5	47,0 - 51,0	787.- CHF	
LOW PROFILE 1 Kammer inkl. Bezug		1R108LPC	42,5 - 47,0	34,0 - 38,0	787.- CHF	
LOW PROFILE 1 Kammer inkl. Bezug		1R109LPC	42,5 - 47,0	38,0 - 42,5	787.- CHF	
LOW PROFILE 1 Kammer inkl. Bezug		1R1010LPC	42,5 - 47,0	42,5 - 47,0	787.- CHF	
LOW PROFILE 1 Kammer inkl. Bezug		1R1011LPC	42,5 - 47,0	47,0 - 51,0	787.- CHF	
LOW PROFILE 1 Kammer inkl. Bezug		1R119LPC	47,0 - 51,0	38,0 - 42,5	787.- CHF	
LOW PROFILE 1 Kammer inkl. Bezug		1R1110LPC	47,0 - 51,0	42,5 - 47,0	787.- CHF	

Bezüge

BEZUG ROHO® QUADTRO SELECT® Kissen HIGH PROFILE® (Höhe 10,5 cm)

Beschreibung	Tarifnummer 70.145.000	ROHO Art.Nr.	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
Standardbezug für SELECT-Serie 32,5 x 30,0 x 10,5 cm / für Kissen QS66C		COV-SS66	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 32,5 x 34,5 x 10,5 cm / für Kissen QS67C		COV-SS67	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 36,5 x 34,5 x 10,5 cm / für Kissen QS77C (auch QS MP)		COV-SS77	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 36,5 x 38,5 x 10,5 cm / für Kissen QS78C (auch QS MP), CS78C		COV-SS78	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 36,5 x 43,0 x 10,5 cm / für Kissen QS79C		COV-SS79	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 36,5 x 47,0 x 10,5 cm / für Kissen QS710C		COV-SS710	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 41,0 x 34,5 x 10,5 cm / für Kissen QS87C		COV-SS87	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 41,0 x 38,5 x 10,5 cm / für Kissen QS88C (auch QS MP), CS88C		COV-SS88	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 41,0 x 43,0 x 10,5 cm / für Kissen QS89C (auch QS MP), CS89C		COV-SS89	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 41,0 x 47,0 x 10,5 cm / für Kissen QS810C, CS810C		COV-SS810	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 41,0 x 51,5 x 10,5 cm / für Kissen QS811C*		COV-SS811	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 45,0 x 38,5 x 10,5 cm / für Kissen QS98C, CS98C		COV-SS98	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 45,0 x 43,0 x 10,5 cm / für Kissen QS99C (auch QS MP), CS99C		COV-SS99	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 45,0 x 47,0 x 10,5 cm / für Kissen QS910C (auch QS MP), CS910C		COV-SS910	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 45,0 x 51,5 x 10,5 cm / für Kissen QS911C, CS911C		COV-SS911	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 45,0 x 56,0 x 10,5 cm / für Kissen QS912C		COV-SS912	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 49,5 x 38,5 x 10,5 cm / für Kissen QS108C		COV-SS108	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 49,5 x 43,0 x 10,5 cm / für Kissen QS109C (auch QS MP), CS109C		COV-SS109	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 49,5 x 47,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1010C (auch QS MP), CS1010C		COV-SS1010	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 49,5 x 51,5 x 10,5 cm / für Kissen QS1011C, CS1011C		COV-SS1011	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 49,5 x 56,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1012C		COV-SS1012	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 49,5 x 60,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1013C		COV-SS1013	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 54,0 x 43,0 x 10,5 cm / für Kissen QS119S, CS119C		COV-SS119	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 54,0 x 47,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1110C, CS1110C		COV-SS1110	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 54,0 x 51,5 x 10,5 cm / für Kissen QS1111C, CS1111C		COV-SS1111	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 54,0 x 56,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1112C		COV-SS1112	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 54,0 x 60,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1113C		COV-SS1113	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 58,0 x 38,5 x 10,5 cm / für Kissen QS128C		COV-SS128	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 58,0 x 43,0 x 10,5 cm / für Kissen QS129C		COV-SS129	93.- CHF	

ROHO® QUADRO SELECT® KISSEN

HIGH PROFILE® (HÖHE 10,5 CM)

Beschreibung	Tarifnummer 70.145.000	ROHO Art.-Nr.	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
Standardbezug für SELECT-Serie 58,0 x 47,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1210C, CS1210C		COV-SS1210	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 58,0 x 51,5 x 10,5 cm / für Kissen QS1211C, CS1211C		COV-SS1211	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 58,0 x 56,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1212C, CS1212C		COV-SS1212	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 58,0 x 60,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1213C		COV-SS1213	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 58,0 x 64,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1214C*		COV-SS1214	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 62,5 x 38,5 x 10,5 cm / für Kissen QS138C*		COV-SS138	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 62,5 x 43,0 x 10,5 cm / für Kissen QS139C		COV-SS139	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 62,5 x 47,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1310C, CS1310C		COV-SS1310	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 62,5 x 51,5 x 10,5 cm / für Kissen QS1311C, CS1311C		COV-SS1311	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 62,5 x 56,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1312C		COV-SS1312	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 62,5 x 60,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1313C		COV-SS1313	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 62,5 x 65,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1314C*		COV-SS1314	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 67,0 x 38,5 x 10,5 cm / für Kissen QS148C*		COV-SS148	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 67,0 x 43,0 x 10,5 cm / für Kissen QS149C		COV-SS149	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 67,0 x 47,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1410C		COV-SS1410	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 67,0 x 51,5 x 10,5 cm / für Kissen QS1411C		COV-SS1411	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 67,0 x 56,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1412C		COV-SS1412	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT-Serie 67,0 x 60,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1413C		COV-SS1413	93.- CHF	

BEZUG ROHO® QUADRO SELECT® Kissen
LOW PROFILE® (Höhe 5,5 cm)

Beschreibung	Tarifnummer 70.145.000	ROHO Art.-Nr.	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
Standardbezug für SELECT Serie 32,5 x 30,0 x 5,5 cm / für Kissen QS66LPC		COV-SS66LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 32,5 x 34,5 x 5,5 cm / für Kissen QS67LPC		COV-SS67LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 36,5 x 34,5 x 5,5 cm / für Kissen QS77LPC		COV-SS77LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 36,5 x 38,5 x 5,5 cm / für Kissen QS78LPC		COV-SS78LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 36,5 x 43,0 x 5,5 cm / für Kissen QS79LPC		COV-SS79LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 41,0 x 34,5 x 5,5 cm / für Kissen QS87LPC		COV-SS87LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 41,0 x 38,5 x 5,5 cm / für Kissen QS88LPC		COV-SS88LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 41,0 x 43,0 x 5,5 cm / für Kissen QS89LPC		COV-SS89LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 41,0 x 47,0 x 5,5 cm / für Kissen QS810LPC		COV-SS810LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 45,0 x 38,5 x 5,5 cm / für Kissen QS98LPC		COV-SS98LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 45,0 x 43,0 x 5,5 cm / für Kissen QS99LPC		COV-SS99LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 45,0 x 47,0 x 5,5 cm / für Kissen QS910LPC		COV-SS910LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 45,0 x 51,5 x 5,5 cm / für Kissen QS911LPC		COV-SS911LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 49,5 x 38,5 x 5,5 cm / für Kissen QS108LPC		COV-SS108LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 49,5 x 43,0 x 5,5 cm / für Kissen QS109LPC		COV-SS109LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 49,5 x 47,0 x 5,5 cm / für Kissen QS1010LPC		COV-SS1010LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 49,5 x 51,5 x 5,5 cm / für Kissen QS1011LPC		COV-SS1011LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 54,0 x 34,0 x 5,5 cm / für Kissen QS119LPC		COV-SS119LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 54,0 x 47,0 x 5,5 cm / für Kissen QS1110LPC		COV-SS1110LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 54,0 x 51,5 x 5,5 cm / für Kissen QS1111LPC		COV-SS1111LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 58,0 x 47,0 x 5,5 cm / für Kissen QS1210LPC		COV-SS1210LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 58,0 x 51,5 x 5,5 cm / für Kissen QS1211LPC		COV-SS1211LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 58,0 x 58,0 x 5,5 cm / für Kissen QS1212LPC		COV-SS1212LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 62,5 x 47,0 x 5,5 cm / für Kissen QS1310LPC		COV-SS1310LP	93.- CHF	
Standardbezug für SELECT Serie 62,5 x 51,5 x 5,5 cm / für Kissen QS1311LPC		COV-SS1311LP	93.- CHF	

ROHO® Heavy Duty (Inkontinenz) Bezüge HIGH PROFILE® (Höhe 10,5 cm)

Geeignet für Select Series, 1-Kammer-Kissen, neues Modell der Hybrid Elite und Enhancer.

Beschreibung	Tarifnummer 70.145.000	ROHO Art.-Nr.	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
Heavy Duty Bezug 32,5 x 30,0 x 10,5 cm / für Kissen QS66C, 1R66C (auch 1R H-CF-SR)		COV-HD66	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 32,5 x 34,5 x 10,5 cm / für Kissen QS67C, 1R67C (auch 1R H-CF-SR)		COV-HD67	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 36,5 x 34,5 x 10,5 cm / für Kissen QS77C (auch QS MP), 1R77C (auch 1R H-CF-SR)		COV-HD77	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 36,5 x 38,5 x 10,5 cm / für Kissen QS78C (auch MP), CS78C, 1R78C (auch H-CF-SR)		COV-HD78	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 36,5 x 43,0 x 10,5 cm / für Kissen QS79C, 1R79C (auch 1R H-CF-SR)		COV-HD79	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 36,5 x 47,0 x 10,5 cm / für Kissen QS710C		COV-HD710	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 41,0 x 34,5 x 10,5 cm / für Kissen QS87C, 1R87C (auch 1R H-CF-SR)		COV-HD87	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 41,0 x 38,5 x 10,5 cm / für Kissen QS88C (MP), CS88C, ENH, 1R88C (1R H-CF-SR)		COV-HD88	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 41,0 x 43,0 x 10,5 cm / für Kissen QS89C (MP), CS89C, ENH, 1R89C (1R H-CF-SR)		COV-HD89	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 41,0 x 47,0 x 10,5 cm / für Kissen QS810C, CS810C, 1R810C (auch 1R H-CF-SR)		COV-HD810	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 41,0 x 51,5 x 10,5 cm / für Kissen QS811C		COV-HD811	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 45,0 x 38,5 x 10,5 cm / für Kissen QS98C, CS98C, ENH, 1R811C (auch 1R H-CF-SR)		COV-HD98	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 45,0 x 43,0 x 10,5 cm / für Kissen QS99C (auch MP), CS99C, ENH, 1R99C		COV-HD99	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 45,0 x 47,0 x 10,5 cm / für Kissen QS910C (MP), CS910C, ENH, 1R910C (H-CF-SR)		COV-HD910	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 45,0 x 51,5 x 10,5 cm / für Kissen QS911C, CS911C, 1R911C (auch 1R H-CF-SR)		COV-HD911	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 45,0 x 56,0 x 10,5 cm / für Kissen QS912C		COV-HD912	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 49,5 x 38,5 x 10,5 cm / für Kissen QS108C, CS108C, 1R108C (auch 1R H-CF-SR)		COV-HD108	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 49,5 x 43,0 x 10,5 cm / für Kissen QS109C (MP), CS109C, ENH, 1R109C (H-CF-SR)		COV-HD109	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 49,5 x 47,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1010C (MP), CS1010C, ENH, 1R1010C (H-CF-SR)		COV-HD1010	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 49,5 x 51,5 x 10,5 cm / für Kissen QS1011C, CS1011C, ENH, 1R1011C (1R H-CF-SR)		COV-HD1011	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 49,5 x 56,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1012C, 1R1012C (auch 1R H-CF-SR)		COV-HD1012	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 49,5 x 62,5 x 10,5 cm / für Kissen QS1013C		COV-HD1013	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 54,0 x 43,0 x 10,5 cm / für Kissen QS119C, CS119C, 1R119C (auch 1R H-CF-SR)		COV-HD119	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 54,0 x 47,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1110C, CS1110C, ENH, 1R1110C (1R H-CF-SR)		COV-HD1110	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 54,0 x 51,5 x 10,5 cm / für Kissen QS1111C, CS1111C, 1R1111C (1R1111H-CF-SR)		COV-HD1111	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 54,0 x 56,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1112C, 1R1112C (auch 1R H-CF-SR)		COV-HD1112	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 54,0 x 62,5 x 10,5 cm / für Kissen QS1113C		COV-HD1113	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 58,0 x 38,5 x 10,5 cm / für Kissen QS128C*		COV-HD128	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 58,0 x 43,0 x 10,5 cm / für Kissen QS129C, 1R129C		COV-HD129	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 58,0 x 47,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1210C, CS1210C, 1R1210C (1R H-CF-SR)		COV-HD1210	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 58,0 x 51,5 x 10,5 cm / für Kissen QS1211C, CS1211C, 1R1211C (1R H-CF-SR)		COV-HD1211	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 58,0 x 56,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1212C, CS1212C, 1R1212C		COV-HD1212	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 58,0 x 62,5 x 10,5 cm / für Kissen QS1213C		COV-HD1213	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 58,0 x 67,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1214C		COV-HD1214	128.- CHF	

ROHO® Heavy Duty (Inkontinenz) Bezüge HIGH PROFILE® (Höhe 10,5 cm)

Geeignet für Select Serie, 1-Kammer-Kissen, neues Modell Hybrid Elite.

Beschreibung	Tarifnummer 70.145.000	ROHO Art.-Nr.	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
Heavy Duty Bezug 62,5 x 38,5 x 10,5 cm / für Kissen QS138C*		COV-HD138	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 62,5 x 43,0 x 10,5 cm / für Kissen QS139C		COV-HD139	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 62,5 x 47,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1310C, CS1310C, 1R1310C (1R H-CF-SR)		COV-HD1310	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 62,5 x 51,5 x 10,5 cm / für Kissen QS1311C, CS1311C, 1R1311C (1R H-CF-SR)		COV-HD1311	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 62,5 x 56,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1312C		COV-HD1312	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 62,5 x 62,5 x 10,5 cm / für Kissen QS1313C		COV-HD1313	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 62,5 x 67,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1314C		COV-HD1314	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 67,0 x 38,5 x 10,5 cm / für Kissen QS148C*		COV-HD148	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 67,0 x 43,0 x 10,5 cm / für Kissen QS149C*		COV-HD149	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 67,0 x 47,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1410C		COV-HD1410	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 67,0 x 51,5 x 10,5 cm / für Kissen QS1411C, 1R1411C (auch 1R H-CF-SR)		COV-HD1411	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 67,0 x 56,0 x 10,5 cm / für Kissen QS1412C		COV-HD1412	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 67,0 x 62,5 x 10,5 cm / für Kissen QS1413C		COV-HD1413	128.- CHF	

ROHO® Heavy Duty (Inkontinenz) Bezüge LOW PROFILE® (5,5 cm) für Select Serie, 1-Kammer Kis-

Beschreibung	Tarifnummer 70.145.000	ROHO Art.-Nr.	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
Heavy Duty Bezug 32,5 x 30,0 x 5,5 cm / für Kissen QS66LPC, 1R66LPC		COV-HD66LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 32,5 x 34,5 x 5,5 cm / für Kissen QS67LPC, 1R67LPC		COV-HD67LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 36,5 x 34,5 x 5,5 cm / für Kissen QS77LPC, 1R77LPC		COV-HD77LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 36,5 x 38,5 x 5,5 cm / für Kissen QS78LPC, 1R78LPC		COV-HD78LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 36,5 x 43,0 x 5,5 cm / für Kissen QS79LPC, 1R79LPC		COV-HD79LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 41,0 x 34,5 x 5,5 cm / für Kissen QS87LPC, 1R87LPC		COV-HD87LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 41,0 x 38,5 x 5,5 cm / für Kissen QS88LPC, 1R88LPC		COV-HD88LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 41,0 x 43,0 x 5,5 cm / für Kissen QS89LPC, 1R89LPC		COV-HD89LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 41,0 x 47,0 x 5,5 cm / für Kissen QS810LPC, 1R810LPC		COV-HD810LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 45,0 x 38,5 x 5,5 cm / für Kissen QS98LPC, 1R98LPC		COV-HD98LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 45,0 x 43,0 x 5,5 cm / für Kissen QS99LPC, 1R99LPC		COV-HD99LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 45,0 x 47,0 x 5,5 cm / für Kissen QS910LPC, 1R910LPC		COV-HD910LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 45,0 x 51,5 x 5,5 cm / für Kissen QS911LPC, 1R911LPC		COV-HD911LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 49,5 x 38,5 x 5,5 cm / für Kissen QS108LPC, 1R108LPC		COV-HD108LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 49,5 x 43,0 x 5,5 cm / für Kissen QS109LPC, 1R109LPC		COV-HD109LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 49,5 x 47,0 x 5,5 cm / für Kissen QS1010LPC, 1R1010LPC		COV-HD1010LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 49,5 x 51,5 x 5,5 cm / für Kissen QS1011LPC, 1R1011LPC		COV-HD1011LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 54,0 x 34,0 x 5,5 cm / für Kissen QS119LPC, 1R119LPC		COV-HD119LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 54,0 x 47,0 x 5,5 cm / für Kissen QS1110LPC, 1R1110LPC		COV-HD1110LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 54,0 x 51,5 x 5,5 cm / für Kissen QS1111LPC, 1R1111LPC		COV-HD1111LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 58,0 x 47,0 x 5,5 cm / für Kissen QS1210LPC		COV-HD1210LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 58,0 x 51,5 x 5,5 cm / für Kissen QS1211LPC		COV-HD1211LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 58,0 x 56,0 x 5,5 cm / für Kissen QS1212LPC		COV-HD1212LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 62,0 x 47,0 x 5,5 cm / für Kissen QS1310LPC		COV-HD1310LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug 62,0 x 51,5 x 5,5 cm / für Kissen QS1311LPC		COV-HD1311LP	128.- CHF	

Beschreibung - MOSAIC	ROHO-Referenz	UVP Exkl. MwSt	Anzahl
Heavy Duty Bezug für MOS1616HD	COV-HD99LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug für MOS1618HD	COV-HD910LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug für MOS1816HD	COV-HD109LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug für MOS1818HD	COV-HD1010LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug für MOS1717HD	COV-HD99LP	128.- CHF	
Heavy Duty Bezug für MOS2018HD	COV-HD1110LP	128.- CHF	

Achtung! Die folgenden Bezüge sind nur für das neue Modell Hybrid Elite geeignet, das seit dem 1. Januar 2017 erhältlich ist.

ROHO® Hybrid Elite® Standardbezüge 1-+ 2-Kammer (HÖHE 10,5 cm) Neues Modell

Beschreibung	Tarifnummer 70.145.000	ROHO Art.-Nr.	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
Standardbezug 35,0 x 37,5 cm für Hybrid-Elite 1RHE1414C-SR / 2RHE1414C		COV-HE1414	138.- CHF	
Standardbezug 35,0 x 40,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE1415C-SR / 2RHE1415C		COV-HE1415	138.- CHF	
Standardbezug 35,0 x 43,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE1416C-SR / 2RHE1416C		COV-HE1416	138.- CHF	
Standardbezug 38,0 x 40,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE1515C-SR / 2RHE1515C		COV-HE1515	138.- CHF	
Standardbezug 38,0 x 43,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE1516C-SR / 2RHE1516C		COV-HE1516	138.- CHF	
Standardbezug 38,0 x 45,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE1517C-SR / 2RHE1517C		COV-HE1517	138.- CHF	
Standardbezug 40,0 x 40,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE1615C-SR / 2RHE1615C		COV-HE1615	138.- CHF	
Standardbezug 40,0 x 43,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE1616C-SR / 2RHE1616C		COV-HE1616	138.- CHF	
Standardbezug 40,0 x 45,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE1617C-SR / 2RHE1617C		COV-HE1617	138.- CHF	
Standardbezug 40,0 x 48,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE1618C-SR / 2RHE1618C		COV-HE1618	138.- CHF	
Standardbezug 40,0 x 53,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE1620C-SR / 2RHE1620C		COV-HE1620	138.- CHF	
Standardbezug 43,0 x 43,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE1716C-SR / 2RHE1716C		COV-HE1716	138.- CHF	
Standardbezug 43,0 x 45,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE1717C-SR / 2RHE1717C		COV-HE1717	138.- CHF	
Standardbezug 43,0 x 48,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE1718C-SR / 2RHE1718C		COV-HE1718	138.- CHF	
Standardbezug 43,0 x 53,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE1720C-SR / 2RHE1720C		COV-HE1720	138.- CHF	
Standardbezug 45,0 x 43,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE1816C-SR / 2RHE1816C		COV-HE1816	138.- CHF	
Standardbezug 45,0 x 45,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE1817C-SR / 2RHE1817C		COV-HE1817	138.- CHF	
Standardbezug 45,0 x 48,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE1818C-SR / 2RHE1818C		COV-HE1818	138.- CHF	
Standardbezug 45,0 x 53,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE1820C-SR / 2RHE1820C		COV-HE1820	138.- CHF	
Standardbezug 50,0 x 45,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE2017C-SR / 2RHE2017C		COV-HE2017	138.- CHF	
Standardbezug 50,0 x 48,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE2018C-SR / 2RHE2018C		COV-HE2018	138.- CHF	
Standardbezug 50,0 x 53,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE2020C-SR / 2RHE2020C		COV-HE2020	138.- CHF	
Standardbezug 55,5 x 48,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE2218C-SR / 2RHE2218C		COV-HE2218	138.- CHF	
Standardbezug 55,5 x 53,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE2220C-SR / 2RHE2220C		COV-HE2220	138.- CHF	
Standardbezug 55,5 x 58,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE2222C-SR / 2RHE2222C		COV-HE2222	138.- CHF	
Standardbezug 60,5 x 48,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE2418C-SR / 2RHE2418C		COV-HE2418	138.- CHF	
Standardbezug 60,5 x 53,0 cm für Hybrid-Elite 1RHE2420C-SR / 2RHE2420C		COV-HE2420	138.- CHF	

ROHO® Standardbezug - HIGH PROFILE® (Höhe 10,5 cm) - Geeignet für 1-Kammer-Kissen und Enhancer.

Beschreibung	Tarifnummer 70.145.000	ROHO Art.-Nr.	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
Standardbezug 28,5 x 28,5 cm / für Kissen 1R66C		COV-66	93.- CHF	
Standardbezug 28,5 x 33,0 cm / für Kissen 1R67C		COV-67	93.- CHF	
Standardbezug 33,0 x 33,0 cm / für Kissen 1R77C		COV-77	93.- CHF	
Standardbezug 33,0 x 37,5 cm / für Kissen 1R78C		COV-78	93.- CHF	
Standardbezug 33,0 x 42,0 cm / für Kissen 1R79C		COV-79	93.- CHF	
Standardbezug 37,5 x 33,0 cm / für Kissen 1R87C		COV-87	93.- CHF	
Standardbezug 37,5 x 37,5 cm / für Kissen 1R88C, ENH88C		COV-88	93.- CHF	
Standardbezug 37,5 x 42,0 cm / für Kissen 1R89C, ENH89C		COV-89	93.- CHF	
Standardbezug 37,5 x 46,5 cm / für Kissen 1R810C		COV-810	93.- CHF	
Standardbezug 37,5 x 51,0 cm / für Kissen 1R811C*		COV-811	93.- CHF	
Standardbezug 42,0 x 37,5 cm / für Kissen 1R98C, ENH98C		COV-98	93.- CHF	
Standardbezug 42,0 x 42,0 cm / für Kissen 1R99C, ENH99C		COV-99	93.- CHF	
Standardbezug 42,0 x 46,5 cm / für Kissen 1R910C, ENH910C		COV-910	93.- CHF	
Standardbezug 42,0 x 51,0 cm / für Kissen 1R911C		COV-911	93.- CHF	
Standardbezug 42,0 x 55,5 cm / für Kissen 1R912C*		COV-912	93.- CHF	
Standardbezug 46,5 x 37,5 cm / für Kissen 1R108C		COV-108	93.- CHF	
Standardbezug 46,5 x 42,0 cm / für Kissen 1R109C, ENH109C		COV-109	93.- CHF	
Standardbezug 46,5 x 46,5 cm / für Kissen 1R1010C, ENH1010C		COV-1010	93.- CHF	
Standardbezug 46,5 x 51,0 cm / für Kissen 1R1011C, ENH1011C		COV-1011	93.- CHF	
Standardbezug 46,5 x 55,5 cm / für Kissen 1R1012C		COV-1012	93.- CHF	
Standardbezug 46,5 x 60,0 cm / für Kissen 1R1013C*		COV-1013	93.- CHF	
Standardbezug 46,5 x 64,5 cm / für Kissen 1R1014C*		COV-1014	93.- CHF	
Standardbezug 51,0 x 37,5 cm / für Kissen 1R118C		COV-118	93.- CHF	
Standardbezug 51,0 x 42,0 cm / für Kissen 1R119C		COV-119	93.- CHF	
Standardbezug 51,0 x 46,5 cm / für Kissen 1R1110C, ENH1110C		COV-1110	93.- CHF	
Standardbezug 51,0 x 51,0 cm / für Kissen 1R1111C		COV-1111	93.- CHF	
Standardbezug 51,0 x 55,5 cm / für Kissen 1R1112C		COV-1112	93.- CHF	
Standardbezug 51,0 x 60,0 cm / für Kissen 1R1113C*		COV-1113	93.- CHF	
Standardbezug 51,0 x 64,5 cm / für Kisse 1R1114C*		COV-1114	93.- CHF	
Standardbezug 55,5 x 37,5 cm / für Kissen 1R128C*		COV-128	93.- CHF	
Standardbezug 55,5 x 42,0 cm / für Kissen 1R129C		COV-129	93.- CHF	
Standardbezug 55,5 x 46,5 cm / für Kissen 1R1210C		COV-1210	93.- CHF	
Standardbezug 55,5 x 51,0 cm / für Kissen 1R1211C		COV-1211	93.- CHF	
Standardbezug 55,5 x 55,5 cm / für Kissen 1R1212C		COV-1212	93.- CHF	
Standardbezug 55,5 x 60,0 cm / für Kissen 1R1213C*		COV-1213	93.- CHF	
Standardbezug 55,5 x 64,5 cm / für Kissen 1R1214C*		COV-1214	93.- CHF	

ROHO® Standardbezug - HIGH PROFILE® (Höhe 10,5 cm) - Geeignet für 1-Kammer-Kissen.

Beschreibung	Tarifnummer 70.145.000	ROHO Art.-Nr.	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
Standardbezug 60,0 x 37,5 cm / für Kissen 1R138C*		COV-138	93.- CHF	
Standardbezug 60,0 x 42,0 cm / für Kissen 1R139C*		COV-139	93.- CHF	
Standardbezug 60,0 x 46,5 cm / für Kissen 1R1310C		COV-1310	93.- CHF	
Standardbezug 60,0 x 51,0 cm / für Kissen 1R1311C		COV-1311	93.- CHF	
Standardbezug 60,0 x 55,5 cm / für Kissen 1R1312C*		COV-1312	93.- CHF	
Standardbezug 60,0 x 60,0 cm / für Kissen 1R1313C*		COV-1313	93.- CHF	
Standardbezug 60,0 x 64,5 cm / für Kissen 1R1314C*		COV-1314	93.- CHF	
Standardbezug 64,5 x 37,5 cm / für Kissen 1R148C*		COV-148	93.- CHF	
Standardbezug 64,5 x 42,0 cm / für Kissen 1R149C*		COV-149	93.- CHF	
Standardbezug 64,5 x 46,5 cm / für Kissen 1R1410C*		COV-1410	93.- CHF	
Standardbezug 64,5 x 51,0 cm / für Kissen 1R1411C		COV-1411	93.- CHF	
Standardbezug 64,5 x 55,5 cm / für Kissen 1R1412C*		COV-1412	93.- CHF	
Standardbezug 64,5 x 60,0 cm / für Kissen 1R1413C*		COV-1413	93.- CHF	
Standardbezug 64,5 x 64,5 cm / für Kissen 1R1414C*		COV-1414	93.- CHF	
Standardbezug 69,0 x 51,0 cm / für Kissen 1R1511C		COV-1511	93.- CHF	

ROHO® Standardbezug - LOW PROFILE® (Höhe 5,5 cm) - Geeignet für 1-Kammer-Kissen.

Beschreibung	Tarifnummer 70.145.000	ROHO Art.-Nr.	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
Standardbezug 28,5 x 28,5 cm / für Kissen 1R66LPC		COV-66LP	93.- CHF	
Standardbezug 28,5 x 33,0 cm / für Kissen 1R67LPC		COV-67LP	93.- CHF	
Standardbezug 33,0 x 33,0 cm / für Kissen 1R77LPC		COV-77LP	93.- CHF	
Standardbezug 33,0 x 37,5 cm / für Kissen 1R78LPC		COV-78LP	93.- CHF	
Standardbezug 33,0 x 42,0 cm / für Kissen 1R79LPC		COV-79LP	93.- CHF	
Standardbezug 37,5 x 33,0 cm / für Kissen 1R87LPC		COV-87LP	93.- CHF	
Standardbezug 37,5 x 37,5 cm / für Kissen 1R88LPC		COV-88LP	93.- CHF	
Standardbezug 37,5 x 42,0 cm / für Kissen 1R89LPC		COV-89LP	93.- CHF	
Standardbezug 37,5 x 46,5,0 cm / für Kissen 1R810LPC		COV-810LP	93.- CHF	
Standardbezug 42,0 x 37,5 cm / für Kissen 1R98LPC		COV-98LP	93.- CHF	
Standardbezug 42,0 x 42,0 cm / für Kissen 1R99LPC		COV-99LP	93.- CHF	
Standardbezug 42,0 x 46,5 cm / für Kissen 1R910LPC		COV-910LP	93.- CHF	
Standardbezug 42,0 x 51,0 cm / für Kissen 1R911LPC		COV-911LP	93.- CHF	
Standardbezug 46,5 x 37,5 cm / für Kissen 1R108LPC		COV-108LP	93.- CHF	
Standardbezug 46,5 x 42,0 cm / für Kissen 1R109LPC		COV-109LP	93.- CHF	
Standardbezug 46,5 x 46,5 cm / für Kissen 1R1010LPC		COV-1010LP	93.- CHF	
Standardbezug 46,5 x 51,0 cm / für Kissen 1R1011LPC		COV-1011LP	93.- CHF	
Standardbezug 51,0 x 42,0 cm / für Kissen 1R119LPC		COV-119LP	93.- CHF	
Standardbezug 51,0 x 46,5 cm / für Kissen 1R1110LPC		COV-1110LP	93.- CHF	
Standardbezug 51,0 x 51,0 cm / für Kissen 1R1111LPC		COV-1111LP	93.- CHF	
Standardbezug 55,5 x 46,5 cm / für Kissen 1R1210LPC		COV-1210LP	93.- CHF	
Standardbezug 55,5 x 51,0 cm / für Kissen 1R1211LPC		COV-1211LP	93.- CHF	
Standardbezug 55,5 x 55,5 cm / für Kissen 1R1212LPC		COV-1212LP	93.- CHF	
Standardbezug 60,0 x 46,5 cm / für Kissen 1R1310LPC*		COV-1310LP	93.- CHF	
Standardbezug 60,0 x 51,0 cm / für Kissen 1R1311LPC		COV-1311LP	93.- CHF	

AGILITY Rückensysteme

Was ist ein

AGILITY RÜCKENSYSTEM?

die neueste Innovation von ROHO,
die den individuellen Sitzpositionen
Ihrer Kunden gerecht wird.

Das AGILITY-Rückensystem:

Stark | Verstellbar | Komfortabel



Kein Mensch ist wie der andere. Und nach 40 Jahren Erfahrung wissen wir, dass es so etwas wie eine "Einheitsgröße" nicht gibt, wenn man auf die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden eingehen möchte. Deshalb sind ROHO AGILITY Rückensysteme so konzipiert, dass sie an unterschiedliche Körpergrößen und -formen anpassbar sind und leicht eingestellt werden können - selbst wenn Ihre Kunden sitzen.

ROHO AGILITY Rückensysteme sind so konstruiert, dass sie mit nahezu jedem Rollstuhl kompatibel sind und bei richtiger Einstellung, sicher in Position bleiben. Sie sind aus Flugzeugaluminium, langlebigen AIR FLOATATION-Einsätzen und Zytel® Verbundwerkstoff-Hardware mit hoher Dichte gefertigt. So sorgen sie dafür, dass auch agile Kunden stabil und geschützt sind.

Standardlieferung bei Bestellung eines Rückensystems: Rückenschale / Befestigung (Quick Release / Direct Mount) / Bezug / Schaumstoffunterlage mit Luftpolster / Ersatzschaumstoffunterlage / Lordosenstütze / Pumpe / Reparaturset / Werkzeug / Gebrauchsanleitung.

AGILITY[®]

MAX CONTOUR

RÜCKENSTÜTZE

Empfohlen für Kunden, die:

- ein hohes Mass an Haltungsunterstützung benötigen
- eine maximale Rumpfunterstützung benötigen

Tarifnummer 70.131.00



Agility MAX - Rückensystem (18 cm tiefe Seitenstütze)

Quick Release (abnehmbar) - UVP exkl. MwSt CHF 1.183.00

	Breite der Rückenschale in cm (inch)						
Höhe Rückenschale in cm (inch)	33 - 35,5 (14")	35,5 - 38 (15")	38 - 40,5 (16")	40,5 - 43 (17")	43 - 45,5 (18")	45,5 - 48 (19")	48 - 51 (20")
40,5 (16")	1833273	1833362	1833276	1833365	1833279	1833368	1833282
45,5 (18")	1833274	1833363	1833277	1833366	1833280	1833369	1833283
51 (20")	1833275	1833364	1833278	1833367	1833281	1833370	1833284

Direct Mount (für Corpus-Sitzeinheit Permobil) - UVP exkl. MwSt CHF 1.183.00

	Breite der Rückenschale in cm (inch)						
Höhe Rückenschale in cm (inch)	33 - 35,5 (14")	35,5 - 38 (15")	38 - 40,5 (16")	40,5 - 43 (17")	43 - 45,5 (18")	45,5 - 48 (19")	48 - 51 (20")
40,5 (16")	AG6-1416AL-P	AG6-1516AL-P	AG6-1616AL-P	AG6-1716AL-P	AG6-1816AL-P	AG6-1916AL-P	AG6-2016AL-P
45,5 (18")	AG6-1418AL-P	AG6-1518AL-P	AG6-1618AL-P	AG6-1718AL-P	AG6-1818AL-P	AG6-1918AL-P	AG6-2018AL-P
51 (20")	AG6-1420AL-P	AG6-1520AL-P	AG6-1620AL-P	AG6-1720AL-P	AG6-1820AL-P	AG6-1920AL-P	AG6-2020AL-P

Abmessungen zwischen mittleren Seitenstützen

Breite		Max Contour (18 cm)
cm	inch	Innenmass(cm)
35,5	14	21,5
38	15	26
40,5	16	28
43	17	31
45,5	18	33,5
48	19	36

ROHO® AGILITY-Ersatzteile

Beschreibung	ROHO Art.-Nr.	UVP Exkl. MwSt.	An- zahl
SCHAUMSTOFFAUSSCHNITT, AGILITY BACK MAX 1416	AG6FC-1416	320.- CHF	
SCHAUMSTOFFAUSSCHNITT, AGILITY BACK MAX 1418	AG6FC-1418	320.- CHF	
SCHAUMSTOFFAUSSCHNITT, AGILITY BACK MAX 1420	AG6FC-1420	320.- CHF	
SCHAUMSTOFFAUSSCHNITT, AGILITY BACK MAX 1616	AG6FC-1616	320.- CHF	
SCHAUMSTOFFAUSSCHNITT, AGILITY BACK MAX 1618	AG6FC-1618	320.- CHF	
SCHAUMSTOFFAUSSCHNITT, AGILITY BACK MAX 1620	AG6FC-1620	320.- CHF	
SCHAUMSTOFFAUSSCHNITT, AGILITY BACK MAX 1816	AG6FC-1816	320.- CHF	
SCHAUMSTOFFAUSSCHNITT, AGILITY BACK MAX 1818	AG6FC-1818	320.- CHF	
SCHAUMSTOFFAUSSCHNITT, AGILITY BACK MAX 1820	AG6FC-1820	320.- CHF	
SCHAUMSTOFFAUSSCHNITT, AGILITY BACK MAX 1920	AG6FC-1920	320.- CHF	
SCHAUMSTOFFAUSSCHNITT, AGILITY BACK MAX 2016	AG6FC-2016	320.- CHF	
SCHAUMSTOFFAUSSCHNITT, AGILITY BACK MAX 2018	AG6FC-2018	320.- CHF	
SCHAUMSTOFFAUSSCHNITT, AGILITY BACK MAX 2020	AG6FC-2020	320.- CHF	
CELLPAD AGILITY BACK HÖHE 10*	AGAIR-10	195.- CHF	
CELLPAD AGILITY BACK HÖHE 13*	AGAIR-13	195.- CHF	
CELLPAD AGILITY BACK HÖHE 16	AGAIR-16	195.- CHF	
CELLPAD AGILITY BACK HÖHE 18	AGAIR-18	195.- CHF	
CELLPAD AGILITY BACK HÖHE 20	AGAIR-20	195.- CHF	
CELLPAD, AGILITY MAX SEITENPOLSTER	AGAIR-S	195.- CHF	
BEZUG, AGILITY BACK 6 MAX 1416	COV-AG6-1416	137.- CHF	
BEZUG, AGILITY BACK 6 MAX 1418	COV-AG6-1418	137.- CHF	
BEZUG, AGILITY BACK 6 MAX 1420	COV-AG6-1420	137.- CHF	
BEZUG, AGILITY BACK 6 MAX 1516, 1616	COV-AG6-1616	137.- CHF	
BEZUG, AGILITY BACK 6 MAX 1518, 1618	COV-AG6-1618	137.- CHF	
BEZUG, AGILITY BACK 6 MAX 1520, 1620	COV-AG6-1620	137.- CHF	
BEZUG, AGILITY BACK 6 MAX 1716, 1816	COV-AG6-1816	137.- CHF	
BEZUG, AGILITY BACK 6 MAX 1718, 1818	COV-AG6-1818	137.- CHF	
BEZUG, AGILITY BACK 6 MAX 1720, 1820	COV-AG6-1820	137.- CHF	
BEZUG, AGILITY BACK 6 MAX 1916, 2016	COV-AG6-2016	137.- CHF	
BEZUG, AGILITY BACK 6 MAX 1918, 2018	COV-AG6-2018	137.- CHF	
BEZUG, AGILITY BACK 6 MAX 1920, 2020	COV-AG6-2020	137.- CHF	
KOPFSTÜTZENHALTER AG UNITRACK 15-20 BREIT	AG-HR-UT	58.- CHF	
KOPFSTÜTZENHALTER AG UNITRACK 14 BREIT	AG-HR-UT14	58.- CHF	
KOPFSTÜTZE MIT MONTAGESET - SMALL	AG-HR-SM	550.- CHF	
KOPFSTÜTZE MIT MONTAGESET - MEDIUM	AG-HR-MED	550.- CHF	
KOPFSTÜTZE MIT MONTAGESET - LARGE	AG-HR-LG	550.- CHF	
LUMBALROLLE / INNENSCHALE	LUMBAR	25.- CHF	

ROHO® Agility Rückensystem Befestigungsvorrichtung

Beschreibung	ROHO Art.-Nr.	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
Hardware Quick Release	AG-HDWR-QR	285.- CHF	
Hardware Direct Mount 14" breit	AG-HDWR-DM14	285.- CHF	
Hardware Direct Mount 15" breit	AG-HDWR-DM15	285.- CHF	
Hardware Direct Mount 16" breit	AG-HDWR-DM16	285.- CHF	
Hardware Direct Mount 17" breit	AG-HDWR-DM17	285.- CHF	
Hardware Direct Mount 18" breit	AG-HDWR-DM18	285.- CHF	
Hardware Direct Mount 19" breit	AG-HDWR-DM19	285.- CHF	
Hardware Direct Mount 20" breit	AG-HDWR-DM20	285.- CHF	

Matratzen

ROHO® DRY FLOATATION® Matratzen-System

- Modulare (4 Sektionen) Matratze mit DRY FLOATATION®
Technologie: bewährter Hautschutz, sowohl präventiv als auch kurativ, bis zu Dekubitus der Kategorie 4
- Optimale Druckverteilung, minimale Scher- und Reibungskräfte
- Feuerfestes, hypo-allergenes Neopren
- Entspricht den Richtlinien der Schmerzreduzierung
- Benutzer liegt bequem in der Matratze
- Einfach zu benutzen und leicht zu reinigen
- Stabil durch den Einsatz von vier verschiedenen Sektionen
- Druckentlastende Matratze
- Keine Gewichtsbeschränkung
- Garantie: 24 Monate



Beschreibung	ROHO Art.-Nr.	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
ROHO DRY FLOATATION Matratzen-System (4 Teile) 85,0 x 200,0 x 8,5 cm, ohne Bezug	MATTSYSC	3.500,- CHF	
ROHO DRY FLOATATION Matratzen-System (4 Teile) 100,0 x 200,0 x 8,5 cm, ohne Bezug	BARI39SYSC	6.000,- CHF	
ROHO DRY FLOATATION Matratzen-System (4 Teile) 120,0 x 200,0 x 8,5 cm, ohne Bezug	BARI48SYSC	6.000,- CHF	
ROHO DRY FLOATATION Matratzen-System (4 Teile) 140,0 x 200,0 x 8,5 cm, ohne Bezug	BARI54SYSC	6.000,- CHF	
ROHO DRY FLOATATION Matratzensegment 85,0 x 50,0 x 8,5 cm, ohne Bezug	MATTSECT	770,- CHF	
ROHO HD Matratzenbezug ca. 90,0 x 200,0 cm	COV-MR3680	490,- CHF	

ROHO® PRODIGY® Matratzen-System

- PRODIGY-Matratzensystem (3 Teile) 90,0 x 201,0 x 8,5 cm
- Sorgt für eine gute Druckverteilung
- Kann kurativ bis zum Dekubitusgrad 2 eingesetzt werden
- Entspricht den Richtlinien der Schmerzreduzierung
- Benutzer liegt bequem in der Matratze
- Einfach zu benutzen und leicht zu reinigen
- Stabil durch den Einsatz von drei verschiedenen Sektionen
- Druckentlastende Matratze
- Leichtgewicht (2,6 kg)
- Maximales Benutzergewicht 135 kg



Beschreibung	ROHO Art.-Nr.	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
PRODIGY Matratzen-System (3 Teile) 90,0 x 201,0 x 8,5 cm, ohne Bezug	PRODIGYSYS	2.500,- CHF	
PRODIGY Matratzen-Segment 67,0 x 90,0 x 8,5 cm, ohne Bezug	PRODIGEA	680,- CHF	
Mehrwegbezug für Matratzen 90,0 x 200,0 cm	COV-MR3680	490,- CHF	

Besonderheiten

ROHO® ADAPTOR PAD® Kissen

- Kleine quadratische Gummiluftzellen auf einer Gummibasis
- Luftzellen sind nicht miteinander verbunden, so dass jede gewünschte Form ausgeschnitten werden kann
- Abmessungen Gummibasis 25,0 x 34,0 x 2,0 cm
- Ohne Bezug



Beschreibung	ROHO Art.-Nr.	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
ADAPTOR Kissen 25,0 x 34,0 x 2,0 cm	ADAPTOR	242.- CHF	

ROHO® Kissen für Dusch- und Toilettenstuhl

- Sitzkissen für Dusch- und Toilettenstuhl
- Ohne Bezug
- 1 Ventil, 5,5 cm hoch



Beschreibung	ROHO Art.-Nr.	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
Duschstuhl-Kissen mit Aussparung 37,5 x 37,5 x 5,5 cm	SEATCMD88LP	580.- CHF	
Duschstuhl-Kissen mit Aussparung 37,5 x 42,0 x 5,5 cm	SEATCMD89LP	580.- CHF	
Duschstuhl-Kissen mit Aussparung 42,0 x 42,0 x 5,5 cm	SEATCMD99LP	580.- CHF	
Duschstuhl-Kissen mit Aussparung 42,0 x 46,5 x 5,5 cm	SEATCMD910LP	580.- CHF	
Duschstuhl-Kissen mit Aussparung 46,5 x 46,5 x 5,5 cm	SEATCMD1010LP	580.- CHF	

ROHO® Kissen für Toilettensitz

- Sitzkissen für Toilettensitz und Standard-WC-Sitz
- Gute Druckentlastung
- Ohne Bezug
- 2 Ventile, 2,5 cm hoch (innere Reihe), 5,5 cm hoch (äussere Reihe)



Beschreibung	ROHO Art.-Nr.	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
T-SEAT Kissen	SEATTOILET	480.- CHF	

LTV SEAT® SITZKISSEN

Die LTV ist ein nichtmedizinisches Kissen

Anwendung für alle, die längere Zeit sitzen über längere Zeiträume sitzt. Es ist leicht und faltbar und bietet unübertroffenen Komfort und Bequemlichkeit. Die miteinander verbundenen Zellen übertragen Luft von Kammer zu Kammer, während Sie Ihr Gewicht verlagern, um den Druck über das Kissen zu verteilen. Das LTV-Kissen hat zwei Bezüge zwei Bezugsvarianten - gestepptes Gewebe oder ULTRA LEATHER®.

Garantie des Kissens: 12 Monate



Das LTV Sitzkissen ist ideal für:

- Lange Autofahrten
- Reisen im Flugzeug
- Stadion-/Veranstaltungsbestuhlung
- Sitzgelegenheiten zu Hause
- Sitzen im Büro

Beschreibung	ROHO Art.-Nr.	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
LTV-Kissen 45,7 x 40,6 cm, inkl. Bezug, Pumpe	LTVC	188.- CHF	

ROHO® Zubehör

Beschreibung	ROHO Art.-Nr.	UVP Exkl. MwSt.	Anzahl
Einfaches Reparaturset (kleine Aufkleber und Alkoholtücher)	A5	23.- CHF	
Luftpumpe für Sitzkissen	HP45	20.- CHF	
Luftpumpe für Matratzen, doppelte Kraft	HP20	30.- CHF	