

ASSISE MODULAIRE ET ÉVOLUTIVE ROHO®

Kit Coussin + Dossier

Alliant prévention anti escarre, prévention posturale et positionnement.

LE KIT COUSSIN AIR LITE + DOSSIER AGILITY

Le kit se compose d'un coussin AIR LITE associé à n'importe quel dossier AGILITY (de formes et de galbes différents).



LE COUSSIN AIRLITE®

Un coussin de forme anatomique, avec insert air intégré dans la cuvette pour un confort optimal et une prévention posturale assurée. Ce coussinet air protège l'utilisateur et supprime le risque dû au vieillissement de la mousse.

Spécifications :

- Coussin avec plot d'abduction plat pour faciliter les transferts
- Découpe anatomique pour protection du sacrum
- Cuvette ischiatique pour léger positionnement
- Coussin profilé pour faciliter la propulsion podale
- Coussinet air intégré
- Base rigide sous le coussin pour limiter l'effet hamac
- Housse incontinence extensible
- Poids max utilisateur 125 kg



Confort maximal


Prévention posturale

Légèreté du coussin

Simple à commander

LE DOSSIER AGILITY

Un dossier rigide qui assure un véritable positionnement mais également maintien et prévention anti escarre grâce à ses inserts airs ROHO intégrés.



3 GALBES DISPONIBLES :




AGILITY Min Contour (AG2)

Largeur : 33 - 51 cm
Profondeur : 7,5 cm
Hauteur : 25,5 / 33 / 40,5 / 45,5 cm



AGILITY Mid Contour (AG3)

Largeur : 33 - 51 cm
Profondeur : 10 cm
Hauteur : 25,5 / 33 / 40,5 / 45,5 / 51 cm



AGILITY Max Contour (AG6)


Largeur : 33 - 51 cm
Profondeur : 18 cm
Hauteur : 40,5 / 45,5 / 51 cm

RÉVERSIBLE :




2 TYPES DE FIXATION :

Fixations escamotables



Fixations fixes



©2016 ROHO, Inc. Les produits présentés sont des marques déposées par ROHO, Inc.: SMART CHECK®, SENSOR READY™, DRY FLOATATION®, HIGH PROFILE®, MID PROFILE™, and ROHO®.

Nous vous recommandons de consulter un professionnel en réadaptation lors de la commande et de l'installation de produits ROHO.

permobil | **ROHO**



The Quality Management System of ROHO, Inc. is certified to ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003.

Permobil France | 2 Rue du Parc des Vergers | 91250 TIGERY | Tel. +33 (0)1 60 78 94 84 | Fax +33 (0)1 69 13 09 78
info@permobil.fr | www.permobil.fr