

F3 Corpus[®]
M3 Corpus[®]

Nous évoluons en permanence

Édition *Lite*

Disponible maintenant

permobil

F3 Corpus[®]



Appui tête
Ajustable

Poignées de poussée

Joystick
R-Net LED

Dossier inclinable
électriquement
Ajustable 85-150°

Corpus Ergo
Coussin d'assise
ergonomique

Réglage de la bascule
d'assise électrique (arrière) 50°

En standard:

- Batteries Permobil 65 Ah
- Chargeur Permobil VoltPro 24V/10A
- Module Connect-Me 4G
- Ceinture à fermeture rapide

En options:

- Kit éclairage LED
- Relève-jambes électrique
- Commande tierce personne

M3 Corpus[®]



Appui tête
Ajustable

Poignées de poussée

Joystick
R-Net LED

Dossier inclinable
électriquement
Ajustable 85-150°

Corpus Ergo
Coussin d'assise
ergonomique

Réglage de la bascule
d'assise électrique (arrière) 50°

En standard:

- Batteries Permobil 65Ah
- Chargeur Permobil VoltPro 24V/10A
- Module Connect-Me 4G
- Ceinture à fermeture rapide

En options:

- Kit éclairage LED
- Relève-jambes électrique
- Commande tierce personne





Caractéristiques techniques Édition *Lite*

	F3 Corpus [°]	M3 Corpus [°]
Vitesse maximum	10 km/h	10 km/h
Autonomie de conduite max (batterie 65 Ah)	30 km*	30 km*
Poids max. utilisateur	150 kg	150 kg
Franchissement d'obstacles/avec élan	60 / 75 mm	50 / 75 mm
Rayon de giration minimum	675 mm	560 mm
Braquage dans les couloirs	1040 mm	1110 mm
Suspensions	Indépendante sur chaque roue	Smooth Suspension
Électronique R-net	120 A	120 A
Longueur max, assise comprise	1015 mm avec roulettes anti-bascule	1080 mm
Largeur du châssis	610 mm	615 mm
Largeur totale, assise comprise	610–790 mm	615–790 mm
Hauteur totale	970–1170 mm	960–1170 mm
Longueur de transport min. sans/avec roulettes anti-bascule	790/890 mm	795/855 mm
Hauteur de transport minimum (dossier replié)	825 mm	823 mm
Poids, batteries 65 Ah incluses	172 kg	172 kg
Poids des batteries 65 Ah	2x17.5 kg	2x17.5 kg
Hauteur d'assise sans coussin	450 mm	450 mm
Profondeur d'assise	370–570 mm (par incrément de 25 mm)	370–570 mm (par incrément de 25 mm)
Largeur d'assise	420–570 mm (par pas de 50 mm)	420–570 mm (par pas de 50 mm)
Largeur du dossier	360/410/460/510 mm	360/410/460/510 mm
Hauteur du dossier	470, 545–670 mm (par incrément de 25 mm)	470, 545–670 mm (par incrément de 25 mm)
Distance entre les accoudoirs	380–480/480–580 mm	380–480/480–580 mm
Hauteur des accoudoirs	185–320 mm	185–320 mm
Réglage de la bascule d'assise électrique (arrière)	50°	50°
Réglage du dossier électrique	85°–150°	85°–150°
Réglage des relève-jambes électrique (en option)	90–180°	90°–180°
Testé conformément à la norme EN12182/EN12184 CE	Oui	Oui

**L'autonomie peut être réduite si le fauteuil roulant est utilisé fréquemment sur des pentes, un terrain accidenté ou dans des virages en montée.