

A woman with long, wavy red hair is seated in a black Permobil M1 electric wheelchair. She is wearing a bright yellow cardigan over a green patterned dress and black boots. She is resting her chin on her hand and looking thoughtfully to the side. The wheelchair has a control joystick on the left armrest and a 'COMFORT CURVE' label on the side of the seat. The background features a large, vibrant abstract painting with red, orange, and blue tones, and a white door is visible on the right. The floor is made of light-colored wood.

M1

Enkelhetens konst

permobil

M1

Fullständig frihet

M1 är en pålitlig och hållbar elrullstol med låg sitthöjd, elektrisk sitslutning som tillval samt fäll- och låsbara armstöd. Stolen drivs med Permobil's batterisystem, vilket innebär att du kan köra säkert och bekvämt dit du ska. Inne eller ute.

Hållbarhet som känns

M1 tål alla påfrestningar som hör samman med en aktiv livsstil och är konstruerad med fokus på användarvänlighet och hållbarhet.

Bättre körbarhet

Kombinationen av Permobil's nya batteri och VoltPro-laddare ger upp till 25 % längre körsträcka, optimerade laddningstider och längre batterilivslängd.

Vinkla sitsen med en knapptryckning

Med tillvalet elektrisk sitslutning kan sitsen vinklas upp till 50° så att du hittar en avslappnad sittställning och vikten fördelas jämnt. Sitslutningsfunktionen kan också användas för att förbättra komforten, bålstabiliteten och huvudkontrollen.

Elektriskt ställbara benstöd (tillval)

Gör det enkelt att ändra sittställning för ökad komfort. Det kan också bidra till bättre blodcirkulation i benen.

Bekväm och pålitlig körning

Smooth-fjädringen minskar vibrationerna, och den låga tyngdpunkten med mitthjulsdrift innebär att du kör bekvämt under längre tid. Sittställningen kan anpassas om användarens förmåga och funktion förändras över tid.

Säkrare och enklare förflyttningar

Den låga sitthöjden, de kraftiga fäll- och låsbara armstöden, den smarta utfällbara joysticken och de avtagbara benstöden gör vardagens förflyttningar och aktiviteter säkrare och enklare.

Kompakt och smidig att transportera

Tack vare det kompakta utförandet och fällbara ryggstödet (tillval) tar M1 lite plats vid förvaring och transport.



Självständighet

ELEKTRISK SITSLUTNING

Upp till 50° lutning för vila eller viktfördelning.

UTSVÄNGBAR JOYSTICK

Underlättar förflyttningar.

LÅG SITTHÖJD

Underlättar förflyttningar och andra vardagsaktiviteter.

AVANCERAT BATTERISYSTEM

Permobil's batteri och VoltPro-laddare samverkar för att förlänga batteriets livslängd, optimera laddningstiden och ge längre körsträckor.

LED-BELYSNING FRAM OCH BAK

För bättre sikt och säkrare körning i mörker.

MER STÖD

BodiLink®-tillbehör specialdesignade för Permobil's elrullstolar.



M1 Specifikationer

Maxfart	8 km/h (6 km/h som tillval)
Körsträcka (G34; 65 Ah-batterier)	40 km*
Användarens maxvikt	136 kg
Hindertagning (med uppgång)	50 mm (75 mm)
Minsta vänddiameter	1120 mm
Vändutrymme	1100 mm
Fjädring	Smooth
Elektronik	VR2 90 A (tillval R-net 90 A)
Krocktest ISO 7176-19 - 4-punktsfäste	Ja – max. användarvikt 136 kg
Testad enligt SS-EN12182/SS-EN12184 CE	Ja
Max. längd inkl. sits	990 mm
Basbredd	610 mm
Bredd inkl. sits och armstöd	610–790 mm
Höjd	970–1 170 mm
Förvaringslängd/-höjd	670 mm/820 mm
Vikt inkl. 65 Ah-batterier	144 kg
Höjd sits till golv (exkl. dyna)	410 mm
Valbara höjder sits till golv (exkl. dyna)	410 mm; 435 mm; 460 mm
Sitsdjup	360–560 mm (steg om 25 mm)
Bredd sits och ryggstöd	360–560 mm (steg om 50 mm)
Ryggstödet höjd (exkl. sittdyna) sitsbredd 360 mm	455–640 mm (steg om 25 mm)
Ryggstödet höjd (exkl. sittdyna) sitsbredd >360 mm	555–740 mm (steg om 25 mm)
Höjd armstöd	180–360 mm
Avstånd mellan armstöd	380–480/480–580 mm
Justering av ryggstödsinkel (manuell)	85°–110°
Sitsplansjustering - lutning framåt/bakåt	90° till 140°
Elektriskt benstöd	80°–140° (>480 mm sitsdjup) 90°–150° (≤480 mm sitsdjup)
Sidosvängbara benstöd (manuellt)	100°–115°
Mittmonterat benstöd (manuellt)	80°–135°

* Körsträckan kan variera beroende på användarens vikt och om rullstolen ofta används i sluttningar, på ojämnt underlag eller för körning över kanter.



SITSLUTNING
BAKÅT 0–50°



ROHO AGILITY
RYGG TILLVAL



Mer färg

SUNBURST
ORANGE

RADIANT
RED

POWER
PINK

GALACTIC
GREEN

OCEAN
BLUE

MIDNIGHT
BLACK