



permobil


Tilbehørskatalog for X850S og tilhørende Corpus 3G sete  
levert fra 15.mars 2023

# Meny

Tilbehørskatalogen er hovedsakelig delt opp i områder hvor det er naturlig å montere tilbehøret, bortsett fra noen få unntak som kan ha flere naturlige områder.



Eksempler på ikoner  
for  
link til  
monteringsanvisning



Hode s.7-15 ➡

Rygg s.16-36 ➡

Armlene s.37-51 ➡

Sete s.52-66 ➡

Bein s.67-74 ➡

Rullestolunderstell s.75- 85 ➡

Styring s.86-90 ➡

Permofix s.91-96 ➡


Klikk på setebilde eller på snarveiene ute til høyre

| Alfabetisk innholdsfortegnelse              | Side | Alfabetisk innholdsfortegnelse                     | Side |
|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|
| <u>Abduksjonsstøtte</u>                     | 61   | <u>Elektrisk seteløfter</u>                        | 77   |
| <u>Amputasjonsstøtte</u>                    | 65   | <u>Elektrisk setetilt</u>                          | 77   |
| <u>Ankelfiksering</u>                       | 74   | <u>Elektrisk setevrider</u>                        | 77   |
| <u>Arm- og albuestøtte</u>                  | 40   | <u>Fargedekor til deksel</u>                       | 79   |
| <u>Armleneaksele Corpus 3G</u>              | 42   | <u>Fester til fotplater</u>                        | 71   |
| <u>Armlenefeste fast og utsvingbar</u>      | 39   | <u>Forlenger manuel / fast</u>                     | 77   |
| <u>Armlener Corpus 3G</u>                   | 38   | <u>Fotplate til Corpus</u>                         | 70   |
| <u>Armlener støpt skålform</u>              | 41   | <u>Fotplate-polster Gel</u>                        | 72   |
| <u>Armleneveske Corpus 3G</u>               | 46   | <u>Fotreimer</u>                                   | 74   |
| <u>Bagasjeboks</u>                          | 84   | <u>Hakestyringsstativ</u>                          | 90   |
| <u>Bagasjekurv</u>                          | 84   | <u>Hodestøtte Permobil ergonomisk med låsespak</u> | 14   |
| <u>Batteri</u>                              | 76   | <u>Hodestøtte Permobil med låsespak</u>            | 14   |
| <u>Beinstøtte mekanisk</u>                  | 69   | <u>Hodestøtte tilbehør</u>                         | 13   |
| <u>Beinstøtter til Corpus</u>               | 68   | <u>Hodestøttefeste unitrack Corpus 3G</u>          | 15   |
| <u>Belteholder</u>                          | 59   | <u>Hodestøtter Bodilink</u>                        | 10   |
| <u>Belter</u>                               | 58   | <u>Hodestøtter Bodilink leddet sidevanger</u>      | 11   |
| <u>Belter Permobil</u>                      | 60   | <u>Hodestøtter for Agility ryggstøtte</u>          | 12   |
| <u>Bord justerbart for seteramme</u>        | 49   | <u>Hodestøtter Permobil Orginal</u>                | 9    |
| <u>Bord Lite armlenemontert</u>             | 49   | <u>Hoftestøtter Bodilink</u>                       | 62   |
| <u>Bord svingbart</u>                       | 49   | <u>Hoftestøtter Permobil</u>                       | 64   |
| <u>Bord vinkeljusterbart armlenemontert</u> | 47   | <u>Håndtak, forflytning seteramme</u>              | 51   |
| <u>Brystbelte</u>                           | 34   | <u>Håndtak, skyvehåndtak rygg</u>                  | 51   |
| <u>Brystbelte elastisk</u>                  | 35   | <u>Håndtak, støtte for armlene</u>                 | 51   |
| <u>Bryststøtte bord</u>                     | 49   | <u>Håndvarmer</u>                                  | 45   |
| <u>Bryststøtte til Corpus</u>               | 43   | <u>Håndvarmer cone</u>                             | 45   |
| <u>Dekk og felg</u>                         | 83   | <u>Inkontinenstrekk- hygienetrekk til setepute</u> | 57   |
| <u>Elektrisk forlenger</u>                  | 77   | <u>Koppholder</u>                                  | 44   |
| <u>Elektrisk ryggvinkling</u>               | 77   | <u>Korsryggstøtte</u>                              | 22   |


| Alfabetisk innholdsfortegnelse                 | Side | Alfabetisk innholdsfortegnelse                              | Side |
|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|
| <u>Korsryggstøtte oppblåsbar</u>               | 22   | <u>Ryggstøtteadaptore</u>                                   | 20   |
| <u>Krykkeholder ryggmontert</u>                | 36   | <u>Ryggveske</u>                                            | 27   |
| <u>Krykkeholder til understell</u>             | 81   | <u>Setepute Corpus komfort med Roho innlegg</u>             | 56   |
| <u>Lader</u>                                   | 76   | <u>Setepute Corpus Ergo Air</u>                             | 56   |
| <u>Ladekontakt ekstern</u>                     | 76   | <u>Setepute Permobil</u>                                    | 54   |
| <u>Ledsagerstyring</u>                         | 89   | <u>Seteramme Corpus</u>                                     | 53   |
| <u>Leggstøtter</u>                             | 73   | <u>Sidestøtte-armlene</u>                                   | 40   |
| <u>Lårstøtte setepute (lakrisbåt)</u>          | 55   | <u>Sidestøtte Acta-Back</u>                                 | 30   |
| <u>Lårstøtter Bodilink</u>                     | 62   | <u>Sidestøtter Bodilink</u>                                 | 28   |
| <u>Lårstøtter Permobil</u>                     | 63   | <u>Sidestøtte ergo til standard ryggputer (lakrisbåter)</u> | 21   |
| <u>Mobil- og nettbretttholder</u>              | 44   | <u>Sidestøtter Permobil</u>                                 | 29   |
| <u>Nødstop trådløs fjernstop</u>               | 82   | <u>Skuldersele</u>                                          | 32   |
| <u>Oksygenflaske-holder</u>                    | 36   | <u>Slanger</u>                                              | 83   |
| <u>Permofix grunnpakke</u>                     | 92   | <u>Speil Jimmy</u>                                          | 50   |
| <u>Permofix grunnpakke + oppgraderingssats</u> | 92   | <u>Speil montert på framvogn</u>                            | 81   |
| <u>Permofix ledd</u>                           | 96   | <u>Speil seterammemontert</u>                               | 66   |
| <u>Permofix oppgraderingssats</u>              | 92   | <u>Styregrep joystick</u>                                   | 87   |
| <u>Permofix oversikt startpkke</u>             | 92   | <u>Styrepanel feste ledsagerstyring</u>                     | 89   |
| <u>Piggdekk på felg</u>                        | 83   | <u>Styrepanel fester</u>                                    | 90   |
| <u>Presenning X850</u>                         | 78   | <u>Styrepaneler</u>                                         | 89   |
| <u>Ryggfeste Corpus 3G</u>                     | 20   | <u>Støttehåndtak</u>                                        | 51   |
| <u>Ryggkiler Corpus 3G</u>                     | 19   | <u>Timeteller</u>                                           | 82   |
| <u>Ryggmekanisme med og uten glidefiksjon</u>  | 20   | <u>Transportfeste montert på stol</u>                       | 85   |
| <u>Ryggplater Corpus 3G</u>                    | 17   | <u>Veltebøyle</u>                                           | 80   |
| <u>Ryggputer Corpus 3G</u>                     | 18   | <u>Veske armlene og seteramme</u>                           | 46   |
| <u>Ryggstøtte Acta-Back</u>                    | 25   | <u>Veskekroker + feste</u>                                  | 27   |
| <u>Ryggstøtte Acta-Relief</u>                  | 26   | <u>Vester for posisjonering</u>                             | 31   |
| <u>Ryggstøtte Agility</u>                      | 23   | <u>4-punktssele fra Permobil</u>                            | 33   |
| <u>Ryggstøtte Agility mål</u>                  | 24   |                                                             |      |

# Hvordan finne riktige mål på sete- og ryggpute til **Permobil** Corpus 3G


Hvis du ønsker lik pute som den du har fra før, sjekk hvit lapp under gammel pute for artikkelnummer eller mål. Mål oppgis med to tall hvor det første tallet er bredden og det andre tallet er høyde på ryggpute eller dybden på setepute. Eksempel 420 x 470. Putetrekket leveres i skai- eller stoffmateriale. Hvis du ikke har gammel pute sjekk følgende:




1. Ryggbredden står nederst, fremme på ryggplaten




2. Bak på ryggen er et låsebeslag




3. På den øvre ryggplaten står de forskjellige høydene




4. Tallet nærmest låsebeslaget angir innstilt rygghøyde




5. På seteplaten vises setebreddemål og tre mulige dybdemål



6. I en utskjæring i seteplaten vises innstilt setebredde



7. På seteplaten står de tre forskjellig setedybdene for denne seteplaten



8. Plassering av den bakerste bolten på unitrackskinnen forteller oss hvilken av de tre setedybdene som er valgt

# Støtteputer



A 150x140  
B 110x90  
C 200x90



D 200x200  
E 220x150  
F 220x90



G 300x90  
H 170x175  
J 165x120

Alle mål i mm

# Hode

[Tilbake til meny](#)

# Hode

OBS! Ved valg av hode støtte er det viktig å ta hensyn til hvilken type rygg, rygg høyde, maks ryggvinkel og annet tilbehør montert bak på ryggen. Grunnen til at dette er viktig er at de fleste stolene har en gliderygg som beveger seg og det kan oppstå klemfare hvis dette ikke er ivare tatt.

Med lav rygg mener vi <570, [se side 5 for hvordan finne mål på ryggen.](#)



Stor  
355 X 155 (mm)




Medium  
270 X 130 (mm)



Liten  
200 X 115 (mm)

# Hodestøtter Permobil Original



Langt arm



Standard arm

| Permobil originale hodestøtter |              |               |        |                |
|--------------------------------|--------------|---------------|--------|----------------|
| Størrelse på pute              | Armlengde    | Ryggstørrelse | HMS nr | Artikkelnummer |
| Liten                          | Lang arm     | Kort rygg     | 250062 | 1832807        |
| Liten                          | Lang arm     | Standard rygg | 250061 | 1832808        |
| Liten                          | Standard arm | Kort rygg     | 242611 | 1832809        |
| Liten                          | Standard arm | Standard rygg | 250058 | 1832810        |
| Medium                         | Lang arm     | Kort rygg     | 229664 | 1832805        |
| Medium                         | Lang arm     | Standard rygg | 230421 | 1832806        |
| Medium                         | Standard arm | Kort rygg     | 232696 | 1832803        |
| Medium                         | Standard arm | Standard rygg | 219501 | 1832804        |
| Stor                           | Lang arm     | Kort rygg     | 250063 | 1832811        |
| Stor                           | Lang arm     | Standard rygg | 229626 | 1832812        |
| Stor                           | Standard arm | Kort rygg     | 250060 | 1832813        |
| Stor                           | Standard arm | Standard rygg | 216843 | 1832814        |
| Feste                          | N/A          | Kort rygg     | 249301 | 1832340        |
| Feste                          | N/A          | Standard rygg | 264053 | 1832118        |

Leveres komplett med feste og trekk




Stor  
355 X 155 (mm)



Medium  
270 X 130 (mm)



Liten  
200 X 115 (mm)



Feste standard rygg



Feste lav rygg

# Hodestøtter Bodilink

| Hodestøtter Bodilink |                   |               |        |                |
|----------------------|-------------------|---------------|--------|----------------|
| Beskrivelse          | Størrelse på pute | Ryggstørrelse | HMS nr | Artikkelnummer |
| Hodestøtte           | Liten             | Kort rygg     | 308986 | 1836221        |
| Hodestøtte           | Liten             | Standard rygg | 308985 | 1836219        |
| Hodestøtte           | Medium            | Kort rygg     | 308987 | 1835846        |
| Hodestøtte           | Medium            | Standard rygg | 269929 | 1835845        |
| Hodestøtte           | Stor              | Kort rygg     | 308989 | 1835849        |
| Hodestøtte           | Stor              | Standard rygg | 308988 | 1835847        |
| Feste                | Feste             | Kort rygg     | 311322 | 1835852        |
| Feste                | Feste             | Standard rygg | 269930 | 1835851        |
| Arm                  | Arm               | N/A           | 308972 | 1835850        |
| Låsehendel           | N/A               | N/A           | 312216 | 1836313        |



Stor  
355 X 155 (mm)



Medium  
270 X 130 (mm)



Liten  
200 X 115 (mm)



Bodilinkarm



Låsehendel




Standard  
Bodilinkryggfeste



Lav  
Bodilinkryggfeste

Leveres komplett med feste og trekk



Side 149

# Leddet Bodilink hodestøtte

| Leddet Bodilink hodestøtter         |        |        |                                                    |        |                |
|-------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse                         | Bredde | Høyde  | Leveres med fest til rygger                        | Hms nr | Artikkelnummer |
| Hodestøtte Bodilink                 | 250 mm | 125 mm | Acta Back strech air / Acta Back relief strech air | 322169 | 335891         |
| Hodestøtte Bodilink Acta Back       | 350 mm | 125 mm | Acta Back strech air / Acta Back relief strech air | 322170 | 335892         |
| Hodestøtte Bodilink                 | 250 mm | 125 mm | Corpus 3G                                          | 308981 | 1838083        |
| Hodestøtte Bodilink kortrygg        | 250 mm | 125 mm | Corpus 3G kort ryggplate                           | 308982 | 1838085        |
| Hodestøtte Bodilink                 | 350 mm | 125 mm | Corpus 3G                                          | 308983 | 1838084        |
| Hodestøtte Bodilink kortrygg        | 350 mm | 125 mm | Corpus 3G kort ryggplate                           | 308984 | 1838086        |
| Feste hodestøtte Bodilink Acta Back |        |        | Acta Back strech air / Acta Back relief strech air | N/A    | N/A            |



Hvis denne skal brukes til en annen type rygg må eget feste bestilles i tillegg. [Klikk her for å se fester!](#)

# Hodestøtter for Agilityryggstøtte



Agilityrygg



Stor  
355 X 155 (mm)



Medium  
270 X 130 (mm)



Liten  
200 X 115 (mm)

| Hodestøtter for Agilityryggstøtte |                   |              |        |                |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|--------|----------------|
| Beskrivelse                       | Størrelse på pute | Armlengde    | HMS nr | Artikkelnummer |
| Hodestøtte                        | Liten             | Lang arm     | 308968 | 1835399        |
| Hodestøtte                        | Liten             | Standard arm | 308967 | 1835398        |
| Hodestøtte                        | Medium            | Lang arm     | 295599 | 1835401        |
| Hodestøtte                        | Medium            | Standard arm | 252306 | 1835400        |
| Hodestøtte                        | Stor              | Lang arm     | 308971 | 1835403        |
| Hodestøtte                        | Stor              | Standard arm | 308970 | 1835402        |
| Feste                             | Feste             | N/A          | 295600 | 1834888        |

Leveres komplett med feste og trekk




Feste for Agilityrygg

# Hodestøtte tilbehør


| Hodestøtte tilbehør                        |       |        |                |
|--------------------------------------------|-------|--------|----------------|
| Beskrivelse                                | Sider | HMS nr | Artikkelnummer |
| Svingbart feste for eggebryter             | Begge | 255407 | 1833622        |
| Svingbart feste for mikro lett bryter      | Begge | 309151 | 1833625        |
| Svingbart feste for ansiktsstøtte 110 X 60 | Begge | 249371 | 1833632        |
| Svingbart feste for ansiktsstøtte 160 X 60 | Begge | 248751 | 1833634        |
| 3,5 mm X 1m forlengerkabel mini-jack       |       | 311314 | 1828258        |
| 3,5 mm X 2m forlengerkabel mini-jack       |       | 269550 | 1828260        |

Leveres komplett med feste, trekk og ansiktsstøttepad eller bryter



Forlengerkabel

# Hodestøtter Permobil med låsespake



Hodestøtte Corpus 3G

| Hodestøtter Permobil med låsespake |               |           |        |                |
|------------------------------------|---------------|-----------|--------|----------------|
| Beskrivelse                        | Type stoff    | Rygghøyde | HMS nr | Artikkelnummer |
| Hodestøtte Corpus 3G               | Skai          | Standard  | 204456 | 1828970        |
| Hodestøtte Corpus 3G               | Trevira stoff | Standard  | 204458 | 1828989        |
| Hodestøtte Corpus 3G               | Skai          | Kort      | 204455 | 1828969        |
| Hodestøtte Corpus 3G               | Trevira stoff | Kort      | 204457 | 1828988        |
| Hodestøtte Ergo Corpus 3G          | Skai          | Standard  | 204454 | 1828968        |
| Hodestøtte Ergo Corpus 3G          | Trevira stoff | Standard  | 204452 | 1828987        |
| Hodestøtte Ergo Corpus 3G          | Skai          | Kort      | 204453 | 1828967        |
| Hodestøtte Ergo Corpus 3G          | Trevira stoff | Kort      | 204451 | 1828986        |



Hodestøtte Ergo Corpus 3G & lav ryggfeste


Leveres komplett med feste og trekk

Ikke kompatibel med rygghøyde <570 mm og elektrisk rygg med 180\* grader ryggutslag. Sett ryggutslaget til 150\* grader hvis nødvendig.

Fester til brytere og støtter passer ikke på disse hodestøttene.

# Hodestøttefeste unitrack Corpus 3G

| Hodestøttefeste unitrack |        |                |
|--------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse              | HMS nr | Artikkelnummer |
| Unitrackskinne 180 mm    | 252493 | 1827698        |
| Feste                    | 216190 | 1827697        |
| Skive                    | 311353 | 612857-99-0    |
| Umbrako skrue 5 X16mm    | N/A    | N/A            |



# Rygg

[Tilbake til meny](#)

# Ryggplate Corpus 3G



Ryggplaten er todelt og den nedre delen kan brukes enkeltstående og har da høyde 480 mm

| Ryggplate Corpus 3G                                                       |        |                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Størrelse bredde (mm)                                                     | HMS nr | Artikkelnummer |
| 360 X 470-670                                                             | 229627 | 1827159        |
| 410 X 470-670                                                             | 215549 | 1827160        |
| 460 X 470-670                                                             | 216943 | 1827162        |
| 510 X 470-670                                                             | 216187 | 1828741        |
| Når det står 470-670 betyr det at denne platen kan brukes til alle høyder |        |                |


Leveres komplett med begge plater

OBS! Ved bruk av rygg med lavere høyde enn 570 må det velges nakkestøttefeste for lav rygg!

OBS! Ved bytte av rygg med bredde 460 til 510 må stolen også ha bredere armleneaksler.  
[Klikk her for snarvei!](#)



Lav rygg



Side 18


# Ryggputer Corpus 3G

| Ryggputer Corpus 3G                                                                |                          |                |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|----------------|
| Størrelser                                                                         | Strech air (svart stoff) |                | Skai puter |                |
| Bredde x Høyde (mm)                                                                | HMS nr                   | Artikkelnummer | HMS nr     | Artikkelnummer |
| 360 X 480*                                                                         | 253058                   | 1835697        | 253059     | 1835698        |
| 360 X 545-595                                                                      | 253060                   | 1835699        | 253061     | 1835700        |
| 360 X 620-670                                                                      | 253062                   | 1835701        | 253063     | 1835702        |
| 410 X 480*                                                                         | 253064                   | 1835703        | 253065     | 1835704        |
| 410 X 545-595                                                                      | 253066                   | 1835705        | 253067     | 1835706        |
| 410 X 620-670                                                                      | 253068                   | 1835707        | 253069     | 1835708        |
| 460 X 480*                                                                         | 253070                   | 1835709        | 253071     | 1835710        |
| 460 X 545-595                                                                      | 253072                   | 1835711        | 253073     | 1835712        |
| 460 X 620-670                                                                      | 253074                   | 1835713        | 253075     | 1835714        |
| 510 X 480*                                                                         | 253076                   | 1835715        | 253077     | 1835716        |
| 510 X 545-595                                                                      | 253078                   | 1835717        | 253079     | 1835718        |
| 510 X 620-670                                                                      | 253080                   | 1835719        | 253081     | 1835720        |
| * 480 passer kun til rygger med den lave ryggplaten                                |                          |                |            |                |
| Når det står 545-595 betyr det at denne puten kan brukes til høyde 545, 570 og 595 |                          |                |            |                |

Er du usikker på hvordan du finner riktig størrelse?  
Klikk her!

# Ryggkile Corpus 3G

| Ryggkile   |        |                |
|------------|--------|----------------|
| Ryggbredde | HMS nr | Artikkelnummer |
| 360        | 250127 | 1827051        |
| 410        | 250128 | 1827052        |
| 460        | 250129 | 1827053        |



# Ryggfeste Corpus 3G



Fast rygg



Gliderygg



Monteringsanvisning

| Ryggfester                      |        |                |
|---------------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse                     | HMS nr | Artikkelnummer |
| Gliderygg                       | 204504 | 1825618        |
| Fast rygg                       | 204505 | 1826445        |
| Ryggadapter rør                 | 204627 | 1827955        |
| Ryggadapter Corpus 3G ryggplate | 204626 | 1828654        |

Leveres komplett med feste



Ryggadapter Corpus  
3G ryggplate  
Brukes ofte ved  
montering av støp




Ryggadapter rør

# Sidestøtte ergonomiske Corpus 3G


| Sidestøtter |        |                |
|-------------|--------|----------------|
| Størrelse   | HMS nr | Artikkelnummer |
| Liten       | 229628 | 1826163        |
| Stor        | 216188 | 1826164        |

Leveres i par med feste.

Obs! Ikke kompatibel ved bruk av andre sidestøtter



Liten



Stor



# Korsryggstøtte



| Korsryggstøtter           |        |                |
|---------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse               | HMS nr | Artikkelnummer |
| Korsryggstøtte            | 234300 | 1826130        |
| Oppblåsbar korsryggstøtte | 169784 | 600915-99-0    |



Leveres som standard  
med stolen når den er ny



# Ryggstøtte Agility




Leveres også med skumpads som erstatning for luftpads.

| Ryggstøtte Agility |                 |             |
|--------------------|-----------------|-------------|
| HMS nr             | Artikkel nummer | Størrelse   |
| 250115             | AG6-1416AL-P    | B330 X H405 |
| 250116             | AG6-1418AL-P    | B330 X H455 |
| 250117             | AG6-1420AL-P    | B330 X H510 |
| 309025             | AG6-1516AL-P    | B355 X H405 |
| 309026             | AG6-1518AL-P    | B355 X H455 |
| 309027             | AG6-1520AL-P    | B355 X H510 |
| 250118             | AG6-1616AL-P    | B380 X H405 |
| 250119             | AG6-1618AL-P    | B380 X H455 |
| 250120             | AG6-1620AL-P    | B380 X H510 |
| 256639             | AG6-1716AL-P    | B405 X H405 |
| 268172             | AG6-1718AL-P    | B405 X H455 |
| 288720             | AG6-1720AL-P    | B405 X H510 |
| 250121             | AG6-1816AL-P    | B430 X H405 |
| 250122             | AG6-1818AL-P    | B430 X H455 |
| 250123             | AG6-1820AL-P    | B430 X H510 |
| 295598             | AG6-1916AL-P    | B455 X H405 |
| 292966             | AG6-1918AL-P    | B455 X H455 |
| 287233             | AG6-1920AL-P    | B455 X H510 |
| 250124             | AG6-2016AL-P    | B485 X H405 |
| 250125             | AG6-2018AL-P    | B485 X H455 |
| 250126             | AG6-2020AL-P    | B485 X H510 |
| 264166             | AGAIR-16        | 16"         |
| 264167             | AGAIR-18        | 18"         |
| 264168             | AGAIR-20        | 20"         |
| 264169             | AGAIR-S         | SIDE PUTER  |

OBS! Ved bytte til Agilityrygg må hodestøttefeste også byttes.  
Klikk her for å komme til feste!



Leveres komplett med feste og skumpads



- A – Totalhøyde med skum
- B – Innerbredden
- C – Flate innerdel
- D – Lengde på vinger

# Ryggstøtte Agility mål

| Ryggstøtte Agility |          |          |          |        |                 |              |
|--------------------|----------|----------|----------|--------|-----------------|--------------|
| Mål A mm           | Mål B mm | Mål C mm | Mål D mm | HMS nr | Artikkel nummer | Størrelse mm |
| 485                | 280      | 150      | 205      | 250155 | AG6-1416AL-P    | B330 X H405  |
| 535                | 280      | 150      | 205      | 250116 | AG6-1418AL-P    | B330 X H455  |
| 585                | 280      | 150      | 205      | 250117 | AG6-1420AL-P    | B330 X H510  |
| 485                | 320      | 205      | 205      | 309025 | AG6-1516AL-P    | B355 X H405  |
| 535                | 320      | 205      | 205      | 309026 | AG6-1518AL-P    | B355 X H455  |
| 585                | 320      | 205      | 205      | 309027 | AG6-1520AL-P    | B355 X H510  |
| 485                | 330      | 230      | 205      | 250118 | AG6-1616AL-P    | B380 X H405  |
| 535                | 330      | 230      | 205      | 250119 | AG6-1618AL-P    | B380 X H455  |
| 585                | 330      | 230      | 205      | 250120 | AG6-1620AL-P    | B380 X H510  |
| 485                | 370      | 255      | 230      | 256639 | AG6-1716AL-P    | B405 X H405  |
| 535                | 370      | 255      | 230      | 268172 | AG6-1718AL-P    | B405 X H455  |
| 585                | 370      | 255      | 230      | 288720 | AG6-1720AL-P    | B405 X H510  |
| 485                | 380      | 290      | 230      | 250121 | AG6-1816AL-P    | B430 X H405  |
| 535                | 380      | 290      | 230      | 250122 | AG6-1818AL-P    | B430 X H455  |
| 585                | 380      | 290      | 230      | 250123 | AG6-1820AL-P    | B430 X H510  |
| 485                | 420      | 305      | 230      | 295598 | AG6-1916AL-P    | B455 X H405  |
| 535                | 420      | 305      | 230      | 292966 | AG6-1918AL-P    | B455 X H455  |
| 585                | 420      | 305      | 230      | 287233 | AG6-1920AL-P    | B455 X H510  |
| 485                | 430      | 320      | 230      | 250124 | AG6-2016AL-P    | B485 X H405  |
| 535                | 430      | 320      | 230      | 250125 | AG6-2018AL-P    | B485 X H455  |
| 585                | 430      | 320      | 230      | 250126 | AG6-2020AL-P    | B485 X H510  |

# Acta-back strech air



Leveres komplett med feste til  
Corpus 3G sete.

| Acta-back strech air |              |        |                 |
|----------------------|--------------|--------|-----------------|
| Størrelse "          | Størrelse mm | HMS nr | Artikkel nummer |
| 14x16"               | B355 X H390  | 309028 | AB-SP-14W16L    |
| 14x18"               | B355 X H440  | 309029 | AB-SP-14W18L    |
| 16x16"               | B405 X H390  | 309030 | AB-SP-16W16L    |
| 16x18"               | B405 X H440  | 309031 | AB-SP-16W18L    |
| 16x20"               | B405 X H490  | 309032 | AB-SP-16W20L    |
| 18x16"               | B460 X H390  | 309033 | AB-SP-18W16L    |
| 18x18"               | B460 X H440  | 309034 | AB-SP-18W18L    |
| 18x20"               | B460 X H490  | 309035 | AB-SP-18W20L    |
| 20x18"               | B510 X H440  | 309036 | AB-SP-20W18L    |
| 20x20"               | B510 X H490  | 309037 | AB-SP-20W20L    |




Justerbare borrelåsreimer i ryggen  
for å forme ryggputen.

# Acta-relief strech air



Leveres komplett med feste til  
Corpus 3G sete.


| Acta-relief strech air |              |        |                 |
|------------------------|--------------|--------|-----------------|
| Størrelse"             | Størrelse mm | HMS nr | Artikkel nummer |
| 14x16"                 | B355 X H400  | 309038 | AR-SP-14W16L    |
| 14x18"                 | B355 X H450  | 309039 | AR-SP-14W18L    |
| 16x16"                 | B405 X H400  | 309040 | AR-SP-16W16L    |
| 16x18"                 | B405 X H450  | 309041 | AR-SP-16W18L    |
| 16x20"                 | B405 X H500  | 309042 | AR-SP-16W20L    |
| 18x16"                 | B460 X H400  | 309043 | AR-SP-18W16L    |
| 18x18"                 | B460 X H450  | 309044 | AR-SP-18W18L    |
| 18x20"                 | B460 X H500  | 309045 | AR-SP-18W20L    |
| 20x18"                 | B510 X H450  | 309046 | AR-SP-20W18L    |
| 20x20"                 | B510 X H500  | 309047 | AR-SP-20W20L    |




Justerbare snorer med hurtig-låser i  
ryggen for å forme ryggputen.

# Ryggveske & veskekroker


| Ryggveske & veskekroker                                                |        |                |
|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse                                                            | HMS nr | Artikkelnummer |
| Bagasjekroker                                                          | 196473 | 1828068        |
| Bagasjeveske ryggmontert                                               | 309063 | 1830621        |
| Lavt feste til bagasjekroker ( selges stk vis / passer på begge sider) | 292354 | 1836548        |



Høy montering




Lav montering



Er du usikker på hvordan du sjekker riktig rygghøyde?  
Klikk her!

Obs! Brukes ved bruk av Agilityrygg eller lavere ryggmontering enn 595 mm

En sidestøtte av  
skum følger med for  
å gi bedre støtte



# Sidestøtter Bodilink

| Sidestøtter Bodilink |           |        |                |
|----------------------|-----------|--------|----------------|
| Side                 | Størrelse | HMS nr | Artikkelnummer |
| Venstre              | 100 X 165 | 287292 | 1836319        |
| Høyre                | 100 X 165 | 290191 | 1836321        |
| Venstre              | 75 X 140  | 292862 | 1836315        |
| Høyre                | 75 X 140  | 309050 | 1836317        |
| Skumstøtte           | N/A       | 292861 | 1836336        |



Side 152




Leveres komplett med feste, trekk, skumsidestøtte og skumpolstringspad

# Sidestøtter Permobil

| Sidestøtter Permobil |        |                |           |
|----------------------|--------|----------------|-----------|
| Side                 | HMS nr | Artikkelnummer | Størrelse |
| Venstre              | 242020 | 1832815        | 180 X 130 |
| Høyre                | 242021 | 1832816        | 180 X 130 |
| Venstre              | 217050 | 1832817        | 130 X 80  |
| Høyre                | 217051 | 1832818        | 130 X 80  |

Leveres komplett med feste og trekk



130 X 80



180 X 130


# Acta sidestøtter



| Acta sidestøtter |           |        |                |
|------------------|-----------|--------|----------------|
| Beskrivelse      | Størrelse | Hms nr | Artikkelnummer |
| Acta back        | 100 X 165 | 335768 | 335768         |
| Acta back        | 75 X 140  | 309054 | 335770         |
| Acta relife      | 100 X 165 | 309051 | 335769         |
| Acta relife      | 75 X 140  | 309053 | 335771         |


LEVERES I PAR

# Vester for posisjonering




Brystbredde

| Vester for posisjonering |                  |        |                |
|--------------------------|------------------|--------|----------------|
| Størrelse                | Brystbredde (cm) | HMS nr | Artikkelnummer |
| X-small                  | 24-28            | 309175 | 1834725        |
| Small                    | 28-33            | 309174 | 1834726        |
| Medium                   | 33-41            | 278271 | 1834727        |
| Large                    | 41-48            | 291254 | 1834728        |
| X-large                  | 48-56            | 288919 | 1834729        |




# Skuldersele



Brystbredde

| Skuldersele |                  |        |                |
|-------------|------------------|--------|----------------|
| Størrelse   | Brystbredde (cm) | HMS nr | Artikkelnummer |
| Small       | 28-33            | 309066 | 1834736        |
| Medium      | 33-41            | 287175 | 1834737        |
| Large       | 41-48            | 309067 | 1834738        |
| X-large     | 48-56            | 309068 | 1834739        |




# 4-punktssele fra Permobil

| 4-punkts sele fra Permobil |        |                |
|----------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse                | HMS nr | Artikkelnummer |
| Belte 4-punkt              | 065920 | 305982-99-0    |




# Brystbelte



Mål rundt brystkassen i den høyden beltet skal monteres

| Brystbelte |                           |        |                |
|------------|---------------------------|--------|----------------|
| Størrelse  | Polstringspad lengde (cm) | HMS nr | Artikkelnummer |
| Medium     | 46,5                      | 298352 | 1832775        |
| Large      | 54.5                      | 292974 | 1832774        |
| X-large    | 62                        | 309065 | 1832776        |



Brystbelte med en polstringspad og lås under armene

# Brystbelte elastisk

| Brystbelte elastisk |           |             |             |        |                |
|---------------------|-----------|-------------|-------------|--------|----------------|
| Beskrivelse         | Størrelse | Bredde (cm) | Lengde (cm) | HMS nr | Artikkelnummer |
| Elastisk brystbelte | Small     | 7,5         | 147         | 204654 | 1828132        |
| Elastisk brystbelte | Large     | 11          | 147         | 204653 | 1828128        |



Elastisk brystbelte

# Krykke- og oksygenflaskeholder



Krykkeholder ryggmontert  
Plass til to krykker

| Krykke- og oksygenflaskeholder  |        |                |
|---------------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse                     | HMS nr | Artikkelnummer |
| Krykkeholder ryggmontert        | 204640 | 1827130        |
| Oksygenflaskeholder ryggmontert | 204643 | 1827131        |




Oksygenflaskeholder ryggmontert  
Max diameter 110 mm

# Armlene

[Tilbake til meny](#)

# Armlener Corpus 3G



| Armlenepads |        |                |        |                |              |                |
|-------------|--------|----------------|--------|----------------|--------------|----------------|
| Lengde      | Skai   |                | Gel    |                | Trevirastoff |                |
| mm          | HMS nr | Artikkelnummer | HMS nr | Artikkelnummer | HMS nr       | Artikkelnummer |
| 260         | 232494 | 1826191        | 250013 | 1832277        | 232519       | 1831403        |
| 335         | 232495 | 1826192        | 250014 | 1832278        | 232492       | 1828841        |
| 410         | 232520 | 1826193        | 250015 | 1832279        | 216901       | 1828340        |
| 460         | 232521 | 1828386        | 250016 | 1832280        | 232493       | 1828341        |

| Armlenestammer Corpus 3G sete |        |                |
|-------------------------------|--------|----------------|
| Lengde (mm)                   | HMS nr | Artikkelnummer |
| 260                           | 232489 | 1825604        |
| 335                           | 232490 | 1825605        |
| 410                           | 217528 | 1825606        |
| 460                           | 232491 | 1828283        |




Monteringsanvisning

# Armlenefeste faste og utsvingbar



Fast



Svingbar

Leveres komplett


| Armlenefester |        |                |
|---------------|--------|----------------|
| Type          | HMS nr | Artikkelnummer |
| Fast          | 232522 | 1825593        |
| Svingbar      | 204431 | 1825594        |

OBS! Svingbart armlenefeste er ikke anbefalt å bruke på seter med armlenemonterte bord

# Arm- og albuestøtte

| Arm- & albuestøtte |                              |        |                |
|--------------------|------------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse        | Side                         | HMS nr | Artikkelnummer |
| Armstøtte          | Høyre/Venstre/Utside/Innside | 234523 | 1833418        |
| Albuestøtte        | Venstre                      | 234522 | 1833421        |
| Albuestøtte        | Høyre                        | 234521 | 1833420        |

Leveres komplett med feste og trekk



Armstøtte



Albuestøtte



# Armlener støpt skålformet

Armlener støpt skålform (Hemiplegiarmlener)


| Side    | Armlene |                | Håndpad stor |                | Håndpad medium |                |
|---------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
|         | HMS nr  | Artikkelnummer | HMS nr       | Artikkelnummer | HMS nr         | Artikkelnummer |
| Venstre | 256641  | 1836029        | 269548       | 1836033        | 256640         | 1836031        |
| Høyre   | 269621  | 1836030        | 269549       | 1836034        | 269622         | 1836032        |

Leveres komplett med feste

**UTGÅTT VARE**  
**BEGRENSET LAGERBEHOLDNING**



OBS! Ikke kompatibel med bord eller innsvingbare armlener.



# Armleneaksel Corpus 3G



380 X 480


| Armleneaksel |                    |        |                |
|--------------|--------------------|--------|----------------|
| Side         | Armlenebredde (cm) | HMS nr | Artikkelnummer |
| Venstre      | 380 - 480          | 232517 | 1830233        |
| Høyre        | 380 - 480          | 232518 | 1830234        |
| Venstre      | 480 - 580          | 215547 | 1830235        |
| Høyre        | 480 - 580          | 215548 | 1830236        |

Leveres uten strekkfisk og plastdeksel




480 X 580

# Bryststøtte Corpus 3G VS




Fast bøy




Justerbar bøy

| Bryststøtte VS |        |                |
|----------------|--------|----------------|
| Beskrivelse    | HMS nr | Artikkelnummer |
| Fast bøy       | 232393 | 1831192        |
| Justerbar bøy  | 217363 | 1831413        |
| Stor pad       | 264144 | 1831250        |
| Medium pad     | 232394 | 1831249        |
| Liten pad      | 264143 | 1831248        |


Bøylen leveres komplett med feste, men uten pad som må bestilles utfra ønsket størrelse



Stor pad 360 mm bred



Medium pad 310 mm bred



Liten pad 260 mm bred

# Telefon- og koppholdere

| Telefon - og koppholder     |        |                |
|-----------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse                 | HMS nr | Artikkelnummer |
| Koppholder selvnivellerende | 216113 | 1829004        |
| Koppholder / telefonholder  | 152890 | 1821842        |
| X-gripp telefonholder       | 213929 | 1830348        |
| X-gripp nettbrettholder     | 215168 | 1830709        |



X-gripp nettbrettholder




Koppholder selvnivellerende



Koppholder / telefonholder



X-gripp telefonholder



# Håndvarmer



Cone 1  
For en hånd  
Passer over en  
joystick



Festepinne  
Permofix

| Håndvarmer                     |        |                |
|--------------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse                    | HMS nr | Artikkelnummer |
| Håndvarmer Mo-Vis              | 309153 | 1837587        |
| Cone 1 Håndvarmer              | 312211 | 1821603        |
| Cone 2 Håndvarmer              | 312212 | 1821604        |
| Festepinne for Cone / Permofix | 312202 | 1821752        |
| Feste håndvarmer               | 312204 | 1837604        |
| Forlengerkabel håndvarmer      | 312203 | 1837603        |



Monteres avhengig av hvilket utstyr som brukes og  
Cone leveres uten feste



Cone 2  
For to hender  
Passer best på bord



Leveres med en 8mm pinne som passer til Permofix,  
kabel for strøm monteres i ladekontakten til  
styrepanelet

# Armleneveske Corpus 3G sete



| Armleneveske |        |                |
|--------------|--------|----------------|
| Side         | HMS nr | Artikkelnummer |
| Alle         | 213406 | 1831834        |

Leveres komplett med feste


NB! Kan også monteres med  
borrelås framme på sete mellom  
beina på bruker.



# Bord vinkeljusterbart



Alle bord leveres komplett med feste




Armlenefeste Corpus 3G

# Bord vinkeljusterbart


| Bord vinkeljusterbart  |                          |                 |                                     |        |                |
|------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|----------------|
| Type sete              | Passer til armlenebredde | Bredde på plate | Monteringsside for justeringshendel | HMS nr | Artikkelnummer |
| Corpus 3G              | >380                     | 280             | Høyre                               | 309071 | 1835256        |
| Corpus 3G              | 380-430                  | 330             | Høyre                               | 253048 | 1835257        |
| Corpus 3G              | 430-480                  | 380             | Høyre                               | 253049 | 1835258        |
| Corpus 3G              | 480-530                  | 430             | Høyre                               | 253050 | 1835259        |
| Corpus 3G              | 530-635                  | 480             | Høyre                               | 253051 | 1835260        |
| Corpus 3G              | >380                     | 280             | Venstre                             | 309072 | 1835266        |
| Corpus 3G              | 380-430                  | 330             | Venstre                             | 253052 | 1835267        |
| Corpus 3G              | 430-480                  | 380             | Venstre                             | 253053 | 1835268        |
| Corpus 3G              | 480-530                  | 430             | Venstre                             | 253054 | 1835269        |
| Corpus 3G              | 530-635                  | 480             | Venstre                             | 253055 | 1835270        |
| Armlenefeste Corpus 3G | Alle                     |                 |                                     | 264185 | 1834702        |

# Diverse bord


| Diverse bord                                        |                |        |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| Beskrivelse                                         | Størrelse (mm) | HMS nr | Artikkelnummer |
| Svingbart bord med utskjæring til joystick på siden | 600 X 450      | 204651 | 1827453        |
| Svingbart bord med utskjæring til joystick på siden | 650 X 500      | 204652 | 1827454        |
| Svingbart bord med utskjæring til joystick i midten | 600 X 500      | N/A    | N/A            |
| Svingbart bord med utskjæring til joystick i midten | 650 X 500      | N/A    | N/A            |
| Svingbart bordfeste                                 | N/A            | 311312 | 1827450        |
| Panelfeste til bord med utskjæring i midten         | N/A            | 311310 | 1823042        |
| Vinkeljusterbart bord festet i seterammen           | 500 X 330      | 232600 | 1830491        |
| Lite bord montert i armlene                         | 250 X 250      | 204639 | 1827438        |
| Bryststøtte for bord                                | N/A            | 068051 | 306818-99-90-0 |



Svingbart bord med utskjæring til joystick på siden




Vinkeljusterbart bord festet i seterammen



Monteringsanvisning

Lite bord montert i armlene



Svingbart bord med utskjæring til joystick i midten

# Speil

| Speil armlenemontert |        |                |
|----------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse          | HMS nr | Artikkelnummer |
| Speil Jimmy X850     | 68635  | 310037-99-0    |




# Støttehåndtak

| Støttehåndtak             |        |                |
|---------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse               | HMS nr | Artikkelnummer |
| Støttehåndtak armlene     | 204494 | 1828961        |
| Støttehåndtak seteramme   | 204493 | 1827718        |
| Trillehåndtak ryggmontert | N/A    | N/A            |
| Trillehåndtak smalt feste | N/A    | N/A            |



Støttehåndtak armlene



Støttehåndtak seteramme



Trillehåndtak ryggmontert

# Sete

[Tilbake til meny](#)

# Seteramme til Corpus 3G, Corpus 3G VS og Corpus 3G Jr



Leveres komplett

| Standard setebunn Corpus 3G |        |                |
|-----------------------------|--------|----------------|
| Størrelse (mm)              | HMS nr | Artikkelnummer |
| 370-395-420                 | 217017 | 1828883        |
| 445-470-495                 | 219494 | 1828884        |
| 520-545-570                 | 215165 | 1828885        |

3 sett dekker alle bredder og dybder

Ett sett inneholder to seteplater og to unitrackskinner



# Seteputer til alle Corpus 3G seter

| Seteputer Corpus 3G |                          |                |            |                |
|---------------------|--------------------------|----------------|------------|----------------|
| Størrelser          | Strech air (svart stoff) |                | Skai puter |                |
| Bredde x Dybde(mm)  | HMS nr                   | Artikkelnummer | HMS nr     | Artikkelnummer |
| 420 X 370           | 253082                   | 1835721        | 253083     | 1835722        |
| 420 X 420           | 253084                   | 1835723        | 253085     | 1835724        |
| 420 X 470           | 253086                   | 1835725        | 253087     | 1835726        |
| 420 X 520           | 253088                   | 1835727        | 253089     | 1835728        |
| 420 X 570           | 253090                   | 1835729        | 253091     | 1835730        |
| 470 X 370           | 253092                   | 1835731        | 253093     | 1835732        |
| 470 X 420           | 253094                   | 1835733        | 253095     | 1835734        |
| 470 X 470           | 253098                   | 1835735        | 253099     | 1835736        |
| 470 X 520           | 253100                   | 1835737        | 253101     | 1835738        |
| 470 X 570           | 253102                   | 1835739        | 253103     | 1835740        |
| 520 X 420           | 253096                   | 1835741        | 253097     | 1835742        |
| 520 X 470           | 253104                   | 1835743        | 253105     | 1835744        |
| 520 X 520           | 253106                   | 1835745        | 253107     | 1835746        |
| 520 X 570           | 253108                   | 1835747        | 253109     | 1835748        |
| 570 X 470           | 253110                   | 1835749        | 253111     | 1835750        |
| 570 X 520           | 253112                   | 1835751        | 253113     | 1835752        |
| 570 X 570           | 253114                   | 1835753        | 253115     | 1835754        |

Er du usikker på hvordan du finner riktig størrelse?  
Klikk her!

# Integrerte lårstøtter til alle Corpus 3G seter

| HMS nr | Artikkelnummer |
|--------|----------------|
| 216202 | 1825736        |

Leveres i par med feste

Leveres som standard på ny stol



# Setepute Corpus Ergo Air

| Setepute ergo air    |        |                |
|----------------------|--------|----------------|
| Størrelse            | HMS nr | Artikkelnummer |
| 420 X 420            | 204495 | 1828920        |
| 420 X 470            | 204496 | 1828921        |
| 420 X 520            | 204497 | 1828922        |
| 420 X 570            | 213012 | 1832021        |
| 470 X 420            | 204498 | 1828923        |
| 470 X 470            | 204499 | 1828924        |
| 470 X 520            | 204500 | 1828925        |
| 520 X 470            | 204502 | 1828927        |
| 520 X 520            | 204503 | 1828928        |
| Roho luftinnlegg 15" | 312643 | 1836008        |
| Roho luftinnlegg 17" | 295507 | 1836009        |

Leveres komplett med Rohopad,  
pumpe og 1 stk trekk




# Inkontinens setetrekk til Corpus 3G seteputer

| Inkontinens setetrekk |        |                |
|-----------------------|--------|----------------|
| Størrelse             | HMS nr | Artikkelnummer |
| 420 X 370             | 250075 | 1832056        |
| 420 X 420             | 250076 | 1831204        |
| 420 X 470             | 233730 | 1831205        |
| 420 X 520             | 250077 | 1831206        |
| 420 X 570             | 217716 | 1832057        |
| 470 X 370             | 250078 | 1832058        |
| 470 X 420             | 250079 | 1831207        |
| 470 X 470             | 250081 | 1831208        |
| 470 X 520             | 216848 | 1831209        |
| 470 X 570             | 250082 | 1831210        |
| 520 X 420             | 250080 | 1831220        |
| 520 X 470             | 250083 | 1831221        |
| 520 X 520             | 250084 | 1831222        |
| 520 X 570             | 250085 | 1831223        |
| 570 X 470             | 250086 | 1831225        |
| 570 X 520             | 250087 | 1831226        |
| 570 X 570             | 217486 | 1831227        |



# Belter


| Belter                                            |           |            |            |            |            |        |                |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|----------------|
| Beskrivelse                                       | Størrelse | Mål A (cm) | Mål B (cm) | Mål C (cm) | Mål D (cm) | HMS nr | Artikkelnummer |
| 2-punkts Hoftebelte uten polstring                | Medium    | 4          | N/A        | N/A        | 142        | 169865 | 1824796        |
| 2-punkts Hoftebelte uten polstring                | Large     | 4          | N/A        | N/A        | 155        | 169866 | 1824797        |
| 2-punkts Hoftebelte med polstring                 | Small     | 2,5        | 38         | 5          | 117        | 204655 | 1828141        |
| 2-punkts Hoftebelte med polstring                 | Medium    | 4          | 46         | 5,5        | 142        | 169867 | 1824798        |
| 2-punkts Hoftebelte med polstring                 | Large     | 5          | 62         | 7          | 155        | 169868 | 1824799        |
| 2-punkts Hoftebelte med polstring                 | X-Large   | 5          | 92         | 10         | 206        | 204656 | 1829246        |
| 2-punkts Hoftebelte med polstring og flylåsspenne | Medium    | 4          | 46         | 5,5        | 142        | 288358 | 1834723        |
| 2-punkts Hoftebelte med polstring og flylåsspenne | Large     | 5          | 62         | 7          | 155        | 309064 | 1834722        |
| 4-punkts Hoftebelte med polstring                 | Medium    | 4          | 46         | 5,5        | 142        | 269913 | 1834721        |
| Elastisk brystbelte                               | Small     | 7,5        | N/A        | N/A        | 147        | 204654 | 1828132        |
| Elastisk brystbelte                               | Large     | 11         | N/A        | N/A        | 147        | 204653 | 1828128        |



## Mål



2-punkts hoftebelte uten polstring



2-punkts hoftebelte med polstring og flylåsspenne



2-punkts hoftebelte med polstring



Elastisk brystbelte



4-punkts hoftebelte med polstring

# Belteholdere



HMS nr. 196473



Veskekroker kan også monteres på siden av seterammen for å holde hoftebeltet på plass når det ikke er i bruk

# Belter Permobil

| Belter Permobil           |        |                |
|---------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse               | HMS nr | Artikkelnummer |
| Belte hurtigkobling       | 065917 | 305506-40-0    |
| Belte selvjusterende      | 065918 | 305003-99-0    |
| Belte selvjusterende lang | 065932 | 310189-99-0    |



Belte hurtigkobling



Belte selvjusterende




Belte selvjusterende lang

# Abduksjonsstøtte Corpus 3G sete

| Abduksjonsstøtte                                     |        |                |
|------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse                                          | HMS nr | Artikkelnummer |
| Abduksjonskloss V1                                   | 204450 | 1830159        |
| Abduksjonskloss passer alle dybder og VS beinstøtter | 296551 | 1837272        |

Leveres komplett med feste og trekk



# Lår- & hoftestøtter Bodilink


| Lår- & hoftestøtter Bodilink |         |         |           |        |                |
|------------------------------|---------|---------|-----------|--------|----------------|
| Beskrivelse                  | Side    | Padtype | Størrelse | HMS nr | Artikkelnummer |
| Lårstøtte / Hoftestøtte      | Venstre | B       | 90 X110   | 287245 | 1836337        |
| Lårstøtte / Hoftestøtte      | Høyre   | B       | 90 X110   | 287244 | 1836339        |
| Lårstøtte / Hoftestøtte      | Venstre | C       | 200 X 90  | 287275 | 1836341        |
| Lårstøtte / Hoftestøtte      | Høyre   | C       | 200 X 90  | 287276 | 1836343        |
| Lårstøtte                    | Venstre | G       | 300 X 90  | 287574 | 1836345        |
| Lårstøtte                    | Høyre   | G       | 300 X 90  | 287573 | 1836347        |
| Hoftestøtte                  | Venstre | A       | 150 X 140 | 308992 | 1836349        |
| Hoftestøtte                  | Høyre   | A       | 150 X 140 | 287291 | 1836351        |
| Lang forlengelsesarm         | Begge   | N/A     | 10 cm     | 295662 | 1836364        |

Leveres komplett med feste, polstring og trekk

OBS! Ved lave armlenehøyder 230/255 anbefales det å bruke Lårstøtter Permobil




Side 155



Polstring følger med



Lang forlengelsesarm



Feste

# Lårstøtter Permobil



| Lårstøtter Permobil      |       |            |        |                |
|--------------------------|-------|------------|--------|----------------|
| Beskrivelse              | Side  | Padtype    | HMS nr | Artikkelnummer |
| Lårstøtte                | Begge | G          | 204472 | 1830821        |
| Lårstøtte                | Begge | B          | 204469 | 1830840        |
| Lårstøtte                | Begge | C          | 204471 | 1830841        |
| Lårstøtte                | Begge | J          | 204470 | 1830842        |
| Feste                    | N/A   | 145 mm     | 163912 | 1821683        |
| Forlengere ("hundebein") | N/A   | 50 & 75 mm | 295662 | 1821714        |

Leveres komplett med feste og trekk


OBS! Ved lave armlenehøyder 230/255 anbefales det å bruke Lårstøtter Permobil




B: 90x110mm




J: 165x120mm



C: 200x90mm




G: 300x90mm



Feste

# Hoftestøtter Permobil



Feste

| Hoftestøtter Permobil   |       |        |                |            |
|-------------------------|-------|--------|----------------|------------|
| Beskrivelse             | Side  | HMS nr | Artikkelnummer | Padtype    |
| Begge                   | Begge | 204466 | 1830836        | A          |
| Begge                   | Begge | 204465 | 1830837        | B          |
| Begge                   | Begge | 204467 | 1830838        | C          |
| Begge                   | Begge | 204468 | 1830839        | D          |
| Feste                   | N/A   | 165873 | 1821682        | 105 mm     |
| Forlengere ("hundeben") | N/A   | 295662 | 1821714        | 50 & 75 mm |

Leveres komplett med feste og trekk



B: 90x110mm



A: 150x140mm



D: 200x200mm



C: 200x90mm

# Amputasjonsstøtte



D: 200x200mm

| Amputasjonsstøtte |       |     |           |        |                |
|-------------------|-------|-----|-----------|--------|----------------|
| Beskrivelse       | Side  | Pad | Størrelse | HMS nr | Artikkelnummer |
| Amputasjonsstøtte | Begge | A   | 150 X 140 | 204385 | 1830542        |
| Amputasjonsstøtte | Begge | D   | 200 X 200 | 204386 | 1830543        |
| Amputasjonsstøtte | Begge | H   | 170 X 175 | 204387 | 1830545        |
| Amputasjonsstøtte | Begge | J   | 165 X 120 | 204388 | 1830547        |
| Feste             | N/A   | N/A | N/A       | 311315 | 1830541        |

Leveres komplett med feste og trekk



H :170x175mm



A: 150x140mm



J: 165x120mm

# Speil

| Speil                    |        |                |
|--------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse              | HMS nr | Artikkelnummer |
| Speil unitrack seteramme | 250215 | 1828088        |

# Bein

[Tilbake til meny](#)

# Beinstøtter Corpus 3G

| Beinstøtter Corpus 3G                                 |        |                |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse                                           | HMS nr | Artikkelnummer |
| Beinstøtte med mekanisk beinlengdekompensering 185 mm | 215657 | 1831259        |
| Uten beinstøtter                                      | 298713 | 1829076        |


Obs! Leveres uten fotplater og fester



1831258 & 1831259



Side 38




1829076

# Beinstøtte med mekanisk beinlengdekompensering

For å veksle mellom kort og lang beinlengde montering av fotplatene snus festene opp ned 180\* og monteres på motsatt side.

Obs! Leggstøtter med originalt feste kan ikke kombineres med kort beinlengde montering.



| Beinstøtte med mekanisk beinlengdekompensering |                 |                          |                         |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| Beskrivelse                                    | Legglengde i mm | Bredde på fotplaten i mm | Dybde på fotplaten i mm |
| Lang beinlengde montering                      | 290 X 500       | 160                      | 230                     |
| Lang beinlengde montering                      | 290 X 500       | 200                      | 230                     |

| Beinstøtte med mekanisk beinlengdekompensering |                 |                          |                         |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| Beskrivelse                                    | Legglengde i mm | Bredde på fotplaten i mm | Dybde på fotplaten i mm |
| Kort beinlengde montering                      | 140 X 300       | 160                      | 230                     |
| Kort beinlengde montering                      | 140 X 300       | 200                      | 230                     |

| Beinstøtte med mekanisk beinlengdekompensering |                 |                                 |                         |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| Beskrivelse                                    | Legglengde i mm | Bredde på fotplaten i mm        | Dybde på fotplaten i mm |
| Hel fotplate lang beinlengde montering         | 140 X 300       | 320 i framkant og 210 i bakkant | 230                     |

# Fotplater



Side 42

| Fotplater          |         |             |        |                |
|--------------------|---------|-------------|--------|----------------|
| Beskrivelse        | Side    | Bredde (mm) | HMS nr | Artikkelnummer |
| Fotplate small     | Venstre | 160         | 204411 | 1825607        |
| Fotplate small     | Høyre   | 160         | 204410 | 1825608        |
| Fotplate hel       | N/A     | N/A         | 204408 | 1830548        |
| Fotplate composit  | Høyre   | 160         | 308951 | 1834479        |
| Fotplate composit  | Venstre | 160         | 308952 | 1834478        |
| Fotplate justerbar | Senter  |             | 068210 | 309382-40-0    |

Obs! Leveres enkeltvis uten fester  
bortsett fra sammen med fotplate  
justerbar.



Small fotplate



Fotplate justerbar  
Monteres på understellet



Fotplate hel 1830548

# Fester til fotplater

| Fotplate fester                 |                                                |         |        |        |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------------|
| Beskrivelse                     | Passer til                                     | Side    | Antall | HMS nr | Artikkelnummer |
| Pressplate                      | Beinstøtte med mekanisk beinlengdekompensering | Begge   | 2      | 311311 | 1825609        |
| Fotplatefeste Corpus 3G Venstre | Beinstøtte med mekanisk beinlengdekompensering | Venstre | 1      | 241682 | 1825377        |
| Fotplatefeste Corpus 3G Høyre   | Beinstøtte med mekanisk beinlengdekompensering | Høyre   | 1      | 241681 | 1825378        |




# Fotplate polster Gel

| Fotplate polster Gel                       |        |                |
|--------------------------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse                                | HMS nr | Artikkelnummer |
| Gelpads ekstra brede fotplater 220 mm (HD) | N/A    | N/A            |
| Gelpads fotplater 200 mm                   | N/A    | N/A            |
| Gelpads fotplater 160 mm                   | 204419 | 1829722        |


Leveres i par  
Passer ikke på komposittfotplater





1825814

# Leggstøtter Corpus 3G sete



| Leggstøtter Corpus 3G sete mesh trekk |         |           |                                                           |        |                |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse                           | Padtype | Størrelse | Passer til                                                | HMS nr | Artikkelnummer |
| Flat                                  | A       | 150 X 140 | Beinstøtte med mekanisk beinlengdekompensering 205/185 mm | 204397 | 1827610        |
| Flat                                  | B       | 90 X110   | Beinstøtte med mekanisk beinlengdekompensering 205/185 mm | 204399 | 1827612        |
| Litt buet                             | D       | 200 X200  | Beinstøtte med mekanisk beinlengdekompensering 205/185 mm | 204401 | 1827614        |
| Buet                                  | H       | 170 X 175 | Beinstøtte med mekanisk beinlengdekompensering 205/185 mm | 204403 | 1827616        |
| Flat                                  | J       | 165 x120  | Beinstøtte med mekanisk beinlengdekompensering 205/185 mm | 204405 | 1827618        |
| Feste                                 | N/A     | N/A       | Beinstøtte med mekanisk beinlengdekompensering 205/185 mm | 255369 | 1825814        |

Leveres i par og komplett med feste og trekk

Obs! Leggstøtter med originalt feste kan ikke kombineres med kort beinlengde montering



A: 150x140mm



B: 90x110mm



D: 200x200mm




H :170x175mm



J: 165x120mm

# Ankelfiksering



| Ankelfiksering            |           |                 |        |                |
|---------------------------|-----------|-----------------|--------|----------------|
| Beskrivelse               | Størrelse | Passer til (cm) | HMS nr | Artikkelnummer |
| Fotreim                   |           | Alle            | 168859 | 1822838        |
| Fotreim med polstring     |           | Alle            | 168858 | 1822805        |
| BodiPoint ankelmansjetter | Medium    | 19-25.5         | 308949 | 1834973        |
| Bodipoint ankelmansjetter | Large     | 23-28           | 287133 | 1834974        |



BodiPoint ankelmansjetter



Mål omkrets over ankelen for  
å finne størrelse til  
ankelmansjetter



Fotreim med polstring



Fotreim

# X850S rullestolunderstell levert fra 15.mars 2023



[Tilbake til meny](#)

# Batteri & lader

| Batteri & lader |        |                |
|-----------------|--------|----------------|
| Beskrivelse     | X850   |                |
| Type            | HMS nr | Artikkelnummer |
| Batteri MK97 Ah | 196027 | 602293-99-0    |
| Lader Voltpro   | 309225 | 340996         |



| Ekstern ladekontakt |                |
|---------------------|----------------|
| HMS nr              | Artikkelnummer |
| 204657              | 1823043        |

Kobling av ekstern  
ladekontakt må tilpasses.

# Elektriske setefunksjoner

| Elektriske funksjoner                  |        |                |
|----------------------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse                            | HMS nr | Artikkelnummer |
| Elektriske setetilt                    | 204623 | 1830577        |
| Elektrisk forlenger                    | 308946 | 339725         |
| Forlenger manuel/fast                  | 309156 | 339734         |
| Elektrisk setevrider                   | 204625 | 340700         |
| Elektrisk seteløfter m/klembeskyttelse | 145689 | 1821463        |
| Elektrisk ryggvinkling                 | 204624 | 1821495        |



El.forlenger

Det er ikke mulig å kombinere setetilt og setevrider. Setevrideren kan svinge ut til begge sider.

Standard setevrider er kun for setebredde 420 mm og 470 mm.



Setetilt

# Presenning X850

| Presenning kombistol |         |                |
|----------------------|---------|----------------|
| Beskrivelse          | HMS nr  | Artikkelnummer |
| Presenning lett      | .022137 | 310496-99-0    |
| Presenning (tung)    | .002504 | 301833-99-0    |



Presenning (tung)



# Fargedekor til deksel



| Fargedekor til deksel |        |                |
|-----------------------|--------|----------------|
| Farge                 | Hms nr | Artikkelnummer |
| Midnight              | 322161 | 339823         |
| Sunset                | 322162 | 339824         |
| Agua                  | 322163 | 339825         |
| Chili                 | 322164 | 339826         |
| Platinum              | 322165 | 339827         |



# Veltebøyle



| Veltebøyle |                |
|------------|----------------|
| HMS nr     | Artikkelnummer |
| 204638     | 1821430        |

OBS! Kan ikke kombineres med følgende konfigurasjoner:

- Elektrisk ryggregulering
- Elektrisk setetilt

# Krykkeholder og speil



| Krykkeholder og speil |        |                |
|-----------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse           | HMS nr | Artikkelnummer |
| Krykkeholder          | 204641 | 1828697        |
| Speil                 | 145703 | 1821432        |

Leveres komplett

Både speil og krykkeholder passer på begge sider av stolen.

Krykkeholder må monteres lengre ut på siden hvis det er montert setevrider på stolen for å unngå klemskader!



# Fjernstopp / Timeteller

| Fjernstopp / Timeteller |        |                |
|-------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse             | HMS nr | Artikkelnummer |
| Fjernstopp              | 197563 | 1829284        |
| Timeteller              | 322168 | 339351         |



# Hjul



Hjul framme 3.00 x 8

| Hjul Dekk Felg                                      |        |                |
|-----------------------------------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse                                         | Hms nr | Artikkelnummer |
| Piggdekk på felg komplett                           | 313682 | 340702         |
| Felg bak                                            | 322166 | 340261         |
| Felg foran                                          | 322167 | 340259         |
| Komplett hjul bak                                   | 309145 | 340257         |
| Komplett hjul foran                                 | 309144 | 340255         |
| Slange bak                                          | 322172 | 612363-99-0    |
| Slange foran                                        | 160242 | 600770-99-0    |
| Dekk bak                                            | 322171 | 616598         |
| Dekk foran                                          | 255197 | 1831531        |
| Piggdekk på felg komplett (stoler før 15.mars 2023) | 201400 | 1830109        |



Hjul bak 4.00 x 8



Piggdekk til X850 levert  
før 15.mars 2023.

# Bagasjeboks

| Bagasjeboks & kurv     |        |                |
|------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse            | HMS nr | Artikkelnummer |
| Bagasjeboks med reflex | 242470 | 1834148        |
| Bagasjekurv            | 145709 | 1824635        |
| Bagasjebokslokk        | 311324 | 1836803        |



# Transportfeste

| Transportfeste |                |
|----------------|----------------|
| HMS nr         | Artikkelnummer |
| 169859         | 1825146        |



Leveres komplett

OBS! Kun til transport, ikke godkjent for at bruker kan å sitte i stolen under transport.

# Styring

[Tilbake til meny](#)

# Styregrep

| Styregrep                   |         |                |
|-----------------------------|---------|----------------|
| Beskrivelse                 | HMS nr  | Artikkelnummer |
| Liten kule d=30mm, h=30mm   | 169886  | 307189-00-0    |
| Stor kule d=30mm, h=35mm    | .068674 | 602152-00-0    |
| Soft ball gul d=66mm        | .068676 | 602155-99-0    |
| U-grep liten b=75mm, h=42mm | 207266  | 1828135        |
| U-grep stor b=100mm, h=42mm | 207264  | 1828137        |
| Halvkula d=66mm, h=27mm     | 207265  | 1828139        |



Kule



Soft ball



U-grep



Halvkule

# Styregrep



Joystickgrep PG

| Styregrep                      |         |                |
|--------------------------------|---------|----------------|
| Beskrivelse                    | HMS nr  | Artikkelnummer |
| Trakt d=38mm, h=25mm           | .068679 | 60215-00-0     |
| Sopp d=45mm, h=45mm            | .068677 | 602153-00-0    |
| Pinne h=81mm, d=23mm           | .068675 | 602156-00-0    |
| T-håndtak b=80mm, h=45mm       | .068678 | 602151-00-0    |
| Joystickgrep PG h=30mm         | 264066  | 603086-00-0    |
| Soft ball svart d=48mm, h=37mm | 166637  | 1825195        |



Soft ball svart



Trakt



Sopp



Pinne



T-håndtak

# Styrepanel



Adapter T



Joystick standard

| Joystick                                       |        |                |
|------------------------------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse                                    | HMS nr | Artikkelnummer |
| Joystick standard                              | 153493 | 1821496        |
| Joystick stor                                  | 207263 | 311285-00-0    |
| Ledsager feste                                 | 207279 | 1824949        |
| Ledsager feste med kabelsett                   | 167329 | 1824516        |
| Ledsagerstyring ryggmontert med liten joystick | 250104 | 1832173        |
| Ledsagerstyring ryggmontert med stor joystick  | 250105 | 1832172        |
| Adapter T-kobling TP2                          | 067904 | 603268-99-0    |




For å få komplett ledsagerstyring velg type joystick og ledsagerfeste med kabelsett




Joystick stor

# Styrepanelfester

| Styrepanelfester                                                              |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse                                                                   | HMS nr | Artikkelnummer |
| Panelholder parallel forskyvbart                                              | 309218 | 1831692        |
| Panelholder 335mm lav safegate                                                | 309213 | 1831691        |
| Panelholder 435mm høy safegate                                                | 309214 | 1831690        |
| Panelholderfeste for 335/435 VR2 R-Net                                        | 204645 | 1825815        |
| Høydejusterbart panelholderfeste for 335/435 VR2 R-Net                        | 250046 | 1834150        |
| Høydejusterbart panelholderfeste for panelholder parallel forskyvbart høyre   | 248799 | 1834089        |
| Høydejusterbart panelholderfeste for panelholder parallel forskyvbart venstre | 250047 | 1834151        |
| Panelholder hakestyring X850S Corpus                                          | 154343 | 1827447        |



Panelholder parallell forskyvbart PLG



Panelholderfeste



Høydejusterbart panelholderfeste

# Permofix

[Tilbake til meny](#)


# Permofix



**Permobil Grunnpakke + Oppgraderingssats**  
0027-7029a (inkl. 0027-7023a+0027-7028a)

**Grunnpakke**  
0027-7023A

**Oppgraderingssats Permobil**  
0027-7028a



| Permofix grunnpakke                     |        |                |
|-----------------------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse                             | HMS nr | Artikkelnummer |
| Permofix grunnpakke + Oppgraderingssats | 251742 | 0027-7029A     |
| Permofix grunnpakke                     | 311350 | 0027-7023A     |
| Oppgraderingssats                       | N/A    | 0027-7028A     |

# Permofix

## Startkit

|                                                                                     |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    | <b>Hus base</b><br>0027-2036a (10 stk)                  |
|    | <b>Kombi ende</b><br>0027-2029a (5 stk)                 |
|    | <b>Base forlengning</b><br>0027-2006a (1 stk)           |
|    | <b>T-stopp sideuttak ende</b><br>0027-2040a (4 stk)     |
|    | <b>Låsekulestøtte</b><br>0027-2017a (16 stk)            |
|    | <b>Låsekulestøtte forlenaning</b><br>0027-2007a (1 stk) |
|   | <b>Låsekule</b><br>0027-2001a (20 stk)                  |
|  | <b>Bolt M5x20</b><br>7000-2055a (15 stk)                |
|  | <b>Stang Ø8x50</b><br>0027-2010a (5 stk)                |

|                                                                                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>Stang Ø8x75</b><br>0027-2011a (5 stk)      |
|    | <b>Stang Ø8x100</b><br>0027-2012a (5 stk)     |
|    | <b>Stang Ø8x150</b><br>0027-2013a (5 stk)     |
|    | <b>Stang Ø8x200</b><br>0027-2014a (5 stk)     |
|    | <b>Stang Ø8x250</b><br>0027-2015a (5 stk)     |
|    | <b>Stang Ø8x300</b><br>0027-2016a (5 stk)     |
|   | <b>Svane Hals 150mm</b><br>0027-7017a (1 stk) |
|  | <b>Insexnyckel 4mm</b><br>7000-2057a (1 stk)  |
|  | <b>Base ende</b><br>0027-2002a (10 stk)       |

|                                                                                       |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    | <b>Festeplate</b><br>0027-2009a (6 stk)                |
|    | <b>Mellomlås</b><br>0027-2041a (4 stk)                 |
|    | <b>Fordeler</b><br>0027-2004a (4 stk)                  |
|    | <b>Låsekulestøtte dobbel</b><br>0027-2052a (4 stk)     |
|    | <b>Låsekulestøtte forlenget</b><br>0027-2039a (10 stk) |
|    | <b>Kon eksl gjenger</b><br>0027-2035a (15 stk)         |
|   | <b>Kon gjenget</b><br>0027-2030a (15 stk)              |
|  | <b>Bruksanvisning</b><br>0027-8030a (1 stk)            |

# Permofix

| Permofix grunnpakke       |        |                |                   |        |                |                          |        |                |
|---------------------------|--------|----------------|-------------------|--------|----------------|--------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse               | HMS nr | Artikkelnummer | Beskrivelse       | HMS nr | Artikkelnummer | Beskrivelse              | HMS nr | Artikkelnummer |
| Hus base                  | 311342 | 0027-2036A     | Stang Ø8x75       | 215431 | 0027-2011a     | Festeplate               | 311332 | 0027-2009a     |
| Kombi ende                | 311339 | 0027-2029a     | Stang Ø8x100      | 311333 | 0027-2012a     | Mellomlås                | 311345 | 0027-2041a     |
| Base forlengning          | 311330 | 0027-2006a     | Stang Ø8x150      | 311334 | 0027-2013a     | Fordeler                 | 311328 | 0027-2004a     |
| T-stopp sideuttak ende    | 311344 | 0027-2040a     | Stang Ø8x200      | 311335 | 0027-2014a     | Låsekulestøtte dobbel    | 311346 | 0027-2052a     |
| Låsekulestøtte            | 311338 | 0027-2017a     | Stang Ø8x250      | 311336 | 0027-2015a     | Låsekulestøtte forlenget | 311343 | 0027-2039a     |
| Låsekulestøtte forlenging | 311331 | 0027-2007a     | Stang Ø8x300      | 311337 | 0027-2016a     | Kon eksl gjenger         | 311341 | 0027-2035a     |
| Låsekule                  | 311326 | 0027-2001a     | Svanehals 150mm   | 248750 | 0027-7017a     | Kon gjenget              | 311340 | 0027-2030a     |
| Bolt M5x20                | 215426 | 7000-2055a     | Umbrakonøkkel 4mm | N/A    | 7000-2057a     | Bruksanvisning           | N/A    | 0027-8030a     |
| Stang Ø8x50               | 215432 | 0027-2010a     | Base ende         | 311327 | 0027-2002a     |                          |        |                |

# Permofix oppgraderingssats

## Oppgraderingssats



**Displayfeste**  
0027-2008a



**Permobiladapter**  
0027-2005a, 80mm  
0027-2083a, 250mm



**Base sideuttak ende, 14mm**  
0027-2058a



**Støtte for 14mm**  
0027-2059a



**Adapter Unitrack**  
0027-2055a

| Oppgraderingssats        |        |                |
|--------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse              | HMS nr | Artikkelnummer |
| Displayfeste             | 215430 | 0027-2008a     |
| Pemobiladapter 80mm      | 311329 | 0027-2005a     |
| Pemobiladapter 250mm     | 311349 | 0027-2083a     |
| Base sideuttak ende 14mm | 311347 | 0027-2058a     |
| Støtte for 14mm          | 311348 | 0027-2059a     |
| Adapter Unitrack         | 215426 | 0027-2055a     |

# Permofix ledd



Utsvingbar lås  
0027-7007a



Base kobling  
0027-7005a



Base sideutgang 8mm  
0027-7004a



Base sideutgang 14mm  
0027-7027a



Base kombi ende  
0027-7025a



Base festeplate  
0027-7006a



Base festeplate inkl sideutgang 8mm  
0027-7024a



Joystick compact 8mm  
0035-7009a



Feste joystick compact rør hakestyring  
0035-7010a

| Permofix ledd                          |        |                |
|----------------------------------------|--------|----------------|
| Beskrivelse                            | HMS nr | Artikkelnummer |
| Utsvingbar lås                         | 235322 | 0027-7007a     |
| Base kobling                           | 287033 | 0027-7005a     |
| Basesideutgang 8mm                     | 215428 | 0027-7004a     |
| Basesideutgang 14mm                    | 311351 | 0027-7027a     |
| Base kombi ende                        | 215429 | 0027-7025a     |
| Base festeplate                        | 215427 | 0027-7006a     |
| Base festeplate inkl sideutgang 8 mm   | 298415 | 0027-7024a     |
| Joystick compact 8mm                   | 207262 | 0035-7009a     |
| Feste joystick compact rør hakestyring | 207259 | 0035-7010a     |