

Permobil

Progeo Joker Energy



Aluminium



Starr



Geringes
Gewicht



Maßgefertigt

permobil

Kompakter Rahmen nach Maß, speziell für Sie gefertigt

Die Joker-Serie kombiniert elegantes Starrrahmendesign mit praktischen Details. Form und Funktion werden genutzt, um Ihre Mobilitätsanforderungen zu erfüllen, und das mit Stil.

Speziell für erfahrene, aktive Nutzerinnen und Nutzer, die keine Anpassungen mehr benötigen, weil Sie wissen, was Sie von ihrem Rollstuhl erwarten. Auf das Wesentliche reduziert, damit er ohne unnötiges Gewicht Ihren Bedürfnissen entspricht.



Progeo Joker Energy

Sitzbreite	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
Sitztiefe	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 - 50 cm
Sitzhöhe	Vorne von 36 cm bis 54 cm (maßgefertigt) Hinten von 36 cm bis 52 cm (maßgefertigt)
Unterschenkellänge	Von 35 cm bis 54 cm (maßgefertigt)
Rückenlehnenhöhe	Von 24,5 cm bis 47 cm (verstellbar)
Rahmenwinkel vorne	Maßgefertigt
Gesamtlänge	ca. 82 cm
Gesamtbreite	Sitzbreite + 17 cm (mit 0° Radsturz)
Rückenwinkel	Von 74° bis 94° zum Sitz (verstellbar)
Radsturz	0° - 2° - 4° - 8° - 12°
Gewicht ohne Hinterräder	Ab ca. 4,7 kg
Gewicht des Rollstuhls	Ab ca. 7,3 kg
Maximale Zuladung	125 kg

Dein Rollstuhl - Deine Farbe*

MATT
SCHWARZ

PERL-
WEISS

MATT
ORANGE

MATT BLAU
METALLIC

HELL-
SILBER

Permobil behält sich das Recht vor, technische Daten und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *Weitere Farben erhältlich.

permobil

permobil.ch | Tel. +41 41 672 76 00 | info@permobil.ch

Die Farbe des Produkts kann abweichen.

CHRN-IM-20000929



GR3354-1CHDE230306