

Permobil

Progeo Exelle Vario

Silla de uso diario diseñada para el usuario activo



Aluminio



Plegable



Ajustable

permobil

Compacta y elegante con numerosos ajustes

Progeo Exelle Vario es una silla de ruedas ligera y plegable diseñada para el usuario activo. Su chasis plegable contorneado y los reposapiés abatibles permiten una transferencia y un almacenamiento sencillos. Diferentes opciones para configurar la sedestación y el posicionamiento, como los tres ángulos del reposapiés, que permiten abordar la flexión/extensión de la rodilla y el tratamiento de la espasticidad. La adaptabilidad del chasis la convierte en una solución versátil para muchos usuarios diferentes.



Progeo Exelle Vario

Anchura del asiento	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
Profundidad del asiento	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 cm
Altura del asiento	Delantera de 41 a 56 cm (ajustable) Trasera de 36 a 53 cm (ajustable)
Distancia del reposapiés	De 32 a 51 cm (ajustable)
Altura del respaldo	De 30 a 54 cm (ajustable)
Ángulo de reposapiés	95° - 110° - 120°
Longitud total	90 cm aprox. (config. estándar) 70 cm aprox. (sin reposapiés) (config. estándar)
Anchura total	Anchura del asiento + 17 cm (con ángulo de caída de 0°)
Anchura silla plegada	26 cm aprox. (con ángulo de caída de 0°)
Ángulo del respaldo	90° con respecto al asiento (con chasis estándar) Regulable de 81° a 99° en el asiento (con chasis dinámico)
Ángulo de caída (Camber)	0° - 1,5° - 3° (con chasis estándar) 0° - 1,5° - 2° - 4° (con chasis dinámico)
Peso sin ruedas traseras	Desde 8,0 kg aprox.
Peso de la silla de ruedas	Desde 10,6 kg aprox.
Carga máxima	125 kg

Permobil se reserva el derecho a modificar las especificaciones y el diseño sin previo aviso. *Más opciones de color disponibles.

BLACK

BRIGHT
LIME

BRIGHT
FUCHSIA

BRIGHT
BLUE

BRIGHT
SILVER

Personaliza tu silla*

Los colores reales del producto pueden variar.