

Permobil

TiLite ZR



Titane



Poids réduit



Rigide



Sur mesure

permobil

Une conduite remarquable pour satisfaire les plus grandes attentes

TiLite ZR est un fauteuil roulant léger et actif avec un châssis monotube en titane et une esthétique minimaliste. La conception du châssis répond à toutes les attentes en matière de durabilité et de performances d’amortissement des vibrations. La forme du châssis permet de faciliter les transferts et l’installation sur le siège de la voiture.



TiLite ZR

Largeur d'assise	De 25 à 51 cm
Profondeur d'assise	De 25 à 51 cm
Hauteur d'assise	À l'avant de 40,5 à 53,5 cm À l'arrière de 32 à 51 cm
Hauteur du dossier	Pliable de 21,5 à 53,5 cm (réglable) Fixe de 20 à 51 cm
Inclinaison du châssis avant	70° - 75° - 80° - 85° - 90°
Inclinaison du dossier	Pliable de 80° à 101° (réglable) Fixe de 80° à 101°
Carrossage	0° - 2° - 4° - 6° - 8° - 12°
Poids sans roues arrière	À partir de 4,2 kg env.
Poids du fauteuil roulant	À partir de 7,5 kg env.
Poids maximum	120,2 kg

Personnalisez vos déplacements*



Permobil se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception sans préavis. *Plus d'options de couleur disponibles.

Les couleurs réelles du produit peuvent varier.



customer_support_fr@permobil.com - permobil.fr



TILITEZRDATASHEETFR211126