



ZR

L'IRRESISTIBLE.  
Sans limites.



Avec son châssis monotube minimaliste, le ZR est la parfaite illustration du principe « faire moins pour avoir plus ».

L'esthétique épurée du ZR attire les regards tandis que le châssis en titane vous garantit solidité et un faible niveau de vibrations. Puissance et élégance.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

CHÂSSIS	Rigide, monotube, titane TiFit Réglage limités
OPTIONS CHÂSSIS	Version noire Version ultralégère Châssis Heavy Duty Châssis motorisable Châssis renforcé
POIDS DE TRANSPORT*	4,2 kg
POIDS UTILISATEUR MAX.	120 kg Standard 136 kg Heavy Duty
LARGEUR TOTALE FAUTEUIL*	58,4 cm (23")
LARGEUR D'ASSISE	25 cm - 51 cm (10" - 20")
LARGEUR D'ASSISE À L'AVANT	3 possibilités
PROFONDEUR D'ASSISE	25 cm - 51 cm (10" - 20")
ASSISE ERGONOMIQUE	7 possibilités
HAUTEUR D'ASSISE AVANT	40,5 cm - 53 cm (16" - 21")
HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE	32 cm - 51 cm (12,5" - 20")
INCLINAISON D'ASSISE	0°, 2°, 4°, 6°, 8° ou 12°
ANGLE DE POTENCE	70°, 75°, 80°, 85° ou 90°
LARGEUR DU REPOSE-PIED	Rétréci ou en V
RÉGLAGE DU CENTRE DE GRAVITÉ	5,7 cm (2,25")
ROUES AVANT	23 possibilités
ROUES ARRIÈRE	67 possibilités
MAINS COURANTES	15 possibilités
CONFORT	Support de transport Inclinaison du dossier réglable
ESTHÉTIQUE	6 finitions pour châssis en titane 16 coloris de châssis 6 packs coloris anodisés 7 coloris ultrasuede 8 coloris roue Spinergy
GARANTIE	2 ans

\*Poids/largeur basés sur un fauteuil de 40,5 cm x 40,5 cm (16" x 16"), avec déclive de 0°, voie des roues arrières au minimum et équipement standard. Les roues arrière ne sont pas incluses dans le poids de transport. À titre indicatif, une paire de roues arrière standard de 24" pèse 3,3 kg.

### TIFIT. ERGONOMIE SUR MESURE.



La différence entre un fauteuil TiFit® et d'autres fauteuils est qu'un TiFit s'adapte parfaitement à son occupant : chaque fauteuil est en quelque sorte une prothèse roulante sur mesure. Le parfait ajustement d'un fauteuil TiFit lui vaut des performances et des fonctionnalités sans précédents. La différence se ressent dans tous les gestes.

### CONFIGURATION PERSONNALISÉE.

Ajoutez des options et des composants à votre fauteuil pour répondre à vos spécificités et bénéficier d'un confort d'utilisation maximal. Ceci inclut roues, mains courantes, pneus, friens, coloris, tattoo, etc. TiLite propose plus d'options que n'importe quelle autre marque!

Pour en savoir plus sur l'éventail d'options pour tirer le meilleur parti de votre fauteuil TiLite, visitez [TiLite.com/optimize](http://TiLite.com/optimize).



Les fauteuils roulants TiLite présentés sont équipés d'options disponibles | [TiLite.com](http://TiLite.com) | ZR.20160214.FR