

# permobil

Conozca la nueva generación de respaldos  
ROHO® AGILITY® para sillas de ruedas.



## Ahora más que nunca, un rendimiento que dura.

Debemos tener en cuenta que el respaldo es un componente esencial para el rendimiento general del sistema de una solución de movilidad para un usuario. Las diferentes formas corporales y necesidades posturales requieren un respaldo versátil que proporcione las configuraciones necesarias para mejorar la comodidad del paciente y los resultados funcionales. El uso de un respaldo mantiene la alineación pélvica y puede proporcionar soporte lumbar, permitiendo que el paciente se mueva con mayor facilidad para mejorar su calidad de vida.

Elija el respaldo en el que puede confiar, ahora y en el futuro. Elija AGILITY porque es el único que cuenta con la gama de respaldos que necesita para satisfacer las necesidades posturales únicas de sus clientes con la adaptabilidad de las células de aire ROHO.

## Descubra las opiniones de médicos y usuarios sobre los respaldos de AGILITY\*:

- El 93 % de los médicos que prescriben los respaldos de AGILITY dicen que se adaptan mejor a las diferentes formas corporales que los demás respaldos que prescriben.
- El 68 % de los usuarios de AGILITY consideran que su respaldo es el mejor a la hora de proporcionar soporte postural y colocación que su anterior respaldo.
- El 60 % de los usuarios de AGILITY afirman que su respaldo es mejor para prevenir el dolor de espalda que su anterior respaldo.



## Descubre por qué los respaldos de AGILITY son aún mejores ahora:

- Nuevas opciones de espuma y aire más cómodas
- Más versátil para adaptarse a diferentes formas corporales
- Anclajes nuevos y compactos más fáciles de configurar y retirar para un uso continuo
- Un respaldo que maximiza el apoyo postural

### Especificaciones del producto de aluminio de ROHO AGILITY

	AGILITY Max Contour	AGILITY Mid Contour	AGILITY Minimum Contour
Profundidad	18 cm	10 cm	7,5 cm
Ancho	33 cm a 51 cm	33 cm a 51 cm	33 cm a 51 cm
Altura	40,5 cm a 51 cm	25,5 cm a 51 cm	25,5 cm a 45,5 cm
Peso	2 kg Basado en un bastidor de 35,5 cm x 40,5 cm (tornillería para tubo posterior no incluida)	1,9 kg Basado en un tubo de 40,5 cm x 40,5 cm (Tornillería para tubo posterior no incluida)	1,8 kg Basado en un bastidor de 40,5 cm x 40,5 cm (tornillería para tubo posterior no incluida)
Ideal para clientes que	Necesitan el máximo soporte y control del tronco Requieren un apoyo postural importante Tienen dolor de espalda u hombros	Necesitan un apoyo y un control mínimos del tronco Requieren apoyo postural Tienen dolor de espalda u hombros	Mantienen un buen control del tronco Necesitan un apoyo postural básico Tienen dolor de espalda u hombros

Todos los respaldos de ROHO AGILITY están protegidos por nuestra nueva garantía limitada de cinco años.

Póngase en contacto con nosotros y compruebe cómo le acompaña la próxima generación de ROHO AGILITY, hoy y durante los próximos años.

**permobil**

Número de teléfono  
www.permobil.com

\*Nota: Datos calculados a partir de una encuesta realizada internamente en 2017.