

Permobil

# Progeo Exelle



Aluminium



Faltbar



Verstellbar

permobil

# Kompakter Faltrollstuhl, der leicht, zuverlässig und überaus wendig ist

Progeo Exelle-Rollstühle sind leicht und verfügen über einen Faltrahmen und verschiedene Optionen, um Ihren Bedürfnissengerecht zu werden. Wendig, kompakt und einfach zu verstauen ist Exelle eine anpassungsfähige und vielseitige Lösung für aktive und weniger aktive Nutzerinnen und Nutzer.

Für aktive und weniger aktive Nutzerinnen und Nutzer von manuellen Rollstühlen, die bereit sind, von einem einfachen Modell zu einem Rollstuhl zu wechseln, mit dem man die eigenen Fahrfähigkeiten verbessern kann.



## Progeo Exelle

Sitzbreite	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
Sitztiefe	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 cm
Sitzhöhe	Vorne von 41 cm bis 56 cm (verstellbar) Hinten von 38 cm bis 51 cm (verstellbar)
Unterschenkellänge	Von 32 cm bis 51 cm (verstellbar)
Rückenlehnenhöhe	Von 30 cm bis 54 cm (verstellbar)
Rahmenwinkel vorne	100° - 110°
Gesamtlänge	ca. 90 cm
Gesamtbreite	Sitzbreite + 17 cm (mit 0° Radsturz)
Faltmaß	ca. 26 cm (mit 0° Radsturz)
Rückenwinkel	Standard 90° Dynamic 2.0: Von 81° bis 99° (verstellbar)
Radsturz	Standard 0° - 1,5° - 3° Dynamic 2.0: 0° - 1,5° - 2° - 4°
Gewicht ohne Hinterräder	ca. 7,4 kg
Gewicht des Rollstuhls	ca. 10 kg
Maximale Zuladung	125 kg

SCHWARZ

LEUCHTEND  
LIMONE

LEUCHTEND  
VIOLETT

LEUCHTEND  
BLAU

HELL-  
SILBER

Dein Rollstuhl - Deine Farbe\*

Permobil behält sich das Recht vor, technische Daten und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*Weitere Farben erhältlich.

Die Farbe des Produkts kann abweichen.