

M5 Corpus[®]

Geschaffen für mehr.



permobil

M5 Corpus[®]

Mehr Abenteuer

Der M5 Corpus ist für mehr Abenteuer geschaffen. Ganz neue Möglichkeiten bietet er dem Benutzer durch mehr Geschwindigkeit dank den stärkeren Motoren, einen höheren Sitzhöhenlift, eine bessere Reichweite und aussergewöhnlichen Komfort, Stabilität und Traktion in unterschiedlichen Fahr-situationen. Mit leistungsstarken LED-Leuchten, erhöhter Reichweite und Batterielebensdauer bietet der farbenfrohe neue M5 Corpus noch viel mehr.

Active Reach

Neigt den Sitz um bis zu 20° nach vorne und hebt ihn im Beckenbereich an, um die funktionelle Reichweite zu vergrössern, den Transfer und Ihre täglichen Aktivitäten zu erleichtern.

Active Height

Ermöglicht es Ihnen, mit bis zu 5 km/h, bei vollständig ausgefahrenem Sitzlifter zu fahren und lässt sich nahtlos mit Active Reach kombinieren. So bietet es Ihnen den ultimativen Vorteil beim Zugang zu Ihrer Umgebung.

Corpus: Das ultimative Sitzsystem

Verbesserter Komfort, Beckenpositionierung, seitliche Stabilität und Einsinken (Verminderung von Druckspitzen) sind die Hauptziele der neuen Corpus-Kissen.

Corpus-Kissen bestehen aus einem weicheren Zweischicht-Schaumstoff auf der Rückenlehne, einem neu gestalteten Beckenbereich und dem Stretch-Air™ Bezug. Ein atmungsaktiver, wasserabweisender Kissenbezug, der in der Maschine bei 60°C waschbar ist.

Mehr Kontrolle

Die Agile-Einzelradaufhängung wirkt auf alle 6 Räder und bietet überlegenen Fahrkomfort, Traktion und Stabilität um Ihnen mehr Kontrolle zu geben, wenn Sie auf Entdeckungsreise sind.

Höhere Reichweite

Die neue Permobil-Batterie und das neue Permobil VoltPro Ladegerät ermöglichen Ihnen zusammen bis zu 25% mehr Reichweite, optimierte Ladezeiten und eine längere Batterielebensdauer.



Mehr Abenteuer

MEHR KOMFORT

Der weichere Zweischicht-Schaumstoff im Rückenkissen und die neu gestaltete Beckenmulde erhöhen das Einsinken in den Sitz und sorgen für mehr Komfort und Stabilität.

MEHR UNTERSTÜTZUNG

Das optionale BodiLink®-Positionierungszubehör speziell für das Corpus-Sitzsystem konzipiert.

MEHR FARBE

Eine frische, neue Ästhetik ermöglicht es Ihnen, die Farboptionen für Seitenverkleidung und Felgeneinsatz so zu kombinieren, dass sie Ihrem Stil entsprechen.

MEHR SICHTBARKEIT

Die LED-Leuchten vorn und hinten sind doppelt so hell für bessere Sichtbarkeit.

MEHR FREIHEIT

Um sich in einer grösseren Vielfalt von Sitz-Positionierung mit verbesserter Stabilität zu bewegen.

MEHR STAURAUM

Optionaler Gepäckträger



M5 Corpus® Spezifikationen

Max. Geschwindigkeit	10 km/h (12 km/h optional)
Max. Reichweite (G24: 85 Ah-Batterien)	40 km*
Max. Nutzergewicht	150 kg
Hindernisbewältigung (mit Anlauf)	50 mm (100 mm)
Kleinster Wenderadius	1120 mm
Drehgelenk mit	1130 mm
Federung	Agile
Elektronik R-Net	120 A
Crashtest ISO 7176-19 – 4-Punkt-Transportösen	Ja – max. Benutzergewicht 150 kg
Crashtest ISO 7176-19 - Dahl Dockingstation	Ja – max. Benutzergewicht 136 kg
Getestet nach EN12182/EN12184 CE	Ja
Max. Länge einschl. Sitz	1170 mm
Basisbreite	630 mm
Breite inkl. Sitz und Armlehne	650–790 mm
Höhe	960–1170 mm
Länge/Höhe Stauraum	880 mm/870 mm
Gewicht, einschliesslich Batterien (85 Ah)	194 kg
Sitzhöhe (ohne Kissen)	450 mm
Sitzhöhenverstellung (ohne Kissen)	450–800 mm
Sitztiefe	370–570 mm (25-mm-Schritte)
Sitzbreite	420–570 mm (50-mm-Schritte)
Rückenlehnenbreite	360–510 mm (50-mm-Schritte)
Rückenlehnenhöhe (ohne Sitzkissen)	470; 545–670 mm (25-mm-Schritte)
Armlehnenhöhe	185–320 mm
Abstand zwischen Armlehnen	380–480/480–580 mm
Rückenlehnenwinkeleinstellung (manuell)	90°–135°
Sitzwinkelverstellung - anteriore/posteriore Neigung	-20° bis +50°

*Die Reichweite kann je nach Gewicht des Benutzers, bei häufigem Gebrauch des Rollstuhls, an Steigungen, rauem Untergrund oder häufigem Überfahren von Bordsteinkanten variieren.

Mehr Farbe

SKY

AQUA

SPRING

CANARY

SUNSET

CHILI

FLAMINGO

VIOLET

MIDNIGHT

ARCTIC

GOLD

BRONZE

PLATINUM

Abweichungen zur Originalfarbe durch Druck möglich.



BEINSTÜTZE 90°–180°



SITZKANTELUNG NACH HINTEN 0–50°



SITZHÖHENVERSTELLUNG



ELEKTRISCHE RÜCKENLEHNE 85°–180°



SITZKANTELUNG NACH VORNE



MyPermobil



Längere Batterie-lebensdauer

Diese Angaben können variieren, abhängig von der Konfiguration des Stuhls. Bei bestimmten Konfigurationen können Beschränkungen der Sitzfunktionen möglich sein, abhängig vom Gewicht des Nutzers. Für weitere Informationen verweisen wir auf die Bedienungsanleitung, die Sie als Download auf der Website von Permobil finden. Oder kontaktieren Sie Ihren Permobil Fachhändler.

permobil.ch | Tel. +41 41 672 76 00 | info@permobil.ch

permobil



M5DATASHEETCHDE201119