

Permobil

F5 Corpus[®] VS



permobil

Staan zonder compromissen

De F5 Corpus VS elektrische rolstoel biedt de elektrische stafunctie van Permobil op een onderstel met voorwielaandrijving, voor meer stabiliteit en rijcomfort.

Sta vol vertrouwen

De F5 Corpus VS heeft een volledig onafhankelijke vering op alle wielen die comfort, tractie en stabiliteit biedt, wat met name gunstig is voor actief buiten rijden. Dankzij een eenvoudige aanpassing van de stasequenties kan de positie van de gebruiker worden geoptimaliseerd met behulp van technieken voor volledige lig, half achterover leunen of zitten-naar-staan.

De F5 Corpus VS geeft u het vertrouwen om te gaan staan, wat diverse voordelen biedt, variërend van meer face-to-face interactie en een betere gezondheid. Daarnaast bieden onze lichte, wegklapbare kniesteunen meer comfort en een flexibele opbergmogelijkheid op de stoel, voor een grotere onafhankelijkheid.

Stapositie tot 80°

De F5 Corpus VS biedt een stahoek tot 80°, zodat u zelfstandig dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren, zoals koken, winkelen en persoonlijke verzorging.

Ontworpen voor onafhankelijkheid

Dankzij het lichte ontwerp kunnen onze wegklapbare kniesteunen afzonderlijk worden bewogen en gehanteerd met behulp van het goed toegankelijke ontgrendelingsmechanisme, ook met een beperkte handfunctie. De pads zijn beschikbaar in twee maten, zodat u de optie kunt kiezen die het beste bij u past. Met de geïntegreerde BOA®-draaiknop* kunt u de positie van de pads nauwkeurig afstellen op basis van uw specifieke behoeften, voor een perfecte pasvorm en optimaal comfort.

Programmeren vereenvoudigd

QuickConfig is een nieuwe, innovatieve app voor servicemonteurs, artsen en zorgverleners, die het eenvoudiger maakt om parameters in te stellen en een intuïtieve interface biedt om de F5 Corpus VS af te stellen op basis van de door u gewenste rij- en zitkenmerken en stasequentie.

*Het BOA® Fit System biedt een micro-verstelbare, nauwkeurige afstemming in een gebruiksvriendelijke draaiknop

Breedte onderstel
630 mm



Specificaties F5 Corpus® VS

Maximalsnelheid	6, 10 en 12 km/h
Actieradius (G24: 85 Ah accu's)	40 km*
Maximaal gebruikersgewicht	136 kg
Max. obstakelhoogte (met opgaande beweging)	50 mm (75 mm)
Min. draaicirkel	1490 mm
Draaien in gang	1200 mm
Vering	Onafhankelijk op alle wielen
Max. staande hoek	80°
R-net elektronisch Power Platform	120 A
Breedte incl. zitting	650–790 mm
Hoogte	1090–1170 mm
Min. transportlengte inclusief anti-kippers	965 mm
Min. transporthoogte (ingeklapte rugleuning)	825 mm
Gewicht incl. accu's 85 Ah	206 kg
Gewicht van accu's 85 Ah	2x23 kg
Zithoogte (met elektrische stoellift)	450–800 mm
Zitdiepte	370–570 mm (door 25 mm)
Zitbreedte	420–570 mm (door 50 mm)
Rugleuningbreedte	360/410/460/510 mm
Hoogte rugleuning	470, 545-670 mm (door 25 mm)
Armsteunhoogte	215-330 mm
Afstand tussen armleuningen	380–480/480–580 mm

*Rijomstandigheden en keuze van het accutype.
De afmetingen zijn bij benadering en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Personaliseer uw rolwagen

SKY

VIOLET

AQUA

MIDNIGHT

SPRING

ARCTIC

CANARY

GOLD

SUNSET

BRONZE

CHILI

PLATINIUM

FLAMINGO



85-180° elektrische
rughoekverstelling



Zitlift
Active Height 0-350 mm



Achterwaartse
kantelverstelling 0- 50°



Voorste kantelverstelling
Active Reach 5-45°

Lengte incl. anti-kippers
1145 mm



Staan ondersteunt
face-to face interacties
en maakt betere
gezondheidsresultaten
mogelijk.

Permobil

F5 Corpus[®] VS

Ontdek de vele voordelen van een starolstoel met de F5 Corpus VS. Hij beschikt over alle prestatiekenmerken van de F5 Corpus in combinatie met een superieure elektrische sta-functie. Met de flexibele vering kunt u comfortabel staand rijden met een snelheid tot 2,4 km/uur.