

PushTracker E3/E3 Basic

Kom igång och kör
på bara några minuter



permobil



Robust, slitstark
och vattentät

Pekskärmsmekaniken gör PushTracker E3/E3 Basic
optimalt flexibel, åtkomlig och användarvänlig

8x mer tillförlitlig Bluetooth®-anslutning

PushTracker E3/E3 Basic

PushTracker E3/E3 Basic gör det ännu enklare att använda SmartDrive – med gestaktiverad kontroll och aktivitetsmätning.

Specifikationer

Mått	44 x 47 x 12,6 mm
Färger	Panther svart
Operativsystem	Wear OS by Google™
Smartphone-kompatibilitet*	Android™, iPhone™
Elektrisk laddning	380 mAh
Frekvensband, trådlöst	Bluetooth 5.0, Wi-Fi:802.11b/g/n, GPS + GLONASS + Beidou
Vattentålighet	IP68, klarar simning i pool
NFC-betalning*	Ja
Bredd band	20 mm
Material band	Silikon (utbytbart) - Latex-fritt och fullt biokompatibelt
Material boett	Polykarbonat och glasfiber
Display	1,3" högupplöst (360 x 360 pixlar)
Appversion(er)*	Se Google Play™ Store

Alla bilder är uteslutande avsedda att vara illustrationer; den faktiska produkten kan avvika från vad som visas här. Wear OS by Google, iPhone, Android, Bluetooth och Google Play är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive ägare.

**Kan ej användas på E3 Basic / förinstallerad version*