

SmartDrive MX2+

Associée à la commande
de votre choix



permobil

De l'énergie pour en faire plus

Pousser un fauteuil roulant manuel peut exercer une pression supplémentaire sur les épaules et entraîner de graves problèmes sur le long terme. SmartDrive vous donne la liberté d'en faire plus. Elle se déplace avec vous et est si légère qu'elle passe inaperçue. Vous pouvez tourner sur place, faire du deux roues ou franchir des trottoirs. La SmartDrive est au service de votre style de vie actif.

Attacher la SmartDrive

La SmartDrive s'attache rapidement et facilement à une grande variété de fauteuils roulants manuels avec une poignée ergonomique qui facilite la prise en main.

Légère

5,7 kg – L'assistance électrique à la propulsion la plus légère au monde. Sa taille compacte n'affecte pas les dimensions hors-tout du fauteuil roulant manuel.

Démarrer quelle que soit la position

La roue omnidirectionnelle permet à la SmartDrive de démarrer quelle que soit sa position en maintenant une traction et une maniabilité optimales.

SwitchControl

Par simple pression d'un bouton, SmartDrive peut être enclenchée pour une poussée de puissance momentanée ou activée en mode verrouillé pour une puissance constante sur de longues distances. Il peut aussi servir d'interrupteur d'arrêt lorsque le moteur tourne. L'utilisateur s'arrête en saisissant simplement les roues de son fauteuil manuel.

Application PushTracker (avec PushTracker E3)

L'application PushTracker fournit des statistiques d'activité conçues pour optimiser la mobilité des utilisateurs de fauteuil roulant manuel. Vous pouvez suivre la distance, le nombre de poussées et le temps passé en roue libre.





Simple

Les dispositifs de contrôle de la SmartDrive permettent de préserver votre énergie en réduisant le nombre de poussées. **Avec un seul bouton, une tape ou un geste, obtenez l'impulsion supplémentaire quand vous en avez besoin.**

Connectée au SwitchControl et associée au PushTracker E3/E3 Basic ou Apple Watch.



Connectée au
SwitchControl
et associée au
PushTracker E3/
E3 Basic ou
Apple Watch.

Spécifications

Dimensions	Longueur : 389 mm Largeur : 141 mm Hauteur : 242 mm
Poids du produit	Unité motrice de 5,7 kg
Poids de l'utilisateur	14 à 150 kg
Autonomie*	Jusqu'à 19,8 km sur surface plane sans résistance
Puissance du moteur	Brushless DC 250 W
Vitesse maximale	6 km/h, 9 km/h
Température de fonctionnement	-25°C à 50°C
Types de fauteuils compatibles	Rigide, pliant, assise inclinable, double main courante et autres
Diamètre de la roue motrice	501, 540, 559, 590 mm
Garantie	Garantie de 2 ans
Bluetooth® LE	FCC QOQBT113 ID 5123A-BGTBLE113 IC ID

*Les mesures de performance varient en fonction des caractéristiques de l'utilisateur et du fauteuil, des conditions de conduite et de la batterie.

La SmartDrive a été testée et est conforme à toutes les exigences applicables des normes ANSI / RESNA pour fauteuils roulants – Volume 1 et Volume 2 et EN 12184.

REMARQUE : Les spécifications d'un fauteuil roulant fournies par son fabricant peuvent être légèrement affectées par l'ajout de SmartDrive.

Veuillez consulter votre manuel du propriétaire pour plus de détails sur l'utilisation et l'entretien.

Tous les chiffres indiqués sont donnés à titre indicatif seulement et les produits réels peuvent varier. Wear OS by Google, iPhone, Android, Bluetooth et Google Play sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

