

Comforts produkter

Sittdynor



permobil

COMFORT
CURVE

Sittdynor


Comfort sittdynor konstrueras och formges för att ge överlägsen tryckfördelning och bra sittställning och uppfylla en mängd olika sittbehov.

Tack vare flera patenterade tekniklösningar kan användarna få individuellt anpassad komfort och ett oberoende som kan förbättra deras vardag.



Komfort

Kombinationen av skum med olika täthet ger Comfort-dynorna en stabil bas som står emot hoptryckning över tid men samtidigt ger användarens kropp ett mjukt och behagligt underlag. Comfort-dynorna väger mellan 1,4 och 2,3 kg beroende på modell.



Positionering och stabilitet


Comfort-dynorna är formade och har konstruerats med en kombination av adduktion, sittgrop, abduktion, stöd och tryckfördelning för att efterlikna den mänskliga anatomin och ge god positionering och stabilitet utifrån användarens behov.



Hud- och mjukvävnadsskydd

Geometrin hos Comfort-dynorna minskar trycket på en liten yta och fördelar över det till en större yta som kan motstå mer tryck, för att skona huden.





Denna högkvalitativa dyna erbjuder en komfortabel, stabil bas med stöd för mina patienter med mindre positioneringsbehov.

—Stacey M. OTR/L, ATP, USA

Comfort produktutbud



Curve

En lätt sittdyna som är avsedd att ge tryckfördelning och erbjuda stabilt och bekvämt sittande för personer som på egen hand kan repositionera sig under dagens lopp.

Funktioner och fördelar

- Formbart stöd och tryckfördelning ger god stabilitet.
- Mjuk mittplacerad bendelare som underlättar upprätt sittställning.
- Gjutet skum med hög densitet ger större sittyta och fördelar belastningen.

POSITIONERING
STABILITET
KOMFORT



ACTA-EMBRACE®

Avsedd att underlätta en upprätt sittställning och bäckenstabilitet samt erbjuda komfort och skydd för huden till personer som riskerar att utveckla trycksador.

Funktioner och fördelar

- Djupa benkonturer lateralt och i mitten ger stöd för en upprätt sittställning.
- Avsmalnande benadduktion ökar i bredd nära dynans bakdel, ger stöd åt sittbensknölnarna och stabiliserar bäckenet.
- Urskärning som avlastar korsbenet minskar trycket på svanskota och ryggrad.
- Två lager skum – ett konturerat basskum och ett lager minnesskum som ger komfort och skydd för huden.

HUD & MJUKVÄVNADSSKYDD
POSITIONERING
STABILITET
KOMFORT



ACTA-EMBRACE® med ATI

Comfort Acta-Embrace -dynan med ATI rekommenderas för personer som förutom standardfunktionerna hos Embrace även behöver lateralt skydd för rättning och stabilitet och som kan behöva positionering på höger eller vänster sida samt i dynans bakre eller främre del.

Tilläggsfunktioner hos ATI

- Ger ett långsiktigt positioneringsstöd med så mycket fri rörlighet som möjligt.
- Anpassad för att ge extra stöd där det är möjligt.
- Kan enkelt formas om för att anpassas efter förändringar i användarens fysiska och funktionella behov.

HUD & MJUKVÄVNADSSKYDD
POSITIONERING
STABILITET
KOMFORT





M2

Produkten är avsedd att underlätta en upprätt sittställning och bäckenstabilitet samt erbjuda komfort och skydd för huden till den som riskerar att utveckla trycksår.

Funktioner och fördelar

- Avsmalnande benadduktion som ökar i bredd nära dynans bakre del, ger stöd åt sittbensknölna och stabiliserar bäckenet.
- Urskärning för att avlasta korsbenet minskar trycket på svanskota och ryggrad.
- Djupa benkonturer lateralt och i mitten underlättar en upprätt sittställning.
- Konstruerad av skum med två olika tätheter, en gjuten skumbas och en QuadraGel® gelpack.

HUD & MJUKVÄVNADSSKYDD
POSITIONERING
STABILITET
KOMFORT



M2 med ATI

Comfort M2-dynan med ATI rekommenderas för personer som förutom standardegenskaperna hos M2 kan behöva lateralt skydd för rättning och stabilitet, samt positionering på höger eller vänster sida och framtill eller baktill på dynan.

Tilläggsfunktioner hos ATI

- Ger ett långsiktigt positioneringsstöd med så mycket fri rörlighet som möjligt.
- Justerad för att ge extra stöd där det är möjligt.
- Kan enkelt formas om för att anpassas efter förändringar i användarens fysiska och funktionella behov.

HUD & MJUKVÄVNADSSKYDD
POSITIONERING
STABILITET
KOMFORT



Anpassning på plats med ATI

ATI (Adjustable Technology Insert) är en formbar insats som placeras under en kompatibel dyna, inuti dynans överdrag. Därmed kan en standarddyna anpassas på plats och uppfylla användarens behov mer effektivt.



Starkare tillsammans

Permobil's grundare, doktor Per Uddén, trodde på att hjälpa människor att uppnå maximalt oberoende som en mänsklig rättighet. I över 50 år har Permobil strävat efter att förstå våra användares behov och förbättra deras livskvalitet genom toppmoderna vårdlösningar. I dag omfattar dessa lösningar elrullstolar, manuella rullstolar, drivaggregat, sittdynor och positioneringslösningar.

Med introduktionen av Comforts sortiment av sittdynor breddar Permobil sitt utbud av sittlösningar, med olika material och tekniklösningar, alltid med varje användares individuella behov i fokus.

Vårt mål är att erbjuda förskrivarna alternativ av hög kvalitet och som uppfyller kraven i deras bedömning, oavsett om det rör sig om avancerat sittande eller mindre komplexa behov. Syftet är att få en bättre sittlösning som passar fler användare.