

Orderformulär

Kontaktperson/Offertadress

Kund (Namn/Nummer)

Kontaktperson

Adress

Postnummer / Stad

Telefon/Fax

E-post

Standardanpassningar

Beställningsinformation

Användarreferens

Din referens

Ditt beställningsnummer

Rullstolens serienummer
(för befintlig stol)

Datum Anpassning

Användarens vikt:

Datum (åååå-mm-dd)

kg

Chassi

☐

Transporthylla

F3, F5, F5 VS, M3, M5

*Den här anpassningen möjliggör transport av olika föremål på din el-rullstol.**Hyllan är enkel att lyfta av och på.**Om el-rullstolen är utrustad med en bagagebox kan du enkelt byta mellan dessa, eftersom fästordningen är densamma.**En rem/bälte ingår.**Max lastvikt 15kg*☐


Small: W320 D250 H50

☐

Medium: W400 D300 H50

☐

Large: W460 D400 H50

☐

Hydrografiska färsatser till chassit

F3, F5, F5 VS, M3, M5

Individualiserade färger för att passa användarens personlighet☐

Fireball

☐

Carbon fibre

☐

Water lilly



Sits och placering

☐**Bröststödsrulle**

F3, F5, F5 VS, M3, M5, X850

Detta bröststöd med rundad vaddering ger en mjukare känsla om man jämför med det vanliga bröststödet.

Bröststödsdynan kommer att monteras på det valda bröststödsfästet.

☐ Skai☐ 340mm☐ Bröststöd fast☐ Mesh☐ 390mm☐ Bröststöd justerbart☐ 440mm☐**Fasta armstödshållare (Ortos)**


F3, F5, M3, M5, X850

En fast armstödshållare. Hållarna är monterade på sätesramen och är justerbara i djup, höjd och vinkel.

Dessa armstöd följer INTE ryggstödsrörelsen.

Notera: Armstödet måste beställas separat

Armstödshöjd "H" mm

☐**EI-Uppfällbart armstöd V eller H**

F3, F5, F5 VS, M3, M5

Detta gör det möjligt att fälla upp armstödet när användaren förflyttar sig i/ur stolen eller när det behövs t ex. ledigt utrymme till ratten i bilen.

Välj manöverknappar/brytare och ange deras position.

Ska användas med:

☐ vänster☐ Joystick-modeläge☐ höger☐ 1 knapp, växlar upp/ner☐ 2 separata knappar, upp och ner☐**EI-Uppfällbara armstöd V och H**

F3, F5, F5 VS, M3, M5

Detta gör det möjligt att fälla upp armstöden när användaren förflyttar sig i/ur stolen eller när det behövs t ex. ledigt utrymme till ratten i bilen.

Välj manöverknappar/brytare och ange deras position.

Ska användas med:

☐ Joystick-modeläge☐ 1 knapp, växlar upp/ner☐ 2 separata knappar, upp och ner**Låsstift**

F3, F5, F5 VS, M3, M5

Låsstiftet används för att låsa fast det svängbara bordet.

☐ Monterad


Avstånd: rygg - magutskärning cm

☐ Inte monterad

Placering av benen

☐ Sidosvängbara benstöd

F3, F5, M3, M5

*Denna anpassning ger svängbara och avtagbara benstöd för enkel förflyttning i ur rullstolen. (Inga verktyg krävs)**Benstödsvinkel (90°-115°) och fotplattsvinklar (Dorsi/Plantar Flexion upp till 360° / Inversion/eversion 30°) är justerbara (verktyg krävs).*Underbenslängd (sittplåt - fotplatta): mm☐ Förlängda knästöd


F3, F5, F5 VS, M3, M5

Detta förlänger knästödet räckvidd i höjd och/eller djup.

Djup

☐ +50mm☐ +100mm

Höjd

☐ +50mm☐ +100mm☐ Knästöd med gelinsats


F3, F5, F5 VS, M3, M5

Detta ersätter standardskummet i knästödet med en Gelinsats för en mjukare känsla.☐ El-Uppfällbara fotplattor

F3, F5, F5 VS, M3, M5

*Denna anpassning gör det möjligt att styra/fälla upp båda fotplattorna samtidigt genom joysticken eller knapparna.**Minsta nedre benlängd 285 mm sittplatta till fotplatta**Välj manöverknappar/brytare och ange deras position.*Underbenslängd (sittplåt - fotplatta): mm

Ska användas med:

☐ Joystick-modeläge☐ 1 knapp, växlar upp/ner☐ 2 separata knappar, upp och ner☐ Individuellt El-Uppfällbara fotplattor

F3, F5, F5 VS, M3, M5

*Denna anpassning gör det möjligt att styra/fälla upp vänster och höger fotplatta oberoende av varandra genom joysticken eller knapparna.**Minsta nedre benlängd 285 mm sittplatta till fotplatta**Välj manöverknappar/brytare och ange deras position.*Underbenslängd (sittplåt - fotplatta): mm

Ska användas med:

☐ Joystick-modeläge☐ 1 knapp, växlar upp/ner☐ 2 separata knappar, upp och ner

☐ **Separerade el-uppfällbara benstöd**

F3, F5, M3, M5

*Vänster och höger benstöd är individuellt el-justerbara, styrs via joystick eller knapplåda.**De kan styras oberoende eller samtidigt*

Ska användas med:

☐ Joystick-modeläge☐ Knapplåda**Alternativa kontroller**☐ **Backkamera**

F3, F5, F5 VS, M3, M5

*Ger extra säkerhet vid manövrering genom trånga utrymmen. Display är att föredra monterad på ett av armstöden med Permofix.*Monteringsposition för skärmen: ☐ vänster☐ höger☐ **Piko button 29mm ø**

Alla modeller

En robust och kraftig knapp. Finns i fyra färger.☐ gul☐ blå☐ röd☐ svart

Funktion för knapp 1

Placering av knapp 1

☐ gul☐ blå☐ röd☐ svart

Funktion för knapp 2

Placering av knapp 2

☐ **Regnskydd för manöverpanel**

Alla modeller

Skyddar manöverpanelen från väder och vind.