

SmartDrive

Avec PushTracker
préinstallé



permobil



Robuste, durable
et étanche

La technologie d'écran tactile rend la
SmartDrive accessible à tous.

PushTracker E2 préinstallé

Le PushTracker E2 préinstallé facilite l'utilisation de
votre SmartDrive par de simples gestes et une
technologie qui permet un suivi d'activités.

Connexion Bluetooth® 8 fois plus fiable

Spécifications

Dimensions	46,9 x 52,2 x 12,9 mm
Coloris	Noir
Système d'exploitation	Wear OS by Google™
Compatibilité téléphonique	Android™, iPhone™
Tension nominale de fonctionnement	3,9 V
Charge électrique	415 mA-h
Bande passante sans fil	Bluetooth / BLE 2,4 GHz (2,402 à 2,480 GHz) WiFi 802.11 b/g/n 2,4 GHz (2,412 à 2,472 GHz) GPS / GLONASS / Beidou 1575 MHz (1,559 à 1,610 GHz)
Bluetooth® LE	FCC ID 2AP42-WG12026 IC ID 24006-WG12026
Résistance à l'eau	5 ATM (adapté à la baignade, jusqu'à 50 m)
Paieement NFC	Non

Largeur bracelet	22 mm
Matériau bracelet	Silicone (interchangeable) - sans Latex et entièrement biocompatible
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Affichage	AMOLED (400 x 400 pixels)

Tous les chiffres indiqués sont à titre indicatif seulement et les produits réels peuvent varier.
Wear OS by Google, iPhone, Android, Bluetooth et Google Play sont des marques de commerce
ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.