

Permobil

# M3 Corpus<sup>®</sup>



permobil



# Mer frihet

M3 Corpus® har en kompakt bas som gör den lättmanövrerad i trånga utrymmen samtidigt som den har enastående utomhusprestanda. Den har omfattande funktionalitet och stabilitet i olika sittställningar.

## Corpus® – följer kroppens konturer

Corpus® sittsystem har en ergonomisk design som följer kroppens konturer. Förbättrad komfort, bäckenpositionering, sidostabilitet och ökad nedsjunkning är alla framträdande egenskaper hos de nya Corpus-dynorna.

Corpus-dynorna har mjukare skum med dubbel densitet på ryggstödet, ett nydesignat bäckenstöd och Stretch-Air™, ett andningsbart, vattentåligt dyntyg som kan maskintvättas i 60 °C.

## Active Reach

Vinklar sitsen framåt med upp till 20 grader och höjer den för att utöka den funktionella räckvidden, hjälpa till vid förflyttningar och dina dagliga aktiviteter.

## Active Height

Gör att du kan köra i upp till 5 km/h i helt upphöjt läge och kombineras sömlöst med *Active Reach* för att ge dig optimal tillgång till din omgivning.

## Elreglerad ryggstödslutning

Smidig och säker elreglerad ryggstödslutning med glidrygg för att reducera skjuvningseffekterna och bibehålla optimal position – för alla användare upp till 150 kg.

## Bättre körbarhet

Kombinationen av Permobil's nya batteri och VoltPro-laddare ger längre körsträcka, optimerade laddningstider och längre batterilivslängd.

## Säkrare körning i mörker

Som tillval finns LED-lampor fram och bak som ger bättre ljus och synlighet.



**Active Reach** gör att världen verkligen är inom räckhåll



Den elreglerade ryggstödslutningen med sömlös reduktion av skjuvningseffekterna hjälper dig att byta position

# M3 Corpus® Specifikationer

Max hastighet	6/8/10 km/h
Räckvidd (G34: 65Ah/G24: 85 Ah-batterier)	30–40 km*
Användarens maxvikt	150 kg
Hindertagning (med upprampning)	50 mm (75 mm)
Minsta vänddiameter	1120 mm
Vändning i korridor	1100 mm
Fjädring	Smooth
Elektronik R-net	120 A
Bredd inkl. sits	650–790 mm
Höjd	960–1170 mm
Min. transportlängd	855 mm
Min. transporthöjd (ryggstöd nedfällt)	825 mm
Vikt inkl. 65 Ah-batterier	176 kg
Vikt, batterier 65 Ah	2x17 kg
Sitshöjd (med elektrisk sitslyft)	450–750 mm
Sitsdjup	370–570 mm (25 mm-steg)
Sitsbredd	420–570 mm (50 mm-steg)
Ryggstödsbredd	360/410/460/510 mm
Ryggstödshöjd	470, 545–670 mm (25 mm-steg)
Avstånd mellan armstöd	380–480/480–580 mm

Anpassa din elrullstol

SKY

VIOLET

AQUA

MIDNIGHT

SPRING

ARCTIC

CANARY

GOLD

SUNSET

BRONZE

CHILI

PLATINUM

FLAMINGO



Sitslyft  
**Active Height 0–300 mm**



Sitsvinkling framåt  
**Active Reach\* 5–20°**  
20° kräver VS-benstöd



Elektriskt och manuellt  
benstöd **90–180°**



Elektriskt ryggstöd **85–180°**  
Manuellt ryggstöd **90–135°**



Sitsvinkling bakåt **0–50°**



\*Körförhållanden och val av batterityp.  
Måtten är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.



Utforska den ultimata  
fördelen med att få tillgång  
till din omgivning.

Permobil

## M3 Corpus<sup>®</sup>

M3 Corpus är omsorgsfullt konstruerad och erbjuder tillförlitlighet, komfort och fantastisk manövrerbarhet utöver möjligheten att få optimal tillgång till din omgivning.

M3 Corpus erbjuder helt enkelt större frihet.

