

Permobil

F3 Corpus[®]



permobil

Compacte mogelijkheden voor in de stad

Het compacte formaat en de wendbaarheid van de F3 Corpus stelt gebruikers in staat gemakkelijk in en uit krappe ruimtes te manoeuvreren. Dankzij de *Smooth*-vering heeft de gebruiker altijd een comfortabele rit in de stad.

Corpus - volgt de contouren van het lichaam

Het Corpus-zitsysteem heeft een ergonomisch ontwerp dat de contouren van het lichaam volgt. Een verbetering van het comfort, de bekkenpositionering, de laterale stabiliteit en opname in het kussen zijn stuk voor stuk belangrijke doelstellingen van de nieuwe Corpus-kussens.

Corpus-kussens zijn voorzien van zachter schuim met een dubbele dichtheid op de rugleuning, een nieuw ontworpen bekkenbodem en Stretch-Air™, een ademende, waterbestendige kussenstof die in de machine kan worden gewassen op 60 °C.

Active Reach

Kantelt de zitting tot maximaal 30° naar voren en verhoogt deze om het functionele bereik, de ondersteuning bij transfers en uw dagelijkse activiteiten te vergroten

Active Height

Biedt u de mogelijkheid om tot 5 km/uur te rijden met de zitlift op volledige hoogte en combineert dit naadloos met *Active Reach* om u het ultieme voordeel te geven bij het betreden van uw omgeving.

Elektrische rughoekverstelling

Soepele en veilige elektrische rughoekverstelling met naadloze bekrachtiging voor elke gebruiker tot 150 kg.

Programmeren vereenvoudigd

QuickConfig is een nieuwe, innovatieve app voor service-monteurs, adviseurs en therapeuten, die het eenvoudiger maakt om parameters in te stellen en een intuïtieve interface biedt om de F3 Corpus af te stellen op basis van de door u gewenste rij- en zitkenmerken.



Active Reach kantelt de zitting tot maximaal 30° naar voren



Elektrische rughoekverstelling met naadloze bekrachtiging

F3 Corpus[®] Specificaties

Maximalsnelheid	10 km/u
Bereik (G34: 65Ah / G24: 85 Ah accu's)	30-40 km*
Maximaal gebruikersgewicht	150 kg
Opwaarts nemen van obstakels	60 / 75 mm
Min. draaicirkel	1350 mm
Draaien in gang	1040 mm
Vering	Onafhankelijk op alle wielen
R-net elektronisch Power Platform	120 A
Breedte incl. zitting	610-790 mm
Hoogte	970-1170 mm
Min. transportlengte excl./incl. anti-kippers	790/890 mm
Min. transporthoogte (ingeklapte rugleuning)	825 mm
Gewicht incl. 65 Ah accu's	172 kg
Gewicht van accu's 65/85 Ah	2x17/2x23 kg
Zithoogte (met elektrische stoellift)	450-750 mm
Zitdiepte	370-570 mm (per 25 mm)
Zitbreedte	420 - 570 mm (door 50 mm)
Rugleuningbreedte	360/410/460/510 mm
Hoogte rugleuning	470, 545-670 mm (door 25 mm)
Afstand tussen armleuningen	380-480/480-580 mm
Crashtest ISO 7176-19 - dockingsysteem	Ja - max 136 kg gebruikersgewicht
Crashtest ISO 7176-19 - riemen/bevestigingspunten	Ja - max. 150 kg gebruikersgewicht
Getest volgens EN12182/EN12184 CE	Ja

Personaliseer uw rolstoel

SKY

VIOLET

AQUA

MIDNIGHT

SPRING

ARCTIC

CANARY

GOLD

SUNSET

BRONZE

CHILI

PLATINUM

FLAMINGO



Zitlift
Active Height 0-300 mm



Voorwaartse
kantelverstelling
Active Reach* 5-30°
Voor 20° en 30° is een
VS-beensteun nodig



Elektrische en manuele
Beensteun 90-180°



Elektrische rugverstelling 85-180°
Manuele rugverstelling 120°



Achterwaartse
kantelverstelling 0- 50°



Armsteunhoogte
185 - 320 mm

Zithoogte
450 mm

Breedte onderstel
610 mm

Lengte excl./incl. anti-kippers
915- 1015 mm

*Rijomstandigheden en keuze van het accutype.

De afmetingen zijn bij benadering en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



De **Smooth** vering en **stabiliteit** maken het **verschil** tussen één uur of een hele dag in een elektrische rolstoel te kunnen zitten.

Permobil

F3 Corpus[®]

Qua afmetingen is de F3 Corpus het kleine broertje in onze familie van elektrische rolstoelen met voorwielaandrijving. Door zijn grootte en wendbaarheid kunt u snel in en uit krappe ruimtes zoals drukke straten, drukke winkelcentra of zelfs compacte appartementen bewegen.

De F3 Corpus zorgt voor een buitengewoon comfortabele rit, waardoor u energie bespaart om in het dagelijks leven te navigeren.