


M-serien


Beregnet til meget mere



permobil



Anslået batteristatus og rækkevidde hjælper dig, så du ved, hvor langt du kan komme



Det integrerede kort viser dagligt og historisk køremønster



MyPermobil

Flere oplevelser

Det nye Permobil-batteri og opladersystem arbejder sammen og giver dig op til 25% længere kørestrækning, optimerede opladningstider og længere batterilevetid. Brug MyPermobil-appen til at få endnu mere ud af dine oplevelser takket være registrering af sædeaktivitet, estimerer for batteriets rækkevidde og et integreret kort.



Rækkevidde op til 40 km



Optimeret opladningstid



Længere batterilevetid

Mere frihed

Corpus®, vores mest alsidige sædesystem til elektriske kørestole, giver dig nu endnu flere muligheder for positionering. Forbedret stabilitet på den nye M-serie giver dig mulighed for at optimere din siddestilling, din funktionelle rækkevidde og dine kørestillinger for endnu større bevægelsesfrihed.

Kørehastighed 5 km/t
med max løftet sæde

Fuld affjedring ved alle
højder, sædepositioner
og kørehastigheder

Ræk ud efter mere

Active Height og Active Reach kombineres uden problemer og giver dig den ultimative fordel i forhold til at få adgang til dine omgivelser. Sædeløft med integreret fremadvip giver den mest innovative, funktionelle og stabile sædeløsning på markedet i dag.

	M3	M5
↑ Active Height	300 mm	350 mm
↶ Active Reach	20°	20°

0-20°

300 mm

3 kontaktpunkter for
øget stabilitet

Overvind mere

Smooth og *Agile* affjedringssystemer afbalancerer stabilitet, vejgreb og kørekomfort for optimal ydeevne og avanceret vibrationsreduktion. Fabriksoptimeret og justerbar affjedring, der tilpasser sig dine behov og dit miljø. Gør dig klar til at håndtere alle oplevelser med kraftige LED-lys, der viser vej.



Smooth
M3 Corpus



Agile
M5 Corpus



2 kraftigere LED-lys, der giver ægte vejbelysning og øget synlighed

M3 Corpus®

M3 Corpus er beregnet til meget mere. Den kompakte base giver manøvredygtighed på trange steder uden at gå på kompromis med ydeevnen. Endnu mere funktionalitet er nu mulig med forbedret stabilitet i forskellige siddestillinger. Med de kraftige LED-lys samt øget rækkevidde og batterilevetid er den nye, farvestrålende M3 Corpus designet til at give dig meget mere.



M5 Corpus®

M5 Corpus er beregnet til flere oplevelser, hvilket giver den helt særlige muligheder til brugere, der kræver højere hastighed, stærkere motorer, højere løft, bedre rækkevidde og exceptionel komfort, stabilitet og trækraft i forskellige køresituationer. Med kraftige LED-lys samt øget rækkevidde og batterilevetid er den nye, farvestrålende M5 Corpus designet til at give dig meget mere.



BodiLink® på Corpus

BodiLink-tilbehøret er specielt designet til Corpus-sædesystemet og er markedets bedste hardware. Det giver ægte anatomisk støtte med den højeste grad af tilpasningsevne og komfort, der opfylder dine individuelle positioneringsbehov.

Lateral kropsstøtte

Designet til forbedret komfort og kropsholdning med et unikt rotationsled der gør det muligt at justere i alle retninger og tilpasse støtten til kroppens konturer

Lateral bækken-/lårstøtte

Placeres nemt langs UniTrack-skinen med 360°-pudejustering og brugervenlig quick-release håndtag

Hovedstøtte Nemt at justere klaverhængsel og dobbeltkoniske samlinger for maksimal styrke

Tilpas din kørsel

Vælg mellem et udvalg af UV-resistente chassisfarver. Nemme at rengøre og montere.

Midnight

Arctic

Violet

Sky

Aqua

Spring

Canary

Sunset

Chili

Flamingo

Platinum

Bronze

Gold

Bemærk: De faktiske produktfarver kan variere fra de viste farver

M-serien

Er du klar til mere?

- Mere farverig og et friskt nyt look.
- Op til 25 % større rækkevidde
- 2 kraftigere LED-lys
- Bedre siddekomfort og stabilitet
- Klar til at forbinde med MyPermobil-appen

