

# SmartDrive

Avec PushTracker  
à la demande



permobil



Robuste, durable et étanche

La technologie d'écran tactile rend la SmartDrive accessible à tous.

## PushTracker E2 Basic

Le PushTracker E2 Basic facilite l'utilisation de votre SmartDrive par de simples gestes et une technologie qui permet un suivi d'activités.

Connexion Bluetooth® 8 fois plus fiable

## Spécifications

Dimensions	46,9 x 52,2 x 12,9 mm
Coloris	Noir
Système d'exploitation	Wear OS by Google™
Compatibilité téléphonique	Android™, iPhone™
Tension nominale de fonctionnement	3,9 V
Charge électrique	415 mA-h
Bande passante sans fil	Bluetooth / BLE 2,4 GHz (2,402 à 2,480 GHz) WiFi 802.11 b/g/n 2,4 GHz (2,412 à 2,472 GHz) GPS / GLONASS / Beidou 1575 MHz (1,559 à 1,610 GHz)
Bluetooth® LE	FCC ID 2AP42-WG12026 IC ID 24006-WG12026
Résistance à l'eau	5 ATM (adapté à la baignade, jusqu'à 50 m)
Paiement NFC	Non

Largeur bracelet	22 mm
Matériau bracelet	Silicone (interchangeable) - sans Latex et entièrement biocompatible
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Affichage	AMOLED (400 x 400 pixels)

Tous les chiffres indiqués sont à titre indicatif seulement et les produits réels peuvent varier.  
Wear OS by Google, iPhone, Android, Bluetooth et Google Play sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.