

Permobil

TiLite ZRA



Titane



Rigide



Réglable



Poids réduit

permobil

Un style sans limites

TiLite ZRA est un fauteuil roulant actif, entièrement réglable sur un châssis monotube en titane pour offrir une installation et une configuration personnalisées. Le cintrage unique de son châssis permet une inclinaison ergonomique de l'assise offrant ainsi un positionnement plus profond dans le fauteuil pour soutenir la stabilité pelvienne et favoriser une meilleure posture.



TiLite ZRA

Largeur d'assise	De 25 à 51 cm
Profondeur d'assise	De 25 à 51 cm
Hauteur d'assise	À l'avant de 40,5 à 53,5 cm À l'arrière de 32 à 51 cm
Hauteur du dossier	Pliable de 21,5 à 53,5 cm (réglable)
Inclinaison du châssis avant	70° - 75° - 80° - 85° - 90°
Inclinaison du dossier	Pliable de 80° à 101° (réglable)
Carrossage	0° - 2° - 4° - 6° - 8° - 12°
Poids sans roues arrière	À partir de 4,9 kg env.
Poids du fauteuil roulant	À partir de 8,2 kg env.
Poids maximum	120,2 kg

Permobil se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception sans préavis. *Plus d'options de couleur disponibles.

Personnalisez vos déplacements*



Les couleurs réelles du produit peuvent varier.

permobil

customer_support_fr@permobil.com - permobil.fr



TILITEZRADATASHEETFR211126