

Permobil

Progeo Joker



Aluminium



Starr



Verstellbar

permobil

Vollständig personalisierter Rahmen und einfache Anpassungen

Die Joker-Serie kombiniert elegantes Starrrahmendesign mit praktischen Details. Form und Funktion werden genutzt, um Ihre Mobilitätsanforderungen zu erfüllen, und das mit Stil.

Für aktive Nutzerinnen und Nutzer von manuellen Rollstühlen, die möglicherweise Anpassungen vornehmen müssen, weil sie zunehmend Fahrerfahrung sammeln oder auf ihrem Rehabilitationsweg Fortschritte machen.



Progeo Joker

Sitzbreite	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
Sitztiefe	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 - 50 cm
Sitzhöhe	Vorne von 40 cm bis 59 cm (verstellbar) Hinten von 38 cm bis 46 cm (verstellbar)
Unterschenkellänge	Von 35 cm bis 54 cm (verstellbar)
Rückenlehnenhöhe	Von 24,5 cm bis 47 cm (verstellbar)
Rahmenwinkel vorne	85° - 90° - 100°
Gesamtlänge	ca. 88 cm
Gesamtbreite	Sitzbreite + 17 cm (mit 0° Radsturz)
Rückenwinkel	Von 74° bis 94° zum Sitz (verstellbar)
Radsturz	0° - 2° - 4°
Gewicht ohne Hinterräder	Ab ca. 5,9 kg
Gewicht des Rollstuhls	Ab ca. 8,5 kg
Maximale Zuladung	125 kg

SCHWARZ

LEUCHTEND LIMONE

LEUCHTEND VIOLETT

LEUCHTEND BLAU

LEUCHTEND ROT

Dein Rollstuhl - Deine Farbe*

Permobil behält sich das Recht vor, technische Daten und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *Weitere Farben erhältlich.

Die Farbe des Produkts kann abweichen.

permobil

permobil.de



GR3354-1DE230303