

Permobil

Progeo Ego Custom



Aluminium



Faltbar



Geringes
Gewicht



Maßgefertigt

permobil

Fühlt sich an wie ein Starrrahmenrollstuhl und bietet die Vorteile eines Faltrahmens

Progeo Ego Rollstühle sind so konzipiert, dass sie die beeindruckende Leistung und das Fahrerlebnis eines starren Rahmens mit dem Komfort und den kompakten Abmessungen eines Faltrollstuhls kombinieren.

Für aktive Nutzerinnen und Nutzer von manuellen Rollstühlen, die die Fahreigenschaften eines Starrrahmenrollstuhls wünschen und einen leichteren Rahmen gegenüber einem mit Einstellungsmöglichkeiten bevorzugen.



Progeo Ego Custom

Sitzbreite	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
Sitztiefe	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 cm
Sitzhöhe	Vorne von 40 cm bis 58 cm (maßgefertigt) Hinten von 38 cm bis 46 cm (maßgefertigt)
Unterschenkellänge	Von 35 cm bis 54 cm (verstellbar)
Rückenlehnenhöhe	Von 24,5 cm bis 47 cm (verstellbar)
Rahmenwinkel vorne	85° - 90° - 100°
Gesamtlänge	ca. 82 cm
Gesamtbreite	Sitzbreite + 17 cm (mit 0° Radsturz)
Faltmaß	ca. 27 cm (mit 0° Radsturz)
Rückenwinkel	Von 78° bis 94° zum Sitz (verstellbar)
Radsturz	0° - 2°
Gewicht ohne Hinterräder	Ab ca. 7,2 kg
Gewicht des Rollstuhls	Ab ca. 9,8 kg
Maximale Zuladung	125 kg

Dein Rollstuhl - Deine Farbe*

MATT
SCHWARZ

PERL-
WEISS

MATT
ORANGE

MATT BLAU
METALLIC

HELL-
SILBER

Permobil behält sich das Recht vor, technische Daten und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *Weitere Farben erhältlich.

Die Farbe des Produkts
kann abweichen.

permobil

permobil.de



GR3354-1UDE230303