

Genom att använda ROHO:s exklusiva DRY FLOATATION® teknik bidrar den justerbara, luftfyllda dusch/kommoddynan med välbehövlig dämpning och skydd för sängkommoder och duschrullstolar. Dynan är avsedd att användas utan överdrag och är enkel att rengöra och desinficera.

- Ställbar
- Bekväm
- Enkel att rengöra och desinficera
- Hud och mjukvävnadsskydd

Måttuppgifter
Höjd: 5,5 cm
Bredd: 42 cm
Djup: 46,5 cm

Viktgräns: Ingen, om rätt storlek används
Begränsad garanti 24 månader



ROHO® DUSCH®.

©2016 ROHO, Inc. Följande varumärken och registrerade varumärken tillhör ROHO, Inc:
CONTOUR SELECT®, DRY FLOATATION®, HIGH PROFILE®, ISOFLO®,
LOW PROFILE®, MID PROFILE™, QUADTRO SELECT®, ROHO® och shape fitting technology®.

Vi rekommenderar att du kontaktar en kvalificerad rehabiliteringsspecialist när du beställer och monterar ROHO-produkter.

permobil

ROHO