

Permobil

# M Corpus<sup>®</sup> VS



permobil

# Nutzerorientierte Entwicklung

Der M Corpus® VS Elektrorollstuhl von Permobil bietet eine neue Dimension des Stehens mit der Manövrierfähigkeit eines Mittelradantriebs.

## Stehen ohne Kompromisse

Der M Corpus VS kombiniert ein kompaktes Chassis mit einer Federung welche Stabilität, Traktion und Fahrkomfort für ein erstklassiges Steherlebnis mit Mittelradantrieb bietet. Die nutzerorientierte Entwicklung des M Corpus VS ermöglicht die einfache Anpassung der Stehkurven an die individuellen Bedürfnisse in Echtzeit und eine einfache Positionierung.

Von persönlichen Interaktionen bis hin zu verbesserten Gesundheitsergebnissen – der M Corpus VS gibt Ihnen die Möglichkeit, selbstsicher zu stehen, während unsere leichten, schwenkbaren Kniepads einen verbesserten Komfort und eine flexible Aufbewahrung am Stuhl für mehr Unabhängigkeit bieten.

## Unabhängigkeit trifft dynamische Performance

Dank ihres geringen Gewichts lassen sich unsere schwenkbaren Kniepads mithilfe des leicht zugänglichen Entriegelungsmechanismus auch bei eingeschränkter Handfunktion selbstständig bewegen und bedienen. Wählen Sie aus zwei Polstergrößen diejenige aus, die am besten zu Ihnen passt, und Stellen Sie die Kniepads bei Bedarf mit dem integrierten BOA®-System\* ein, um eine optimale Passform und Komfort zu erreichen.

## Programmieren leicht gemacht

QuickConfig ist eine neue innovative App, die für Servicetechniker, Therapeuten und Fachhändler entwickelt wurde. Sie bietet eine einfachere Möglichkeit zur Anpassung von Parametern und eine intuitive Benutzeroberfläche zur Einrichtung des M Corpus VS mit Ihren bevorzugten Fahr- und Sitzeigenschaften sowie Stehkurven.

Das \*BOA® Fit System ermöglicht eine präzise Feinjustierung der Passform mittels eines einfach zu bedienenden Einstellrades.



Schwenkbare Kniepads  
für optimale Passform  
und Komfort

Chassisbreite 630 mm

# M Corpus® VS Spezifikationen

Max. Geschwindigkeit	6 und 10 km/h
Reichweite (G24: 85 Ah-Batterien)	40 km*
Max. Benutzergewicht	120 kg
Hindernisbewältigung (mit Schwung)	50 mm (60 mm)
Min. Wendekreis	1310 mm
Drehen im Flur	1000 mm
Federung	Duallink
Max. Stehwinkel	70°
R-Net Electronics Power Platform	120 A
Breite einschl. Sitz	650–790 mm
Höhe	1090–1170 mm
Min. Transportlänge	880 mm
Min. Transporthöhe (gefaltete Rückenlehne)	825 mm
Gewicht, einschließlich Batterien (85 Ah)	201 kg
Gewicht der Batterien 85 Ah	2x23 kg
Sitzhöhe (mit elektrischer Sitzhöhenverstellung)	450–750 mm
Sitztiefe	370–570 mm (in 25-mm-Schritten)
Sitzbreite	420–570 mm (in 50-mm-Schritten)
Rückenlehnenbreite	360/410/460/510 mm
Rückenlehnenhöhe	470, 545-670 mm (in 25-mm-Schritten)
Armlehnenhöhe	215-330 mm
Abstand zwischen Armlehnen	380–480/480–580 mm

\*Fahrbedingungen und Wahl des Akkutyps.  
Die Angaben sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden.



Chassislänge 930 mm



85-180° elektrisch verstellbare Rückenlehne



Sitzlift  
Active Height 0-300 mm



Sitzkantelung 0-50°



Anteriorkantelung  
Active Reach 5-45°

Dein M Corpus® VS – Deine Farbe





Stehen ermöglicht die **persönliche Interaktion** und sorgt für verbessertes psychosoziales Befinden.

Permobil

## M Corpus<sup>®</sup> VS

Mit dem M Corpus VS haben wir die Vorteile unserer individuellen Stehfunktion mit der Manövrierbarkeit des Mittelradantriebs kombiniert. Mit einer kürzeren Gesamtlänge und einem kleineren Wenderadius profitieren Sie von einer verbesserten Zugänglichkeit zu kleinen und beengten Räumen.