

Permobil

Progeo Ego



Aluminium



Faltbar



Verstellbar

permobil

Kompakt und komfortabel mit den Fahreigenschaften eines starren Rahmens

Progeo Ego Rollstühle sind so konzipiert, dass sie die Leistung und das Fahrerlebnis eines starren Rahmens mit dem Komfort und den kompakten Abmessungen eines Faltrollstuhls kombinieren.

Für aktive Nutzerinnen und Nutzer von manuellen Rollstühlen, die die Vorzüge eines starren Rahmens wünschen, wird dieser Stuhl nach einer Bewertung so konstruiert, dass er zu Ihnen passt und ein gutes Maß an Einstellbarkeit für einfache Anpassungen beibehält.



Progeo Ego

Sitzbreite	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
Sitztiefe	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 cm
Sitzhöhe	Vorne von 40 cm bis 58 cm (verstellbar) Hinten von 38 cm bis 46 cm (verstellbar)
Unterschenkellänge	Von 35 cm bis 54 cm (verstellbar)
Rückenlehnenhöhe	Von 24,5 cm bis 47 cm (verstellbar)
Rahmenwinkel vorne	85° - 90° - 100°
Gesamtlänge	ca. 88 cm
Gesamtbreite	Sitzbreite + 17 cm (mit 0° Radsturz)
Rückenwinkel	Von 78° bis 94° zum Sitz (verstellbar)
Radsturz	0° - 2°
Gewicht ohne Hinterräder	Ab ca. 7,7 kg
Gewicht des Rollstuhls	Ab ca. 10,3 kg
Maximale Zuladung	125 kg

Dein Rollstuhl - Deine Farbe*

GLÄNZEND
SCHWARZ

LEUCHTEND
LIMONE

LEUCHTEND
ROT

LEUCHTEND
BLAU

HELL-
SILBER

Permobil behält sich das Recht vor, technische Daten und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *Weitere Farben erhältlich.

Die Farbe des Produkts
kann abweichen.

permobil

permobil.de



GR3354-1DE230303