

Data _____
Utilizzatore _____
Responsabile _____

Timbro ditta

Prezzi iva esclusa
validi a partire dal
1° febbraio 2026



M Corpus VS (PPP)

La configurazione standard prevede:

- sistema di seduta e schienale CORPUS
- verticalizzazione elettrica
- basculamento elettrico 50°
- sollevamento seduta elettrica
- reclinazione schienale elettrica con compensazione
- elevazione pedane elettrica con compensazione
- velocità massima 10 km/h
- motori da 500W
- ESP (controllo elettronico della stabilità)
- ruote motrici pneumatiche
- kit luci
- Permobil Power Platform (PPP) - R-Net
- batterie da 85 Ah e caricabatterie 24V 10Ah
- 4 punti (anelli) ancoraggio in auto - Crash Test Approved

Prezzo base
€ 27.500
(iva esclusa)

Informazioni sul paziente

Nome e Cognome

Indirizzo

Telefono Mail:


Diagnosi

Peso (kg) 3 (cm) 7 (cm)

Altezza (cm) 4 (cm) 8 (cm)

1 (cm) 5 (cm) 9 (cm)

2 (cm) 6 (cm) 10 (cm)



► DATI DI BASE

M CORPUS VS	109846-99-0	X	27.500,00
VELOCITA' MAX 10 km/h	107305-99-0	X	0,00

► CONNECT-ME

CONNECT-ME 4G EU

Viene ATTIVATO SOLO previa compilazione e firma del modulo di consenso – vedi ultima pagina

► SET COLORE (coperture telaio e ruote)

☐ AQUA

109853-99-0

☐ ARCTIC

109849-99-0

☐ CANARY

109857-99-0

☐ CHILI

109856-99-0

☐ FLAMINGO

109855-99-0

☐ MIDNIGHT

109851-99-0

☐ SKY

109848-99-0

☐ SPRING

109858-99-0

☐ SUNSET

109850-99-0

☐ VIOLET

109854-99-0

0,00

COLORI SPECIALI

☐ BRONZE

09859-99-0

☐ GOLD

109852-99-0

☐ PLATINUM

109860-99-0

135,00

COLORI
IDROGRAFICI

☐ MOSSY OAK
110220-99-0



☐ LIQUID FUSION
110224-99-0



☐ CARBON FIBER
110219-99-0





☐ WATER LILY
110221-99-0

135,00

► RUOTE MOTRICI

RUOTE 3.00X8 PNEUMATICHE	108411-99-0	☐	0,00
RUOTE 3.00X8 PIENE	108414-99-0	☐	150,00
RUOTE 3.00X8 NEVE/FANGO PNEUMATICHE	108412-99-0	☐	80,00

PNEUMATICA
O PIENAPNEUMATICA
PER
NEVE/FANGO

► BATTERIE e CARICABATTERIE

SET BATTERIE PERMOBIL (2pz) 85 Ah	108999-99-0	X	0,00
CARICABATTERIE PERMOBIL VOLTPRO 24/10 GEL AMG	109166-99-0	X	0,00

► KIT LUCI


KIT LUCI	109376-99-0	X	0,00
----------	-------------	----------	------

► ACCESSORI TELAIO


PORTAPACCHI CON LUCI POSTERIORI	109169-99-0	☐	525,00
PORTAPACCHI CON CATARIFRANGENTI	109170-99-0	☐	320,00
SENZA PORTAPACCHI	109284-99-0	☐	0,00



PORTAPACCHI



Predisposizione



MONTAGGIO PIASTRA

SCocca PREDISPOSTA PER SISTEMA DAHL CARLOCK	108254-99-0	☐	335,00
MONTAGGIO PIASTRA DK PER DAHL CARLOCK	109019-99-0	☐	580,00

Include il costo per la predisposizione

OPZIONE NON NECESSARIA		☐	0,00
------------------------	--	-----------------------	------

ARRESTO DI EMERGENZA CON TELECOMANDO	110285-99-0	☐	685,00
--------------------------------------	-------------	-----------------------	--------

IMPERMEABILE IN NYLON FINO	101888-99-0	☐	155,00
----------------------------	-------------	-----------------------	--------

IMPERMEABILE IN NYLON GROSSO	101897-99-0	☐	395,00
------------------------------	-------------	-----------------------	--------


OPZIONE NON NECESSARIA		☐	0,00
------------------------	--	-----------------------	------

► MOVIMENTI DELLA SEDUTA

VERTICALIZZAZIONE		X	0,00
ELEVAZIONE SEDUTA 300mm	108873-99-0	X	0,00
BASCULAMENTO POSTERIORE SEDUTA 50°	107095-99-0	X	0,00

ARRESTO DI
EMERGENZA

IMPERMEABILE




► SEDUTA

SEDUTA CORPUS	108847-99-0	X	0,00
---------------	-------------	----------	------

► DIMENSIONI SEDUTA (dimensioni in mm.)

LARGHEZZA	PROFONDITÀ								
	370	395	420	445	470	495	520	545	570
420	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
470	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
520	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
570	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	A			B			C		



NOTA per LARGHEZZA

- regolabile nelle 4 misure utilizzando gli stessi componenti.

NOTE per PROFONDITÀ

- con schienali CORPUS e AGILITY, la profondità reale risulta 6-7 cm più corta rispetto a quanto indicato nelle scelte.
- Un set piastre/guide permette una regolazione di tre misure – vedi lettere A B C nella tabella.

► CUSCINO

CUSCINO IN VINILE	10XXXX-99-0	☐	0,00
CUSCINO IN STRETCH AIR	10XXXX-99-0	☐	0,00
SENZA CUSCINO	105118-99-0	☐	0,00
SUPPORTI ERGO	105219-99-0	☒	0,00

► REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE

RECLINAZIONE SCHIENALE MOTOR. 180°	107756-99-0	☒	0,00
SCHIENALE CON COMPENSAZIONE BIO-MECH	107030-99-0	☒	0,00

► SCHIENALE CORPUS

Dimensioni (mm)

LARGHEZZA	ALTEZZA schienale basso		ALTEZZA schienale standard						
	470		545	570	595	620	645	670	
360	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	360
410	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	410
460	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	460
510	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	510

SENZA SCHIENALE	107272-99-0	☐	0,00
-----------------	-------------	-----------------------	------

Imbottitura

IMBOTTITURA SCHIENALE IN VINILE	10XXXX-99-0	☐	0,00
IMBOTTITURA SCHIENALE IN STRETCH AIR	10XXXX-99-0	☐	0,00
SENZA IMBOTTITURA SCHIENALE	107248-99-0	☐	0,00

Supporti ergo

SUPPORTI ERGO 5cm	105569-99-0	☐	0,00
SUPPORTI ERGO 7cm	105570-99-0	☐	0,00


► SCHIENALI POSTURALI COMFORT (dimensioni in pollici e mm.)

COMFORT UNITÉ 1	☐
COMFORT UNITÉ 2	☐
COMFORT UNITÉ 3	con inserto ROHO ☐
	senza inserto ROHO ☐

LARGHEZZA W	Dimensioni schienale	ALTEZZA H			DIRECT MOUNT Altezza del montaggio MH			800,00
		16"	18"	20"	16"	18"	20"	
	14"/355mm	☐	☐	☐	520mm	☐	☐	
	16"/405mm	☐	☐	☐	545mm	☐	☐	
	18"/455mm	☐	☐	☐	570mm	☐	☐	
	20"/510mm	☐	☐	☐	595mm	☐	☐	
					620mm	☐	☐	
					645mm	☐	☐	
					670mm		☐	

Nota 1: la misura (WxH) 20"x16" non è disponibile per lo schienale Comfort Unité 1

POWER MOUNT	☐
DIRECT MOUNT	☐



► MONTAGGIO DEI BRACCIOLI

LARGHEZZA TRA I BRACCIOLI: STRETTO 380-480mm	107251-99-0	☐	0,00
LARGHEZZA TRA I BRACCIOLI: LARGO 480-580mm	107252-99-0	☐	0,00
LARGHEZZA TRA I BRACCIOLI REGOLATA A 380mm	105083-99-0	☐	0,00
LARGHEZZA TRA I BRACCIOLI REGOLATA A 430mm	105084-99-0	☐	0,00
LARGHEZZA TRA I BRACCIOLI REGOLATA A 480mm	105085-99-0	☐	0,00
LARGHEZZA TRA I BRACCIOLI REGOLATA A 530mm	105086-99-0	☐	0,00
LARGHEZZA TRA I BRACCIOLI REGOLATA A 580mm	105082-99-0	☐	0,00
ALTEZZA BRACCIOLO 255mm (dal piano seduta)	106632-99-0	☐	0,00
ALTEZZA BRACCIOLO 280mm (dal piano seduta)	106633-99-0	☐	0,00
ALTEZZA BRACCIOLO 305mm (dal piano seduta)	106634-99-0	☐	0,00
ALTEZZA BRACCIOLO 330mm (dal piano seduta)	106635-99-0	☐	0,00
BRACCIOLI FISSI	105070-99-0	X	0,00

► IMBOTTITURA (PAD) DEI BRACCIOLI (dimensioni in mm.)

	SINISTRA					DESTRA				
	260	335	410	460		260	335	410	460	
PAD IN TESSUTO	☐	☐	☐	☐	0,00	☐	☐	☐	☐	0,00
PAD IN VINILE	☐	☐	☐	☐	0,00	☐	☐	☐	☐	0,00
PAD IN GEL	☐	☐	☐	☐	145,00	☐	☐	☐	☐	145,00

► SUPPORTO PETTORALE

SUPPORTO PETTORALE	FISSO	107174-99-0	☐	0,00
	REGOLABILE	107203-99-0	☐	0,00
PAD PETTORALE IN TESSUTO	PICCOLO L.280mm	107177-99-0	☐	0,00
	MEDIO L.310mm	107176-99-0	☐	0,00
	GRANDE L.360mm	107175-99-0	☐	0,00

► PEDANA ELEVABILE



PEDANA ELEVABILE MOTOR. CORPUS VS	107760-99-0	X	0,00
-----------------------------------	-------------	----------	------

► STRUTTURA PEDANA


STRUTTURA CON COMPENSAZIONE MOTOR. 200mm (VS)	106965-99-0	X	0,00
---	-------------	----------	------

► PIATTI PEDANA

SDOPPIATA LARGH. 14cm per UL 25,5-47,5cm (VS) composito	109359-99-0	☐	0,00
SDOPPIATA LARGH. 16cm per UL 25,5-47,5cm (VS) alluminio	106967-99-0	☐	0,00
SDOPPIATA LARGH. 20cm per UL 25,5-47,5cm (VS) alluminio	106971-99-0	☐	0,00
UNICA LARGH. 42cm per UL 25,5-47,5cm (VS) alluminio	106969-99-0	☐	0,00
SDOPPIATA LARGH. 14cm per UL 13,5-25,5cm (VS) composito	109360-99-0	☐	0,00
SDOPPIATA LARGH. 16cm per UL 13,5-25,5cm (VS) alluminio	106966-99-0	☐	0,00
SDOPPIATA LARGH. 20cm per UL 13,5-25,5cm (VS) alluminio	106970-99-0	☐	0,00
UNICA LARGH. 42cm per UL 13,5-25,5cm (VS) alluminio	106968-99-0	☐	0,00



UL 13,5 - 25,5cm UL 25,5-47,50cm



► PIATTI PEDANA

SUPP. GINOCCHIA SWING AWAY GRANDE 130x330	110452-99-0	☐	530,00
SUPP. GINOCCHIA SWING AWAY PICCOLO 114x316	110453-99-0	☐	530,00
SUPPORTO GINOCCHIA CON TUBO A "T"	107038-99-0	☐	0,00
SUPPORTO AGGIUNTIVO PER SUPP. GINOCCHIA	107028-99-0	☐	50,00

Viene fissato nella guida seduta Unitrack




► POGGIATESTA

POGGIATESTA ORIGINAL <i>per schienale CORPUS</i>	340X130	per schienale STD	107716-99-0	☐	360,00
		per schienale basso	107715-99-0	☐	360,00
	250X125	per schienale STD	107708-99-0	☐	360,00
		per schienale basso	107719-99-0	☐	360,00
	180X110	per schienale STD	107712-99-0	☐	360,00
		per schienale basso	107711-99-0	☐	360,00
POGGIATESTA BODILINK <i>per schienali CORPUS</i>	340X130	per schienale STD	108719-99-0	☐	650,00
		per schienale basso	108720-99-0	☐	650,00
	250X125	per schienale STD	108717-99-0	☐	600,00
		per schienale basso	108718-99-0	☐	600,00
	180X110	per schienale STD	109003-99-0	☐	600,00
		per schienale basso	109004-99-0	☐	600,00
POGGIATESTA BODILINK <i>per schienali posturali COMFORT</i>	300X125	per schienale UNITE	110648-99-0	☐	611,00
	250X125	per schienale UNITE	110647-99-0	☐	611,00
OPZIONE NON NECESSARIA				☐	0,00

► ACCESSORI PER POGGIATESTA

SUPPORTO FACCIALE GIREVOLE 110X60 – SINISTRO	107860-99-0	☐ _{sx}	410,00
SUPPORTO FACCIALE GIREVOLE 160X60 – SINISTRO	107861-99-0	☐ _{sx}	410,00
PULSANTE EGG SWITCH GIREVOLE – SINISTRO	107858-99-0	☐ _{sx}	515,00
PULSANTE MICRO LIGHT GIREVOLE – SINISTRO	107859-99-0	☐ _{sx}	540,00
SUPPORTO FACCIALE GIREVOLE 110X60 – DESTRO	107941-99-0	☐ _{dx}	410,00
SUPPORTO FACCIALE GIREVOLE 160X60 – DESTRO	107944-99-0	☐ _{dx}	410,00
PULSANTE EGG SWITCH GIREVOLE – DESTRO	107931-99-0	☐ _{dx}	515,00
PULSANTE MICRO LIGHT GIREVOLE – DESTRO	107935-99-0	☐ _{dx}	540,00
PROLUNGA CAVO JACK 3,5mm STEREO LUNGH. 1 m	105931-99-0	☐	55,00
PROLUNGA CAVO JACK 3,5mm STEREO LUNGH. 2 m	105932-99-0	☐	55,00
OPZIONE NON NECESSARIA		☐	0,00

permobil M Corpus VS (PPP)




attacco per
schienale STD



attacco per
schienale Corpus
basso

BODILINK per schienali Corpus



BODILINK
per schienali Comfort



► SUPPORTI TORACALI





SUPPORTO TORACALE BODILINK STRETCH AIR	75X140	SINISTRO	109025-99-0	○ _{sx}	385,00
	100X165	SINISTRO	109027-99-0	○ _{sx}	415,00
	75X140	DESTRO	109026-99-0	dx ○	385,00
	100X165	DESTRO	109028-99-0	dx ○	415,00
SUPPORTO TORACALE ORIGINAL	180X130	SINISTRO	107720-99-0	○ _{sx}	380,00
	130X80	SINISTRO	107722-99-0	○ _{sx}	380,00
	180X130	DESTRO	107721-99-0	dx ○	380,00
	130X80	DESTRO	107723-99-0	dx ○	380,00
OPZIONE NON NECESSARIA				○	0,00

► SUPPORTI COSCIA

SUPPORTO COSCIA BODILINK STRETCH AIR	90X110	SINISTRO	109179-99-0	○ _{sx}	245,00
	200X90	SINISTRO	109181-99-0	○ _{sx}	265,00
	300X90	SINISTRO	109036-99-0	○ _{sx}	290,00
	90X110	DESTRO	109180-99-0	dx ○	245,00
	200X90	DESTRO	109182-99-0	dx ○	265,00
	300X90	DESTRO	109037-99-0	dx ○	290,00
SUPPORTO COSCIA MESH	110X90	SINISTRO	107392-99-0	○ _{sx}	190,00
	165X120	SINISTRO	107396-99-0	○ _{sx}	215,00
	200X90	SINISTRO	107394-99-0	○ _{sx}	215,00
	300X90	SINISTRO	107390-99-0	○ _{sx}	240,00
	110X90	DESTRO	107393-99-0	dx ○	190,00
	165X120	DESTRO	107397-99-0	dx ○	215,00
	200X90	DESTRO	107395-99-0	dx ○	215,00
	300X90	DESTRO	107391-99-0	dx ○	240,00
OPZIONE NON NECESSARIA				○	0,00

► SUPPORTI ANCA

SUPPORTO ANCA BODILINK STRETCH AIR	90X110	SINISTRO	109032-99-0	○ _{sx}	245,00
	200X90	SINISTRO	109034-99-0	○ _{sx}	265,00
	150X140	SINISTRO	109038-99-0	○ _{sx}	265,00
	90X110	DESTRO	109033-99-0	dx ○	245,00
	200X90	DESTRO	109035-99-0	dx ○	265,00
	150X140	DESTRO	109039-99-0	dx ○	265,00
SUPPORTO ANCA MESH	110X90	SINISTRO	107400-99-0	○ _{sx}	190,00
	150X140	SINISTRO	107398-99-0	○ _{sx}	215,00
	200X90	SINISTRO	107402-99-0	○ _{sx}	215,00
	200X200	SINISTRO	107404-99-0	○ _{sx}	265,00
	110X90	DESTRO	107401-99-0	dx ○	190,00
	150X140	DESTRO	107399-99-0	dx ○	215,00
	200X90	DESTRO	107403-99-0	dx ○	215,00
	200X200	DESTRO	107405-99-0	dx ○	265,00
OPZIONE NON NECESSARIA				○	0,00



► SUPPORTI POLPACCI

SUPPORTO POLPACCI MESH	110X90	107210-99-0	☐	240,00
	165X120	107211-99-0	☐	295,00
	150X140	106190-99-0	☐	295,00
	170X175	106188-99-0	☐	380,00
	200X200	106186-99-0	☐	380,00
OPZIONE NON NECESSARIA			☐	0,00

► SUPPORTI PER BRACCIOLI

SUPPORTO GOMITO	SINISTRO	107838-99-0	☐ _{SX}	290,00
	DESTRO	107839-99-0	☐ _{DX}	290,00
SUPPORTO LATERALE AVAMBRACCIO	ESTERNO	SINISTRO	☐ _{SX}	105,00
		DESTRO	☐ _{DX}	105,00
	INTERNO	SINISTRO	☐ _{SX}	105,00
		DESTRO	☐ _{DX}	105,00
OPZIONE NON NECESSARIA			☐	0,00


► SUPPORTO SPALLE

SUPPORTO SPALLE	per schienale largo 36cm	105410-99-0	☐	105,00
	per schienale largo 41cm	105411-99-0	☐	105,00
	per schienale largo 46cm	105412-99-0	☐	105,00
	per schienale largo 51cm	105854-99-0	☐	105,00
OPZIONE NON NECESSARIA			☐	0,00


► SUPPORTO LOMBARE

SUPPORTO LOMBARE GONFIABILE	101972-99-0	☐	175,00
OPZIONE NON NECESSARIA		☐	0,00

permobil M Corpus VS (PPP)



SUPP.
AVAMBRACCIO



SUPPORTO
SPALLE



SUPP. LOMBARE

►CINTURE

CINTURA ELASTICA UNIVERSALE BODYPOINT	GRANDE	105843-99-0	○	110,00
	PICCOLA	105845-99-0	○	110,00
OPZIONE NON NECESSARIA			○	0,00

permobil M Corpus VS (PPP)



ELASTICA
UNIVERSALE

CINTURA PELVICA BODYPOINT	A 2 PUNTI MEDIA (non imbottita)	104518-99-0	○	135,00
	A 2 PUNTI GRANDE (non imbottita)	104514-99-0	○	135,00
	A 2 PUNTI IMBOTTITA MEDIA	104520-99-0	○	190,00
	A 2 PUNTI IMBOTTITA GRANDE	104516-99-0	○	190,00
	A 2 PUNTI IMBOTTITA EXTRA LARGE	106531-99-0	○	190,00
	A 2 PUNTI IMBOTTITA 46cm - REHAB LATCH	108267-99-0	○	170,00
	A 2 PUNTI IMBOTTITA 62cm - REHAB LATCH	108266-99-0	○	175,00
CINTURA PELVICA PERMOBIL	A 4 PUNTI IMBOTTITA 46cm - CON PULSANTE	108265-99-0	○	230,00
	A 2 PUNTI CON FIBBIA	100518-99-0	○	80,00
	AUTOTENSIONABILE MEDIA	100519-99-0	○ _{sx} dx ○	135,00
	AUTOTENSIONABILE GRANDE	100600-99-0	○ _{sx} dx ○	145,00
OPZIONE NON NECESSARIA			○	0,00



2 P. non imbottita



2 P. IMBOTTITA



4 PUNTI IMBOTTITA
CON PULSANTE



IMBOTTITA
con fibbia
REHAB LATCH



2 PUNTI



AUTOTENSIONABILE



CINTURA BRETTELLAGGIO A 4 PUNTI PERMOBIL			100529-99-0	○	185,00
CINTURA TORACICA BODYPOINT	MONOFLEX	M	105840-99-0	○	150,00
		L	105839-99-0	○	150,00
		XL	105850-99-0	○	150,00
CINTURA BRETTELLAGGIO BODYPOINT	PIVOTFIT	S	108275-99-0	○	240,00
		M	108276-99-0	○	240,00
		L	108277-99-0	○	240,00
		XL	108278-99-0	○	240,00
	STAYFLEX	XS	108269-99-0	○	270,00
		S	108270-99-0	○	270,00
		M	108271-99-0	○	270,00
L		108272-99-0	○	270,00	
XL		108273-99-0	○	270,00	



4 PUNTI



MONOFLEX



PIVOTFIT



STAYFLEX

CINTURINO FERMAPIEDI IMBOTTITO (set di 2 pz)	103104-99-0	☐	115,00
CINTURINO FERMAPIEDI non imbottito (set di 2 pz)	103427-99-0	☐	45,00
CAVIGLIERA BP MEDIA (set di 2 pz)	108242-99-0	☐	240,00
CAVIGLIERA BP GRANDE (set di 2 pz)	108243-99-0	☐	240,00
OPZIONE NON NECESSARIA		☐	0,00



FERMAPIEDI IMBOTTITO



FERMAPIEDI



CAVIGLIERA

►CUSCINI OPZIONALI

FODERA PROTETTIVA PER INCONTINENZA	○	190,00
CUSCINO ERGO AIR	○	610,00
CUSCINO ROHO QUADTRO SELECT	○	630,00
CUSCINO ROHO CONTOUR	○	630,00
CUSCINO ROHO HYBRID ELITE	○	630,00
OPZIONE NON NECESSARIA	○	0,00



ERGO AIR



QUADTRO SELECT




CONTOUR




HYBRID ELITE

► TAVOLINI

TAVOLINO RIBALTABILE	PER JOYSTICK LATERALE	L. 550mm	109325-99-0	☐ sx	☐ dx	610,00
		L. 600mm	105262-99-0	☐ sx	☐ dx	610,00
		L. 650mm	105263-99-0	☐ sx	☐ dx	610,00
TAVOLINO REGOLABILE IN INCLINAZIONE	L. 330 (per LS 420)	RIMOV. A SX	108518-99-0	☐ sx		505,00
		RIMOV. A DX	108514-99-0		☐ dx	505,00
	L. 381 (per LS 470)	RIMOV. A SX	108519-99-0	☐ sx		505,00
		RIMOV. A DX	108515-99-0		☐ dx	505,00
	L. 432 (per LS 520)	RIMOV. A SX	108520-99-0	☐ sx		505,00
		RIMOV. A DX	108516-99-0		☐ dx	505,00
	L. 482 (per LS 570)	RIMOV. A SX	108521-99-0	☐ sx		505,00
		RIMOV. A DX	108517-99-0		☐ dx	505,00
SUPPORTO AGGIUNTIVO PER IL TAVOLINO			107295-99-0	☐		0,00
OPZIONE NON NECESSARIA				☐		0,00



RIBALTABILE



RIMOVIBILE LATERALMENTE



SUPP.
AGGIUNTIVO


► PORTAOGGETTI

BORSELLO PORTAOGGETTI NERO	SOTTO BRACCIOLO DESTRO	107339-99-0	☐ dx	45,00
	SOTTO BRACCIOLO SINISTRO	107338-99-0	☐ sx	45,00
ZAINO POSTERIORE		102059-99-0	☐	190,00
GANCI PER ZAINO	SET UNITRACK MONTAGGIO POS. 1	105563-99-0	☐	35,00
	SCHIENALE MONTAGGIO POS. 2	109186-99-0	☐	35,00
	SCHIENALE MONTAGGIO POS. 3	109187-99-0	☐	35,00
OPZIONE NON NECESSARIA				☐ 0,00

BORSELLO



ZAINO



► ACCESSORI

MANIGLIA ANTERIORE (montata sul bracciolo)	106058-99-0	☐ sx ☐ dx	120,00
MANIGLIE PER TRASFERIMENTO (montate sulla seduta)	105260-99-0	☐	195,00
MANIGLIE ACCOMPAGNATORE (montate sullo schienale)	105292-99-0	☐	175,00
MANIGLIE ACCOMPAGNATORE (solo schienale L.360 mm)	105795-99-0	☐	175,00
PORTA-BICCHIERE AUTOLIVELLANTE	106210-99-0	☐	30,00
PORTA-TELEFONO X-GRIP	106806-99-0	☐	95,00
PORTA-TABLET X-GRIP	106972-99-0	☐	160,00
OPZIONE NON NECESSARIA		☐	0,00



MAN. ANTERIORE
(bracciolo)



MAN.
TRASFERIMENTO
(anteriore seduta)



MAN.
ACCOMPAGNATORE
(schienale)



PORTA
TELEFONO



PORTA
TABLET



PORTA
BICCHIERE

► COMANDI UTENTE

JOYSTICK R-NET LED	105246-99-0	☐	0,00
JOYSTICK R-NET HS CON DISPLAY 3,5"	108848-99-0	☐	735,00
SENZA COMANDO UTENTE (vedi comandi speciali)	101352-99-0	☐	0,00



JS R-NET LED

JS R-NET HS
DISPLAY 3,5"

► SUPPORTO JOYSTICK

SUPPORTO JOYSTICK REGOLABILE	SWING-AWAY	107754-99-0	☐ sx	☒ dx	0,00
	AD ASTA L.335mm	103473-99-0	☐ sx	☒ dx	0,00
	AD ASTA L.435mm	103474-99-0	☐ sx	☒ dx	0,00
BRACCETTO LUNGO PER ACCOMPAGNATORE		107788-99-0	☐ sx	☒ dx	160,00
SENZA SUPPORTO		102835-99-0	☐		0,00



SWING AWAY




AD ASTA



PER ACCOMPAGNATORE

► STAFFA REGOLAZIONE ALTEZZA JOYSTICK

STAFFA REG. ALT. PER SUPP. SWING-AWAY DX	107960-99-0	☐ dx	140,00
STAFFA REG. ALT. PER SUPP. SWING-AWAY SX	107963-99-0	☐ sx	140,00
STAFFA REG. ALT. PER SUPP. AD ASTA	108005-99-0	☐	140,00
OPZIONE NON NECESSARIA		☐	0,00

per supporto
SWING-AWAYper supporto
AD ASTA

► SWITCH BOX

SWITCH BOX CON LEVETTE	102799-99-0	☐	585,00
SWITCH BOX CON PULSANTI	102798-99-0	☐	585,00
SENZA SWITCH BOX	104621-99-0	☐	0,00




Staffa di supporto Switch Box


STAFFA SUPP. SWITCH BOX CON JS (su bracciolo)	103469-99-0	☐	0,00
STAFFA SUPP. SWITCH BOX INDIPENDENTE (su bracciolo)	104651-99-0	☐ sx ☐ dx	0,00
STAFFA SUPP. SWITCH BOX SU SCHIENALE	106256-99-0	☐ sx ☐ dx	45,00
SWITCH BOX NON MONTATA	105409-99-0	☐	0,00



CON JS




INDIPENDENTE



SU SCHIENALE

Layout Switch Box

LAYOUT "A"	108794-99-0	☐	0,00
LAYOUT "B"	108795-99-0	☐	0,00
LAYOUT "C"	108796-99-0	☐	0,00
LAYOUT "D"	108797-99-0	☐	0,00
LAYOUT "E"	108798-99-0	☐	0,00
LAYOUT "F"	108799-99-0	☐	0,00
LAYOUT "G"	108800-99-0	☐	0,00
LAYOUT "L"	108801-99-0	☐	0,00



Livello layout Switch Box

LAYOUT LIV. 4 - COMPLETO	108805-99-0	X	0,00
--------------------------	-------------	----------	------

► **PRESA CARICABATTERIA** necessaria in caso di assenza joystick LED o HS Display

PRESA CARICABATT. MONTATA SULLA GUIDA SEDUTA	104164-99-0	☐	230,00
PRESA CARICABATT. MONTATA SOTTO LA SEDUTA	104165-99-0	☐	230,00
OPZIONE NON NECESSARIA		☐	0,00

► **CHIAVE DI BLOCCO**

CHIAVE DI BLOCCO R-NET	104620-99-0	☐	40,00
OPZIONE NON NECESSARIA		☐	0,00

► **IMPUGNATURE ALTERNATIVE PER JOYSTICK**

IMPUGNATURA JOYSTICK	A TAZZA PER COMANDO A MENTO	100960-99-0	☐	35,00
	T-GRIP	100961-99-0	☐	35,00
	A SFERA RIGIDA GRANDE	100962-99-0	☐	35,00
	A SFERA MORBIDA GRANDE	100963-99-0	☐	35,00
	A FUNGHETTO	100964-99-0	☐	35,00
	DRITTA LUNGA	100965-99-0	☐	35,00
	A SFERA RIGIDA PICCOLA	101165-99-0	☐	35,00
	STANDARD	101166-99-0	☐	35,00
	SEMISFERA MORBIDA NERA	105442-99-0	☐	45,00
	BP A "U" 7,5 cm	105846-99-0	☐	60,00
	BP A "U" 10 cm	105847-99-0	☐	60,00
	BP A CUPOLA IN GOMMA	105848-99-0	☐	60,00
OPZIONE NON NECESSARIA			☐	0,00

► **COMANDI PER ACCOMPAGNATORE**

JOYSTICK R-NET PER ACCOMPAGNATORE	VELOCITA'/MODE	107321-99-0	☐ sx ☐ dx	710,00
	LED	107320-99-0	☐ sx ☐ dx	710,00
	DISPLAY COL. 3,5" ***	110284-99-0	☐ sx ☐ dx	985,00
	***possibile solo con joystick utente LED			

SCOOT CONTROL R-NET	109532-99-0	☐	3.175,00
---------------------	-------------	-----------------------	----------

OPZIONE NON NECESSARIA ☐ 0,00► **PULSANTE DI EMERGENZA**

PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA	110287-99-0	☐	290,00
OPZIONE NON NECESSARIA		☐	0,00

montata
sulla guida sedutamontata
sotto la sedutaCHIAVE DI
BLOCCO

A TAZZA



T-GRIP



SFERA RIGIDA

SFERA
MORBIDA

FUNGHETTO



DRITTA LUNGA

SFERA
RIGIDA

STANDARD

SEMISFERA
MORBIDA7,5 cm
FORMA A "U"10 cm
FORMA A "U"

CUPOLA



VEL./MOD



LED



DISPLAY 3.5"

supporto
(incluso) per
Joystick

SCOOT CONTROL



PULSANTE DI ARRESTO

► COMANDI ALTERNATIVI ED ALTRI ACCESSORI

Nota: possono essere applicati eventuali costi di adattamento

COMPACT JOYSTICK LIGHT BASSA FORZA R-NET		103892-99-0	○	2.160,00
COMPACT JOYSTICK per R-NET		103817-99-0	○	1.830,00
MINI JOYSTICK R-NET		105289-99-0	○	2.325,00
MICRO JOYSTICK R-NET con cavo 300mm		109524-99-0	○	2.785,00
MULTI JOYSTICK R-NET, con cavo 300mm		109526-99-0	○	2.785,00
ALL-ROUND JOYSTICK LIGHT R-NET, con cavo 300mm		109528-99-0	○	2.575,00
ALL-ROUND JOYSTICK R-NET con cavo 300mm		109530-99-0	○	2.310,00
BRACCETTO PER ACCOMPAGNATORE		105210-99-0	○	155,00
PROTEZIONE IN VINILE INCAVO TAVOLINO		101303-99-0	○	210,00
MODULO CON PRESA USB CARICA DEVICE		108995-99-0	○ _{sx} dx○	160,00
KIT PULSANTI COMANDO A MENTO PER COMPACT JS		104641-99-0	○	355,00
PULSANTE BUDDY Ø 63mm	NERO	101766-99-0	pz.	110,00
	ROSSO	101767-99-0	pz.	110,00
	GIALLO	101768-99-0	pz.	110,00
PULSANTE MICRO LIGHT		101769-99-0	pz.	160,00
PULSANTE A TAZZA	Ø 24mm	101771-99-0	pz.	160,00
PULSANTE AD IMPUGNATURA		101772-99-0	pz.	305,00
SATELLITE TWISTER con cavo 300 mm	NERO	109546-99-0	pz.	150,00
	ROSSO	109547-99-0	pz.	150,00
	GIALLO	109548-99-0	pz.	150,00
	BLU	109549-99-0	pz.	150,00
	VERDE	109550-99-0	pz.	150,00
SWITCH BOX ICS ALTERNATIVO - 8 INPUTS		104196-99-0	○	585,00
INTERFACCIA PULSANTI ESTERNI R-NET		104696-99-0	○	785,00
SCALDAMANI		109533-99-0	○	1.045,00
COPERTURA PER 1 MANO		107363-99-0	○	190,00
COPERTURA PER 2 MANI		107364-99-0	○	230,00

permobil M Corpus VS (PPP)



► DATI TECNICI

LARGHEZZA CARRO	635 mm				
LARGHEZZA ESTERNO/ESTERNO BRACCIOLI CORPUS	= larghezza tra i braccioli + 100 mm				
	(380+100) 480	(430+100) 530	(480+100) 580	(530+100) 630	(580+100) 680
PROFONDITA' CARRO	935 mm	<i>Escluso pedana</i>			
ALTEZZA CARRO DA TERRA	80 mm				
ALTEZZA SEDUTA	450 mm	<i>piastra seduta - terreno</i>			
PORTATA MASSIMA	120 kg				
PESO DELLA CARROZZINA	201 kg	<i>conf. STD, incluso batterie</i>			
AUTONOMIA CON GUIDA CONTINUA	36 km	<i>teorica</i>			
AUTONOMIA CON GUIDA + MOVIMENTAZIONE SEDUTA	12 km	<i>teorica</i>			

► Consenso dell'utente per l'installazione di ConnectMe

Si prega di selezionare una delle seguenti opzioni:

- ☐ Acconsento all'installazione dell'hardware ConnectMe al momento della fabbricazione. Sono consapevole che ciò comporta che l'hardware ConnectMe sarà installato e pronto per essere attivato al momento della ricezione della carrozzina e, una volta attivato, sarà, tra le altre cose, in grado di monitorare il funzionamento della carrozzina durante il suo utilizzo e di usare i dati di posizione. Ho la facoltà di revocare il mio consenso in qualsiasi momento contattando direttamente il mio fornitore o Permobil.
- ☐ Fornisco il mio consenso a Permobil per potermi contattare in merito all'attivazione della mia carrozzina, allo scopo di fornirmi supporto durante il processo di attivazione.

Nome:

E-mail:

Telefono (facoltativo):

Firma: