

## ROHO<sup>®</sup> QUADTRO SELECT SERIEN



**ROHO<sup>®</sup> QUADTRO SELECT<sup>®</sup> HIGH PROFILE<sup>®</sup>**  
**ROHO<sup>®</sup> QUADTRO SELECT<sup>®</sup> MEDIUM PROFILE<sup>™</sup>**  
**ROHO<sup>®</sup> QUADTRO SELECT<sup>®</sup> LOW PROFILE<sup>™</sup>**



**ROHO<sup>®</sup> CONTOUR SELECT<sup>®</sup>**

# ROHO® QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE®

## Storlekar i cm

art.nr	Bredd dyna (kant till kant)	Passar sitsbredd	Djup dyna (kant till kant)	Passar sitsdjup
QS66C	32,5	26,5 - 31	30	26,5 - 31
QS67C	32,5	26,5 - 31	34,5	31 - 35
QS77C	36,5	31 - 35	34,5	31 - 35
QS78C	36,5	31 - 35	38,5	35 - 39,5
QS79C	36,5	31 - 35	43	39,5 - 44
QS710C QS710HD	36,5	31 - 35	47	44 - 48,5
QS87C	41	35 - 39,5	34,5	31 - 35
QS88C	41	35 - 39,5	38,5	35 - 39,5
QS89C	41	35 - 39,5	43	39,5 - 44
QS810C	41	35 - 39,5	47	44 - 48,5
QS98C	45	39,5 - 44	38,5	35 - 39,5
QS99C QS99HD	45	39,5 - 44	43	39,5 - 44
QS910C QS910HD	45	39,5 - 44	47	44 - 48,5
QS911C QS911HD	45	39,5 - 44	51,5	48,5 - 53,5
QS912C	45	39,5 - 44	56	53,5 - 57
QS108C	49,5	44 - 48,5	38,5	35 - 39,5
QS109C QS109HD	49,5	44 - 48,5	43	39,5 - 44
QS1010C QS1010HD	49,5	44 - 48,5	47	44 - 48,5
QS1011C QS1011HD	49,5	44 - 48,5	51,5	48,5 - 53,5
QS1012C	49,5	44 - 48,5	56	53,5 - 57
QS1013C	49,5	44 - 48,5	60,5	57 - 61
QS118C	54	48,5 - 53,5	38,5	35 - 39,5
QS119C	54	48,5 - 53,5	43	39,5 - 44
QS1110C QS1110HD	54	48,5 - 53,5	47	44 - 48,5
QS1111C QS1111HD	54	48,5 - 53,5	51,5	48,5 - 53,5
QS1112C	54	48,5 - 53,5	56	53,5 - 57
QS1113C	54	48,5 - 53,5	60,5	57 - 61
QS1114C	54	48,5 - 53,5	65	61 - 65,5
QS128C	58	53,5 - 57	38,5	35 - 39,5
QS129C	58	53,5 - 57	43	39,5 - 44
QS1210C	58	53,5 - 57	47	44 - 48,5
QS1211C	58	53,5 - 57	51,5	48,5 - 53,5
QS1212C	58	53,5 - 57	56	53,5 - 57
QS1213C	58	53,5 - 57	60,5	57 - 61
QS1214C	58	53,5 - 57	65	61 - 65,5
QS138C	62,5	57 - 61	38,5	35 - 39,5
QS139C QS139HD	62,5	57 - 61	43	39,5 - 44
QS1310C	62,5	57 - 61	47	44 - 48,5
QS1311C	62,5	57 - 61	51,5	48,5 - 53,5
QS1312C	62,5	57 - 61	56	53,5 - 57
QS1312HD	62,5	57 - 61	56	53,5 - 57
QS1313C	62,5	57 - 61	60,5	57 - 61
QS1314C	62,5	57 - 61	65	61 - 65,5
QS148C	67	61 - 65,5	38,5	35 - 39,5
QS149C	67	61 - 65,5	43	39,5 - 44
QS1410C	67	61 - 65,5	47	44 - 48,5
QS1411C	67	61 - 65,5	51,5	48,5 - 53,5
QS1412C	67	61 - 65,5	56	53,5 - 57
QS1413C	67	61 - 65,5	60,5	57 - 61

Observera att storlekar med kursiv stil är beställningsprodukter (E) i lager

Höjd 10,5

Anpassad höjd för asymmetriskt bäcken, upp till 7,5 cm

# ROHO® QUADTRO SELECT® MEDIUM PROFILE™

## Storlekar i cm

<b>art.nr</b>	<b>Bredd dyna (kant till kant)</b>	<b>Passar sitsbredd</b>	<b>Djup dyna (kant till kant)</b>	<b>Passar sitsdjup</b>
QS66C	32,5	26,5 - 31	30	26,5 - 31
QS77MPC	36,5	29,5 - 34	34,5	29,5 - 34
QS78MPC	36,5	29,5 - 34	38,5	34 - 38
QS88MPC	41	34 - 38	38,5	34 - 38
QS89MPC	41	34 - 38	43	38 - 42,5
QS99MPC	45	38 - 42,5	43	38 - 42,5
QS910MPC	45	38 - 42,5	47	42,5 - 47
QS109MPC	49,5	42,5 - 47	43	38 - 42,5
QS1010MPC	49,5	42,5 - 47	47	42,5 - 47

Höjd 7,5

# ROHO® QUADTRO SELECT® LOW PROFILE®

## Storlekar i cm

art.nr	Bredd dyna (kant till kant)	Passar sitsbredd	Djup dyna (kant till kant)	Passar sitsdjup
QS56LPC	28	22 - 26,5	30	26,5 - 31
QS66LPC	32,5	26,5 - 31	30	26,5 - 31
QS67LPC	32,5	26,5 - 31	34,5	31 - 35
QS77LPC	36,5	31 - 35	34,5	31 - 35
QS78LPC	36,5	31 - 35	38,5	35 - 39,5
QS79LPC	36,5	31 - 35	43	39,5 - 44
QS87LPC	41	35 - 39,5	34,5	31 - 35
QS88LPC	41	35 - 39,5	38,5	35 - 39,5
QS89LPC	41	35 - 39,5	43	39,5 - 44
QS810LPC	41	35 - 39,5	47	44 - 48,5
QS98LPC	45	39,5 - 44	38,5	35 - 39,5
QS99LPC	45	39,5 - 44	43	39,5 - 44
QS910LPC	45	39,5 - 44	47	44 - 48,5
QS911LPC	45	39,5 - 44	51,5	48,5 - 53,5
QS108LPC	49,5	44 - 48,5	38,5	35 - 39,5
QS109LPC	49,5	44 - 48,5	43	39,5 - 44
QS1010LPC	49,5	44 - 48,5	47	44 - 48,5
QS1011LPC	49,5	44 - 48,5	51,5	48,5 - 53,5
QS119LPC	54	48,5 - 53,5	43	39,5 - 44
QS1110LPC	54	48,5 - 53,5	47	44 - 48,5
QS1111LPC	54	48,5 - 53,5	51,5	48,5 - 53,5
QS1210LPC	58	53,7 - 57	47	44 - 48,5
QS1211LPC	58	53,7 - 57	51,5	48,5 - 53,5

Höjd 5,5 cm

Anpassad höjd för asymmetriskt bäcken, upp till 2,5 cm

# ROHO® CONTOUR SELECT®

## Storlekar i cm

<b>art.nr</b>	<b>Bredd dyna (kant till kant)</b>	<b>Passar sitsbredd</b>	<b>Djup dyna (kant till kant)</b>	<b>Passar sitsdjup</b>
CS78C	36,5	31 - 35	38,5	35 - 39,5
CS88C	41	35 - 39,5	38,5	35 - 39,5
CS89C	41	35 - 39,5	43	39,5 - 44
CS810C	41	35 - 39,5	47	44 - 48,5
CS98C	45	39,5 - 44	38,5	35 - 39,5
CS99C	45	39,5 - 44	43	39,5 - 44
CS910C	45	39,5 - 44	47	44 - 48,5
CS911C	45	39,5 - 44	51,5	48,5 - 53,5
CS109C	49,5	44 - 48,5	43	39,5 - 44
CS1010C	49,5	44 - 48,5	47	44 - 48,5
CS1011C	49,5	44 - 48,5	51,5	48,5 - 53,5
CS119C	54	48,5 - 53,5	43	39,5 - 44
CS1110C	54	48,5 - 53,5	47	44 - 48,5
CS1111C	54	48,5 - 53,5	51,5	48,5 - 53,5
CS1210C	58	53,7 - 57	47	44 - 48,5
CS1211C	58	53,7 - 57	51,5	48,5 - 53,5
CS1212C	58	53,7 - 57	56	53,5 - 57
CS1310C	62,5	57 - 61	47	44 - 48,5
CS1311C	62,5	57 - 61	51,5	48,5 - 53,5

Observera att storlekar med kursiv stil är beställningsprodukter (E) i lager)

Höjd 5,5 - 10,5 cm

Anpassad höjd för asymmetriskt bäcken, upp till 2,5 cm