

Permobil

M5 Corpus[®]

mit Power-Plattform

HMV-Nr. 18.99.06.1157



permobil

Mehr Abenteuer

Der M5 Corpus® ist für Nutzer, die Komfort und Stabilität in Kombination mit leistungsstarken Motoren in unterschiedlichen Fahrsituationen wünschen. Durch den Sitzlift und die erhebliche Reichweite macht der M5 Corpus die Welt zweifellos zugänglicher.

Corpus® – folgt den Konturen des Körpers

Das ergonomische Design des Corpus®-Sitzsystems folgt den Körperkonturen. Verbesserter Komfort sowie verbesserte Beckenpositionierung, seitliche Stabilität und Einsinkfähigkeit sind die Hauptmerkmale des neuen Corpus-Kissens.

Das Corpus-Kissen verfügt über einen weicheren Dual-Density-Schaumstoff an der Rückenlehne, eine neu gestaltete Beckenmulde und Stretch-Air™, einen atmungsaktiven, wasserabweisenden Kissenstoff, der bei 60°C waschmaschinenfest ist.

Active Reach

Neigt den Sitz um bis zu 20° nach vorn und hebt ihn für eine weitere funktionale Reichweite an, um Sie beim Ein- und Ausstieg und in Ihrem Alltag zu unterstützen.

Active Height

Erlaubt das Fahren mit bis zu 5 km/h bei vollständig ausgefahrenem Sitzlift und lässt sich nahtlos mit *Active Reach* kombinieren, um Ihnen den bestmöglichen Zugang zu Ihrer Umgebung zu ermöglichen.

Elektrisch verstellbare Rückenlehne

Sanfte und sichere elektrische Rückenlehnenverstellung mit nahtlos mitlaufendem Rücken (bei optionaler Wahl „Rückenlehne biomechanisch“), der zur Reduzierung der Scherkräfte für jeden Benutzer bis 150 kg sorgt.

Programmieren leicht gemacht

QuickConfig ist eine neue, innovative App, die für Servicetechniker, Therapeuten und Fachhändler entwickelt wurde. Sie bietet eine einfachere Möglichkeit zur Anpassung von Parametern und eine intuitive Benutzeroberfläche zur Einrichtung des M5 Corpus mit Ihren bevorzugten Fahr- und Sitzeigenschaften.



Die Agile Federung bietet hervorragenden Fahrkomfort sowie höchste Traktion und Stabilität.



Die elektrisch verstellbare Rückenlehne mit mitlaufendem Rücken (Option „Rückenlehne biomechanisch“) bewegt sich in die gewünschte Position.

HMV-Nr. 18.99.06.1157

M5 Corpus® Spezifikationen

Max. Geschwindigkeit	6 km/h (optional 10 / 12 km/h)
Reichweite (G24: 85 Ah-Batterien)	40 km*
Max. Nutzergewicht	150 kg
Hindernisbewältigung (mit Schwung)	50 mm (100 mm)
Min. Wenderadius	1.120 mm
Drehen im Flur	1.130 mm
Federung	Agile
R-Net Electronics Power Platform	120 A
Breite inkl. Sitz und Armlehne	650 - 790 mm
Höhe	960 - 1170 mm
Mindesttransportlänge	880 mm
Min. Transporthöhe (gefaltete Rückenlehne)	825 mm
Gewicht, einschließlich Batterien (85 Ah)	194 kg
Gewicht der Batterien 85 Ah	2 x 23 kg
Sitzhöhe (mit elektrischer Sitzhöhenverstellung)	450 - 800 mm
Sitztiefe	370 - 570 mm (in 25-mm-Schritten)
Sitzbreite	420 - 570 mm (in 50-mm-Schritten)
Rückenlehnenbreite	360/410/460/510 mm
Rückenlehnenhöhe	470, 545 - 670 mm (in 25-mm-Schritten)
Abstand zwischen Armlehnen	380 - 480/480 - 580 mm
Crash-Test nach ISO 7176-19 – Dahl Dockingstation	Ja, max. 136 kg Benutzergewicht
Crash-Test nach ISO 7176-19 – 4-Punkt-Transportösen	Ja, max. 150 kg Benutzergewicht
Getestet nach EN12182/EN12184 CE	Ja

Ihre persönliche Note



Sitzhöhenverstellung
Active Height 0 - 350 mm



Sitzkantelung (nach vorne)
Active Reach* 5 - 20°
20° VS-Beinstützen erforderlich



Elektrische und manuelle
Beinstütze **90 - 180°**



Elektrisch verstellbare
Rückenlehne **85 - 180°**
Manuell verstellbare
Rückenlehne **120°**



Sitzkantelung **0 - 50°**



*Die Reichweite kann je nach Gewicht des Benutzers, bei häufigem Gebrauch des Rollstuhls an Steigungen, unebenem Untergrund oder häufigem Überfahren von Bordsteinkanten variieren. Maße sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Verleiht **Selbstvertrauen
und Schwung**,
um überall und jederzeit
zu interagieren.

Permobil

M5 Corpus[®]

In Bezug auf die Leistung ist der M5 Corpus[®] der Große in der Familie der Elektrorollstühle mit Mittelradantrieb. Der beeindruckende Fahrkomfort und die enorme Stabilität in Kombination mit der Zugänglichkeit, die durch *Active Reach* und *Active Height* erreicht wird, sorgen für eine zufriedene, mühelose Fahrt, wo immer Sie hinfahren.

permobil

permobil.de | info@permobil.de | Tel.: +49 (0) 2102 94 34 00



M5CORPUSDATASHEETDE240513