

Permobil

TiLite TR



Titane



Rigide



Sur mesure



Poids réduit

permobil

Fusion parfaite entre design et performance

Le TiLite TR est un fauteuil roulant actif élégant et ultra-léger, doté d'un châssis bitube en titane, qui allie à la perfection design et performance. La configuration personnalisée permet de choisir parmi différentes options concernant les roues, les mains courantes, les pneus, le style de roue, la couleur et les tatouages.



TiLite TR

Largeur d'assise	De 30,5 à 51 cm
Profondeur d'assise	De 30,5 à 51 cm
Hauteur d'assise	À l'avant de 38 à 53,5 cm À l'arrière de 32 à 53,5 cm
Hauteur du dossier	Pliable de 21,5 à 53,5 cm (réglable) Fixe de 12,5 à 51 cm
Inclinaison du châssis avant	60° - 65° - 70° - 75° - 80° - 85° - 90°
Inclinaison du dossier	Pliable de 80° à 101° (réglable) Fixe de 80° à 101°
Carrossage	0° - 2° - 4° - 6° - 8° - 12°
Poids sans roues arrière	À partir de 4,2 kg env.
Poids du fauteuil roulant	À partir de 7,5 kg env.
Poids maximum	120,2 kg

Personnalisez vos déplacements*

NEON
PINK

TiLite
RED

ACID GREEN
METALLIC

ELECTRIC
PLUM

BLACK
LAVA

Permobil se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception sans préavis. *Plus d'options de couleur disponibles.

Les couleurs réelles du produit peuvent varier.

permobil

customer_support_fr@permobil.com - permobil.fr



TILITRDATA SHEET FR211126