

TiLite **T**SERIES Bestellformular

Version Juli 2020

Doppelrohr Festrahmen Rollstuhl

Seite 1 von 7

Händlerdaten		Benutzerdaten	
Händler:		Kommission:	
Ort:			
Berater:		Behinderung:	
Status: ☐ Offerte ☐ Bestellung		Gewicht:	
Datum:		Hilfsantrieb: ☐ Ja ☐ Nein	

Bitte mailen Sie das ausgefüllte Formular an CH_Box_Info@permobil.com oder auf Fax 041 672 76 09



3 RAHMENART

		Preise exkl. MwSt	CHF
ATFS1	☐ Aero T Aluminium Rahmen (Umfassende Verstellbarkeit. Gewichtsgrenze 120kg.)	Tariffziffer: 30.129.004	3'825
TAFS1	☐ TRA Titan Rahmen (Umfassende Verstellbarkeit. Gewichtsgrenze 120kg.)	Tariffziffer: 30.129.005	4'245
TRFS1	☐ TR Titan Rahmen (Begrenzte Verstellbarkeit. Gewichtsgrenze 120kg.)	Tariffziffer: 30.129.003	4'565
THDR1	☐ Heavy Duty Rahmen (Gewichtsgrenze 158kg. Nicht erhältlich als TR, SuperLite Edition, Slipstream-Gabel, V-Front Rahmen und Glide™-Gabeln. Keine Kosten wenn Sitzbreite A 51cm und Sitztiefe B 51cm gewählt werden. Beinhaltet Rücken Polster verstellbar mit Velcroeinzelgurten. Erfordert winkelverstellbare Fussaule, abklappbare und höhenverstellbare Rückenlehne aus Aluminium, Vorderräder LiteSpeed-Billet-Aluminium und Hinterräder Spinergy LX (nur erhältlich mit 0° oder 2° Radsturz), Shadow oder Spinergy SPOX.)		450
TRFR1	☐ Verstärkter Rahmen (Erforderlich mit Hilfsantrieb.)		355

RAHMEN OBERFLÄCHE


Natural Finish	TFF1 ☐ Satin (Nur erhältlich mit TR und TRA)		TFF3 ☐ Aluminiumfarbe (AeroT nur mit Tattoo)		--		
	TSCBT1 ☐ Auffrischung Pads für Satin Rahmenoberfläche				17		
Tattoo (TR/TRA mit Satin. AeroT Aluminium mit Klarlackbeschichtung)	TFF45 ☐ Need for Speed 		TFF44 ☐ Flower Garden 		360		
	TFF43 ☐ Mosaic 						
High Gloss Paint	TFF8	☐ Super Wet Black	TFF10	☐ TiLite Red	TFF29	☐ Neon Pink	--
Metallic Paint	TFF14	☐ Ocean Blue Metallic	TFF15	☐ Tangerine Metallic	TFF30	☐ Acid Green Metallic	--
Pearlescent Paint	TFF17	☐ Midnight Blue Pearl	TFF18	☐ White Pearl			--
Matte Paint	TFF19	☐ Black Lava	TFF27	☐ Titanium Grey			--
Matte Textured Paint	TFF40	☐ Hyper Blue	TFF41	☐ Flame Orange	TFF42	☐ OD Green	--
Candy Paint	TFF22	☐ Ruby Red	TFF23	☐ Azure Blue	TFF25	☐ Electric Plum	--

ALUTEILE ELOXIERT

Beinhaltet Achsrohr aus Aluminium (ausser beim Verstärkten Rahmen), Achsen-Halterung, Fussbrett-Klemme und Lenkergabel-Halterung, Lenkergabel und Gabelabdeckung. Wenn keine Farbe gewählt wird, ist die Standardfarbe Black.

TANO1 ☐ Black					--
TANO5 ☐ Sapphire	TANO3 ☐ Red Pepper	TANO6 ☐ Burnt Orange	TANO8 ☐ Ultraviolet	TANO9 ☐ Fuchsia	180

3 TiFIT®: MASSGEFERTIGTER RAHMEN



SITZBREITE HINTEN A Gemessen von Aussenkante Sitzrohr bis Aussenkante Sitzrohr hinten bei den Rückenrohren.					
TSW1	☐ 30.5cm (12")	☐ 33cm (13")	☐ 35.5cm (14")	☐ 38cm (15")	☐ 40.5cm (16")
	☐ 43cm (17")	☐ 45.5cm (18")	☐ 48cm (19")		
TSW2	☐ 51cm (20")				
					515

SITZBREITE VORNE (SITZ TAPER) B Gemessen von Innenkante Sitzrohr bis Innenkante Sitzrohr beim Front Rahmen. (Erforderlich mit V-Front Rahmen. Sitz Taper nicht erhältlich mit einem Standard Front Rahmen)	
TFSW1	☐ Ohne Taper (Mass ist 5cm weniger als Sitzbreite Hinten A)
TFSW2	☐ 2.5cm (1") Sitz Taper (Mass ist 7.5cm weniger als Sitzbreite Hinten A , Sitzbespannung wird mit verstellbaren Velcroeinzelgurten geliefert)
TFSW4	☐ 5cm (2") Sitz Taper (Mass ist 10cm weniger als Sitzbreite Hinten A , Sitzbespannung wird mit verstellbaren Velcroeinzelgurten geliefert)
	290
	290

SITZTIEFE B Gemessen vom Rückenrohr Vorderkante bis zum Beginn der Sitzbespannung. Die Sitzbespannung beginnt 1.25cm hinter dem Kniewinkel, ausser bei einer Massgefertigten Rahmentiefe oder wenn die Fahreigenschaft dadurch beeinträchtigt wird.	
TSD1	☐ 30.5cm (12") ☐ 33cm (13") ☐ 35.5cm (14") ☐ 38cm (15") ☐ 40.5cm (16")
	☐ 43cm (17") ☐ 45.5cm (18") ☐ 48cm (19")
TSD2	☐ 51cm (20")
TSD3	Massgefertigte Rahmentiefe länger als Sitztiefe (Eine massgefertigte Rahmentiefe ab 51cm kostet CHF 490.)
	☐ +1.5cm (0.5") ☐ +2cm (0.75") ☐ +2.5cm (1") ☐ +3cm (1.25") ☐ +4cm (1.5") ☐ +4.5cm (1.75")
	☐ +5cm (2")
	540
	--

ERGONOMISCHER SITZ B Gemessen vom Rückenrohr Vorderkante bis zum Beginn der Biegung. Dient als Beckenstopp. (TERG1 für TR : Nicht erhältlich mit Sitzbespannung spannbar, angeschraubt oder mit G10 festem Sitz.) / (TERG2 für TRA , AeroT : Kippunkt könnte beeinträchtigt werden. Nicht erhältlich mit V-Front, Sitztaper, Rückenverriegelung im gefalteten Zustand, Desk Armauflage, tiefenverstellbarer Rücken, klappbaren Seitenteilen, Seitenteilen anpassbar mit Radabdeckung, G10 festem Sitz, Sitzbespannung spannbar angeschraubt.)	
TERG1	☐ 12.5cm (5") ☐ 15cm (6") ☐ 18cm (7") ☐ 20cm (8") ☐ 23cm (9")
TERG2	☐ 15cm (6") Sitztiefe B mind.30.5cm ☐ 18cm (7") Sitztiefe B mind.30.5cm ☐ 20.5cm (8") Sitztiefe B mind.33cm
	420
	420

SITZHÖHE VORNE B Gemessen vom Boden bis oberhalb der Sitzbespannung vorne.	
TFSH1	☐ 38cm (15") ☐ 39cm (15.5") ☐ 40.5cm (16") ☐ 42cm (16.5") ☐ 43cm (17")
	☐ 44.5cm (17.5") ☐ 45.5cm (18") ☐ 47cm (18.5") ☐ 48cm (19") ☐ 49.5cm (19.5")
	☐ 51cm (20") ☐ 52cm (20.5") ☐ 53cm (21")
	--

SITZHÖHE HINTEN B Gemessen vom Boden bis oberhalb der Sitzbespannung hinten.	
MÖGLICHE SITZHÖHEN HINTEN	
Hinterrad Grösse	Sitzhöhe hinten B
20" (451)	31.5-53cm (12.5" - 21")
22" (501)	34.5-53cm (13.5" - 21")
24" (540)	37-53cm (14.5" - 21")
25" (559)	38-53cm (15.0" - 21")
26" (590)	39-53cm (15.5" - 21")
TRSH1	☐ 33cm (13") ☐ 34.5cm (13.5") ☐ 35.5cm (14")
	☐ 37cm (14.5") ☐ 38cm (15") ☐ 39cm (15.5")
	☐ 40.5cm (16") ☐ 42cm (16.5") ☐ 43cm (17")
	☐ 44.5cm (17.5") ☐ 45.5cm (18") ☐ 47cm (18.5")
	☐ 48cm (19") ☐ 49.5cm (19.5") ☐ 51cm (20")
	--

KNIEWINKEL B Gemessen wird der Winkel vom Vorderrahmen zum Boden.	
TFA1	☐ 70° ☐ 75° ☐ 80° ☐ 85°(Nicht erhältlich mit 6" Vorderräder) ☐ 90°(Nicht erhältlich mit 5" und 6" Vorderräder)
	--

UNTERSCHENKELLÄNGE B / FUSSAUFLAGE Gemessen von der Fussauflage hinten bis oberhalb der Sitzbespannung vorne. Das Mass muss 5cm kürzer sein als die Sitzhöhe vorne B .	
Standard Fussauflagen	
	☐ 34.5cm (13.5") ☐ 35.5cm (14") ☐ 37cm (14.5") ☐ 38cm (15") ☐ 39cm (15.5")
	☐ 40.5cm (16") ☐ 42cm (16.5") ☐ 43cm (17") ☐ 44.5cm (17.5") ☐ 45.5cm (18")
	☐ 47cm (18.5") ☐ 48cm (19")
TFTR3	☐ Winkelverstellbare Fussauflage
TFTR1	☐ Titan-Fussauflage mit flacher Kunststoff-Abdeckung
TFTR2	☐ Titan-Fussauflage mit offenem Bügel
TFTR12	☐ Zurückklappbare Fussauflage (Nicht erhältlich mit 5cm Seitenränder)
	--
	205
	260
	225
Hochmontierte Fussauflagen	
	☐ 18-23cm (7-9") ☐ 23-28cm (9-11") ☐ 28-33cm (11-13")
	Eingestellt auf _____ cm (bitte 1.25cm Schritt Angabe)
TFTR4	☐ Winkelverstellbare Hochmontierte Fussauflage
	110

FUSSWEITE ❶ ODER ❷ Auswahl zwischen Standard Front Rahmen ❶ oder V-Front Rahmen ❷ wenn ein Sitz Taper ❶ gewählt wurde.				
Standard Front Rahmen ❶				
TFE1	☐ Standard Front Rahmen ❶ (Anhand der Sitzbreite Hinten ❶ kann in der Tabelle unten die Fussweite für den Standard Front Rahmen ❶ gewählt werden. Gemessen von der Innenkante Front Rohr bis Innenkante Front Rohr auf der gegenüberliegenden Seite.)			--
MÖGLICHE FUSSWEITEN ❶				
Sitzbreite Hinten ❶ (SBH)	Wählbare Fussweite ❶			
	Ohne Taper 5cm weniger als SBH	5cm (2") Taper 10cm weniger als SBH	10cm (4") Taper 15cm weniger als SBH	
30.5cm (12")	☐ 25.5cm (10")	☐ 20cm (8")		
33cm (13")	☐ 28cm (11")	☐ 23cm (9")		
35.5cm (14")	☐ 30.5cm (12")	☐ 25.5cm (10")	☐ 20cm (8")	
38cm (15")	☐ 33cm (13")	☐ 28cm (11")	☐ 23cm (9")	
40.5cm (16")	☐ 35.5cm (14")	☐ 30.5cm (12")	☐ 25.5cm (10")	
43cm (17")	☐ 38cm (15")	☐ 33cm (13")	☐ 28cm (11")	
45.5cm (18")	☐ 40.5cm (16")	☐ 35.5cm (14")	☐ 30.5cm (12")	
48cm (19")	☐ 43cm (17")	☐ 38cm (15")	☐ 33cm (13")	
51cm (20")	☐ 45.5cm (18")	☐ 40.5cm (16")	☐ 35.5cm (14")	
V-Front Rahmen ❷				
TFE2	☐ V-Front Rahmen ❷ Gemessen von der Innenkante Front Rohr bis Innenkante Front Rohr auf der gegenüberliegenden Seite 6cm über der Fussaufflage. (Verstellung der Unterschenkelänge +/- 2.5cm bei Titan Fussaufflagen möglich)			--
MÖGLICHE FUSSWEITEN				
☐ 23cm (9")	☐ 25.5cm (10")	☐ 28cm (11")		
☐ 30.5cm (12")	☐ 33cm (13")	☐ 35.5cm (14")		
☐ 38cm (15")				

RÜCKENPOLSTER		
TBUP2	☐ Rückenform verstellbar mit Velcroband (Nicht erhältlich mit integrierten, abklappbaren Schiebegriffen)	--
TBUP3	☐ Rückenform verstellbar mit Velcroeinzelgurten, mit Nylon gepolstert	--
TBUP5	☐ Rückenform verstellbar mit Velcroeinzelgurten, mit Atmungsaktivem AIR Bezug (Nicht erhältlich mit Farbstreifen)	--
TUPC3	☐ Velours Farbstreifen Black	110
TBUP0	☐ Ohne Rückenpolster	--

RÜCKENRAHMEN TYP /SCHIEBEGRIFFE /RÜCKENLEHNEN HÖHE ❸ Gemessen vom oberen Rand des Rückenpolsters bis zur Sitzbespannung hinten.				
Rückenrahmen Typ				
TSB1	☐ Faltbar, aus Aluminium, höhenverstellbar			--
TSB2	☐ Faltbar, aus Titan, höhenverstellbar mit gerundetem Querbügel (Die Rahmenoberfläche wird dem restlichen Rahmen angepasst. Nicht erhältlich mit Aufgesetzten Schiebegriffen.)			205
TSB15	☐ Fest, mit fixierter Höhe, aus Titan mit gerundetem Querbügel (Die Rahmenoberfläche wird dem restlichen Rahmen angepasst. Nicht erhältlich mit Aero T, TRA und Schiebegriffen.)			295
TISHAFT™ Rückenverriegelung (Nicht erhältlich mit festem Rücken)				
TSB3	☐ Aluminium			--
TSB5	☐ Carbon			77
Schiebegriffe				
TSB0	☐ Ohne Schiebegriffe			--
TSB6	☐ Integrierte Schiebegriffe			--
TSB7	☐ Integrierte, abklappbare Schiebegriffe (Erfordert Rückenpolster verstellbar mit Velcroeinzelgurten)			125
TSB8	☐ Aufgesetzte Schiebegriffe (auf 10cm abstehendem Rückenlehnen-Querbügel. Nicht erhältlich mit Titan-Rücken.)			205
TSB9	☐ Aufgesetzte, höhenverstellbare Schiebegriffe (auf 10cm abstehendem Rückenlehnen-Querbügel. Nicht erhältlich mit Titan-Rücken.)			345
Rückenlehnen Höhe ❸ für faltbare Rückenrahmen Typen				
Schiebegriffe	Tiefer Rücken	Mittlerer Rücken	Hoher Rücken	Eingestellt auf: 1.25cm Schritte
Ohne / Aufgesetzte	☐ 24-32cm (9.5-12.5")	☐ 33-44.5cm (13-17.5")	☐ 43-54.5cm (17-21.5")	_____ cm
Integriert	☐ 29-34.5cm (11.5-13.5")	☐ 37-44.5cm (14.5-17.5")	☐ 47-54.5cm (18.5-21.5")	_____ cm
Integriert, abklappbar	☐ 35.5-42cm (14-16.5")	☐ 38-49.5cm (15-19.5")	☐ 49.5-56cm (19.5-22")	_____ cm

Rückenlehne Höhe ① für Rückenlehne fest, mit fixierter Höhe aus Titan (Nicht erhältlich mit Bügel-Armauflage, wegschwenkbar und Bügel-Armauflage, wegschwenkbar zurückklappbar, alle Schiebegriffe)						
☐ 12.5cm (5")	☐ 14cm (5.5")	☐ 15cm (6")	☐ 16.5cm (6.5")	☐ 18cm (7")	☐ 19cm (7.5")	☐ 20cm (8")
☐ 21.5cm (8.5")	☐ 23cm (9")	☐ 24 (9.5")	☐ 25.5cm (10")	☐ 26.5cm (10.5")	☐ 28cm (11")	☐ 29cm (11.5")
☐ 30.5cm (12")	☐ 32cm (12.5")	☐ 33cm (13")	☐ 34.5cm (13.5")	☐ 35.5cm (14")	☐ 37cm (14.5")	☐ 38cm (15")
☐ 39cm (15.5")	☐ 40.5cm (16")	☐ 42cm (16.5")	☐ 43cm (17")	☐ 44.5cm (17.5")	☐ 45.5cm (18")	☐ 47cm (18.5")
☐ 48cm (19")	☐ 49.5cm (19.5")	☐ 51cm (20")				
Für alle Rückenrahmen Typen erhältlich						
TSB11	☐ Rückenverriegelung in gefaltetem Zustand (Nicht erhältlich mit Ergonomischem Sitz)					--
TSB12	☐ 10cm (4") absteherender Rückenlehnen-Querbügel (Dieser Querbügel ist NICHT gerundet.)					--

RÜCKENWINKEL ② Gemessen wird der Winkel vom Rückenrohr zum Boden.												
TSBA1	Faltbarer Rücken											--
	☐ 80°	☐ 83°	☐ 86°	☐ 89°	☐ 92°	☐ 95°	☐ 98°	☐ 101°				
TSBA2	Fester Rücken											--
	☐ 80°	☐ 81°	☐ 82°	☐ 83°	☐ 84°	☐ 85°	☐ 86°	☐ 87°	☐ 88°	☐ 89°	☐ 90°	
	☐ 91°	☐ 92°	☐ 93°	☐ 94°	☐ 95°	☐ 96°	☐ 97°	☐ 98°	☐ 99°	☐ 100°	☐ 101°	

KIPPPUNKT ③ Gemessen vom Rückenrohr vorne bis zur Mitte der Radachse. Falls kein Mass angegeben wird, erfolgt die Lieferung mit dem Kippunkt in der hintersten Position.							
TCOG1	☐ 2.5cm (1")	☐ 3cm (1.25")	☐ 4cm (1.5")	☐ 4.5cm (1.75")	☐ 5cm (2")	☐ 5.5cm (2.25")	--
	☐ 6cm (2.5")	☐ 7cm (2.75")	☐ 7.5cm (3")	☐ 8cm (3.25")	☐ 9cm (3.5")	☐ 9.5cm (3.75")	
	☐ 10cm (4")	☐ 10.5cm (4.25")	☐ 11.5cm (4.5")	☐ 12cm (4.75")	☐ 12.5cm (5")		

HINTERRAD DISTANZ ④ / RADSTURZSTECKER Gemessen vom Rückenrohr Aussenkante bis zum Hinterrad innen. 2cm beim Aero T und TRA nicht erhältlich mit 0° und 2° Radsturz ⑤.)				
TRWS1	☐ 2cm (0.75")	☐ 2.5cm (1")	☐ 3cm (1.25")	--
TCBR12	☐ Verstellbare Radsturzstecker für Hinterrad Distanz (Nicht erhältlich mit Verstärktem Rahmen)		--	
TCBR9	☐ Zusätzliche Distanzhalter zur Erhöhung der Hinterrad Distanz		--	
TCBR11	☐ Zero Play Aluminium Radsturzstecker (Nicht erhältlich mit Verstärktem Rahmen und mehr als 6° Radsturz ⑤)		--	

SITZBESPANNUNG		
TSUP1	☐ Sitzbespannung spannbar, angeschraubt, schwarz (Nicht erhältlich mit ergonomischen Sitz ① oder Sitz Taper ①)	--
TSUP2	☐ Sitzbespannung verstellbar mit Velcroeinzelgurten, schwarz (Standard mit ergonomischem Sitz ① oder Sitz Taper ①)	180
TSUP3	☐ G10 Feste Sitzplatte (Nicht erhältlich ergonomischen Sitz ①)	290
TSUP0	☐ Ohne Sitzbespannung	--

RADSTURZ ⑥ / ACHSROHR		
TCBR1	☐ 0° ☐ 2° ☐ 4° ☐ 6°	--
TCBR15	☐ Achsrohr aus Aluminium	--
TCBR3	☐ Achsrohr aus Titan (Nicht erhältlich mit Verstärktem Rahmen)	205
TCBR6	☐ Achsrohr aus Carbon (Nicht erhältlich mit 6° Radsturz und Sitzbreite grösser als 45.5cm)	250

BENUTZERDEFINIERTER OPTIONEN

LENKRÄDER		
TFW24	☐ 3"x1.5" LiteSpeed Billet Aluminium Rad mit Soft Roll Bereifung, Nabe ☐ Silber ODER ☐ Schwarz	180
TFW14	☐ 4"x0.75" Kunststoff Rad mit Poly Bereifung (Nicht erhältlich mit Slipstream-Gabel, einseitiger Glide™-Gabel oder Verstärktem Rahmen)	--
TFW3	☐ 4"x0.75" Beleuchtete Mikro-Caster (Nicht erhältlich mit Slipstream-Gabel, einseitiger Glide™-Gabel oder Verstärktem Rahmen)	85
TFW26	☐ 4"x1.5" LiteSpeed Kunststoff Rad mit Soft Roll Bereifung (Nicht erhältlich mit Verstärktem oder Heavy Duty Rahmen)	100
TFW27	☐ 4"x1.5" LiteSpeed Billet Aluminium Rad mit Soft Roll Bereifung, Nabe ☐ Silber ODER ☐ Schwarz	190
TFW6	☐ 5"x1" Kunststoffrad mit Poly Bereifung (Nicht erhältlich mit 90°-Kniewinkel ⑦, Slipstream-Gabel, einseitiger Glide™-Gabel oder Verstärktem Rahmen)	--
TFW28	☐ 5"x1.5" LiteSpeed Kunststoff Rad mit Soft Roll Bereifung (Nicht erhältlich mit 90°-Kniewinkel ⑦ oder Verstärktem Rahmen)	100
TFW30	☐ 5"x1.5" LiteSpeed Billet Aluminium Rad mit Soft Roll Bereifung, Nabe ☐ Silber ODER ☐ Schwarz (Nicht erhältlich mit 90°-Kniewinkel ⑦)	210
TFW9	☐ 6"x1" Kunststoff Rad mit Poly Bereifung (Nicht erhältlich mit 85°- oder 90°- Kniewinkel ⑦, Slipstream-Gabel, einseitiger Glide™-Gabel oder Verstärktem Rahmen)	--

TFW32	☐ 6"x1.5" LiteSpeed Kunststoff Rad mit Soft Roll Bereifung (Nicht erhältlich mit 85°- oder 90°- Kniewinkel  , Slipstream-Gabel, einseitiger Glide™-Gabel oder Verstärktem Rahmen)	105
TFW33	☐ 6"x1.5" LiteSpeed Billet Aluminium Rad mit Soft Roll Bereifung, Nabe ☐ Silber ODER ☐ Schwarz (Nicht erhältlich mit 85°- oder 90°- Kniewinkel  , Slipstream-Gabel oder einseitiger Glide™-Gabel)	220

LENKRADGABEL

TFK1	☐ TiLite Standard-Gabel	--
TFK2	☐ Einseitige TiLite Slipstream-Gabel (Nicht erhältlich mit Verstärktem Rahmen)	205
TGL1	☐ Out-Front Glide™-Federgabel (Nur in schwarz eloxiert erhältlich) Gewicht des Fahrers: ☐ bis 56kg ☐ 57-81kg ☐ 82-120kg	490
TTFS1	☐ Titan Gabelbolzen	60

HINTERRÄDER

TRW14	TiLite SHADOW™ ☐ 20" (451) ☐ 22" (501) ☐ 24" (540) ☐ 25" (559) (Sitztiefe  von mindestens 38cm erforderlich) ☐ 26" (590) (Sitztiefe  von mindestens 38cm erforderlich)	--
TRW7	Spinergy SPOX ☐ Schwarz ☐ Rot ☐ Blau ☐ Weiss ☐ 22" (501) Standard Nabe ☐ 24" (540) Standard Nabe ☐ 25" (559) Standard Nabe (Sitztiefe  von mindestens 38cm erforderlich) ☐ 26" (590) Sport Nabe (Sitztiefe  von mindestens 38cm erforderlich. Nicht erhältlich mit Tetraclip Steckachsen.)	750
TRW8	Spinergy LX ☐ Schwarz ☐ Rot ☐ Blau ☐ Weiss ☐ Orange ☐ Pink ☐ Violett ☐ 22" (501) Standard Nabe ☐ 24" (540) Standard Nabe ☐ 25" (559) Standard Nabe (Sitztiefe  von mindestens 38cm erforderlich) ☐ 26" (590) Sport Nabe (Sitztiefe  von mindestens 38cm erforderlich. Nicht erhältlich mit Tetraclip Steckachsen.)	1'015
TRW16	Spinergy Carbon Blade (Nicht erhältlich mit Heavy Duty Rahmen, Greifreifen Natural-Fit oder Natural-Fit LT mit Standard Grip / Super Grip) ☐ 24" (540) ☐ 25" (559) (Sitztiefe  von mindestens 38cm erforderlich)	1'510
TRW17	X-Core Mag (Nicht erhältlich mit Heavy Duty Rahmen, Greifreifen Enger Anbau, Tetraclip Steckachsen, ohne Greifreifen und Speichenschutz. Nur möglich mit Greifreifen Aluminium Silber eloxiert.) ☐ 20" (451) ☐ 22" (501) ☐ 24" (540)	120

STECKACHSEN

TAXL 1	☐ Stahl Steckachse	--
TAXL 2	☐ Titan Steckachse	260
TAXL 3	☐ Tetraclip Steckachse (Nicht erhältlich mit X-Core Mag- oder 26" Spinergy SPOX oder LX Hinterräder)	165

LUFTBEREIFUNG

TRTR1	☐ Profil Reifen Standard (Nicht erhältlich mit 25" Hinterräder. 20" X-Core Mag Räder benötigen Pannenschutz Einlage.)	--
TRTR2	☐ Pannenschutz Einlage	100
TRTR3	☐ Profil Reifen Primo 25" (Standard bei 25" Hinterräder)	--
TRTR4	☐ Primo (Nicht erhältlich für X-Core Mag Hinterräder)	--
TRTR8	☐ Schwalbe® Marathon Plus Evolution 24", 25" und 26" (Nicht erhältlich mit X-Core Mag-Hinterräder)	110
TRTR9	☐ Schwalbe® Slick Bereifung 24" und 25" (Nicht erhältlich mit X-Core Mag-Hinterräder)	110
TRTR30	☐ Primo Sentinel	135
TRTR24	☐ Kenda Kobra Knobby Bereifung 24"	85

VOLLGUMMI BEREIFUNG

TRTR22	☐ Primo Express 20", 22", 24" und 25"	115
TRTR23	☐ Primo Active 24" und 25"	140

GREIFREIFEN by OUT-FRONT®

TRIM22	☐ Ohne Greifreifen	--
TRIM1	☐ Aluminium Silber eloxiert	--
TRIM21	☐ Aluminium Schwarz eloxiert (Nicht erhältlich mit X-Core Mag, 20" Hinterräder)	60
TRIM12	☐ Titan Satin Finish (Nicht erhältlich mit X-Core Mag, 20" oder 22" Hinterräder oder 24" Knobby Bereifung)	465
The Natural-Fit® - Original, grosses Profil (Nicht erhältlich für X-Core Mag oder 20" Hinterräder)		
TRIM14	☐ Standard Grip (Nicht erhältlich mit Greifreifen Enger Anbau oder Spinergy Carbon Blade Hinterräder)	365
TRIM15	☐ Super Grip (Nicht erhältlich mit Greifreifen Enger Anbau oder Spinergy Carbon Blade Hinterräder)	410
TRIM16	☐ Ohne Daumen Grip	340
The Natural-Fit® LT- Kleines Profil, geringeres Gewicht (Nicht erhältlich mit X-Core Mag oder 20" Hinterräder)		395

TRIM17	☐ Standard Grip (Nicht erhältlich mit Greifreifen Enger Anbau oder Spinergy Carbon Blade Hinterräder)	
TRIM18	☐ Super Grip (Nicht erhältlich mit Greifreifen Enger Anbau oder Spinergy Carbon Blade Hinterräder)	445
TRIM19	☐ Ohne Daumen Grip	370
TRIM10	☐ The Surge - All-In-One Oval mit Gription™ Streifen, grosses Profil (Nicht erhältlich mit X-Core Mag oder 20" Hinterräder)	375
TRIM11	☐ The Surge LT - All-In-One Oval mit Gription™ Streifen, kleines Profil (Nicht erhältlich mit X-Core Mag oder 20" Hinterräder.)	405
TRIM20	☐ Q-Grip - Hoch griffiger Greifring mit Antirutsch Überzug (Nicht erhältlich mit 20" oder X-Core Mag Hinterräder)	345
TRIM5	☐ Kunststoffbeschichtung – schwarz (Nicht erhältlich mit X-Core Mag Hinterräder)	140

GREIFREIFEN ANBAU

TRIM7	☐ Weiter Anbau	--
TRIM8	☐ Enger Anbau (Nicht erhältlich mit X-Core Mag oder The Natural-Fit® mit Grip)	--

BREMSEN by OUT-FRONT®

TWLK7	☐ Compact Composite Stossbremse (Push) (Nur erhältlich mit 2 - 4cm Hinterrad Distanz ①)	--
TWLK8	☐ Compact Composite Zugbremse (Pull) (Nur erhältlich mit 2 - 4cm Hinterrad Distanz ①)	--
TWLK10	☐ Bremshebelverlängerung für Compact Composite Bremsen	95
TWLK9	☐ Composit Scherenbremse	150

ZUSÄTZLICHE BREMSEN

TWLK3	Uni-Lock: ☐ Stossbremse (Push) ODER ☐ Zugbremse (Pull)	170
TWLK4	☐ Uni-Lock Bremshebelverlängerung	95
TWLK15	Grade Aids Stossbremse (Push)	185

SITZKISSEN

ALxxxxHD	☐ Roho Airlite (Grösse gemäss Sitzmassen)	185
----------	--	-----

SEITENTEILE

Aluminium

TSDG2	☐ Starr, steckbar ☐ Klein ODER ☐ Standard	--
TSDG3	☐ Starr, steckbar mit Tetra Greifloch ☐ Klein ODER ☐ Standard	65
TSDG4	☐ Starr, klappbar (Nicht erhältlich mit Ergonomischem Sitz) ☐ Klein ODER ☐ Standard	200
TSDG6	☐ mit Radabdeckung, anpassbar (Erhältlich mit 24" und 25" Hinterräder. Erfordert eine Sitzhöhe Hinten zwischen 37-47cm.)	200

Carbon

TSDG7	☐ Starr, steckbar ☐ Klein ODER ☐ Standard	165
TSDG8	☐ Starr, steckbar mit Tetra Greifloch ☐ Klein ODER ☐ Standard	175
TSDG9	☐ Starr, klappbar (Nicht erhältlich mit Ergonomischem Sitz) ☐ Klein ODER ☐ Standard	325
TSDG11	☐ mit Radabdeckung, anpassbar (Erhältlich mit 24" und 25" Hinterräder. Erfordert eine Sitzhöhe Hinten zwischen 37-47cm.)	320
TSDG12	☐ mit Radabdeckung, steckbar	320

Für Aluminium und Carbon Seitenteile ohne Radabdeckung

TSDG13	☐ Seitenteile dem Radverlauf angepasst	320
--------	---	-----

ARMLEHNEN (Bei den Desk Armauflagen sind die Seitenteile integriert)

TARM1	Bügel-Armauflage, wegschwenkbar (rundes Profil) ☐ 16.5-24cm (6.5-9.5") ODER ☐ 24-32cm (9.5-12.5") (Nicht erhältlich mit festem Rücken und fixierter Rückenhöhe und aufgesetzten, höhenverstellbaren Schiebegriffen)	225
TARM4	☐ Bügel-Armauflage, wegschwenkbar, zurückklappbar (rundes Profil) 23-30.5cm (9-12") (Nicht erhältlich mit festem Rücken)	320
TARM5	☐ Velours Verkleidung für Bügel-Armauflage	115
TARM2	Abnehmbare, höhenverstellbare Desk Armauflage (flaches Profil) mit festen Seitenteilen (Erfordert eine Sitztiefe ③ von mindestens 35.5cm. Nicht erhältlich mit Ergonomischem Sitz.)	345
	Höhe: ☐ 23 - 30.5cm (9-12") ODER ☐ 30.5 - 38cm (12-15")	
	Polster Länge: ☐ Standard 25.5cm (10") ODER ☐ Lang 35.5cm (14")	
TARM3	Abnehmbare, höhenverstellbare Desk Armauflage (flaches Profil) mit festen Seitenteilen und Transfer Bügel (Erfordert eine Sitztiefe ③ von mindestens 38cm. Nicht erhältlich mit Ergonomischem Sitz.)	375
	Höhe: ☐ 23 - 30.5cm (9-12") ODER ☐ 30.5 - 38cm (12-15")	
	Polster Länge: ☐ Standard 25.5cm (10") ODER ☐ Lang 35.5cm (14")	

BECKENGURTE

TBLT1	☐ Velcro einstellbar, schwarz Nylon	50
TBLT2	☐ Bodypoint® 5cm (2") mit Knopfdruck-Schnalle	105
TBLT4	☐ Bodypoint® 2.5cm (1") gepolstert mit Knopfdruck-Schnalle (Nicht erhältlich mit Sitzbreite ④ 48 - 51cm)	190
TBLT5	☐ Bodypoint® 4cm (1.5") gepolstert mit Knopfdruck-Schnalle (Nicht erhältlich mit Sitzbreite ④ 48 - 51cm)	180
TBLT16	☐ Bodypoint® 2.5cm (1") EcoFlex Pelvic Stabilizer mit Knopfdruck-Schnalle	195

TBLT10	☐ Bodypoint® Montage Set	22
--------	---	----

WADENBAND

TCLF2	Velcro einstellbar	15
	☐ Small (Fussweite 23 - 30.5cm) ☐ Medium (Fussweite 28 - 38cm)	
	☐ Large (Fussweite 35.5 - 43cm) ☐ Xtra Large (Fussweite 40.5 - 48cm)	
TCLF3	Bodypoint® gepolstert, Velcro einstellbar	80
	☐ Small (Fussweite 20 - 28cm) ☐ Medium (Fussweite 30.5 - 38cm) ☐ Large (Fussweite 40.5 - 51cm)	
TCLF1	☐ Einstellbar mit Schnalle, schwarz Nylon	--

TASCHEN

TBCK3	☐ Permobil Tasche, schwarz	100
TPCH3	☐ Permobil Sitztasche, schwarz	60
TPCH5	☐ Bodypoint Mobility Tasche, schwarz	110

SPEICHENSCHUTZ by SPOZEE.COM

TGRD1	☐ Transparent mit TiMotion Logo (Nicht erhältlich mit X-Core Mag-Hinterräder)	140
-------	--	-----

ANTIKIPP SCHUTZ

TTIP1	☐ Aluminium schwarz (Paar)	170
TTIP7	Aluminium schwarz (Einzel) ☐ Links ODER ☐ Rechts montiert	--
TTIP2	☐ Bedienerfreundlich, hochklappbar (Paar)	345
TTIP8	Bedienerfreundlich, hochklappbar (Einzel) ☐ Links ODER ☐ Rechts montiert	175


ZUBEHÖR

TUEST1	Rollstuhltisch ☐ 30.5 - 36cm Sitzbreite ODER ☐ 33 - 38cm Sitzbreite (Armlehnen erforderlich)	290
TLUG1	☐ Gepäckhalter vorne	155
TMPCT2	☐ Neopren Rahmenschutz mit Velours Farbstreifen Black	110
TCH1	☐ Stockhalter	155


RAHMEN INFORMATION

Der Rahmen hinten für einen TR ist eckig, wenn der Kippunkt **①** weniger als 9cm ist. Die Rahmen bei einem Aero T und TRA sind immer rund.

Eckiger Rahmen hinten



Runder Rahmen hinten



CREATIVE MOBILITY DIVISION (CMD)

Permobil bietet für weitere Optionen die Creative Mobility Division (CMD) auf folgendem Link an: <http://permobilus.com/wp-content/uploads/2020/04/Creative-Mobility-Division-WithTOC.pdf>. Wenn Sie die gewünschte Lösung nicht finden, wenden Sie sich unter 041 672 76 00 oder E-Mail: CH_Box_Info@permobil.com an uns, und wir klären Ihren Wunsch ab.