

Date

Nom de l'utilisateur

Responsable

Numero EZ-Ti

Tampon de la société



Les incompatibilités ne sont plus un problème avec notre configurateur en ligne!

permobil | EZ-Ti



☒	Standard
☐	Option Gratuite
☐	Option Payante

VHP, PROPULSION MANUELLE, POUR ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES,PERMOBIL Code LPP 9163070 - Montant LPPR 558,99 € TTC









Coût de transport : 35 €

MODELE		HT €	TTC €
TAFS1	☆ TILITE TRA (Titane, Ultimate TiFit Frame) Faible poids, forte résistance et réduction des vibrations Ajustable Poids limite 120kg	4294,79	4 531,00

OPTIONS DE CHASSIS			
TAHDR1	☐ CHASSIS HEAVY DUTY *Sans surcoût pour largeur d'assise en 50,8 cm (20") (TARSW2) Limite de poids kg 158 kg, nécessaire pour dispositif de propulsion électrique Disponible UNIQUEMENT avec : Repose-pieds réglable en inclinaison (Z2FTR3) Toile de dossier rembourrée (avec sangles) (Z2BUP3) ou Toile de dossier en tissu respirant (Z2BUP5) Dossier aluminium rabattable réglable en hauteur (Z2SB1) Barre de dossier rigidifiante, profondeur par rapport au dossier : 10,2 cm (4") (Z2SB19) Roues Arrière : <i>TiLite Shadow , Spinergy LX , Spinergy Design Lab LX</i> (LX = max 2° carrossage) Roue avant <i>LITESPEED ALUMINIUM</i> (3", 4", 5", 6") Fourche avant <i>Standard TiLite</i> (Z2FK1) NON disponible avec: Potence de repose pieds en V à l'avant Toile de dossier ajustable par velcro (Z2BUP2) Accoudoirs tube escamotable et relevable (Z2ARM1 & Z2ARM4)	0	0,00
TARFR1	☐ CHÂSSIS RENFORCÉ *Sans surcharge pour largeur d'assise en 50,8 cm (20") (Z2RSW2) Nécessaire avec les dispositifs d'assistance électrique ou systèmes de propulsion supplémentaires. (Ex : Handbike) Non disponible avec fourche MONOBRAS (Z2FK2)	0	0,00

FINITIONS DU CHASSIS			
TAFF1	☆ TITANE - finition satin	STD	STD
TASCBT1	☐ Patch de restauration pour châssis Titane finition satin	20,85	22,00
TAFF3	☐ Tatouages sur châssis Sur les tubes du châssis avant. Uniquement sur finition satin. Les tatouages seront ajustés en fonction de votre châssis	338,39	355,31
TAFF44	☐ TATOUAGE FLOWER GARDEN	381,04	402,00
TAFF45	☐ TATOUAGE NEED FOR SPEED	381,04	402,00
TAFF43	☐ TATOUAGE MOSAIC	381,04	402,00
TAFF	Autre option de couleur TAFF8 ☐ High Gloss Black (brillant) TAFF10 ☐ TiLte Red (brillant) TAFF29 ☐ Neon Pink (brillant) TAFF14 ☐ Ocean Blue (métallique) TAFF15 ☐ Tangerine (métallique) TAFF30 ☐ Acid Green (métallique) TAFF17 ☐ Midnight Blue (perlée) TAFF18 ☐ White (perlée) TAFF19 ☐ Black Lava (mat) TAFF27 ☐ Titanium Grey (mat) TAFF22 ☐ Ruby Red (bonbons) TAFF23 ☐ Azure Blue (bonbons) TAFF25 ☐ Electric Plum (bonbons) TAFF40 ☐ Hyper blue (texturé mat) TAFF41 ☐ Flame Orange (texturé mat) TAFF42 ☐ OD Green (texturé mat)	0	0,00

KIT DE COULEURS ANODISÉES			
Le kit de couleur anodisée comprend : le support de fourche, la fourche et les capuchons de fourche.			
TAANO1	☆ Noir	0	0,00
TAANO12	☐ Or	232,23	245,00
TAANO15	☐ Vert	232,23	245,00
TAANO13	☐ Violet	232,23	245,00
TAANO14	☐ Orange	232,23	245,00
TAANO10	☐ Bleu	232,23	245,00
TAANO11	☐ Rouge	232,23	245,00

MESURES DU CHASSIS																			
LARGEUR D'ASSISE ARRIERE (A)																			
TARSW1	☐ 30,5 (12") ☐ 40,6 (16")	☐ 33 (13") ☐ 43,2 (17")	☐ 35,6 (14") ☐ 45,7 (18")	☐ 38,1 (15") ☐ 48,3 (19")			0,00	0,00											
TARSW2	☐ 50,8 (20")						412,32	435,00											
LARGEUR D'ASSISE AVANT (T)																			
TAFSW1	☆ PAS DE CINTRAGE AVANT						STD	STD											
TAFSW2	☐ CINTRAGE AVANT 2,5 cm (1") Le cintrage commence à environ 23 cm du tube arrière. 7,6 cm de moins que la largeur du siège A Uniquement disponible avec une assise réglable en tension par bandes velcro et siège rigide aluminium Non disponible pour les largeurs d'assise A (25,4 cm et 27,9 cm)						306,16	323,00											
TAFSW4	☐ CINTRAGE AVANT 5,1 cm (2") Le cintrage commence à environ 23 cm du tube arrière. 10,2 cm de moins que la largeur du siège A Uniquement disponible avec une assise réglable en tension par bandes velcro et siège rigide aluminium Non disponible pour les largeurs d'assise A (25,4 cm et 27,9 cm)						306,16	323,00											
PROFONDEUR D'ASSISE (B)																			
TASD1-12	☐ 30,5 (12") ☐ 40,6 (16")	☐ 33 (13") ☐ 43,2 (17")	☐ 35,6 (14") ☐ 45,7 (18")	☐ 38,1 (15") ☐ 48,3 (19")			0	0,00											
TASD2	☐ 50,8 (20")						412,32	435,00											
PROFONDEUR PERSONNALISÉE (extension du cadre avant) Distance entre l'avant de la profondeur d'assise et le début de la courbe du cadre.																			
TASD3-1	☐ 1,3 (0,5") ☐ 1,9 (0,75") ☐ 2,5 (1") ☐ 3,2 (1,25") ☐ 3,8 (1,5") ☐ 4,4 (1,75") ☐ 5,1 (2")						148	156,14											
SIÈGE ERGONOMIQUE (U) Distance entre l'avant du tube de dossier et le début de la courbe (vers le haut) du tube d'assise Nécessite une étude de la configuration et sera traitée par notre service "Dessins et modèles illimités". Ne permet pas l'option "assise réglable en tension par visserie" Non disponible avec l'option "dossier verouillé sur l'assise"																			
TAERG2-6	☐ 15,2 (6") ☐ 17,8 (7") ☐ 20,3 (8")						509	537,00											
HAUTEUR D'ASSISE AVANT (C)																			
TAFSH1	☐ 38,1 (15") ☐ 44,5 (17,5") ☐ 50,8 (20")	☐ 39,4 (15,5") ☐ 45,7 (18") ☐ 52,1 (20,5")	☐ 40,6 (16") ☐ 47 (18,5") ☐ 53,3 (21")	☐ 41,9 (16,5") ☐ 48,3 (19")	☐ 43,2 (17") ☐ 49,5 (19,5")														
HAUTEUR D'ASSISE ARRIERE (D)																			
TARSH1	☐ 31,8 (12,5") ☐ 36,8 (14,5") ☐ 41,9 (16,5") ☐ 47 (18,5")	☐ 33 (13") ☐ 38,1 (15") ☐ 43,2 (17") ☐ 48,3 (19")	☐ 34,3 (13,5") ☐ 39,4 (15,5") ☐ 44,5 (17,5") ☐ 49,5 (19,5")	☐ 35,6 (14") ☐ 40,6 (16") ☐ 45,7 (18") ☐ 50,8 (20")															
					<table><tr><th>Taille de la roue arrière</th><th>Hauteur d'assise arrière</th></tr><tr><td>20"</td><td>31,8 à 47</td></tr><tr><td>22"</td><td>35,6 à 48,3</td></tr><tr><td>24"</td><td>36,8 à 50,8</td></tr><tr><td>25"</td><td>36,8 à 50,8</td></tr><tr><td>26"</td><td>39,4 à 50,8</td></tr></table>			Taille de la roue arrière	Hauteur d'assise arrière	20"	31,8 à 47	22"	35,6 à 48,3	24"	36,8 à 50,8	25"	36,8 à 50,8	26"	39,4 à 50,8
Taille de la roue arrière	Hauteur d'assise arrière																		
20"	31,8 à 47																		
22"	35,6 à 48,3																		
24"	36,8 à 50,8																		
25"	36,8 à 50,8																		
26"	39,4 à 50,8																		

ANGLE DE POTENCE AVANT (L) OU LONGUEUR TOTALE DU CHASSIS (M)

Si vous sélectionnez Longueur totale du cadre, l'angle avant sera ajusté pour obtenir la longueur totale requise.

TAF1

ANGLE DE POTENCE (L)

(L) Angle entre le sol et la potence

☐ 70°

☐ 85°

☐ 90°

☐ 75°

☐ 80°

(Non disponible avec des roues avant de 6")

(Non disponible avec les roues avant de 5" et 6")


TAF2


LONGUEUR TOTALE DU CHASSIS (M)

Distance entre le tube de dossier avant et le tube de palette avant.

LONGUEUR TOTALE DU CHASSIS

M= cm





permobil

Distributeur

Utilisateur

DISTANCE DE REPOSE-PIEDS (E)

La distance du repose-pieds doit être inférieur de 5.1cm (2") par rapport à la hauteur avant (C)

Repose-pieds standard

☐ 34,2 (13,5")

☐ 35,6 (14")

☐ 36,8 (14,5")

☐ 38,1 (15")

☐ 39,4 (15,5")

☐ 40,6 (16")

☐ 41,9 (16,5")

☐ 43,2 (17")

☐ 44,5 (17,5")

☐ 45,7 (18")

☐ 47 (18,5")

☐ 48,3 (19")

Repose-pieds surélevé

☐ 17,8 à 22,9cm (7" à 9")


☐ 22,9 à 27,9cm (9" à 11")

☐ 27,9 à 33cm (11" à 13")


Installé à cm

Installé à cm

Installé à cm



REPOSE-PIEDS				
La distance du repose-pieds doit être inférieur de 5.1cm (2") par rapport à la hauteur avant (C)				
TAFTR3	☆ REPOSE-PIEDS ALU REGLABLE EN INCLINAISON		STD	STD
TAFTR1	○ REPOSE-PIEDS TITANE AVEC PLAQUE ABS		112,8	119,00
TAFTR2	○ REPOSE-PIEDS TUBE TITANE (OPEN LOOP)		280,57	296,00
TAFTR12	○ REPOSE-PIEDS FLIP-BACK (Non disponible avec une largeur d'assise arrière A de 25,4 (10") ou 28 (11") ou un châssis Heavy Duty) Nécessite un examen manuel de la conception et sera traité par notre service Designs Unlimited.		250,24	264,00
TAFTR4	○ REPOSE-PIEDS SURÉLEVÉ PLAQUE ALU RÉGLABLE EN INCLINAISON		110	116,05

TERMINAISON DU REPOSE-PIEDS																																															
TRFE1	☆ CHASSIS AVANT STANDARD (I)																																														
Distance entre l'intérieur des deux tubes de châssis avant																																															
	<table><tr><th rowspan="2">LARGEUR D'ASSISE ARRIERE (A)</th><th colspan="3">LARGEUR INTERNE DU CADRE AVANT (I)</th></tr><tr><th>Sans cintrage potence</th><th>Cintrage potence 5,1cm (2")</th><th>Cintrage potence 10,1cm (4")</th></tr><tr><td>30,5 - (12")</td><td>☐ 24,1 (9,5")</td><td>☐ 20,3 (8")</td><td></td></tr><tr><td>33 - (13")</td><td>☐ 26,7 (10,5")</td><td>☐ 22,9 (9")</td><td></td></tr><tr><td>35,6 - (14")</td><td>☐ 29,2 (11,5")</td><td>☐ 25,4 (10")</td><td></td></tr><tr><td>38,1 - (15")</td><td>☐ 31,8 (12,5")</td><td>☐ 27,9 (11")</td><td>☐ 22,9 (9")</td></tr><tr><td>40,6 - (16")</td><td>☐ 34,3 (13,5")</td><td>☐ 30,5 (12")</td><td>☐ 25,4 (10")</td></tr><tr><td>43,2 - (17")</td><td>☐ 36,8 (14,5")</td><td>☐ 33 (13")</td><td>☐ 27,9 (11")</td></tr><tr><td>45,7 - (18")</td><td>☐ 39,4 (15,5")</td><td>☐ 35,6 (14")</td><td>☐ 30,5 (12")</td></tr><tr><td>48,3 - (19")</td><td>☐ 41,9 (16,5")</td><td>☐ 38,1 (15")</td><td>☐ 33 (13")</td></tr><tr><td>50,8 - (20")</td><td>☐ 44,5 (17,5")</td><td>☐ 40,6 (16")</td><td>☐ 35,6 (14")</td></tr></table>	LARGEUR D'ASSISE ARRIERE (A)	LARGEUR INTERNE DU CADRE AVANT (I)			Sans cintrage potence	Cintrage potence 5,1cm (2")	Cintrage potence 10,1cm (4")	30,5 - (12")	☐ 24,1 (9,5")	☐ 20,3 (8")		33 - (13")	☐ 26,7 (10,5")	☐ 22,9 (9")		35,6 - (14")	☐ 29,2 (11,5")	☐ 25,4 (10")		38,1 - (15")	☐ 31,8 (12,5")	☐ 27,9 (11")	☐ 22,9 (9")	40,6 - (16")	☐ 34,3 (13,5")	☐ 30,5 (12")	☐ 25,4 (10")	43,2 - (17")	☐ 36,8 (14,5")	☐ 33 (13")	☐ 27,9 (11")	45,7 - (18")	☐ 39,4 (15,5")	☐ 35,6 (14")	☐ 30,5 (12")	48,3 - (19")	☐ 41,9 (16,5")	☐ 38,1 (15")	☐ 33 (13")	50,8 - (20")	☐ 44,5 (17,5")	☐ 40,6 (16")	☐ 35,6 (14")			
LARGEUR D'ASSISE ARRIERE (A)	LARGEUR INTERNE DU CADRE AVANT (I)																																														
	Sans cintrage potence	Cintrage potence 5,1cm (2")	Cintrage potence 10,1cm (4")																																												
30,5 - (12")	☐ 24,1 (9,5")	☐ 20,3 (8")																																													
33 - (13")	☐ 26,7 (10,5")	☐ 22,9 (9")																																													
35,6 - (14")	☐ 29,2 (11,5")	☐ 25,4 (10")																																													
38,1 - (15")	☐ 31,8 (12,5")	☐ 27,9 (11")	☐ 22,9 (9")																																												
40,6 - (16")	☐ 34,3 (13,5")	☐ 30,5 (12")	☐ 25,4 (10")																																												
43,2 - (17")	☐ 36,8 (14,5")	☐ 33 (13")	☐ 27,9 (11")																																												
45,7 - (18")	☐ 39,4 (15,5")	☐ 35,6 (14")	☐ 30,5 (12")																																												
48,3 - (19")	☐ 41,9 (16,5")	☐ 38,1 (15")	☐ 33 (13")																																												
50,8 - (20")	☐ 44,5 (17,5")	☐ 40,6 (16")	☐ 35,6 (14")																																												

Email:customer_support_fr@permobil.com - web: https://www.permobil.com/fr-fr

Pag. 3 / 11

Rev.2024.2

TRFE2-12

☐ CHASSIS AVANT V-FRONT (V)

Distance entre l'intérieur des deux tubes de châssis avant

Non disponible avec assise ergonomique et châssis Heavy Duty



131,75


139,00

LARGEUR D'ASSISE ARRIERE (A)	CHASSIS AVANT (V)																			
	Largeur avant SANS CINTRAGE D'ASSISE							Largeur avant AVEC CINTRAGE 1" (2,5 cm)							Largeur avant AVEC CINTRAGE 2" (5,2 cm)					
	22,9 (9")	25,4 (10")	27,9 (11")	30,5 (12")	33 (13")	35,6 (14")	38,1 (15")	22,9 (9")	25,4 (10")	27,9 (11")	30,5 (12")	33 (13")	35,6 (14")	38,1 (15")	22,9 (9")	25,4 (10")	27,9 (11")	30,5 (12")	33 (13")	35,6 (14")
30,5 - (12")	☐							N/D							N/D					
33 - (13")	☐	☐						☐							N/D					
35,6 - (14")	☐	☐	☐					☐	☐						☐					
38,1 - (15")	☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐					☐	☐				
40,6 - (16")	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐			
43,2 - (17")	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐		
45,7 - (18")	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	
48,3 - (19")	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
50,8 - (20")	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

permobil

Distributeur

Utilisateur

REMBOURRAGE DU DOSSIER				
TABUP0	☐ SANS toile de dossier		0	0,00
TABUP2	☆ TOILE DE DOSSIER AJUSTABLE PAR VELCRO Non disponible avec chassis Heavy Duty et poignées de poussée rabattables		STD	STD
Tension réglable par sangles Nécessaire avec les poignées de poussée rabattables				
TABUP3	☐ TOILE DE DOSSIER REMBOURRÉE (NYLON)		121,33	128,00
TABUP5	☐ TOILE DE DOSSIER TISSU RESPIRANT Non disponible avec la bande de dossier ultrasuède		219,91	232,01
TAUPC3-BL	☐ BANDE ARRIÈRE DE DOSSIER SUEDINE Disponible uniquement avec la toile de dossier ajustable par velcro et la toile Nylon		112,8	119,00

TYPE DE DOSSIER											
TASB1	☆ DOSSIER ALUMINIUM RABATTABLE, RÉGLABLE EN HAUTEUR	Nécessaire pour le châssis Heavy Duty								STD	STD
TASB2	○ DOSSIER TITANE RABATTABLE, RÉGLABLE EN HAUTEUR	Complet avec barre de renforcement arrondie Le dos en titane est assorti à la finition du cadre Non disponible avec poignées de poussée boulonnées à la barre de renforcement								224,64	237,00

BARRE DE DOSSIER RIGIDE - TISHAFT™											
TASB3	☆ Aluminium									STD	STD
TASB5	○ Carbone									89,1	94,00

Email: customer_support_fr@permobil.com - web: h

POIGNÉES DE POUSSÉE


	☐ Sans poignées de poussée Comprend une barre de renforcement du dossier de 10cm de profondeur. Non disponible avec Ti back.	0	0,00
TASB6	☆ POIGNÉES INTÉGRÉES DANS LE TUBE DE DOSSIER	STD	STD
TASB7	○ POIGNÉES RABATTABLES (toile dossier réglable en tension par sangles obligatoire)	209,48	221,00
TASB8	○ POIGNÉES SUR TUBES FIXES Comprend barre de renforcement du dossier de 10 cm de profondeur. Non disponible avec dossier Ti Back	219,91	232,01
TASB9	○ POIGNÉES SUR TUBES, RÉGLABLES EN HAUTEUR Comprend barre de renforcement du dossier de 10 cm de profondeur. Non disponible avec dossier Ti Back	381,04	402,00



HAUTEUR DE DOSSIER

Hauteur (F) Dossier rabattable Z2SB1 et Z2SB2

POIGNÉES DE POUSSÉE	BASSE	MOYENNE	HAUTE	Hauteur montée (de 0,5" en 0,5")
SANS poignées	21,6 - 29,2	30,5 - 41,9	40,6 - 52,1	Montée à ____ cm
Poignées (Z2SB8)	(8,5" - 11,5")	(12" - 16,5")	(16" - 20,5")	
Poignée intégrée (Z2SB6)	26,7 - 31,8	34,3 - 41,9	44,5 - 52,1	Montée à ____ cm
	(10,5" - 12,5")	(13,5" - 16,5")	(17,5" - 20,5")	
Poignée rabattable (Z2SB7)	33 - 38,1	36,8 - 47	47 - 53,3	Montée à ____ cm
	(13" - 15")	(14,5" - 18,5")	(18,5" - 21")	



DISPONIBLE SUR TOUS LES DOSSIERS

TASB11	☐ BLOCAGE DU DOSSIER EN POSITION FERMÉE Non disponible avec assise ergonomique	0	0,00
TASB19	☐ BARRE DE RENFORCEMENT PROFONDE DU DOSSIER 10,2CM (4") Uniquement avec châssis Heavy Duty obligatoire Non disponible avec un dossier d'assise en titane non rabattable à hauteur fixe La barre de renforcement de 10,2cm (4") de profondeur n'est PAS de type arrondi	0	0,00




Distributeur

Utilisateur

ANGLE DU DOSSIER

Angle entre le sol et le tube avant du dossier.

TASBA1	☐ ANGLE DE DOSSIER (Modèles rabattables Z2SB1 et Z2SB2) ☐ 80° ☐ 83° ☐ 86° ☐ 89° ☐ 92° ☐ 95° ☐ 98° ☐ 101°
--------	---




CENTRE DE GRAVITE

Distance entre l'avant du tube de dossier et l'axe de la roue arrière.

Si aucun centre de gravité n'est sélectionné, le fauteuil sera expédié avec le centre de gravité dans la position la plus reculée.

TACOG1	CENTRE DE GRAVITE (H) ☐ 0 (0") ☐ 0,6 (0,25") ☐ 1,3 (0,5") ☐ 1,9 (0,75") ☐ 2,5 (1") ☐ 3,2 (1,25") ☐ 3,8 (1,5") ☐ 4,4 (1,75") ☐ 5,1 (2") ☐ 5,7 (2,25") ☐ 6,4 (2,5") ☐ 7 (2,75") ☐ 7,6 (3") ☐ 8,3 (3,25") ☐ 8,9 (3,5") ☐ 9,5 (3,75") ☐ 10,2 (4") ☐ 10,8 (4,25") ☐ 11,4 (4,5") ☐ 12,1 (4,75") ☐ 12,7 (5")
--------	---



ECARTEMENT DES ROUES ARRIERE (J)

TARWS1	DISTANCE ENTRE LES ROUES ARRIERE ET LE TUBE DE DOSSIER (J)	
	Distance entre l'extérieur du tube arrière et le bord intérieur du pneu de la roue arrière	
	☐ 1,9cm (0,75") Non disponible avec le carrossage K 0° ou 2° - Pas compatible avec l'option "accoudoirs" ☐ 2,5cm (1") Option "accoudoir" non disponible avec angle de carrossage supérieur à 4° ☐ 3,2cm (1,25")	
TACBR12	☐ BAGUES DE CARROSSAGE RÉGLABLES (POUR L'ÉCARTEMENT DES ROUES ARRIÈRE)	
TACBR9	☐ ENTRETOISES SUPPLÉMENTAIRES POUR AUGMENTER LA DISTANCE ENTRE LES ROUES ARRIÈRE	
TACBR11	☐ BAGUES DE CARROSSAGE EN ALUMINIUM - ZERO PLAY - SANS REGLAGES	
	Non disponible avec un carrossage K supérieur à 6°.	



REVETEMENT D'ASSISE

TASUP0	☐ SANS TOILE D'ASSISE	0	0,00
TASUP1	☐ TOILE D'ASSISE VISSEE	0	0,00
	Non disponible avec une largeur d'assise A de 25,4 cm ou 28 cm et une assise ergonomique.		
TASUP2	☐ TOILE D'ASSISE REGLABLE PAR SANGLES	105,21	111,00
	Non disponible avec une largeur d'assise A de 25,4 cm ou 28 cm.		
TASUP8	☐ PLAQUE D'ASSISE EN ALUMINIUM	299	315,45
	Non disponible avec une largeur d'assise A de 25,4 cm ou 28 cm et une assise ergonomique.		

CARROSSAGE DES ROUES ARRIERE

TACBR1	CARROSSAGE ☐ 0° ☐ 2° ☐ 4° ☐ 6°		
	Pas de carrossage disponible K supérieur à 0° avec motorisations.		
TACBR15	☆ TUBE DE CARROSSAGE EN ALUMINIUM	STD	STD
TACBR3	☐ TUBE DE CARROSSAGE EN TITANE	215,17	227,00
	Non disponible avec motorisation		

ROUES AVANT

TAFW24	☐ 3"x1,5" ROUES ALUMINIUM LITESPEED, PNEU SOFT ROLL	☐ Moyeu ARGENT ☐ Moyeu NOIR	172,51	182,00
TAFW14	☐ 4 "x0.75" ROUES PLASTIQUE A BANDAGE		0	0,00
	Non disponible avec la fourche Slipstream monobras Non disponible avec le châssis Heavy Duty			
TAFW3	☐ 4"x0,75" ROUES LUMINEUSES LIGHT UP		84,36	89,00
	Non disponible avec la fourche Slipstream monobras Non disponible avec le châssis Heavy Duty			
TAFW26	☐ 4 "x1.5" ROUES PLASTIQUE LITESPEED SOFT		104,27	110,00
	Non disponible avec le châssis Heavy Duty			
TAFW27	☐ 4"x1,5" ROUES ALUMINIUM LITESPEED, PNEU SOFT ROLL	☐ Moyeu ARGENT ☐ Moyeu NOIR	137,44	145,00
TAFW6	☐ 5"x1" ROUES PLASTIQUE A BANDAGE		0	0,00
	Non disponible avec fourche Slipstream monobras, châssis Heavy Duty			
TAFW28	☐ 5"x1,5" ROUE PLASTIQUE LITESPEED SOFT		104,27	110,00
	Non disponible avec fourche Slipstream monobras, châssis Heavy Duty			
TAFW30	☐ 5"x1,5" ROUES ALUMINIUM LITESPEED, PNEU SOFT ROLL	☐ Moyeu ARGENT ☐ Moyeu NOIR	198,1	209,00
TAFW9	☐ 6"x1" ROUES PLASTIQUE A BANDAGE		0	0,00
	Non disponible avec fourche Slipstream monobras, châssis Heavy Duty			
TAFW32	☐ 6"x1,5" ROUES PLASTIQUE LITESPEED SOFT		110,9	117,00
	Non disponible avec fourche Slipstream monobras, châssis Heavy Duty			
TAFW33	☐ 6"x1,5" ROUES ALUMINIUM LITESPEED, PNEU SOFT ROLL	☐ Moyeu ARGENT ☐ Moyeu NOIR	232,23	245,00
	Non disponible avec fourche Slipstream monobras, châssis Heavy Duty			

FOURCHES DE ROUES AVANT

TAFK1	☆ FOURCHE STANDARD TILITE	STD	STD
TAFK2	○ FOURCHE MONOBRAS TILITE SLIPSTREAM Non disponible avec le châssis Heavy Duty, le châssis renforcé ou assistance motorisée	177,25	187,00
TAGL1	○ FOURCHE À SUSPENSION GLIDE® OUT-FRONT Uniquement anodisé noir POIDS DE L'UTILISATEUR ☐ 0 à 56,7 kg ☐ 56,7 à 81,6 kg ☐ 81,6 à 120 kg	536,49	566,00

AXES DE FOURCHE

	☆ AXE DE FOURCHES STANDARD	STD	STD
TRTFS1	○ AXES DE FOURCHES EN TITANE	65,4	69,00

ROUES ARRIERE PERFORMANTES

TARW14-20	☐ 20" TILITE SHADOW	0	0,00
TARW14-22	☐ 22" TILITE SHADOW	0	0,00
TARW14-24	☐ 24" TILITE SHADOW	0	0,00
TARW14-25	☐ 25" TILITE SHADOW Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)	0	0,00
TARW14-26	☐ 26" TILITE SHADOW Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)	0	0,00

ROUES ARRIERE STANDARDS

SPINERGY SPOX			
Couleur des rayons ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Blanc			
TARW7-22	○ 22"	650,24	686,00
TARW7-24	○ 24"	650,24	686,00
TARW7-25	○ 25" Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)*	650,24	686,00
TARW7-26	○ 26" Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)* *non disponible avec le système de déverrouillage QUAD pour tétra.	650,24	686,00
SPINERGY LX			
Couleur des rayons ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Blanc ☐ Vert ☐ Orange ☐ Rose flamant ☐ Violet			
TARW8-22	○ 22"	839,81	886,00
TARW8-24	○ 24"	839,81	886,00
TARW8-25	○ 25" Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)*	839,81	886,00
TARW8-26	○ 26" Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)* *non disponible avec le système de déverrouillage QUAD pour tétra.	839,81	886,00
SPINERGY DESIGN LAB LX			
Couleur du moyeu/jante ☐ Or ☐ Vert ☐ Violet ☐ Orange ☐ Bleu ☐ Rouge			
TARW9-22	○ 22"	891	940,01
TARW9-24	○ 24"	891	940,01
TARW9-25	○ 25" Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)	891	940,01
TARW9-26	○ 26" Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)	891	940,01
SPINERGY CARBON BLADE			
TARW16-24	○ 24"	1664,45	1 755,99
TARW16-25	○ 25" Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)	1664,45	1 755,99

AXE A DEMONTAGE RAPIDE DE ROUES ARRIERE

TAAXL1	☆ STANDARD EN ACIER INOXYDABLE	0	0,00
TAAXL2	○ EN TITANE	286,26	302,00
TAAXL3	○ AXE QUAD POUR TÉTRAPLÉGIQUE À DÉMONTAGE RAPIDE Non disponible avec les roues arrière Spinergy Spox ou LX 26" (590)	172,51	182,00

Email:customer_support_fr@permobil.com - web: https://www.permobil.com/fr-fr

PNEUMATIQUES ROUES ARRIERE				
TARTR1	☆ PNEUS CRANTÉ (20" - 22" - 24" - 26"),		STD	STD
TARTR2	○ PNEUS CRANTÉ AVEC INSERT ANTI CREVAISON (20" - 22" - 24" - 26") Non disponible avec les roues arrière Spinergy Carbon Blade		65,4	69,00
TARTR30	○ PRIMO SENTINEL (20" - 22" - 24" - 25" - 26")		71,09	75,00
TARTR8	○ MARATHON PLUS EVOLUTION (24" - 25" - 26")		71,09	75,00
TARTR24	○ KOBRA KNOBBY (24")		95,73	101,00
BANDAGE				
Non disponible avec les roues arrière Spinergy Carbon Blade				
TARTR23	○ PRIMOACTIVE Solid (24" - 25")		149,76	158,00
TARTR22	○ PRIMOEXPRESS Solid (20" - 22" - 24" - 25")		118,48	125,00

permobil

Distributeur

Utilisateur

MAINS COURANTES				
TARIM22	□ Roues arrières SANS mains courantes		0	0,00
Mains courantes STANDARDS				
TARIM1	☆ MAINS COURANTES ALU ANODISÉES ARGENT		STD	STD
TARIM21	○ MAINS COURANTES ALU ANODISÉES NOIR (22" - 24" - 25" - 26") Non disponible avec les roues 20"		60,66	64,00
TARIM12	○ MAINS COURANTES TITANE FINITION SATIN (24" - 25" - 26") Non disponible avec les roues 20", 22" et les pneus 24" Knobby		470,14	496,00
Mains courantes OUT-FRONT®				
TARIM14	○ NATURAL-FIT® - STANDARD GRIP (22" - 24" - 25" - 26") Non disponible avec des pattes courtes ou des roues arrière Spinergy Carbon Blade		304,27	321,00
TARIM15	○ NATURAL-FIT® - SUPER GRIP (22" - 24" - 25" - 26") Non disponible avec des pattes courtes ou des roues arrière Spinergy Carbon Blade		387,68	409,00
TARIM16	○ NATURAL-FIT® - SANS GRIP (22" - 24" - 25" - 26")		327,96	346,00
TARIM17	○ NATURAL-FIT® LT - GRIP STANDARD (22" - 24" - 25" - 26") Non disponible avec des pattes courtes ou des roues arrière Spinergy Carbon Blade		352,61	372,00
TARIM18	○ NATURAL-FIT® LT - SUPER GRIP (22" - 24" - 25" - 26") Non disponible avec des pattes courtes ou des roues arrière Spinergy Carbon Blade		304,27	321,00
TARIM19	○ NATURAL-FIT® LT - SANS GRIP (22" - 24" - 25" - 26")		250,24	264,00
Z2RIM10	○ SURGE ALL-IN-ONE OVALE AVEC GRIPTION™ (Profile large) (22" - 24" - 25" - 26")		327,96	346,00
Z2RIM11	○ SURGE LT ALL-IN-ONE OVALE AVEC GRIPTION™ (Profile petit) (22" - 24" - 25" - 26")		338,39	357,00
Z2RIM20	○ Q-GRIP - TETRA HAUTE FRICTION, ANTI DERRAPANTE (22" - 24" - 25" - 26")		387,68	409,00
TARIM5	○ MAINS COURANTES REVÊTEMENT ANTI-DÉRAPANT PLASTIQUE NOIR		151,66	160,00

LONGUEUR DES PATTES DE MAINS COURANTES				
TARIM7	☆ PATTES LONGUES		STD	STD
TARIM8	○ PATTES COURTES Non disponible avec les mains courantes Natural-Fit®		23,7	25,00

Email:customer_support_fr@permobil.com - web: https://www.permobil.com/fr-fr

FREINS			
☐ SANS FREINS		0	0,00
Freins OUT FRONT®			
TAWLK7	☐ FREINS A POUSSER OUT-FRONT Disponible uniquement avec un écartement J des roues arrière de 0,75" (1,9cm) à 1,5" (3,8cm)		0 0,00
TAWLK8	☐ FREINS A TIRER OUT-FRONT Disponible uniquement avec un écartement J des roues arrière de 0,75" (1,9cm) à 1,5" (3,8cm)		
TAWLK10	☐ EXTENSION DE POIGNÉES DE FREINS		65,4 69,00
Freins supplémentaires			
TAWLK11	☐ FREINS EN COMPOSITE CISEAUX		70,14 74,00
TAWLK3	☐ FREINS UNI-LOCK ☐ à pousser ☐ à tirer		161,14 170,00
TAWLK4	☐ EXTENSION DE POIGNÉES POUR FREINS UNI-LOCK		65,4 69,00
TAWLK15	☐ FREINS A POUSSER CRANTÉ Non disponible avec des bandage		224,64 237,00

permobil	Distributeur	Utilisateur
-----------------	--------------	-------------

PROTEGE VETEMENTS			
Standard (STD) mesures : 33,5 cm de long et 19,1 cm de haut. Petit (SMALL) mesures : 28,4 cm de long et 16,5 cm de haut.			
PROTEGE VETEMENTS ALUMINIUM NOIR			
TASDG2-N	☐ PROTEGE VETEMENTS AMOVIBLE ALU - STD		0 0,00
TASDG2-S	☐ PROTEGE VETEMENTS AMOVIBLE ALU - SMALL		0 0,00
TASDG3-N	☐ PROTEGE VETEMENTS TETRA AMOVIBLE ALU - STD		101,42 107,00
TASDG3-S	☐ PROTEGE VETEMENTS TETRA AMOVIBLE ALU - SMALL		101,42 107,00
TASDG4-N	☐ PROTEGE VETEMENTS RIGIDE REPLIABLE SUR L'ASSISE - STD		232,23 245,00
TASDG4-S	☐ PROTEGE VETEMENTS RIGIDE REPLIABLE SUR L'ASSISE - SMALL Non disponible avec assise ergonomique		232,23 245,00
TASDG6	☐ GARDE-BOUES RIGIDE REGLABLE EN HAUTEUR ET PROFONDEUR Uniquement avec roue arrière en 24 et 25" Uniquement avec hauteur arrière (D) entre 36,8 et 47 cm		259,72 274,00
PROTEGE VETEMENTS EN CARBONE			
TASDG7-N	☐ PROTEGE VETEMENTS AMOVIBLE CARBONE - STD		209,48 221,00
TASDG7-S	☐ PROTEGE VETEMENTS AMOVIBLE CARBONE - SMALL		209,48 221,00
TASDG8-N	☐ PROTEGE VETEMENTS TETRA AMOVIBLE CARBONE - STD		332,7 351,00
TASDG8-S	☐ PROTEGE VETEMENTS TETRA AMOVIBLE CARBONE - SMALL		332,7 351,00
TASDG9-N	☐ PROTEGE VETEMENTS RIGIDE REPLIABLE SUR L'ASSISE CARBONE - STD		400 422,00
TASDG9-S	☐ PROTEGE VETEMENTS RIGIDE REPLIABLE SUR L'ASSISE CARBONE - SMALL Non disponible avec assise ergonomique		400 422,00
TASDG12	☐ GARDE BOUE AMOVIBLE EN CARBONE		470,14 496,00

- web: <https://www.permobil.com/fr-fr>

ACCOUDOIRS

ACCOUDOIRS TUBULAIRES

SWING AWAY

Non disponible avec châssis Heavy Duty et/ou Poignées de poussée réglable en hauteur

TAARM1-9 ☐ Hauteur réglable de 16,5 à 24,1cm

TAARM1-11 ☐ Hauteur réglable de 24,1 à 31,8cm

SWING AWAY - FLIP BACK / RELEVABLE

Non disponible avec châssis Heavy Duty

TAARM4-9 ☐ Hauteur réglable de 21,6 à 29,2 cm

TAARM5 ☐ REVETEMENTS D'ACCOUDOIRS EN ALCANTARA NOIR

Disponibile uniquement avec accoudoirs tubulaires

ACCOUDOIRS AMOVIBLES AVEC PROTEGE VETEMENTS, HAUTEUR REGLABLE ET POIGNEE DE TRANSFERT

AMOVIBLE, RÉGLABLE EN HAUTEUR

TAARM2-9-S ☐ Manchette courte de 25,4 cm et réglage en hauteur de 22,9 à 30,5 cm

TAARM2-9-L ☐ Manchette longue de 35,6 cm et réglage en hauteur de 22,9 à 30,5 cm

TAARM2-12-S ☐ Manchette courte de 25,4 cm et réglage en hauteur de 30,5 à 38,1 cm

TAARM2-12-L ☐ Manchette longue de 35,6 cm et réglage en hauteur de 30,5 à 38,1 cm

AMOVIBLE, RÉGLABLE EN HAUTEUR AVEC BOUCLE DE TRANSFERT

TAARM3-9-S ☐ Manchette courte de 25,4 cm et réglage en hauteur de 22,9 à 30,5 cm

TAARM3-9-L ☐ Manchette longue de 35,6 cm et réglage en hauteur de 22,9 à 30,5 cm

TAARM3-12-S ☐ Manchette courte de 25,4 cm et réglage en hauteur de 30,5 à 38,1 cm

TAARM3-12-L ☐ Manchette longue de 35,6 cm et réglage en hauteur de 22,9 à 30,5 cm



232,23 245,00
232,23 245,00

291,94 308,00

89,1 94,00



315,64 333,00
315,64 333,00
315,64 333,00
316,59 334,00



315,64 333,00
315,64 333,00
315,64 333,00
315,64 333,00

Email:customer_support_fr@permobil.com

CEINTURE

TABLT1 ☐ CEINTURE REGLABLE PAR VELCRO EN NYLON NOIR

53,08 56,00

TABLT2 ☐ CEINTURE BODYPOINT® BOUCLE AUTO 5,1cm

101,42 107,00

TABLT4 ☐ CEINTURE AVEC REMBOURRAGE BODYPOINT® BOUCLE AUTO 2,5cm

Non disponible en largeur d'assise A de 48,3 à 50,8cm

202,84 214,00

TABLT5 ☐ CEINTURE AVEC REMBOURRAGE BODYPOINT® BOUCLE AUTO 3,8cm

Non disponible en largeur d'assise A de 48,3 à 50,8cm

202,84 214,00

TABLT16 ☐ CEINTURE PELVIENNE AVEC REMBOURRAGE BODYPOINT® EVOFLEX BOUCLE AUTO 2,5cm

224,64 237,00

TABLT10 ☐ KIT DE FIXATION BODYPOINT® POUR CEINTURE

22,75 24,00

permobil

Distributeur

Utilisateur

SANGLE DE MOLLET

SANGLE DE MOLLET AJUSTABLE PAR VELCRO

TACLF2-S ☐ Taille S (Pour largeur de repose pieds de 22,9 à 30,5 cm.)

TACLF2-M ☐ Taille M (Pour largeur de repose pieds de 27,9 à 38,1cm.)

TACLF2-L ☐ Taille L (Pour largeur de repose pieds de 35,6 à 43,2cm.)

TACLF2-XL ☐ Taille XL (Pour largeur de repose pieds de 40,6 à 48,3cm.)

36,02 38,00

36,02 38,00

36,02 38,00

36,02 38,00

SANGLE DE MOLLET BODYPOINT, NID D'ABEILLE, AJUSTABLE PAR VELCRO

TACLF3-M ☐ Taille M (Pour largeur de repose pieds de 30,5 à 38,1cm.)

TACLF3-L ☐ Taille L (Pour largeur de repose pieds de 40,6 à 50,8cm.)

106,16 112,00

106,16 112,00

TACLF1 ☐ SANGLE EN NYLON NOIR, AJUSTABLE PAR BOUCLE

29,38 31,00

ACCESSOIRES			
TABCK3	○ SAC POUR DOSSIER EN NYLON NOIR	101,42	107,00
TAPCH3	○ POCHETTE SOUS L'ASSISE EN NYLON NOIR	65,4	69,00
TAPCH5	○ SACCOCHE <i>BODYPOINT MOBILITY BAG</i> ®	124,17	131,00
TAGRD1	○ FLASQUES TRANSPARENTES AVEC LOGO TILITE	137,44	145,00
TATIP1	○ ANTI-BASCULE ALU NOIR NON RELEVABLE (PAIRE)	161,14	170,00
TATIP2	○ ANTI-BASCULE RELEVABLE <i>USER FRIENDLY</i> (PAIRE)	237,91	251,00
TAUEST1-12	○ TABLETTE AMOVIBLE 30,5 x 35,6 (cm) 12-14" - nécessite des accoudoirs	315,64	333,00
TAUEST1-13	○ TABLETTE AMOVIBLE 33 x 38,1 (cm) 13-15" - nécessite des accoudoirs	312,8	330,00
TALUG1	○ PORTE-BAGAGE AVANT	149,76	158,00
TAMPCT2-BL	○ PROTECTION DE POTENCES EN NEOPRENE NOIR	106,16	112,00
TACH1	○ PORTE CANNE	178,2	188,00

NOTE			

Fauteuil roulant : TiLite TRA - Rev. 2024.9 AGA-BLA	☆ standard □ Option Gratuite ○ Option Payante
---	--

Email:customer_support_fr@permobil.com - web: https://www.permobil.com/fr-fr