



Bestillingsskjema Panthera U3, post 2

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	



Panthera U3

Panthera S3-U3 serien er standardstolen for alle som trenger en lettkjørt rullestol med lav vekt. Panthera U3 har innsvingt front. Setevinkelen er 7 grader.

Tips: Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor ryggørene på rullestolen.

Panthera U3 rullestol består av;
24" Standard drivhjul, right run dekk, aluminumdrivringer,
S3 Brems, 90 mm svinghjul, S3 klesbeskyttere, tippesikring,
nedfellbare kjørehåndtak.

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt sb 33-42: 100 kg
Maks brukervekt sb 45 : 150 kg

Farge: ◆ Sort

Andre farger
Ved valg av andre farger tilkommer lenger lev.tid på 3 uker og ekstra kostnad på kr 1500,- [Se farger her.](#)

Farge: _____ Rens

Setebredde (SB):



- ◆ 33 cm
Art.nr: 551 33 00 / HMS art.nr: 239440
- ◆ 36 cm
Art.nr: 551 36 00 / HMS art.nr: 230364
- ◆ 39 cm
Art.nr: 551 39 00 / HMS art.nr: 231378
- ◆ 42 cm
Art.nr: 551 42 00 / HMS art.nr: 232573
- ◆ 45 cm
Art.nr: 551 45 00 / HMS art.nr: 231363

Setedybde (SD):

Justerbar setedybde 35-46 cm

Setedybde: _____ cm



Sittehøyde: Rens

Sittehøyde foran: 47 cm
Sittehøyde bak: 43 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul,
svinghjul, gafler og forhøyningssat-
ser for bakaksel

Rygg

Standard rygg:



- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 20 cm
Art.nr: 523 SB 20 | 35 cm
Art.nr: 523 SB 35 |
| 25 cm
Art.nr: 523 SB 25 | 40 cm
Art.nr: 523 SB 40 |
| ◆ 30 cm
Art.nr: 523 SB 30 | 45 cm
Art.nr: 523 SB 45 |

Innsvingt rygg:
Innsvingt 1,5 cm på hver
side av øvre del på rygg.

- 30 cm
Art.nr: 525 SB 30
- 35 cm
Art.nr: 525 SB 35
- 40 cm
Art.nr: 525 SB 40

Bakoverflyttet rygg:
Øker setedybde 2,5 cm

- 25 cm
Art.nr: 524 SB 25
- 30 cm
Art.nr: 524 SB 30
- 35 cm
Art.nr: 524 SB 35
- 40 cm
Art.nr: 524 SB 40

V-Trak og andre
spesialrygger: Rens

[Panthera rygg](#)
[V-Trak ryggssystem](#)

Uten ryggtrekk, kun ramme

Legglengde &
Putehøyde

Legglengde: _____ cm

Putehøyde: _____ cm

Fotstøtte



◆ Fotbøyle titan

- SB 33 Art.nr: 369 15 33 / Hj.m.nr: 316479
- SB 36 Art.nr: 369 15 36 / Hj.m.nr: 316480
- SB 39 Art.nr: 369 15 39 / Hj.m.nr: 316481
- SB 42 Art.nr: 369 15 42 / Hj.m.nr: 316482
- SB 45 Art.nr: 369 15 45 / Hj.m.nr: 316483



Fotbøyle, forsterket

- til FreeWheel
- SB 33 Art.nr: 360 06 33 / Hj.m.nr: 137187
 - SB 36 Art.nr: 360 06 36 / Hj.m.nr: 137189
 - SB 39 Art.nr: 360 06 39B / Hj.m.nr: 196732
 - SB 42 Art.nr: 360 06 42B / Hj.m.nr: 196733
 - SB 45 Art.nr: 360 06 45B / Hj.m.nr: 196734

Rens

Fotplate karbon Fastmontert i ramme

SB 33 Art.nr: 650 50 33 / Hj.m.nr: 316516
SB 36 Art.nr: 650 50 36 / Hj.m.nr: 316517
SB 39 Art.nr: 650 50 39 / Hj.m.nr: 316518
SB 42 Art.nr: 650 50 42 / Hj.m.nr: 316519
SB 45 Art.nr: 650 50 45 / Hj.m.nr: 316520



Fotplate karbon vinkeljusterbar Fastmontert i ramme

SB 33 Art.nr: 651 50 33 / Hj.m.nr:
SB 36 Art.nr: 651 50 36 / Hj.m.nr:
SB 39 Art.nr: 651 50 39 / Hj.m.nr:
SB 42 Art.nr: 651 50 42 / Hj.m.nr:
SB 45 Art.nr: 651 50 45 / Hj.m.nr:



Tilbehør til fotstøtte

Plastplate til fotbøyle

Art.nr: 360 10 SB



Fotplate karbon

Fastmontert i fotbøyle
Art.nr: 400 40 42
Hj.m.nr: 230043

Fotplate karbon Freewheel

Fastmontert i fotbøyle
Art.nr: 400 40 41
Hj.m.nr: 291155

Friksjonsbelegg 3M

Slitesterk, ruglete til sko
Art.nr: 100 228 / HMS art.nr:211754



Drivhjul:

Hjul



22" Standard

Rens

◆ 24" Standard



24" Spinergy X

25" Spinergy X

26" Spinergy X

Spinergy X hjul gir rullestolen 1 kg lavere egenvekt



24" MTB Offroad

m/16 mm titandrivring

25" MTB Offroad

m/19 mm titandrivring

26" MTB Offroad

m/19 mm titandrivring

[Finn art.nr på drivhjulsvelgeren her](#)

Andre drivhjul art.nr: _____

Dekk



Rens

◆ Right Run dekk

Allround dekk, lett kjørt, god punkteringsbeskyttelse

Schwalbe One dekk kun til 24" og 25"

Lav vekt og svært lett kjørt

Marathon Plus dekk

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Kompakte dekk

Krever bremseskiver

Drivring



◆ Aluminium drivring, kun 24" Rens

Glatt overflate, lav vekt

Titan drivring 16 mm

Glatt overflate

Paragrip drivring

Litt friksjon

Tetragrip drivring

Mye friksjon

Aluminium X drivring, 24" - 26"

Glatt overflate, lav vekt

Titan drivring 19 mm

Glatt overflate, bøyde ører

Gekko drivring

Litt friksjon, silikonstripe

Gekko S drivring

Litt friksjon, silikonstripe, small

Enhåndsdrift:

Ved bruk av enhåndsdrift inngår bakaksel enhåndsdrift og konisk drivaksel

22" Enhåndsdrift m/alu drivring

24" Enhåndsdrift m/alu drivring

26" Enhåndsdrift m/alu drivring

22" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

24" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

26" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

Høyre

Venstre

Dekk

Right Run dekk

Kompakte dekk, grå

Marathon Plus dekk

Enhåndsdrift gir ca 2 kg ekstra vekt og 3 cm ekstra på totalbredde. Ved valg av armlene, må armlene 26" benyttes.

Ledsagerbrems:



Ledsagerbrems

Inkl bakaksel, kjørebøyle, drivhjul u/drivring
Ved kompasjon med armlene kreves det armlene for 26" armlene.

22" drivhjul

24" drivhjul

Annet: _____

Rens

Dekk

Rens

Right Run dekk

Allround dekk, lett kjørt, god punkteringsbeskyttelse

Kompakte dekk, grå

Kan ikke punktere, vedlikeholdsfrie

Marathon Plus dekk

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Drivring

Rens

Titan drivring

Glatt overflate

Paragrip drivring

Litt friksjon

Tetragrip drivring

Mye friksjon

Svinghjul m/ gafler:



◆ 90 mm S3

24" - Art.nr: 210 00 30 / Hj.m.nr: 235534
25" - Art.nr: 210 00 60 / Hj.m.nr: 269886
26" - Art.nr: 210 00 90 / Hj.m.nr: 236422



120 mm S3

24" - Art.nr: 210 00 20 / Hj.m.nr: 231365
25" - Art.nr: 210 00 40 / Hj.m.nr: 244877
26" - Art.nr: 210 00 70 / Hj.m.nr: 230384

Rens

Bakaksel:



◆ Karbon standard 2,2°

Art.nr: 330 23 SB

Karbon 2,2° + 15mm

Art.nr: 330 23 SB+1

Denne bakakselen benyttes ved bruk av armlene.

Annen bakaksel:

Rens

Brems:◆ **S3 Brems**

Art.nr: 463 00 00 / HMS art.nr: 239395

S3 Brems forlenget håndtak

Art.nr: 463 00 20 / HMS art.nr: 269893

S3 Brems framflyttet

Art.nr: 463 00 10 / HMS art.nr: 256440

S3 Brems bakoverflyttet

Art.nr: 463 01 20 / HMS art.nr: 255351

S3 bremseskive kompakte dekk

Art.nr: 463 01 50 / HMS art.nr: 278018

Enhåndsbrems høyre Fins ikke til sb 50**SB 36/39** - Art.nr: 367 36 39 / HMS art.nr: 027194**SB 42/45** - Art.nr: 367 42 45 / HMS art.nr: 027195

Rens

Enhåndsbrems venstre Fins ikke til sb 50**SB 36/39** - Art.nr: 368 36 39 / HMS art.nr: 027197**SB 42/45** - Art.nr: 368 42 45 / HMS art.nr: 027198**Tippesikring:**◆ **Tippesikring**Art.nr: 435 30 00
HMS art.nr: 230272**Tippesikring +30 mm**Art.nr: 435 30 30
HMS art.nr: 234336**Tippesikring + 60 mm**Art.nr: 435 30 60
HMS art.nr: 278259

Rens

Ved forhøyning av sittehøyde bør det brukes forlengede tippesikringer, se oversikt [her](#)**Klesbeskytter:**◆ **S3 Myk skjerm****24"** - Art.nr: 440 24 30 / HMS art.nr: 278227**25"** - Art.nr: 440 25 30 / HMS art.nr: 252398**26"** - Art.nr: 440 26 30 / HMS art.nr: 278232**Karbon uten skjerm****24"** - Art.nr: 442 10 30 / Hj.m.nr: 278215**25"** - Art.nr: 442 15 30 / Hj.m.nr: 269888**26"** - Art.nr: 442 16 30 / Hj.m.nr: 278220**Karbon liten skjerm****24"** - Art.nr: 442 20 30 / HMS art.nr: 255643**25"** - Art.nr: 442 25 30 / HMS art.nr: 278211**26"** - Art.nr: 442 26 30 / HMS art.nr: 278214**Karbon stor skjerm****24"** - Art.nr: 442 30 30 / HMS art.nr: 278221**25"** - Art.nr: 442 35 30 / HMS art.nr: 278224**26"** - Art.nr: 442 36 30 / HMS art.nr: 252412

Rens

Armlene:**Armlene 24/25" justerbar høyde og dybde**

Art.nr: 440 12 00 / HMS art.nr: 231702

Armlene 26" justerbar høyde og dybde

Art.nr: 440 13 00 / HMS art.nr: 253614

Nedfellbare kjørehåndtak:◆ **Faste nedfellbare**Art.nr: 424 50 00
HMS nr: 234366**Kjørehåndtak:****Hev/senk & innsvingbare**

Art.nr: 425 20 60 / HMS art.nr: 230385

Hev/senk & innsvingbare +10 cm

Art.nr: 425 20 63 / HMS art.nr: 244868

Kjørebøyle:**Kjørebøyle hev/senk**

Art.nr: 424 00 SB

Rens

Pute:**Standard sittepute**

SD 35 cm

SD 40 cm

SD 45 cm

2,5 cm

Art.nr: 572 SB 35

2,5 cm

Art.nr: 572 SB 40

5 cm

Art.nr: 575 SB 45

5 cm

Art.nr: 575 SB 35

5 cm

Art.nr: 575 SB 40

Sitteputer**Les mer her:****Inserto****RoHo****Varilite****Comfort**

Rens

Tilbehør:**Freewheel**Krever forsterket fotbøyle
Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø, skogsstier, gressplen eller fortauskanten
Velg FreeWheel etter høyde/cm underlag til overside fotplate
6 - 11,5 cm - Art.nr: 260 01 02 / Hj.m.nr: 278254**11,5 - 16,5 cm** - Art.nr: 260 01 05 / Hj.m.nr: 256554**14 - 19 cm** - Art.nr: 260 01 06 / Hj.m.nr: 297054**16,5 - 21,5 cm** - Art.nr: 260 01 07 / Hj.m.nr: 292179**19 - 24 cm** - Art.nr: 260 01 08 / Hj.m.nr: 288349**Transporttrekk**

til FreeWheel

Trekk til å frakte FreeWheel.

Art.nr: 100 229 / HMS art.nr: 207060

Les mer [her](#)**Seteveske**Festes i setetrekk. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
Art.nr: 990 02 12 / HMS art.nr: 235588**Les mer [her](#)****Seteveske**Festes i sittepute. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
Art.nr: 990 02 13 / HMS art.nr: 252501**Les mer [her](#)****Kompressorpumpe**Oppladbar pumpe til luft i hjul ol.
Art.nr: 490 00 13 / HMS art.nr: 313904**Les mer [her](#)****Ryggkile stk:**

Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestilling av en stk.

Art.nr: 471 00 12 / HMS art.nr: 25249

Les mer [her](#)**Rammebeskytter stk:**Beskytter ramme mot riper og slag.
2 stk festes på rammen i front, 1 stk bak på ryggør.

Art.nr: 990 02 51 / HMS art.nr: 178532

Les mer [her](#)**Kilepute**Gir stolen en mer horisontal setevinkel.
3 cm tykk i bakkant.

Art.nr: 577 10 SB

Les mer [her](#)**Brystbelte str:**

Elastisk neoprenbånd m/ borrelås som gir bedre støtte til overkropp.

Se utvalg [her](#)**S3 Bord**Høydereguleres og dybdereguleres.
Festes i bakkant armlene.

Art.nr: 681 00 20 / HMS art.nr: 297549

Les mer [her](#)



Polstring type:

For å redusere trykk og øke komforten mot harde flater.

Se utvalg [her](#)



Ryggsekk hygiene

Spesial veske for hygieneartikler, bleier, kateter, uridom, stomiutstyr etc.

Art.nr: 990 02 61 / HMS art.nr: 278242

Les mer [her](#)



Krykkeholder S3 stk:

Hekter krykken enkelt av og på rullestolen.
1 stk per krykke.

Art.nr: 990 03 01 / HMS art.nr: 243455

Les mer [her](#)

Annet tilbehør:



ReTyre par:

Grov mønstret dekk som plasseres enkelt utenpå eksisterende dekk, og som gir økt grep på snø, glatt eller ujevne underlag.

24" - Art.nr: 110 03 00 / HMS art.nr: 288487

25" - Art.nr: 110 03 05 / HMS art.nr: 301263

26" - Art.nr: 110 03 06 / HMS art.nr: 317049



Eikebeskytter transparent par:

Med logo

22" - Art.nr: 450 01 00 / HMS art.nr: 016511

24" - Art.nr: 450 00 00 / HMS art.nr: 012747

Uten logo

22" - Art.nr: 450 01 11 / HMS art.nr: 317238

24" - Art.nr: 450 00 11 / HMS art.nr: 019539



Rullestol veske type:

Avtagbare vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)



Innfesting rullestol veske:

Innfesting til vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)

Høyre

Venstre

Innstillinger - fylles ut etter utprøving hvis ønskelig.

Bakakselinnstilling (balansering av rullestolen)



Standard posisjon = S3 Karbon bakaksel = 60 mm
(6 ° Kamber bakaksel = 31 mm)
(Karbon bakaksel = 40 mm)

Rens

Annen posisjon Oppgi mål (A) for ønsket posisjon

A = ____ mm

Innstilling av fotstøtte:

Oppgi mål (A) og (B) for ønsket høyde på fotstøtte.

A = ____ mm

B = ____ mm



Standardhøyder

Mål - A = fra gulv til overside fotbøyle / fotplate.
Gjelder m/ 24" drivhjul.

Andre høyder krever tilpassing.

	Standard / liten fotbøyle	Forlenget forsterket fotbøyle	Fotplate
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm	A = 65 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm	A = 85 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm	A = 105 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm	A = 125 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 115 mm	A = 145 mm

Innstilling av rygg

Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggørret.

Kan justeres fra 11 mm - 26 mm.

Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme.

Standard er 87° = 20 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = ____ mm

Grad °	mm
103 °	11 mm
100 °	12 mm
95 °	14 mm
90 °	17 mm
87 °	20 mm
84 °	23 mm
81 °	26 mm

Innstilling av ryggtrekk:

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.



Transport merking:

JA, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil



Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Kommentar/Annet:
