

Permobil

M1



permobil

Pura libertà

La M1 è una carrozzina elettrica affidabile e durevole con un'altezza seduta bassa, tre opzioni di funzioni elettriche e braccioli alzabili e bloccabili. Alimentata dal sistema a batteria Permobil, consente di guidare in tutta sicurezza e comodità ovunque ci si trovi.

Opzioni di qualità per lo schienale

Scegliete tra una varietà di opzioni di posizionamento che si adattano a uno schienale tubolare, da un semplice schienale curvo al più avanzato Comfort Acta-Back®, Acta-Relief™ e ROHO® AGILITY® Max Contour.

Maggiore guidabilità

La nuova batteria Permobil e il nuovo caricabatterie Permobil VoltPro lavorano insieme per fornire una distanza di guida superiore fino al 25%, tempi di ricarica ottimizzati e una maggiore autonomia della batteria.

Reclinazione elettrica

La reclinazione elettrica modifica l'angolo dello schienale premendo un pulsante. Ciò ridistribuisce la pressione per un maggiore comfort e tolleranza di seduta, favorendo al contempo una posizione rilassante.

Basculamento elettrico

L'opzione di basculamento elettrico consente di inclinare il sedile fino a 50° per favorire la posizione di riposo o la distribuzione della pressione. Il basculamento può essere utilizzato anche per migliorare il comfort, la stabilità del tronco e il controllo della testa.

Opzione poggiamambe a sollevamento elettrico

Questa funzione offre la possibilità di cambiare posizione facilmente per un maggiore comfort. Può anche contribuire a una migliore circolazione degli arti inferiori.

Guida comoda e affidabile

Le sospensioni *Smooth* contribuiscono a ridurre le vibrazioni e il baricentro basso con trazione centrale garantisce la possibilità di guidare più a lungo in tutta comodità. La seduta adattabile si conforma alle variazioni posturali o funzionali nel tempo.

Compatta e trasportabile

Le dimensioni compatte, le pedane girevoli/estraibili e, come opzione, uno schienale abbattibile, permettono di risparmiare spazio quando si ripone o si trasporta la M1.



Altezza seduta bassa, 410 mm, anche in combinazione con il basculamento.



Reclinazione elettrica dello schienale, 85-135°, ridistribuisce la pressione per un maggiore comfort e tolleranza di seduta.

Specifiche tecniche M1

Velocità massima	8 km/h (opzione 6 km/h)
Autonomia (G34: batterie 65Ah)	40 km*
Peso massimo dell'utente	136 kg
Superamento ostacoli (verso l'alto)	50 (75 mm)
Diametro min. di sterzata	1120 mm
Larghezza pivot	1100 mm
Sospensione	Smooth
Elettronica	VR2 90A (opzione RNET 90A)
Larghezza incl. sedile	610-790 mm
Altezza	970-1170 mm
Lunghezza/altezza di stivaggio	670 mm/820 mm
Peso incl. batterie 65 Ah	144 kg
Altezza da sedile a pavimento (senza cuscino)	410 mm
Opzioni di altezza da sedile a pavimento (senza cuscino)	410 mm; 435 mm; 460 mm
Larghezza sedile e schienale**	360-560 mm (incrementi di 50 mm)
Profondità sedile	360-560 mm (incrementi di 25 mm)
Altezza schienale (escluso cuscino di seduta), larghezza sedile 360 mm	455-640 mm (incrementi di 25 mm)
Altezza dello schienale (escluso cuscino di seduta), larghezza del sedile >360 mm	555-740 mm (incrementi di 25 mm)
Altezza dei braccioli	180-360 mm
Distanza tra i braccioli	380-480/480-580 mm
Regolazione dell'angolazione dello schienale (manuale)	85°-110°
Regolazione del piano del sedile - Inclinazione anteriore/posteriore	Da 90° a +140°
Crash test ISO 7176-19 - fissaggio a 4 punti	Si - peso massimo utente 136 kg
Test secondo EN12182/EN12184	Si

Personalizza la tua guida

SUNBURST ORANGE

RADIANT RED

POWER PINK

GALACTIC GREEN

OCEAN BLUE

MIDNIGHT BLACK



Reclinazione elettrica dello schienale
85-135°



Basculamento 0 - 50°



Poggiagambe elettrico
80°-140° (>480 mm profondità seduta)
90°-150° (≤480 mm profondità seduta)
Poggiagambe manuale
80°-135°



Poggiagambe girevole
100°-115°
regolabile e estraibile manualmente



Acta Back opzionale
Acta Relief
ROHO Agility Max
Scocca schienale curva

Altezza seduta bassa 410 mm da terra

Larghezza base
610 mm

Lunghezza max. incl. sedile
990 mm

*Condizioni di guida e scelta del tipo di batteria.

**Schienale tubolare.

Le misure sono approssimative e soggette a modifiche senza preavviso.

**Permobil M1
è progettata con
particolare attenzione
alla facilità d'uso
e alla durata.**

Permobil

M1

L'affidabilità è di serie grazie alla comprovata tecnologia del gruppo di trazione utilizzata anche nei modelli Permobil M3 e Permobil F3. L'esclusiva geometria delle sospensioni e il design lineare della molla offrono un telaio più stabile, mentre la sospensione antivibrante garantisce una guida fluida su diversi tipi di superfici.

