

Permobil

Progeo Joker

Capacidad de ajuste y rendimiento



Aluminio



Rígida



Ajustable

permobil

Ajustabilidad bajo demanda

Progeo Joker combina las ventajas de un chasis rígido con la adaptabilidad del asiento y el rendimiento de la transmisión. Esto proporciona al usuario una conducción equilibrada y ágil. Su capacidad de ajuste la convierte en la opción preferida para cualquier usuario con necesidades cambiantes.



Progeo Joker

Anchura del asiento	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
Profundidad del asiento	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 - 50 cm
Altura del asiento	Delantera de 40 a 59 cm (ajustable) Trasera de 38 a 46 cm (ajustable)
Distancia del reposapiés	De 35 a 54 cm (ajustable)
Altura del respaldo	De 24,5 a 47 cm (ajustable)
Ángulo de reposapiés	Aluminio 85° - 90° - 100° Carbono 85° - 90° - 95°
Longitud total	88 cm aprox. (configuración estándar)
Anchura total	Anchura del asiento + 17 cm (con ángulo de caída de 0°)
Ángulo del respaldo	De 74° a 94° hacia el asiento (ajustable)
Ángulo de caída (Camber)	0° - 2° - 4°
Peso sin ruedas traseras	Desde 5,4 kg aprox.
Peso de la silla de ruedas	Desde 8,0 kg aprox.
Carga máxima	125 kg

BLACK

BRIGHT
LIME

BRIGHT
FUCHSIA

BRIGHT
BLUE

BRIGHT
RED

Personaliza tu silla*

Permobil se reserva el derecho a modificar las especificaciones y el diseño sin previo aviso. *Más opciones de color disponibles

Los colores reales del producto pueden variar.

permobil

permobil.com



PROGEOJOKERDATASHEETSP220204