perm_obil



CHOISISSEZ VOTRE STYLE

SERIE T SERIE Z















CARACTERISTIQUES CHÂSSIS	1" Aluminum Double tube Multi-réglage TiFit	TRA 1" Titane Double tube Multi-réglage TiFit	1" Titane Double tube Réglage limité TiFit	1.25" Aluminum Mono-Tube Multi-réglage TiFit	1.25" Titane Mono-Tube Adjustable TiFit	1.25" Titane Mono-Tube Ultimate TiFit	TWIST Aluminum Mono-Tube Extensible
LARGEUR D'ASSISE	12" - 20"	12" - 20"	12" - 20"	10" – 20"	10" - 20"	10" - 20"	8" - 15"
PROFONDEUR D'ASSISE	12" - 20"	12" - 20"	12" - 20"	10" - 20"	10" - 20"	10" - 20"	8" – 16"
HAUTEUR D'ASSISE AVANT	15" – 21"	15" – 21"	15" – 21"	16" – 21"	16" – 21"	16" – 21"	13" - 20"
HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE	13" - 21"	13" – 21"	12.5" – 21"	12.5" - 20"	12.5" – 20"	12.5" – 20"	12" - 19.5"
ANGLE DE POTENCE	70°, 75°, 80°, 85° or 90°	70°, 75°, 80°, 85° or 90°	60°, 65°, 70°, 75°, 80°, 85° or 90°	70°, 75°, 80°, 85° or 90°	70°, 75°, 80°, 85° or 90°	70°, 75°, 80°, 85° or 90°	70°, 80°, or 90°
CHOIX DE DOSSIER	Dossier réglable rabattable Hauteur réglable 9.5" – 22" Angle réglable 80° – 101°	Dossier réglable rabattable Hauteur réglable 9.5" – 22") Angle réglable 80° – 101°	Dossier réglable rabattable Hauteur réglable 9.5" – 22" Angle réglable 80° – 101° Dossier Fixe Hauteur Fixe 5" – 20" Angle Fixe 80° – 101°	Dossier réglable rabattable Hauteur réglable 9.5" – 22" Angle réglable 80° – 101°	Dossier réglable rabattable Hauteur réglable 9.5" – 22" Angle réglable 80° – 101°	Dossier réglable rabattable Hauteur réglable 9.5" – 22" Angle réglable 80° – 101° Dossier Fixe Hauteur Fixe 8" – 20" Angle Fixe 80° – 101°	Dossier réglable rabattable Hauteur réglable 8.5" – 21" Angle réglable 80° – 101°
RÉGLAGE DU CENTRE DE GRAVITÉ	5"	5"	5"	6"	6"	2.25"	6"
POIDS DE TRANSPORT*	12 lbs	11.1 lbs	9.3 lbs	12.4 lbs	10.7 lbs	9.3 lbs	12 lbs
POIDS MAX. DE L'UTILISATEUR	Standard — 265 lbs Charge élevée — 350 lbs	Standard — 265 lbs Charge élevée — 350 lbs	265 lbs	265 lbs	Standard — 265 lbs Charge élevée — 350 lbs	Standard — 265 lbs Charge élevée — 350 lbs	165 lbs

^{*}Le calcul du poids se base sur un $16" \times 16"$ ($12" \times 12"$ en version enfant/adolescent) pourvu de toutes les fonctions standard sauf roues arrière. A titre indicatif: une paire de roues standard pèse 7.2 lbs (7 lbs pour la version enfant/adolescent).

PEINTURE BRILLANTE PEINTURE NATUREL PEINTURE NACRÉE PEINTURE ANODISÉE PEINTURE ANODISÉE PEINTURE ANODISÉE PEINTURE ANODISÉE PEINTURE GLACÉE SUPER WET TILITE RED NEON PINK BURGUNDY OCEAN BIUE TANGERINE SALSA RED METALLIC METALLI

TIFIT. L'ERGONOMIE INDIVIDUALISÉE

TiFit[®], c'est l'art de construire le fauteuil roulant autour de vous. L'adéquation entre le fauteuil et son utilisateur est le principal garant de son confort et de son autonomie, et la meilleure prévention contre les lésions secondaires à long terme. Autant dire l'importance d'avoir un fauteuil qui vous va "comme un gant".

Voilà la philosophie TiFit[®]. La différence entre un fauteuil TiFit[®] et d'autres fauteuils est que chaque TiFit s'adapte parfaitement à son utilisateur : chaque fauteuil est en quelque sorte une prothèse roulante sur mesure soignement équipée.



CONFIGURATION SUR MESURE



Un fauteuil Tilite est personnalisable, ce qui signifie que vous pouvez ajouter diverses options selon vos souhaits : roues, mains courantes, freins, couleurs, tatouages... et plus encore! Ce large choix vous permet de créer une configuration personnalisée afin de satisfaire tous vos besoins. Tilite offre plus d'options que n'importe quel autre fabricant.

Les fauteuils Tilite peuvent être tatoués. Ce ne sont pas des autocollants mais de véritables tatouages permanents imprimés sur la finition de votre châssis en tiitane ou aluminium. Ces tatouages sont disponibles uniquement sur les fauteuils Tilite, choisissez celui qui reflète votre personnalité :



Des spécificités peuvent varier en fonction de la configuration du fauteuil. Selon le poids de l'utilisateur, des restrictions peuvent être nécessaires pour certaines configurations. Pour de plus amples informations non mentionnées dans ce document, veuillez vous référer au manuel d'utilisation qui peut être téléchargé à partir du site de Permobil, ou en contactant votre distributeur local.

© 2016 TiLite, LLC. TiLite, the TiLite logo, and TiFit are registered trademarks. All rights reserved.

