

Permobil

M5 Corpus[®]



permobil

Overwin alles

De M5 Corpus® biedt uitzonderlijk comfort en stabiliteit in combinatie met hoogwaardige motoren die een topsnelheid van 12 km mogelijk maken. Met de hoge zitting en een groot bereik maakt de M5 Corpus de wereld zeker toegankelijker.

Corpus® – volgt de contouren van het lichaam

Het Corpus®-zitsysteem heeft een ergonomisch ontwerp dat de contouren van het lichaam volgt. Een verbetering van het comfort, de bekkenpositionering, de laterale stabiliteit en opname in het kussen zijn stuk voor stuk belangrijke doelstellingen van de nieuwe Corpus-kussens.

Corpus-kussens zijn voorzien van zachter schuim met een dubbele dichtheid op de rugleuning, een nieuw ontworpen bekkenbodem en Stretch-Air™, een ademende, waterbestendige kussenstof die in de machine kan worden gewassen op 60 °C.

Active Reach

Kantelt de zitting tot 20° naar voren en verhoogt deze om het functionele bereik, de ondersteuning bij transfers en uw dagelijkse activiteiten te vergroten

Active Height

Biedt u de mogelijkheid om tot 5 km/uur te rijden met de zitlift op volledige hoogte en combineert dit naadloos met *Active Reach* om u het ultieme voordeel te geven bij het betreden van uw omgeving.

Elektrische rughoekverstelling

Soepele en veilige elektrische rughoekverstelling met naadloze schuifkracht-reductie voor elke gebruiker tot 150 kg.

Meer rijgemak

De nieuwe Permobil-accu en Permobil VoltPro-lader werken samen om u meer rijafstand, geoptimaliseerde laadtijden en een langere levensduur van de accu te bieden.

Veiliger rijden in het donker

Optionele LED-verlichting voor en achter voor een betere helderheid en zichtbaarheid.



Agile vering voor superieur rijcomfort, tractie en stabiliteit.



De elektrische rughoekverstelling met naadloze schuifkracht-reductie



Specificaties M5 Corpus®

Maximalsnelheid	12 km/uur
Actieradius (G24: 85 Ah accu's)	40 km*
Maximaal gebruikersgewicht	150 kg
Max. obstakelhoogte (met opgaande beweging)	50 mm (100 mm)
Min. draaicirkel	1120 mm
Draaien in gang	1130 mm
Vering	Agile
Elektronica R-net	120 A
Breedte incl. zitting en armleuning	650–790 mm
Hoogte	960–1170 mm
Minimale transportlengte	880 mm
Min. transporthoogte (ingeklapte rugleuning)	825 mm
Gewicht incl. accu's 85 Ah	194 kg
Gewicht van accu's 85 Ah	2x23 kg
Zithoogte (met elektrische stoellift)	450–800 mm
Zitdiepte	370–570 mm (per 25 mm)
Zitbreedte	420 – 570 mm (door 50 mm)
Rugleuningbreedte	360/410/460/510 mm
Hoogte rugleuning	470, 545-670 mm (door 25 mm)
Afstand tussen armleuningen	380–480/480–580 mm

Personaliseer uw rolwagen

SKY

VIOLET

AQUA

MIDNIGHT

SPRING

ARCTIC

CANARY

GOLD

SUNSET

BRONZE

CHILI

PLATINUM

FLAMINGO



Zitlift
Active Height 0-350 mm



Voorwaartse
kantelverstelling
Active Reach* 5-20°
Voor 20° is een
VS-beensteun nodig



Elektrisch en handmatig
verstelbare beensteun
90–180°



Elektrische rugverstelling 85–180°
Manuele rugverstelling 120°



Achterwaartse
kantelverstelling 0- 50°



Armsteun-
hoogte
185 - 320 mm

Zithoogte
450 mm

Breedte onderstel
630 mm

Max. lengte incl. zitting
1170 mm

*Rijomstandigheden en keuze van het accutype.

De afmetingen zijn bij benadering en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Geeft **vertrouwen**
en energie om altijd en
overall contact te maken.

Permobil

M5 Corpus®

Wat prestaties betreft, is de M5 Corpus® de nestor in de familie van elektrische rolstoelen met middenwielaandrijving. De indrukwekkende kracht en stabiliteit in combinatie met de toegankelijkheid dankzij *Active Reach* en *Active Height* zorgen voor een bevredigende, moeiteloze rit, waar u ook heen gaat.

permobil

permobil.com/nl-nl permobil.com/nl-be



M5CORPUSDATASHEETNL211123