

Date _____

Nom de l'utilisateur _____

Responsable _____

Numero EZ-TI _____

Tampon de la société



Les incompatibilités ne sont plus un problème avec notre configurateur en ligne!



☆	Standard
□	Option Gratuite
○	Option Payante

VHP, PROPULSION MANUELLE, POUR ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES, PERMOBIL Code LPP 9163070 - Montant LPPR 558,99 € TTC

Coût de transport : 35 €

MODELE

		HT €	TTC €
Z2FS1	☆ TILITE ZR (Titane, Ultimate TiFit Frame) Faible poids, forte résistance et réduction des vibrations Non réglable Poids limite 120kg Poids limite 68kg avec largeur d'assise A de 25,4 (10") à 30,5 (12") et profondeur B de 25,4(10") à 30,5 (12")	4540,28	4 790,00

OPTIONS DE CHASSIS

Z2HDR1	<input type="radio"/> CHÂSSIS HEAVY DUTY *Sans surcoût pour largeur d'assise en 50,8 cm (20") (Z2RSW2) Poids maximal utilisateur 136 kg, Disponible UNIQUEMENT avec : Repose-pieds réglable en inclinaison (Z2FTR3) Toile de dossier rembourrée (avec sangles) (Z2BUP3) ou Toile de dossier en tissu respirant (Z2BUP5) Dossier aluminium rabattable réglable en hauteur (Z2SB1) Barre de dossier rigidifiante, profondeur par rapport au dossier : 10,2 cm (4") (Z2SB19) Roues Arrière : <i>Tilite Shadow</i> , <i>Spinergy LX</i> , <i>Spinergy Design Lab LX</i> (LX = max 2° carrossage) Roue avant <i>LITESPEED ALUMINIUM</i> (3", 4", 5", 6") Fourche avant <i>Standard Tilite</i> (Z2FK1) NON disponible avec: Potence de repose pieds en V à l'avant Toile de dossier ajustable par velcro (Z2BUP2) Accoudoirs tube escamotable et relevable (Z2ARM1 & Z2ARM4)	0	0,00
Z2RFR1	<input type="radio"/> CHÂSSIS RENFORCÉ *Sans surcoût pour largeur d'assise en 50,8 cm (20") (Z2RSW2) Nécessaire avec les dispositifs d'assistance électrique ou systèmes de propulsion supplémentaires. (Ex : Handbike) Non disponible avec fourche MONOBRAS (Z2FK2)	0	0,00

OPTIONS DE TRANSPORT

Pour plus d'informations sur les possibilités de transport, Veuillez consulter les informations complémentaires sur les notices de transport du ZR			
Z2WTB	<input type="radio"/> Supports pour le transport en voiture Composé de quatre supports de fixation L'utilisateur ne peut pas rester assis dans le fauteuil roulant pendant le transport en voiture. Non disponible avec le dossier fixe en titane	378,2	399,00

FINITIONS DU CHASSIS

Z2FF1	☆ TITANE - finition satin		STD	STD
Z2SCBT1	○ Patch de restauration pour châssis Titane finition satin		20,85	22,00
Z2FF3	○ Tatouages sur châssis Sur les tubes du châssis avant. Uniquement sur finition satin. Les tatouages seront ajustés en fonction de votre châssis			
Z2FF44	○ TATOUAGE FLOWER GARDEN		381,04	402,00
Z2FF45	○ TATOUAGE NEED FOR SPEED		381,04	402,00
Z2FF43	○ TATOUAGE MOSAIC		381,04	402,00
Z2FF	Autre option de couleur		0	0,00
Z2FF8	<input type="checkbox"/> High Gloss Black (brillant)	Z2FF19	<input type="checkbox"/> Black Lava (mat)	
Z2FF10	<input type="checkbox"/> TiLte Red (brillant)	Z2FF27	<input type="checkbox"/> Titanium Grey (mat)	
Z2FF29	<input type="checkbox"/> Neon Pink (brillant)	Z2FF22	<input type="checkbox"/> Ruby Red (bonbons)	
Z2FF14	<input type="checkbox"/> Ocean Blue (métallique)	Z2FF23	<input type="checkbox"/> Azure Blue (bonbons)	
Z2FF15	<input type="checkbox"/> Tangerine (métallique)	Z2FF25	<input type="checkbox"/> Electric Plum (bonbons)	
Z2FF30	<input type="checkbox"/> Acid Green (métallique)	Z2FF40	<input type="checkbox"/> Hyper blue (texturé mat)	
Z2FF17	<input type="checkbox"/> Midnight Blue (perlée)	Z2FF41	<input type="checkbox"/> Flame Orange (texturé mat)	
Z2FF18	<input type="checkbox"/> White (perlée)	Z2FF42	<input type="checkbox"/> OD Green (texturé mat)	

permobil

Distributeur

Utilisateur

KIT DE COULEURS ANODISÉESLe kit de couleur anodisée comprend : le support de fourche, la fourche et les capuchons de fourche.

Z2ANO1	☆ Noir	STD	STD
Z2ANO12	○ Or	232,23	245,00
Z2ANO15	○ Vert	232,23	245,00
Z2ANO13	○ Violet	232,23	245,00
Z2ANO14	○ Orange	232,23	245,00
Z2ANO10	○ Bleu	232,23	245,00
Z2ANO11	○ Rouge	232,23	245,00

MESURES DU CHASSIS**LARGEUR D'ASSISE ARRIERE (A)**

Z2RSW4	<input type="checkbox"/> 25,4 (10")	<input type="checkbox"/> 27,9 (11")	<input type="checkbox"/> 30,5 (12")	<input type="checkbox"/> 33 (13")	<input type="checkbox"/> 35,6 (14")
	<input type="checkbox"/> 38,1 (15")	<input type="checkbox"/> 40,6 (16")	<input type="checkbox"/> 43,2 (17")	<input type="checkbox"/> 45,7 (18")	<input type="checkbox"/> 48,3 (19")
Z2RSW2	○ 50,8 (20")				

LARGEUR D'ASSISE AVANT (T)Z2FSW1 ☆ **PAS DE CINTRAGE AVANT**Z2FSW3 ○ **CINTRAGE AVANT 3,8 cm (1,5")**

Le cintrage commence à environ 23 cm du tube arrière.

10,2 cm de moins que la largeur du siège A

Uniquement disponible avec une assise réglable en tension par bandes velcro

Non disponible pour les largeurs d'assise A (25,4 cm et 27,9 cm)**PROFONDEUR D'ASSISE (B)**

ZSD1	<input type="checkbox"/> 25,4 (10")	<input type="checkbox"/> 27,9 (11")	<input type="checkbox"/> 30,5 (12")	<input type="checkbox"/> 33 (13")	<input type="checkbox"/> 35,6 (14")
	<input type="checkbox"/> 38,1 (15")	<input type="checkbox"/> 40,6 (16")	<input type="checkbox"/> 43,2 (17")	<input type="checkbox"/> 45,7 (18")	<input type="checkbox"/> 48,3 (19")
Z2SD2	○ 50,8 (20")				

○ **PROFONDEUR PERSONNALISÉE (extension du cadre avant)**

Distance entre l'avant de la profondeur d'assise et le début de la courbe du cadre.

Z2SD3-1	○ 1,3 (0,5")	○ 1,9 (0,75")	○ 2,5 (1")	○ 3,2 (1,25")
	○ 3,8 (1,5")	○ 4,4 (1,75")	○ 5,1 (2")	





○ **SIÈGE ERGONOMIQUE (U)**

Distance entre l'avant du tube de dossier et le début de la courbe (vers le haut) du tube d'assise

Nécessite une étude de la configuration et sera traitée par notre service "Dessins et modèles illimités".

Ne permet pas l'option "assise réglable en tension par visserie"**Non disponible avec l'option "dossier verrouillé sur l'assise"**

Z2ERG1-5	○ 12,7 (5")	○ 15,2 (6")	○ 17,8 (7")	○ 20,3 (8")	○ 22,9 (9")
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**412,32****435,00****STD****STD****327,96****346,00****412,32****435,00****151,66****160,00****381,04****402,00**

HAUTEUR D'ASSISE AVANT (C)

- Z2FSH1 40,6 (16") 41,9 (16,5") 43,2 (17") 44,5 (17,5") 45,7 (18")
 47 (18,5") 48,3 (19") 49,5 (19,5") 50,8 (20") 52,1 (20,5")
 53,3 (21")

HAUTEUR D'ASSISE ARRIERE (D)

- Z2RSH1 31,8 (12,5") 33 (13") 34,3 (13,5") 35,6 (14")
 36,8 (14,5") 38,1 (15") 39,4 (15,5") 40,6 (16")
 41,9 (16,5") 43,2 (17") 44,5 (17,5") 45,7 (18")
 47 (18,5") 48,3 (19") 49,5 (19,5") 50,8 (20")

Taille de la roue arrière	Hauteur d'assise arrière
20"	31,8 à 47
22"	35,6 à 48,3
24"	36,8 à 50,8
25"	36,8 à 50,8
26"	39,4 à 50,8

ANGLE DE POTENCE AVANT (L) OU LONGUEUR TOTALE DU CHASSIS (M)

Si vous sélectionnez **Longueur totale du cadre**, l'angle avant sera ajusté pour obtenir la longueur totale requise.

Z2FA1

ANGLE DE POTENCE (L)

(L) Angle entre le sol et la potence





- 70° 75° 80°
 85° (Non disponible avec des roues avant de 6")
 90° (Non disponible avec les roues avant de 5" et 6")

Z2FA2

LONGUEUR TOTALE DU CHASSIS (M)

Distance entre le tube de dossier avant et le tube de palette avant.

LONGUEUR TOTALE DU CHASSIS M= _____ cm



permobil

Distributeur

Utilisateur

DISTANCE DE REPOSE-PIEDS (E)


La distance du repose-pieds doit être inférieur de 5.1cm (2") par rapport à la hauteur avant (C)

Repose-pieds standard

- 34,2 (13,5") 35,6 (14") 36,8 (14,5") 38,1 (15") 39,4 (15,5")
 40,6 (16") 41,9 (16,5") 43,2 (17") 44,5 (17,5") 45,7 (18")
 47 (18,5") 48,3 (19")

Repose-pieds surélevé

- 17,8 à 22,9cm (7" à 9") Installé à _____ cm
 22,9 à 27,9cm (9" à 11") Installé à _____ cm
 27,9 à 33cm (11" à 13") Installé à _____ cm



REPOSE-PIEDS

La distance du repose-pieds doit être inférieur de 5.1cm (2") par rapport à la hauteur avant (C)

Z2FTR3 ☆ REPOSE-PIEDS ALU REGLABLE EN INCLINAISON



STD

STD

Z2FTR1 ○ REPOSE-PIEDS TITANE AVEC PLAQUE ABS



112,8

119,00

Z2FTR2 ○ REPOSE-PIEDS TUBE TITANE (OPEN LOOP)



280,57

296,00

Z2FTR12 ○ REPOSE-PIEDS FLIP-BACK

(Non disponible avec une largeur d'assise arrière A de 25,4 (10") ou 28 (11") ou un châssis Heavy Duty)
 Nécessite un examen manuel de la conception et sera traité par notre service Designs Unlimited.



250,24

264,00

Z2FTR4 ○ REPOSE-PIEDS SURÉLEVÉ PLAQUE ALU RÉGLABLE EN INCLINAISON



172,51

182,00


TERMINAISON DU REPOSE-PIEDS

Z2FE1

☆ CHASSIS AVANT STANDARD (I)

Distance entre l'intérieur des deux tubes de châssis avant

LARGEUR D'ASSISE ARRIERE (A)	LARGEUR INTERNE DU CADRE AVANT (I)		
	Sans cintrage potence ("I" sera 6,5cm plus étroit que largeur A)	Cintrage potence 3,8cm (1,5") ("I" sera 10cm plus étroit que largeur A)	Cintrage potence 8,9cm (3,5") ("I" sera 15cm plus étroit que largeur A)
25,4 - (10")	<input type="checkbox"/> 19,1 (7,5")		
27,9 - (11")	<input type="checkbox"/> 21,6 (8,5")		
30,5 - (12")	<input type="checkbox"/> 24,1 (9,5")	<input type="checkbox"/> 20,3 (8")	
33 - (13")	<input type="checkbox"/> 26,7 (10,5")	<input type="checkbox"/> 22,9 (9")	
35,6 - (14")	<input type="checkbox"/> 29,2 (11,5")	<input type="checkbox"/> 25,4 (10")	
38,1 - (15")	<input type="checkbox"/> 31,8 (12,5")	<input type="checkbox"/> 27,9 (11")	<input type="checkbox"/> 22,9 (9")
40,6 - (16")	<input type="checkbox"/> 34,3 (13,5")	<input type="checkbox"/> 30,5 (12")	<input type="checkbox"/> 25,4 (10")
43,2 - (17")	<input type="checkbox"/> 36,8 (14,5")	<input type="checkbox"/> 33 (13")	<input type="checkbox"/> 27,9 (11")
45,7 - (18")	<input type="checkbox"/> 39,4 (15,5")	<input type="checkbox"/> 35,6 (14")	<input type="checkbox"/> 30,5 (12")
48,3 - (19")	<input type="checkbox"/> 41,9 (16,5")	<input type="checkbox"/> 38,1 (15")	<input type="checkbox"/> 33 (13")
50,8 - (20")	<input type="checkbox"/> 44,5 (17,5")	<input type="checkbox"/> 40,6 (16")	<input type="checkbox"/> 35,6 (14")



Z2FE2-10


○ CHASSIS AVANT V-FRONT (V)

Distance entre l'intérieur des deux tubes de châssis avant

Mesurée 6,3cm (2,5") au-dessus du repose-pieds

Non disponible avec assise ergonomique

LARGEUR D'ASSISE ARRIERE (A)	CHASSIS AVANT (V)													
	Largeur avant SANS CINTRAGE D'ASSISE							Largeur avant AVEC CINTRAGE D'ASSISE 1,5"						
	22,9 (9")	25,4 (10")	27,9 (11")	30,5 (12")	33 (13")	35,6 (14")	38,1 (15")	22,9 (9")	25,4 (10")	27,9 (11")	30,5 (12")	33 (13")	35,6 (14")	38,1 (15")
25,4 - (10")														
27,9 - (11")														
30,5 - (12")	<input type="checkbox"/>													
33 - (13")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
35,6 - (14")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>						
38,1 - (15")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
40,6 - (16")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
43,2 - (17")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
45,7 - (18")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
48,3 - (19")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
50,8 - (20")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



131,75

139,00

Email:customer_support_fr@permobil.com

permobil

Distributeur

Utilisateur

REMBOURRAGE DU DOSSIER

Z2BUP0 SANS toile de dossier

Z2BUP2 ☆ TOILE DE DOSSIER AJUSTABLE PAR VELCRO

Non disponible avec châssis Heavy Duty et poignées de poussée rabattables

Tension réglable par sangles

Z2BUP3 ○ TOILE DE DOSSIER REMBOURRÉE (NYLON)

Sans surcoût avec châssis Heavy Duty


Z2BUP5 ○ TOILE DE DOSSIER TISSU RESPIRANT

Sans surcoût avec châssis Heavy Duty

Non disponible avec la bande de dossier ultrasuée

Z2UPC3-BL ○ BANDE ARRIÈRE DE DOSSIER SUEDE

Disponible uniquement avec la toile de dossier ajustable par velcro et la toile Nylon



0

0,00

STD

STD

121,33

128,00

219,91

232,01

112,8

119,00

TYPE DE DOSSIER

Z2SB1 ☆ DOSSIER ALUMINIUM RABATTABLE, RÉGLABLE EN HAUTEUR

Nécessaire pour le châssis Heavy Duty

STD

STD

Z2SB2 ○ DOSSIER TITANE RABATTABLE, RÉGLABLE EN HAUTEUR

Complet avec barre de renforcement arrondie

Le dos en titane est assorti à la finition du cadre

Non disponible avec poignées de poussée boulonnées à la barre de renforcement

Non disponible avec le châssis Heavy Duty

224,64

237,00

Z2SB15 ○ DOSSIER EN TITANE NON RABATTABLE, HAUTEUR FIXE

Complet avec barre de renforcement arrondie

Le dos en titane est assorti à la finition du cadre. Non disponible avec poignées de poussée intégrées, cadre Heavy Duty

304,27

321,00

BARRE DE DOSSIER RIGIDE - TISHAFT™ (non disponible avec Dossier en Titane non rabattable)


Z2SB3	☆ Aluminium	STD	89,1	STD	94,00
Z2SB5	○ Carbone				

POIGNÉES DE POUSSÉE

	<input type="checkbox"/> Sans poignées de poussée Comprend une barre de renforcement du dossier de 10cm de profondeur. Non disponible avec Ti back.		0		0,00
Z2SB6	☆ POIGNÉES INTÉGRÉES DANS LE TUBE DE DOSSIER		STD		STD
Z2SB7	○ POIGNÉES RABATTABLES (toile dossier réglable en tension par sangles obligatoire)		209,48		221,00
Z2SB8	○ POIGNÉES SUR TUBES FIXES Comprend barre de renforcement du dossier de 10 cm de profondeur. Non disponible avec dossier Ti Back		219,91		232,01
Z2SB9	○ POIGNÉES SUR TUBES, RÉGLABLES EN HAUTEUR Comprend barre de renforcement du dossier de 10 cm de profondeur. Non disponible avec dossier Ti Back		381,04		402,00

HAUTEUR DE DOSSIER**Hauteur (F) Dossier rabattable Z2SB1 et Z2SB2**

POIGNÉES DE POUSSÉE	BASSE	MOYENNE	HAUTE	Hauteur montée (de 0,5" en 0,5")
SANS poignées	21,6 - 29,2	30,5 - 41,9	40,6 - 52,1	Montée à ____ cm
Poignées (Z2SB8)	(8,5" - 11,5")	(12" - 16,5")	(16" - 20,5")	
Poignée intégrée (Z2SB6)	26,7 - 31,8	34,3 - 41,9	44,5 - 52,1	Montée à ____ cm
	(10,5" - 12,5")	(13,5" - 16,5")	(17,5" - 20,5")	
Poignée rabattable (Z2SB7)	33 - 38,1	36,8 - 47	47 - 53,3	Montée à ____ cm
	(13" - 15")	(14,5" - 18,5")	(18,5" - 21")	

**Hauteur fixe (F) Dossier titane non rabattable Z2SB15**

<input type="checkbox"/> 20,3 (8")	<input type="checkbox"/> 21,6 (8,5")	<input type="checkbox"/> 22,9 (9")	<input type="checkbox"/> 24,1 (9,5")	<input type="checkbox"/> 25,4 (10")
<input type="checkbox"/> 26,7 (10,5")	<input type="checkbox"/> 27,9 (11")	<input type="checkbox"/> 29,2 (11,5")	<input type="checkbox"/> 30,5 (12")	<input type="checkbox"/> 31,8 (12,5")
<input type="checkbox"/> 33 (13")	<input type="checkbox"/> 34,2 (13,5")	<input type="checkbox"/> 35,6 (14")	<input type="checkbox"/> 36,8 (14,5")	<input type="checkbox"/> 38,1 (15")
<input type="checkbox"/> 39,4 (15,5")	<input type="checkbox"/> 40,6 (16")	<input type="checkbox"/> 41,9 (16,5")	<input type="checkbox"/> 43,2 (17")	<input type="checkbox"/> 44,5 (17,5")
<input type="checkbox"/> 45,7 (18")	<input type="checkbox"/> 47 (18,5")	<input type="checkbox"/> 48,3 (19")	<input type="checkbox"/> 49,5 (19,5")	<input type="checkbox"/> 50,8 (20")

permobil

Distributeur

Utilisateur


DISPONIBLE SUR TOUS LES DOSSIERS

Z2SB11	<input type="checkbox"/> BLOCAGE DU DOSSIER EN POSITION FERMÉE Non disponible avec assise ergonomique	0	0,00
Z2SB19	<input type="checkbox"/> BARRE DE RENFORCEMENT PROFONDE DU DOSSIER 10,2CM (4") Uniquement avec châssis Heavy Duty Non disponible avec un dossier d'assise en titane non rabattable à hauteur fixe La barre de renforcement de 10,2cm (4") de profondeur n'est PAS de type arrondi	0	0,00

ANGLE DU DOSSIER

Angle entre le sol et le tube avant du dossier.

Z2SBA3	<input type="checkbox"/> ANGLE DE DOSSIER (Modèles rabattables Z2SB1 et Z2SB2)	
	<input type="checkbox"/> 80°	<input type="checkbox"/> 83°
	<input type="checkbox"/> 86°	<input type="checkbox"/> 89°
	<input type="checkbox"/> 92°	<input type="checkbox"/> 95°
	<input type="checkbox"/> 98°	<input type="checkbox"/> 101°
Z2SBA3	<input type="checkbox"/> ANGLE DE DOSSIER (modèles non rabattables Z2SB15)	
	<input type="checkbox"/> 80°	<input type="checkbox"/> 81°
	<input type="checkbox"/> 82°	<input type="checkbox"/> 83°
	<input type="checkbox"/> 84°	<input type="checkbox"/> 85°
	<input type="checkbox"/> 86°	<input type="checkbox"/> 87°
	<input type="checkbox"/> 88°	<input type="checkbox"/> 89°
	<input type="checkbox"/> 90°	<input type="checkbox"/> 91°
	<input type="checkbox"/> 92°	<input type="checkbox"/> 93°
	<input type="checkbox"/> 94°	<input type="checkbox"/> 95°
	<input type="checkbox"/> 96°	<input type="checkbox"/> 97°
	<input type="checkbox"/> 98°	<input type="checkbox"/> 99°
	<input type="checkbox"/> 100°	<input type="checkbox"/> 101°




CENTRE DE GRAVITE

Distance entre l'avant du tube de dossier et l'axe de la roue arrière.

Si aucun centre de gravité n'est sélectionné, le fauteuil sera expédié avec le centre de gravité dans la position la plus reculée.

Z2COG1 **CENTRE DE GRAVITE (H)**

- 0 (0") 0,6 (0,25") 1,3 (0,5") 1,9 (0,75") 2,5 (1")
 3,2 (1,25") 3,8 (1,5") 4,4 (1,75") 5,1 (2") 5,7 (2,25")
 6,4 (2,5") 7 (2,75") 7,6 (3") 8,3 (3,25") 8,9 (3,5")
 9,5 (3,75") 10,2 (4") 10,8 (4,25") 11,4 (4,5") 12,1 (4,75") 12,7 (5")

**ECARTEMENT DES ROUES ARRIERE (J)**Z2RWS1 **DISTANCE ENTRE LES ROUES ARRIERE ET LE TUBE DE DOSSIER (J)**

Distance entre l'extérieur du tube arrière et le bord intérieur du pneu de la roue arrière

- 1,9cm (0,75") Non disponible avec le carrossage K 0° ou 2° - Pas compatible avec l'option "accouvoirs"
 2,5cm (1") Option "accouvoir" non disponible avec angle de carrossage supérieur à 4°
 3,2cm (1,25")

Z2CBBR12 **BAGUES DE CARROSSAGE RÉGLABLES (POUR L'ÉCARTEMENT DES ROUES ARRIÈRE)**Z2CBBR9 ENTRETOISES SUPPLÉMENTAIRES POUR AUGMENTER LA DISTANCE ENTRE LES ROUES ARRIÈREZ2CBBR11 **BAGUES DE CARROSSAGE EN ALUMINIUM - ZERO PLAY - SANS REGLAGES**

Non disponible avec un carrossage K supérieur à 6°.

**REVETEMENT D'ASSISE**Z2SUP0 **SANS TOILE D'ASSISE**

0

0,00

Z2SUP1 ☆ **TOILE D'ASSISE VISSEE**

STD

STD

Non disponible avec une largeur d'assise A de 25,4 cm ou 28 cm et une assise ergonomique.

Z2SUP2 ○ **TOILE D'ASSISE RÉGLABLE PAR SANGLES**

105,21

111,00

Non disponible avec une largeur d'assise A de 25,4 cm ou 28 cm.

Z2SUP8 ○ **PLAQUE D'ASSISE EN ALUMINIUM**

306,16

323,00

Non disponible avec une largeur d'assise A de 25,4 cm ou 28 cm et une assise ergonomique.

CARROSSAGE DES ROUES ARRIEREZ2CBBR1 **CARROSSAGE** 0° 2° 4° 6°

Pas de carrossage disponible K supérieur à 0°, avec le choix de motorisations.

0

0,00

Z2CBBR15 ☆ **TUBE DE CARROSSAGE EN ALUMINIUM**

STD

STD

Z2CBBR3 ○ **TUBE DE CARROSSAGE EN TITANE**

215,17

227,00

Non disponible avec motorisation

ROUES AVANTZ2FW24 ○ **3"x1,5" ROUES ALUMINIUM LITESPEED, PNEU SOFT ROLL** Moyeu ARGENT Moyeu NOIR

172,51

182,00

Z2FW14 **4 "x0.75" ROUES PLASTIQUE A BANDAGE**

Non disponible avec la fourche Slipstream monobras

Non disponible avec le châssis Heavy Duty

0

0,00

Z2FW3 ○ **4"x0,75" ROUES LUMINEUSES LIGHT UP**

Non disponible avec la fourche Slipstream monobras

Non disponible avec le châssis Heavy Duty

84,36

89,00

Z2FW26 ○ **4 "x1.5" ROUES PLASTIQUE LITESPEED SOFT**

Non disponible avec le châssis Heavy Duty

104,27

110,00

Z2FW27 ○ **4"x1,5" ROUES ALUMINIUM LITESPEED, PNEU SOFT ROLL** Moyeu ARGENT Moyeu NOIR

137,44

145,00

Z2FW6 **5"x1" ROUES PLASTIQUE A BANDAGE**

Non disponible avec fourche Slipstream monobras, châssis Heavy Duty

0

0,00

Z2FW28 ○ **5"x1,5" ROUE PLASTIQUE LITESPEED SOFT**

Non disponible avec fourche Slipstream monobras, châssis Heavy Duty

104,27

110,00

Z2FW30 ○ **5"x1,5" ROUES ALUMINIUM LITESPEED, PNEU SOFT ROLL** Moyeu ARGENT Moyeu NOIR

198,1

209,00

Z2FW9 **6"x1" ROUES PLASTIQUE A BANDAGE**

Non disponible avec fourche Slipstream monobras, châssis Heavy Duty

0

0,00

Z2FW32 ○ **6"x1,5" ROUES PLASTIQUE LITESPEED SOFT**

Non disponible avec fourche Slipstream monobras, châssis Heavy Duty

110,9

117,00

Z2FW33 ○ **6"x1,5" ROUES ALUMINIUM LITESPEED, PNEU SOFT ROLL** Moyeu ARGENT Moyeu NOIR

232,23

245,00

Non disponible avec fourche Slipstream monobras, châssis Heavy Duty

FOURCHES DE ROUES AVANT

Z2FK1	☆ FOURCHE STANDARD TILITE	STD	STD
Z2FK2	○ FOURCHE MONOBRAS TILITE SLIPSTREAM Non disponible avec le châssis Heavy Duty, le châssis renforcé ou assistance motorisée	172,51	182,00
Z2GL1	○ FOURCHE À SUSPENSION GLIDE® OUT-FRONT Uniquement anodisé noir POIDS DE L'UTILISATEUR <input type="checkbox"/> 0 à 56,7 kg <input type="checkbox"/> 56,7 à 81,6 kg <input type="checkbox"/> 81,6 à 120 kg	536,49	566,00

AXES DE FOURCHE

Z2TFS1	☆ AXE DE FOURCHES STANDARD	STD	STD
	○ AXES DE FOURCHES EN TITANE	65,4	69,00

ROUES ARRIERE STANDARD

Z2RW14-20	<input type="checkbox"/> 20" TILITE SHADOW	0	0,00
Z2RW14-22	<input type="checkbox"/> 22" TILITE SHADOW	0	0,00
Z2RW14-24	<input type="checkbox"/> 24" TILITE SHADOW	0	0,00
Z2RW14-25	<input type="checkbox"/> 25" TILITE SHADOW Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)	0	0,00
Z2RW14-26	<input type="checkbox"/> 26" TILITE SHADOW Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)	0	0,00

ROUES ARRIERE PERFORMANTES

SPINERGY SPOX			
Couleur des rayons <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Blanc			
Z2RW7-22	○ 22"	650,24	686,00
Z2RW7-24	○ 24"	650,24	686,00
Z2RW7-25	○ 25" Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)*	650,24	686,00
Z2RW7-26	○ 26" Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)* *non disponible avec le système de déverrouillage QUAD pour tétra.	650,24	686,00
SPINERGY LX			
Couleur des rayons <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Rose flamant <input type="checkbox"/> Violet			
Z2RW8-22	○ 22"	839,81	886,00
Z2RW8-24	○ 24"	839,81	886,00
Z2RW8-25	○ 25" Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)*	839,81	886,00
Z2RW8-26	○ 26" Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)* *non disponible avec le système de déverrouillage QUAD pour tétra.	839,81	886,00
SPINERGY DESIGN LAB LX			
Couleur du moyeu/jante <input type="checkbox"/> Or <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Violet <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Rouge			
Z2RW9-22	○ 22"	891	940,01
Z2RW9-24	○ 24"	891	940,01
Z2RW9-25	○ 25" Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)	891	940,01
Z2RW9-26	○ 26" Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)	891	940,01
SPINERGY CARBON BLADE			
Non disponible avec châssis Heavy Duty et mains courantes Natural Fit			
Z2RW16-24	○ 24"	1664,45	1 755,99
Z2RW16-25	○ 25" Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)	1664,45	1 755,99

AXE A DEMONTAGE RAPIDE DE ROUES ARRIERE

Z2AXL1	☆ STANDARD EN ACIER INOXYDABLE	286,26	302,00
Z2AXL2	○ EN TITANE	172,51	182,00
Z2AXL3	○ AXE QUAD POUR TÉTRAPLÉGIQUE À DÉMONTAGE RAPIDE Non disponible avec les roues arrière Spinergy Spox ou LX 26" (590)		

PNEUMATIQUES ROUES ARRIERE

Z2RTR1	☆ PNEUS CRANTÉ (20" - 22" - 24" - 26")	STD	STD
Z2RTR2	○ PNEUS CRANTÉ AVEC INSERT ANTI CREVAISON (20" - 22" - 24" - 26") Non disponible avec les roues arrière Spinergy Carbon Blade	65,4	69,00
Z2RTR30	○ PRIMO SENTINEL (20" - 22" - 24" - 25" - 26")	112,8	119,00
Z2RTR8	○ MARATHON PLUS EVOLUTION (24" - 25" - 26")	71,09	75,00
Z2RTR24	○ KOBRA KNOBBY (24")	95,73	101,00
BANDAGE			
Non disponible avec les roues arrière Spinergy Carbon Blade			
Z2RTR23	○ PRIMO ACTIVE Solid (24" - 25")	149,76	158,00
Z2RTR22	○ PRIMO EXPRESS Solid (20" - 22" - 24" - 25")	118,48	125,00

MAINS COURANTES

Z2RIM22	<input type="checkbox"/> Roues arrières SANS mains courantes	0	0,00
Mains courantes STANDARDS			
Z2RIM1	☆ MAINS COURANTES ALU ANODISÉES ARGENT	STD	STD
Z2RIM21	<input type="radio"/> MAINS COURANTES ALU ANODISÉES NOIR (22" - 24" - 25" - 26") Non disponible avec les roues 20"	60,66	64,00
Z2RIM12	<input type="radio"/> MAINS COURANTES TITANE FINITION SATIN (24" - 25" - 26") Non disponible avec les roues 20", 22" et les pneus 24" Knobby	470,14	496,00
Mains courantes OUT-FRONT®			
Z2RIM14	<input type="radio"/> NATURAL-FIT® - STANDARD GRIP (22" - 24" - 25" - 26") Non disponible avec des pattes courtes ou des roues arrière Spinergy Carbon Blade	304,27	321,00
Z2RIM15	<input type="radio"/> NATURAL-FIT® - SUPER GRIP (22" - 24" - 25" - 26") Non disponible avec des pattes courtes ou des roues arrière Spinergy Carbon Blade	387,68	409,00
Z2RIM16	<input type="radio"/> NATURAL-FIT® - SANS GRIP (22" - 24" - 25" - 26")	327,96	346,00
Z2RIM17	<input type="radio"/> NATURAL-FIT® LT - GRIP STANDARD (22" - 24" - 25" - 26") Non disponible avec des pattes courtes ou des roues arrière Spinergy Carbon Blade	352,61	372,00
Z2RIM18	<input type="radio"/> NATURAL-FIT® LT - SUPER GRIP (22" - 24" - 25" - 26") Non disponible avec des pattes courtes ou des roues arrière Spinergy Carbon Blade	304,27	321,00
Z2RIM19	<input type="radio"/> NATURAL-FIT® LT - SANS GRIP (22" - 24" - 25" - 26")	250,24	264,00
Z2RIM10	<input type="radio"/> SURGE ALL-IN-ONE OVALE AVEC <i>GRIP</i> TION™ (Profile large) (22" - 24" - 25" - 26")	327,96	346,00
Z2RIM11	<input type="radio"/> SURGE LT ALL-IN-ONE OVALE AVEC <i>GRIP</i> TION™ (Profile petit) (22" - 24" - 25" - 26")	338,39	357,00
Z2RIM20	<input type="radio"/> Q-GRIP - TETRA HAUTE FRICTION, ANTI DERRAPANTE (22" - 24" - 25" - 26")	387,68	409,00
Z2RIM5	<input type="radio"/> MAINS COURANTES REVÊTEMENT ANTI-DÉRAPANT PLASTIQUE NOIR	151,66	160,00

LONGUEUR DES PATTES DE MAINS COURANTES

Z2RIM7	☆ PATTES LONGUES		
Z2RIM8	<input type="radio"/> PATTES COURTES Non disponible avec les mains courantes Natural-Fit®	23,7	25,00

FREINS				
<input type="checkbox"/> SANS FREINS			0	0,00
Freins OUT FRONT®				
Z2WLK7	<input type="checkbox"/> FREINS A POUSSER OUT-FRONT Disponible uniquement avec un écartement J des roues arrière de 0,75" (1,9cm) à 1,5" (3,8cm)		0	0,00
Z2WLK8	<input type="checkbox"/> FREINS A TIRER OUT-FRONT Disponible uniquement avec un écartement J des roues arrière de 0,75" (1,9cm) à 1,5" (3,8cm)		0	0,00
Z2WLK10	<input type="radio"/> EXTENSION DE POIGNÉES DE FREINS		65,4	69,00
Freins supplémentaires				
Z2WLK11	<input type="radio"/> FREINS EN COMPOSITE CISEAUX		70,14	74,00
Z2WLK3	<input type="radio"/> FREINS UNI-LOCK <input type="checkbox"/> à pousser <input type="checkbox"/> à tirer		161,14	170,00
Z2WLK4	<input type="radio"/> EXTENSION DE POIGNÉES POUR FREINS UNI-LOCK		65,4	69,00
Z2WLK15	<input type="radio"/> FREINS A POUSSER CRANTÉ Non disponible avec des bandage		224,64	237,00

permobil

Distributeur

Utilisateur

PROTEGE VETEMENTS

Standard (STD) mesures : 33,5 cm de long et 19,1 cm de haut.

Petit (SMALL) mesures : 28,4 cm de long et 16,5 cm de haut.

PROTEGE VETEMENTS ALUMINIUM NOIR

Z2SDG2-N PROTEGE VETEMENTS AMOVIBLE ALU - STD

Z2SDG2-S PROTEGE VETEMENTS AMOVIBLE ALU - SMALL
0	0,00		Z2SDG3-N	PROTEGE VETEMENTS TETRA AMOVIBLE ALU - STD		101,42	107,00
Z2SDG3-S	PROTEGE VETEMENTS TETRA AMOVIBLE ALU - SMALL		101,42	107,00			
Z2SDG4-N	PROTEGE VETEMENTS RIGIDE REPLIABLE SUR L'ASSISE - STD		232,23	245,00			
Z2SDG4-S	PROTEGE VETEMENTS RIGIDE REPLIABLE SUR L'ASSISE - SMALL Non disponible avec assise ergonomique		232,23	245,00			
Z2SDG6	GARDE-BOUES RIGIDE REGLABLE EN HAUTEUR ET PROFONDEUR Uniquement avec roue arrière en 24 et 25" Uniquement avec hauteur arrière (D) entre 36,8 et 47 cm		259,72	274,00			
PROTEGE VETEMENTS EN CARBONE							
Z2SDG7-N	PROTEGE VETEMENTS AMOVIBLE CARBONE - STD		209,48	221,00			
Z2SDG7-S	PROTEGE VETEMENTS AMOVIBLE CARBONE - SMALL		209,48	221,00			
Z2SDG8-N	PROTEGE VETEMENTS TETRA AMOVIBLE CARBONE - STD		332,7	351,00			
Z2SDG8-S	PROTEGE VETEMENTS TETRA AMOVIBLE CARBONE - SMALL		332,7	351,00			
Z2SDG9-N	PROTEGE VETEMENTS RIGIDE REPLIABLE SUR L'ASSISE CARBONE - STD		400	422,00			
Z2SDG9-S	PROTEGE VETEMENTS RIGIDE REPLIABLE SUR L'ASSISE CARBONE - SMALL Non disponible avec assise ergonomique		400	422,00			
Z2SDG12	GARDE BOUE AMOVIBLE EN CARBONE		470,14	496,00			

ACCOUDOIRS		
ACCOUDOIRS TUBULAIRES		
SWING AWAY		
Non disponible avec châssis Heavy Duty et/ou Poignées de poussée réglable en hauteur		
Z2ARM1-9	<input type="radio"/> Hauteur réglable de 16,5 à 24,1cm	232,23 245,00
Z2ARM1-11	<input type="radio"/> Hauteur réglable de 24,1 à 31,8cm	232,23 245,00
SWING AWAY - FLIP BACK / RELEVABLE		
Non disponible avec châssis Heavy Duty		
Z2ARM4-9	<input type="radio"/> Hauteur réglable de 21,6 à 29,2 cm	291,94 308,00
Z2ARM5	<input type="radio"/> REVETEMENTS D'ACCOUDOIRS EN ALCANTARA NOIR Disponibile uniquement avec accoudoirs tubulaires	89,1 94,00
ACCOUDOIRS AMOVIBLES AVEC PROTEGE VETEMENTS, HAUTEUR REGLABLE ET POIGNEE DE TRANSFERT		
AMOVIBLE, RÉGLABLE EN HAUTEUR		
Z2ARM2-9-S	<input type="radio"/> Manchette courte de 25,4 cm et réglage en hauteur de 22,9 à 30,5 cm	315,64 333,00
Z2ARM2-9-L	<input type="radio"/> Manchette longue de 35,6 cm et réglage en hauteur de 22,9 à 30,5 cm	315,64 333,00
Z2ARM2-12-S	<input type="radio"/> Manchette courte de 25,4 cm et réglage en hauteur de 30,5 à 38,1 cm	315,64 333,00
Z2ARM2-12-L	<input type="radio"/> Manchette longue de 35,6 cm et réglage en hauteur de 30,5 à 38,1 cm	315,64 333,00
AMOVIBLE, RÉGLABLE EN HAUTEUR AVEC BOUCLE DE TRANSFERT		
Z2ARM3-9-S	<input type="radio"/> Manchette courte de 25,4 cm et réglage en hauteur de 22,9 à 30,5 cm	315,64 333,00
Z2ARM3-9-L	<input type="radio"/> Manchette longue de 35,6 cm et réglage en hauteur de 22,9 à 30,5 cm	315,64 333,00
Z2ARM3-12-S	<input type="radio"/> Manchette courte de 25,4 cm et réglage en hauteur de 30,5 à 38,1 cm	315,64 333,00
Z2ARM3-12-L	<input type="radio"/> Manchette longue de 35,6 cm et réglage en hauteur de 22,9 à 30,5 cm	315,64 333,00

CEINTURE		
Z2BLT1	<input type="radio"/> CEINTURE RÉGLABLE PAR VELCRO EN NYLON NOIR	53,08 56,00
Z2BLT2	<input type="radio"/> CEINTURE BODYPOINT® BOUCLE AUTO 5,1cm	101,42 107,00
Z2BLT4	<input type="radio"/> CEINTURE AVEC REMBOURRAGE BODYPOINT® BOUCLE AUTO 2,5cm Non disponible en largeur d'assise A de 48,3 à 50,8cm	203,79 215,00
Z2BLT5	<input type="radio"/> CEINTURE AVEC REMBOURRAGE BODYPOINT® BOUCLE AUTO 3,8cm Non disponible en largeur d'assise A de 48,3 à 50,8cm	192,42 203,00
Z2BLT16	<input type="radio"/> CEINTURE PELVIENNE AVEC REMBOURRAGE BODYPOINT® EVOFLEX BOUCLE AUTO 2,5cm	224,64 237,00
Z2BLT10	<input type="radio"/> KIT DE FIXATION BODYPOINT® POUR CEINTURE	22,75 24,00

SANGLE DE MOLLET

SANGLE DE MOLLET AJUSTABLE PAR VELCRO			
Z2CLF2-S	<input type="radio"/> Taille S (Pour largeur de repose pieds de 22,9 à 30,5 cm.)	36,02	38,00
Z2CLF2-M	<input type="radio"/> Taille M (Pour largeur de repose pieds de 27,9 à 38,1cm.)	36,02	38,00
Z2CLF2-L	<input type="radio"/> Taille L (Pour largeur de repose pieds de 35,6 à 43,2cm.)	36,02	38,00
Z2CLF2-XL	<input type="radio"/> Taille XL (Pour largeur de repose pieds de 40,6 à 48,3cm.)	36,02	38,00
SANGLE DE MOLLET BODYPOINT, NID D'ABEILLE, AJUSTABLE PAR VELCRO			
Z2CLF3-M	<input type="radio"/> Taille M (Pour largeur de repose pieds de 30,5 à 38,1cm.)	106,16	112,00
Z2CLF3-L	<input type="radio"/> Taille L (Pour largeur de repose pieds de 40,6 à 50,8cm.)	106,16	112,00
Z2CLF1	SANGLE EN NYLON NOIR, AJUSTABLE PAR BOUCLE	29,38	31,00

ACCESSOIRES

Z2BCK3	<input type="radio"/> SAC POUR DOSSIER EN NYLON NOIR	101,42	107,00
Z2PCH3	<input type="radio"/> POCHETTE SOUS L'ASSISE EN NYLON NOIR	65,4	69,00
Z2PCH5	<input type="radio"/> SACCOCHE BODYPOINT MOBILITY BAG®	117,54	124,00
Z2GRD1	<input type="radio"/> FLASQUES TRANSPARENTES AVEC LOGO TILITE	137,44	145,00
Z2TIP1	<input type="radio"/> ANTI-BASCULE ALU NOIR NON RELEVABLE (PAIRE)	161,14	170,00
Z2TIP2	<input type="radio"/> ANTI-BASCULE RELEVABLE USER FRIENDLY (PAIRE)	237,91	251,00
Z2UEST1-12	<input type="radio"/> TABLETTE AMOVIBLE 30,5 x 35,6 (cm) 12-14" - nécessite des accoudoirs	312,8	330,00
Z2UEST1-13	<input type="radio"/> TABLETTE AMOVIBLE 33 x 38,1 (cm) 13-15" - nécessite des accoudoirs	312,8	330,00
Z2LUG1	<input type="radio"/> PORTE-BAGAGE AVANT	149,76	158,00
Z2MPCT2-BL	<input type="radio"/> PROTECTION DE POTENCES EN NEOPRENE NOIR	106,16	112,00
Z2CH1	<input type="radio"/> PORTE CANNE	178,2	188,00

NOTE