

AGILITY Max Contour til Corpus®

Økt stabilitet og maksimal frihet.
En diskre og dyp ryggstøtte for Corpus 3G sete.

I salg fra: 12. november 2018



Funksjoner og fordeler

- Den dype AGILITY Max Contour ryggstøtten er et godt alternativ til standard Corpus 3G ryggstøtte, og ideell for brukere som trenger maksimal stabilitet, men som ikke ønsker eller ikke kan bruke separate sidestøtter.
- Direct Mount Hardware gjør at AGILITY Max Contour kan monteres direkte på Corpus ryggstøtteledd, noe som ivaretar den biomekaniske funksjonen for tilbakevinkling av ryggstøtten*.
- Den slanke profilen har praktisk talt ingen innvirkning på setedybden.
- Justeringsområdet til sidestøttene kan endres ved å vende AGILITY opp ned.
- AGILITY ryggstøtte tåler en brukervekt på opptil 136 kg og har gjennomgått krasjtest.


Størrelse

- Syv bredder: 330 - 355 - 380 - 405 - 430 - 455 og 485mm
- Tre høyder: 405 - 455 og 510mm
- Høydejusteringsområde fra 100 til 125 mm, avhengig av høyden på den valgte ryggstøtten.

Tilgjengelig for følgende produkter:

- Corpus (F- og M-serien)
- Corpus VS
- Corpus 3G
- Corpus 3G Lowrider

*Merk: For å unngå begrensning av den biomekaniske ryggstøtte-funksjonen, leveres AGILITY kun med Permobil originale hodestøtter.



Delenumre

Delenumre	På stolen	Ettermarked
AGILITY MAX CONTOUR RYGG B330xH405mm	108320-99-0	AG6-1416AL-P
AGILITY MAX CONTOUR RYGG B330xH455mm	108321-99-0	AG6-1418AL-P
AGILITY MAX CONTOUR RYGG B330xH510mm	108322-99-0	AG6-1420AL-P
AGILITY MAX CONTOUR RYGG B355xH405mm	108528-99-0	AG6-1516AL-P
AGILITY MAX CONTOUR RYGG B355xH455mm	108529-99-0	AG6-1518AL-P
AGILITY MAX CONTOUR RYGG B355xH510mm	108530-99-0	AG6-1520AL-P
AGILITY MAX CONTOUR RYGG B380xH405mm	108323-99-0	AG6-1616AL-P
AGILITY MAX CONTOUR RYGG B380xH455mm	108324-99-0	AG6-1618AL-P
AGILITY MAX CONTOUR RYGG B380xH510mm	108325-99-0	AG6-1620AL-P
AGILITY MAX CONTOUR RYGG B405xH405mm	108531-99-0	AG6-1716AL-P
AGILITY MAX CONTOUR RYGG B405xH455mm	108532-99-0	AG6-1718AL-P
AGILITY MAX CONTOUR RYGG B405xH510mm	108533-99-0	AG6-1720AL-P
AGILITY MAX CONTOUR RYGG B430xH405mm	108326-99-0	AG6-1816AL-P
AGILITY MAX CONTOUR RYGG B430xH455mm	108327-99-0	AG6-1818AL-P
AGILITY MAX CONTOUR RYGG B430xH510mm	108328-99-0	AG6-1820AL-P
AGILITY MAX CONTOUR RYGG B455xH405mm	108534-99-0	AG6-1916AL-P
AGILITY MAX CONTOUR RYGG B455xH455mm	108535-99-0	AG6-1918AL-P
AGILITY MAX CONTOUR RYGG B455xH510mm	108536-99-0	AG6-1920AL-P
AGILITY MAX CONTOUR RYGG B485xH405mm	108329-99-0	AG6-2016AL-P
AGILITY MAX CONTOUR RYGG B485xH455mm	108330-99-0	AG6-2018AL-P
AGILITY MAX CONTOUR RYGG B485xH510mm	108331-99-0	AG6-2020AL-P
AGILITY SIDESTØTTE (lav monteringsposisjon)	108538-99-0	
AGILITY SIDESTØTTE (høy monteringsposisjon)	108537-99-0	
AGILITY HODESTØTTE B204xH115mm, ARM L295mm	108579-99-0	1835398
AGILITY HODESTØTTE B204xH115mm, ARM L381mm	108580-99-0	1835399
AGILITY HODESTØTTE B273xH131mm, ARM L295mm	108581-99-0	1835400
AGILITY HODESTØTTE B273xH131mm, ARM L381mm	108582-99-0	1835401
AGILITY HODESTØTTE B355xH141mm, ARM L295mm	108583-99-0	1835402
AGILITY HODESTØTTE B355xH141mm, ARM L381mm	108584-99-0	1835403