

PushTracker E3/E3 Basic

Prise en main
en quelques minutes



permobil



Robuste, durable
et étanche

La technologie d'écran tactile rend la
SmartDrive accessible à tous

Connexion Bluetooth® 8 fois plus fiable

PushTracker E3/E3 Basic

Le PushTracker E3/E3 Basic facilite l'utilisation de votre SmartDrive par de simples gestes et une technologie qui permet un suivi d'activités.

Spécifications

Dimensions	44 x 47 x 12.6 mm
Coloris	Panther noir
Système d'exploitation	Wear OS by Google™
Compatibilité téléphonique*	Android™, iPhone™
Charge électrique	380 mAh
Bande passante sans fil	Bluetooth 5.0, Wi-Fi:802.11b/g/n, GPS + GLONASS + Beidou
Résistance à l'eau	IP68, Piscine
Paiement NFC*	Oui
Largeur bracelet	20 mm
Matériau bracelet	Silicone (interchangeable) – Sans Latex et entièrement Biocompatible
Matériau du boîtier	Polycarbonate et fibre de verre
Affichage	1.3" Haute Densité (360 x 360 px)
Versions d'application*	Voir Google Play™ Store

*Tous les chiffres indiqués sont à titre indicatif seulement et les produits réels peuvent varier.
Wear OS by Google, iPhone, Android, Bluetooth et Google Play sont des marques de commerce
ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.*

**Non utilisable sur E3 Basic/version préinstallée*