

Permobil

Explorer Mini



permobil

er Mini

Maximizar el aprendizaje a edad temprana

Explorer Mini es una solución de movilidad eléctrica diseñada para contribuir a alcanzar los hitos del desarrollo introduciendo el movimiento autoiniciado para niños con dificultades de movilidad a una edad temprana.

Mayor independencia

Explorer Mini ofrece a los niños la oportunidad de aumentar su independencia a través de la exploración. El diseño intencionado, la estética accesible y la adaptabilidad al crecimiento fomentan el movimiento independiente autoiniciado.

Desarrollo de la fuerza y resistencia

El diseño intuitivo proporciona la cantidad justa de apoyo, lo que permite al niño desarrollar la fuerza, la resistencia y el control postural.

Postura vertical estable


Explorer Mini es un dispositivo ergonómico con múltiples superficies que soportan peso para ayudar a promover una postura vertical segura y estable.

Exploración del entorno

Desde una plataforma segura, el niño puede comenzar a interactuar con su espacio personal inmediato y luego progresar en la explorando su entorno.

Explorer Mini es ligera y fácil de transportar, y permite a las familias llevarla a donde vayan para que sus hijos pueda explorar y aprender en diferentes situaciones.

Movilidad a tiempo



El joystick en línea media facilita el uso bilateral de las extremidades superiores





La mesa y el respaldo integrados ofrecen soporte y sin impedir la libertad de movimiento



Especificaciones de Explorer Mini

Rango de edad previsto	12-36 meses
Peso máximo del usuario	16 kg
Altura máxima del usuario	100 cm
Velocidad máx.	2,3 km/h
Autonomía de conducción	5,4 km*
Ascenso de obstáculos	25 mm
Ancho de la base	490 mm
Longitud de la base	635 mm
Distancia al suelo	25 mm
Sistema electrónico de conducción	VR2
Tipo de batería	12 V - 5 Ah AGM (2)
Altura del asiento desde el suelo	307-550 mm
Altura total de la silla	730-930 mm
Peso, incluidas las baterías	24 kg

Personalice su viaje



Altura regulable



Plataforma estable con superficie antideslizante.

Asiento contorneado, ajustable y desmontable de tipo sillín

Posición a la altura deseada, lo que permite una postura erguida progresiva a medida que el niño avanza.

*La distancia de conducción real variará en función de las condiciones de conducción y la batería. Tenga en cuenta que Explorer Mini es un producto sanitario que requiere prescripción facultativa. Las mediciones son aproximadas y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Ahora que Sylvia lleva un par de semanas usando Explorer Mini, estamos viendo mucha iniciativa por su parte para ganar independencia.

Ahora solo quiere hacer cosas por su cuenta.

- El padre de Sylvia

Permobil

Explorer Mini

Explorer Mini es una solución de movilidad eléctrica diseñada para contribuir a alcanzar los hitos del desarrollo introduciendo el movimiento autoiniciado para niños con dificultades de movilidad a una edad temprana