

Permobil

F3 Corpus[®]

| KAFFEBROD | |
|------------------|-----|
| Bullar | 27 |
| Wienerbröd | 28 |
| Gulbröd | 33 |
| Länglar | 39 |
| Wienerlänglar | 39 |
| Kranse | 41 |
| Wienerkranse | 45 |
| Bergslöfskranse | 45 |
| Dovbröd | 45 |
| Kaffe (per kopp) | |
| Tesadringel | 48 |
| Pajor, små | 135 |
| Pajor, stora | 48 |
| Korvskudde | 48 |



permobil

Capacidad urbana compacta

El tamaño compacto y la agilidad de la F3 Corpus permiten al usuario maniobrar fácilmente en espacios reducidos tanto en interior como exterior. La suspensión *Smooth* garantiza siempre una conducción cómoda en zonas urbanas.

Corpus: se adapta a los contornos del cuerpo

El sistema de asiento Corpus presenta un diseño ergonómico que se adapta a los contornos del cuerpo. Mejor comodidad, mejor posicionamiento pélvico, mejor estabilidad lateral y mejor inmersión son objetivos clave de los nuevos cojines Corpus.

Los cojines Corpus cuentan con una espuma de doble densidad más blanda en el respaldo, un receptáculo pélvico rediseñado y Stretch-Air™, un tejido de cojín transpirable e impermeable que se puede lavar a máquina a 60 °C.

Active Reach

El asiento se puede bascular hacia delante hasta 30° y también elevar para ampliar tu alcance funcional, ayudar en las transferencias y tus actividades diarias.

Active Height

Te permite conducir a una velocidad de hasta 5 km/h mientras que el asiento está elevado por completo y combina a la perfección con *Active Reach* para ofrecerte la máxima ventaja en la accesibilidad a tu entorno.

Respaldo reclinable

Reclinación eléctrica segura con una reducción fluida para cualquier usuario de hasta 150 kg.

Mayor maniobrabilidad

La nueva batería de Permobil y el cargador Permobil VoltPro funcionan juntos para proporcionarte una mayor distancia de conducción, tiempos de carga optimizados y una mayor vida útil de la batería.

Conducción nocturna más segura

Luces LED opcionales en la parte delantera y trasera para mejorar el brillo y la visibilidad.



El sistema *Active Reach* bascula el asiento hacia delante hasta 30°



El sistema de reclinación eléctrica con reducción fluida se mueve entre posiciones

Especificaciones de la F3 Corpus®

| | |
|--|-------------------------------------|
| Velocidad máx. | 6/8/10 km/h |
| Autonomía de conducción (baterías G24: 85 Ah) | 30-40 km* |
| Peso máximo del usuario | 150 kg |
| Subida de obstáculos | 60/75 mm |
| Diámetro de giro mínimo | 1350 mm |
| Giro en pasillos | 1040 mm |
| Suspensión | Independiente en todas las ruedas |
| Electrónica R-Net | 120 A |
| Anchura con asiento | 610-790 mm |
| Altura | 970-1170 mm |
| Longitud mín. de transporte excl./incl. antivuelco | 790/890 mm |
| Altura mín. de transporte (con el respaldo plegado) | 825 mm |
| Peso incl. baterías 85 Ah | 185,6 kg |
| Peso de las baterías 85 Ah | 2 x 23,8 kg |
| Altura del asiento (con elevador de asiento eléctrico) | 450-750 mm |
| Profundidad del asiento | 370-570 mm (por 25 mm) |
| Anchura del asiento | 420-570 mm (por 50 mm) |
| Anchura del respaldo | 360/410/460/510 mm |
| Altura del respaldo | 470, 545-670 mm (por 25 mm) |
| Distancia entre los reposabrazos | 380-480/480-580 mm |
| Probada contra choques según la ISO 7176-19: sistema de conexión | Sí, máx. 136 kg de peso del usuario |
| Probada contra choques según la ISO 7176-19: correas/puntos de anclaje | Sí, máx. 150 kg de peso del usuario |
| Probada conforme a las normas EN12182/EN12184 CE | Sí |

Personaliza tu viaje



Elevador del asiento
Active Height 0-300 mm

Basculación anterior
Active Reach* 5-30°
Los ángulos de 20° y 30°
requieren el uso del
reposapiernas VS

Reposapiernas manual
y eléctrico **90-180°**

Respaldo eléctrico **85-180°**
Respaldo manual **120°**

Basculación posterior **0-50°**



*Condiciones de conducción y elección del tipo de batería.
Las mediciones son aproximadas y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Suspensión *Smooth* y una gran estabilidad que pueden marcar la diferencia entre poder pasar una hora o todo el día en una silla de ruedas eléctrica.

Permobil

F3 Corpus[®]

En términos de tamaño, la F3 Corpus es la hermana pequeña de nuestra familia de sillas de ruedas eléctricas con tracción delantera. Su tamaño y maniobrabilidad te permiten entrar y salir rápidamente de espacios reducidos como calles ocupadas y centros comerciales llenos de gente o incluso pisos pequeños.

La F3 Corpus proporciona una conducción excepcionalmente cómoda, ahorrando energía para la vida cotidiana.