

Permobil

Progeo Tekna Advance

Diseñada para una vida activa



Aluminio



Plegable



Ajustable

permobil

Facilidad de uso

Tekna Advance es una silla de ruedas ligera y plegable diseñada para usuarios activos e independientes. Su chasis plegable más corto y su extremo delantero integrado aumentan la maniobrabilidad y la facilidad de propulsión. Disponible con diferentes opciones orientadas al rendimiento para respaldar las necesidades de asiento y posicionamiento. El diseño de su estructura abierta la convierte en una solución compacta para un fácil transporte. El usuario experimentará un uso centrado en el rendimiento.



Progeo Tekna Advance

Anchura del asiento	36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
Profundidad del asiento	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 - 50 cm
Altura del asiento	Delantera de 40 a 56 cm (ajustable) Trasera de 38 a 46 cm (ajustable)
Distancia del reposapiés	De 35 a 54 cm (ajustable)
Altura del respaldo	De 24,5 a 47 cm (ajustable)
Ángulo de reposapiés	90° - 100°
Longitud total	85 cm aprox.
Anchura total	Anchura del asiento + 17 cm (con ángulo de caída de 0°)
Anchura silla plegada	28 cm aprox. (con ángulo de caída de 0°)
Ángulo del respaldo	84° - 90° - 96° (ajustable)
Ángulo de caída (Camber)	0° - 2° - 4°
Peso sin ruedas traseras	Desde 7,6 kg aprox.
Peso de la silla de ruedas	Desde 10,2 kg aprox.
Carga máxima	125 kg

Permobil se reserva el derecho a modificar las especificaciones y el diseño sin previo aviso.

Personaliza tu viaje

PEARL
WHITE

OPAQUE
ORANGE

OPAQUE
BLACK

BRIGHT
SILVER

Los colores reales del producto pueden variar.