

Comodidad garantizada

Acta backs



permobil

COMFORT
CURVE

Comodidad garantizada

Acta-Back®

Acta-Back® facilita la colocación correcta de la pelvis.

Soporte moldeable

Las láminas moldeables permiten realizar ajustes fácilmente para adaptarse a diferentes curvaturas de la columna vertebral, desde la zona torácica hasta la zona lumbar inferior, y proporcionan un apoyo continuo en condiciones cambiantes.

Comodidad garantizada

Acta-Relief™

Acta-Relief® utiliza el sistema Boa® para adaptarse a las malformaciones y permitir la inmersión a través del armazón, creando una presión uniforme a lo largo de toda la espalda. Está diseñado para ajustarse sin esfuerzo y aportar comodidad y apoyo a las zonas torácicas inferior y superior.

Ajuste personalizable cómodo y seguro

Cada clic del carrete Boa® ofrece un ajuste de un milímetro de precisión. Ofrece un ajuste fluido y uniforme sin puntos de presión para una comodidad máxima.

El sistema de cierre Boa® ofrece una solución de ajuste libre de correas, ruedas dentadas y cintas. Una vez que el carrete Boa® está bloqueado en su lugar, permanece la posición.

Acta-Back y Acta-Relief se ofrecen exclusivamente en el Permobil M1.

permobil



Soporte rígido Compass® 4

El soporte rígido patentado Compass® 4 es fuerte, ligero y se puede ajustar independientemente en profundidad y ángulo de inclinación. El soporte rígido Compass® 4 es fácil de ajustar y ofrece un rango amplio de movimientos.

permobil.com

