

Permobil

F5 Corpus[®] VS



permobil

Verticalizzazione senza compromessi

La carrozzina F5 Corpus® VS offre la funzionalità di verticalizzazione elettrica Permobil su una base a trazione anteriore per una maggiore stabilità e comfort di guida.

Sicurezza in posizione verticale

La carrozzina F5 Corpus VS è dotata di sospensioni completamente indipendenti su tutte le ruote che garantiscono comfort, trazione e stabilità, particolarmente utili per la guida attiva in spazi aperti. La facilità di regolazione delle sequenze di verticalizzazione consente di ottimizzare la posizione durante la verticalizzazione da seduti, semi-sdraiati o supini.

Dalle interazioni faccia a faccia al miglioramento delle condizioni di salute, la F5 Corpus VS consente una verticalizzazione in sicurezza, mentre i nostri supporti ginocchia, leggeri e swing-away, offrono un maggior comfort e una pratica sistemazione sul sedile per una maggiore indipendenza.

Verticalizzazione fino a 80°

La F5 Corpus VS presenta un angolo di verticalizzazione fino a 80°, che consente di svolgere in modo indipendente le attività della vita quotidiana, come cucinare, fare la spesa e di igiene personale.

Progettata per l'indipendenza

Con un design leggero, i nostri supporti ginocchia swing-away possono essere spostati e gestiti in modo indipendente grazie al meccanismo di sblocco accessibile anche in presenza di una funzionalità limitata delle mani. Grazie a due misure di pad, è possibile scegliere l'opzione più adatta alle proprie esigenze e regolarne facilmente il posizionamento con la manopola BOA® integrata* per ottenere un comfort ottimale.

Programmazione semplificata

QuickConfig è una nuova applicazione innovativa progettata per tecnici dell'assistenza, medici e fornitori. Si tratta di un sistema molto semplice per configurare i parametri tramite un'interfaccia intuitiva per impostare F5 Corpus VS con le caratteristiche di guida e di seduta preferite e la sequenza di verticalizzazione.

*Il BOA® Fit System offre regolazione micrometrica di precisione grazie a una manopola facile da usare



Larghezza della base
630 mm

Lunghezza della base incl.
anti-ribaltamento 1145 mm

Specifiche di F5 Corpus® VS

Velocità massima	6, 10 e 12 km/h
Autonomia (G24: batterie 85Ah)	40 km*
Peso massimo dell'utente	136 kg
Superamento ostacoli (verso l'alto)	50 mm (75 mm)
Diametro min. di sterzata	1490 mm
Passaggio in curva	1200 mm
Sospensione	Indipendente su tutte le ruote
Angolo massimo di verticalizzazione	80°
Power Platform con elettronica R-net	120 A
Larghezza incl. sedile	650-790 mm
Altezza	1090-1170 mm
Lunghezza trasporto minima incl. anti-ribaltamento	965 mm
Altezza trasporto minima (schienale piegato)	825 mm
Peso incl. batterie 85 Ah	206 kg
Peso delle batterie 85 Ah	2x23 kg
Altezza del sedile (con sollevamento seduta elettrica)	450-800 mm
Profondità sedile	370-570 mm (ogni 25 mm)
Larghezza del sedile	420-570 mm (ogni 50 mm)
Larghezza dello schienale	360/410/460/510 mm
Altezza dello schienale	470, 545-670 mm (by 25 mm)
Altezza dei braccioli	215-330 mm
Distanza tra i braccioli	380-480/480-580 mm

*Condizioni di guida e scelta del tipo di batteria.
Le misure sono approssimative e soggette a modifiche senza preavviso.

Personalizza la tua carrozzina

SKY

VIOLET

AQUA

MIDNIGHT

SPRING

ARCTIC

CANARY

GOLD

SUNSET

BRONZE

CHILI

PLATINIUM

FLAMINGO



Reclinazione elettrica
da 85° a 180°



Sollevamento sedile
Active Height 0-350 mm



Basculamento posteriore
0-50°



Basculamento anteriore
Active Reach 5-45°

A woman with blonde hair is seated in a black wheelchair, facing right and smiling. She is wearing a grey and white patterned jacket over a black top. Her hands are on the wheelchair's controls. In the foreground, the back of another person with blonde hair, wearing a dark grey long-sleeved top, is visible. The background is a blurred indoor setting with warm lighting.

La posizione verticale
favorisce **le interazioni
faccia a faccia** e consente
di migliorare le condizioni
di salute.

Permobil

F5 Corpus[®] VS

Scoprite l'ampia gamma di benefici della carrozzina verticalizzante con F5 Corpus VS. Presenta tutte le caratteristiche della F5 Corpus abbinate a un'eccellente funzionalità della verticalizzazione elettrica. Le sospensioni *Agile* consentono di guidare in sicurezza in posizione verticale fino a 2,4 km/h.